

KIT MED

КОМПАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИТ МЕД»

Клабуков Д.В.

01.07.2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Платформа для проведения массажа и коррекции фигуры InMode Evolve, вариант исполнения
EmBody




Консоль InMode Evolve, вариант исполнения EmBody (вид спереди)



Консоль InMode Evolve, вариант исполнения EmBody (вид сбоку)




Выключатель для остановки процедуры (ручной)



Аппликатор Tite, вариант исполнения EmBodyPLUS (со всех сторон)



Аппликатор Trim, вариант исполнения EmBodyFX (со всех сторон)




Аппликатор Тоне (вид сверху)




Аппликатор Tone (вид снизу)



Пластиковый чехол для аппликаторов Trim, вариант исполнения EmBodyFX




Алюминиевый чехол для аппликаторов Tone



Алюминиевый чехол для аппликаторов Tite, вариант исполнения EmBodyPLUS



Комплект поясов, в составе: пояс малый, пояс средний, пояс большой, пластиковая застежка



I N M O D E

**Платформа для проведения массажа
и коррекции фигуры InMode Evolve
вариант исполнения EmBody**

СДЕЛАНО В ИЗРАИЛЕ

REF AG608081A

SN E81025810

Service REV: A01



(01)07290016633498
(11)200503
(21)E81025810
(91)A01

ПУ № _____ ОТ _____  **2020-05-03**



«ИнМод Лтд.» / InMode Ltd.
Tavor Building Shaar Yokneam
P.O. Box 533
Yokneam 2069206 Israel

**Уполномоченный представитель производителя
на территории РФ:** ООО «КИТ МЕД»
109544, г. Москва, б-р Энтузиастов, д.2, оф. 10-12
+7 (495) 225-99-55, pm@citmed.ru

Условия эксплуатации:

Температура	+15 – +30°C
Относительная влажность	от 30% до 80%, без конденсации
Атмосферное давление	90 - 110 кПа

Условия транспортировки и хранения:

Температура	-20 – +65°C
Относительная влажность	от 0% до 80%, без конденсации
Атмосферное давление	50 - 110 кПа

Параметры электропитания:

100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 3,8 А макс.

Общая масса изделия: 33 кг



0344

2x T4AL; 250V





Аппликатор Transform, вариант исполнения Т3 (со всех сторон)



Пластиковый чехол для аппликаторов Transform, вариант исполнения Т3



Кладуко Р.В.