

Общество с ограниченной ответственностью



Юридический адрес: 422701, РТ, Высокогорский р-он,
с. Высокая гора, ул. Полковая, д. 4.

Тел/факс: (843) 537-10-46, 537-10-56, 537-11-66

E-mail: info@medkom-npf.ru

Образцы этикеток медицинского изделия
«Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов
классов А, Б, В, Г «МедКом» по ТУ 9398-002-63102960-2012»



ООО «НПФ «МедКом»

Юридический адрес: Россия, 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Полковая, д.4

Тел/факс: (843) 537-10-46, 537-10-56, 537-11-66

Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения

медицинских отходов классов

А, Б, В, Г «МедКом»

ТУ 9398-002-63102960-2012

ПУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012

Замок-стяжка



Бирка



Класс опасности

А



Б



В



Г



Размеры пакета (мм) _____

Толщина плёнки (мкм) _____

Количество _____

Дата изготовления _____

№ партии _____

Упаковщик _____

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя





ООО «НПФ «МедКом»

Юридический адрес: Россия, 422701, Республика Татарстан, Высокогорский район, село Высокая Гора, ул. Полковая, д.4

Тел/факс: (843) 537-10-46, 537-10-56, 537-11-66

Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения

медицинских отходов классов

А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами

ТУ 9398-002-63102960-2012

ПУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012

Замок-стяжка



Бирка



Класс опасности

А



Б



В



Г



Размеры пакета (мм) _____

Толщина плёнки (мкм) _____

Количество _____

Дата изготовления _____

№ партии _____

Упаковщик _____

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия – изготовителя



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (Три) листов
Должность Директор
ООО "НПФ "МедКом"
Подпись С. С. Савельева О.М.



Фотографические изображения медицинского изделия
«Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских
отходов классов А, Б, В, Г «МедКом»
по ТУ 9398-002-63102960-2012»

1. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм, длина от 300 мм до 1500 мм.

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
КЛАСС «Г»

Изготовлено с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
РУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ: _____
Подразделение ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) непакетованные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет
стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью



ООО «НПО «МедКом»

Юридический адрес: 422701, РТ, Высокогорский р-он,
с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.4

Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хади Такташ, д.131

info@medkom-npf.ru

www.medkom-npf.ru

тел. (843)537-10-56

2.Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б,В, Г «МедКом», с замками-стяжками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



**ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ
ОТХОДЫ КЛАСС «В»**

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
РУ №ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ: _____
Подразделение ЛПУ: _____
Ответственное лицо: _____
Дата сбора: _____

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и других острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) использованные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4, герметично завязать пакеты
стяжками, резинками, лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью



ООО «НПФ «МедКом»

Юридический адрес: 422701, Удмуртская Республика,
с. Высокая Гора, ул. Попкова

Фактический адрес: 420059, г. Ижевск,
ул. Хали Гакташ, д. 131

info@medkom-npf.ru

www.medkom-npf.ru

т.п. (843) 537-10-56

3.Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б,В, Г «МедКом», с бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ТУ 9398-002-63102960-2012	
Класс опасности	_____
Код подразделения ЛПУ	_____
Название ЛПУ	_____
Дата	_____
Ответственный за сбор отходов	_____
	Производитель: Химический завод «МедКом», г.Казань Тел: (843) 537-10-46, 537-10-56 medkom-npf@mail.ru

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

КЛАСС «Г»

Изготовлено с учетом требований СанПин 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
РУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ:	_____
Подразделение ЛПУ:	_____
Ответственное лицо:	_____
Дата сбора:	_____

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыщать (перезгружать) упакованные отходы в другие пакеты.

Руками не утрамбовывать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью



ООО «НПФ «МедКом»
Юридический адрес: 422701, РТ, Высокогорский район,
с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.4.
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хадитакташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
тел. (843)537-10-56

4.Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом», с замками-стяжками и бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм , длина от 300 мм до 1500 мм.

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ ТУ 9398-002-63102960-2012	
Класс опасности	_____
Код подразделения ГБУ	_____
Название ЛПУ	_____
Дата	_____
Ответственный за сбор отходов	_____
	Примечание: Изготовлен в ГБУ «МедКом», г. Казань Тел.: (843) 537-10-56 medkom-npf@yandex.ru

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

КЛАСС «Г»

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
РУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ:	_____
Подразделение ЛПУ:	_____
Ответственное лицо:	_____
Дата сбора:	_____

Работать в средствах индивидуальной защиты.
Не превышать нагрузку 10 кг.
Не использовать для сбора острых медицинских инструментов и иных острых предметов.
Не пересыпать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты.
Руками не утрамбовывать.
После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать, завязать
стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.п.
Повторное использование пакетов не допускается.

Общество с ограниченной ответственностью



ООО «НПФ «МедКом»
Юридический адрес: 422701, РТ, Высокогорский р-он,
с. Высокая Гора, ул. Полковная, д.4
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хади Такташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
тел. (843)537-10-56

5. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм, длина от 300 мм до 1500 мм.



с. Высокая Гора, ул. Поповая, д.4
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хадн Таяташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
тел. (843)537-10-56

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

КЛАСС «Б»

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

ПУ 30 ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.

ТУ 9398-002-63102900-2012

Название ЛПУ:

Подразделение ЛПУ:

Ответственное лицо:

Дата сбора:

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острых медицинских инструментов и иных острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) неуказанные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет
стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.п.

Повторное использование пакетов не допускается.



ООО «НПФ «МедКом»
Фактический адрес:
ул. Хадн Таяташ, д.131
info@medkom-npf.ru

6. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с замками-стяжками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм, длина от 300 мм до 1500 мм.



с. Высокая Гора, ул. Полковник, д.4
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хаджи Такташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
тел. (843)537-10-56

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

КЛАСС «Б»

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2796-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

ФУ №ФСР 2012/34155 от 14.12.2012г.

ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ:

Подразделение ЛПУ:

Ответственное лицо:

Дата сбора:

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов.

Не пересыпать (перегружать) неуказанные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет
степлером, резиновой лентой, скотчем и т.д.

Повторное использование пакета не допускается.



с. Высокая Гора, ул. Полковник, д.4
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хаджи Такташ, д.131
info@medkom-npf.ru

7. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм, длина от 300 мм до 1500 мм.



с. Высокая Гора, ул. Поповая, д.4
 Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
 ул. Хадиташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
 тел. (843)537-10-56

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
 ТУ 9398-002-63102960-2012

Полное наименование:

Классификация (ОТ):

Классификация (ДТ):

Датум:

Спецификация на сбор отходов:

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

КЛАСС «Б»

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10
 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
 РУ № ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
 ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ: _____

Подразделение ЛПУ: _____

Ответственное лицо: _____

Дата сбора: _____

Работать в средствах индивидуальной защиты.

Не превышать нагрузку 10 кг.

Не использовать для сбора острые медицинские инструменты и иные острые предметы.

Не пересылать (перегружать) неупакованные отходы в другие пакеты.

Руками не утилизировать.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет
 скрепками, резиновыми лентами, скотчем и т.д.

Повторное использование пакетов не допускается.



ООО «НПФ «МедКом»
 Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
 ул. Хадиташ, д.131
info@medkom-npf.ru


8. Пакеты полиэтиленовые для сбора и хранения медицинских отходов классов А, Б, В, Г «МедКом» с фальцами, с замками-стяжками и бирками, размеры: ширина от 280 мм до 1350 мм, длина от 300 мм до 1500 мм.



с. Высокая Гора, ул. Полковая, д.4
Фактический адрес: 420059, РТ, г. Казань,
ул. Хаджи Тукташ, д.131
info@medkom-npf.ru
www.medkom-npf.ru
тел. (843)537-10-56

ПАКЕТ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ
(в соответствии с ГОСТ 19178-2001)

Адрес: _____
Класс отходов: _____
Получатель: _____
Дата: _____
Срок хранения: _____



Адрес: _____
Тел: _____
Факс: _____

ПАКЕТ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ



ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ
КЛАСС «Б»

Изготовлено с учетом требований СанПиН 2.1.7.2790-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»
РУ №ФСР 2012/14155 от 14.12.2012г.
ТУ 9398-002-63102960-2012

Название ЛПУ: _____

Подразделение ЛПУ: _____

Ответственное лицо: _____

Дата сбора: _____

Работать в средствах индивидуальной защиты.
Не превышать нагрузку 10 кг.
Не использовать для сбора острых медицинских инструментов и иных острых предметов.
Не пересыпать (перегружать) упакованные отходы и другие пакеты.
Руками не утилизировать.
После заполнения пакета не более чем на 3/4 герметизировать пакет
стяжками, резиновыми лентами, скотчем и т.д.
Повторное использование пакетов не допускается.



ОАО «НПФ» МедКом
Фактический адрес: Казань, ул. Хаджи Тукташ, д.131
info@medkom-npf.ru

В настоящем журнале прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
9 (Десятъ) листов.

Директор
ООО "НПФ "Медком"
Соловьев П.И.

