

Утверждаю
Генеральный Директор
ООО «БЕКА РУС»




Решетникова Т.Ю.
» 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


**Система для активной и пассивной реабилитации
верхних конечностей с биологической обратной связью
ArmMotus M2 Pro в составе**

2024




1. Стол тренировочный с электромеханической регулировкой высоты

2. Панель управления тренировочной платформы в составе:



2.1 Панель управления типа ALL-IN-ONE PC с предустановленным ПО




2.2 Кронштейн (adapter)




2.3 Клавиатура беспроводная с Bluetooth стиком




2.4 Интернет кабель, тип 1




2.5 Интернет кабель, тип 2



2.6 Блок питания ALL-IN-ONE PC



3. Кабель электропитания, тип 1



4. Кабель электропитания, тип 2



5. Перчатка для кисти с ремнем, левая

Примечание: Данные перчатки для кисти с ремнем, левая и правая могут поставляться в двух цветовых решениях. Внешний вид и типоразмер идентичен, различаются только цветом. Цветовое решение не влияет на функциональность и безопасность медицинского изделия.



6. Перчатка для кисти с ремнем, правая

Примечание: Данные перчатки для кисти с ремнем, левая и правая могут поставляться в двух цветовых решениях. Внешний вид и типоразмер идентичен, различаются только цветом. Цветовое решение не влияет на функциональность и безопасность медицинского изделия



7. Ремень для предплечья

Примечание: Данный ремень для предплечья может поставляться в двух цветовых решениях. Внешний вид и типоразмер идентичен, различаются только цветом. Цветовое решение не влияет на функциональность и безопасность медицинского изделия.




8. Ремень для корпуса

Примечание: Данный ремень для корпуса может поставляться в двух цветовых решениях. Внешний вид и типоразмер идентичен, различаются только цветом. Цветовое решение не влияет на функциональность и безопасность медицинского изделия.

Принадлежности:


1. Набор инструментов, в составе:




1.1 Кабель-канал




1.2 Зажим для кабель-канала




1.3 Крепление кабель-канала



1.4 Шестигранники: 2,5; 3; 4; 5




1.5 Хомуты 3*200 мм



1.6 Гаечные ключи: 12-14; 14-17



1.7 Отвертка крестовая



1.8 Болты М4х14



2. Медицинский разделительный трансформатор.

Система для активной и пассивной реабилитации верхних конечностей с биологической обратной связью ArmMotus M2 Pro в составе

S/N: XXXXXXXXXXXXXXXX

Дата производства:

Срок службы: 5 лет

Вес брутто: 180 кг

Размер: 1125 мм*985 мм* 985 мм

Условия транспортировки: от - 40°C ~ + 55°C, влажность: ≤ 93%, 860 гПа ~ 1060 гПа

Условия хранения: от - 40°C ~ + 55°C, влажность: ≤ 93%, 860 гПа ~ 1060 гПа

Производитель: Changsha Fourier Medical Technology Co., Ltd.

Адрес: №2, Room 204, 2nd Floor, Building 10, № 579, Zhenhua Road, Yuhua District, 410000 Changsha, Hunan, China, Китай

Уполномоченный представитель: ООО «БЕКА РУС»

124489, Россия, город Москва, город Зеленоград, Сосновая аллея, дом 6а, строение 1

РУ № XXXXX/XXXX от

XX.XX.XXXX

Макет дополнительной маркировки медицинского изделия на русском языке после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия

Система для активной и пассивной реабилитации верхних конечностей с биологической обратной связью ArmMotus M2 PRO в составе

РУ № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

Напряжение: 32.0В постоянный ток Мощность: 310ВА

Сила тока: 9.68А Масса: 110 кг

Рабочий цикл подъемной колонны: не более 10%, макс. 2 мин. вкл./18 мин. выкл



«Чанша Фурье Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»

№2, офис 204, 2 этаж, стр. 10,

№579, Чжэньхуа Роуд, округ Юйхуа, 410000, Чанша, Хунань, Китай



Уполномоченный представитель:

ООО «БЕКА РУС» 124489, Россия,

город Москва, город Зеленоград,

Сосновая аллея, дом 6а, строение 1

Макет дополнительной маркировки медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия (на русском языке)

Система для активной и пассивной реабилитации верхних конечностей с биологической обратной связью ArmMotus M2 PRO в составе

РУ № xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx



«Чанша Фурье Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.»
№2, офис 204, 2 этаж, стр. 10,
№579, Чжэньхуа Роуд, округ Юйхуа, 410000, Чанша, Хунань,
Китай



Уполномоченный представитель:
ООО «БЕКА РУС» 124489, Россия,
город Москва, город Зеленоград,
Сосновая аллея, дом 6а, строение 1

Здесь будет
указано
наименование
комплектующей
части МИ

Макет маркировки комплектующих медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия (на русском языке)

