



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Макеты маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)»

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020 для обращения на территории Российской Федерации



04U3020



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)»

4 картриджа по 261 тесту, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 26,0 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1

Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030 для обращения на территории Российской Федерации



04U3030



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)»

4 картриджа по 780 тестов, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 68,0 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.


Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1
Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020

AlbBCG2
Albumin BCG2
Abbott



INFORMATION FOR USA ONLY

The Albumin BCG2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **Active ingredient:** bromocresol green 0.326 g/L.
- **Inactive ingredients:** Sodium hydroxide/succinic acid buffer (pH 4.2) and detergents/surfactants (1.6%). Preservative: ProClin 300.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

AlbBCG2

REF 04U3020  **4 x 261**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.


LOT

Версия

Двумерный штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

G93 165R03



R1 **4 x 26.0 mL**



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD
CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030

AlbBCG2
Albumin BCG2




INFORMATION FOR USA ONLY

The Albumin BCG2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **RE1** Active ingredient: bromocresol green 0.320 g/L.

Inactive ingredients: Sodium hydroxide/succinic acid buffer (pH 4.2) and detergents/surfactants (1.6%). Preservative: ProClin 300.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

AlbBCG2

REF 04U3030  **4 x 780**

 www.corelaboratory.abbott.ru/FU


 exp.  **LOT**

Версия

Двумерный штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

G93 164R03



R1 **4 x 68.0 mL**

!

Alinity c

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



IVD

CE



0123

PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030



Всего прошито, пронумерован
и скреплено печатью

листов

Подпись _____





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или
плазме крови человека колориметрическим методом с использованием
бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах Alinity с «Альбумин
BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)»**

производства

**«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics
Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)


Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020




Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030



Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020




Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030



Фотографическое изображение картриджей,
входящими в состав МИ (вид спереди)
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity c (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020




Фотографическое изображение картриджей,
входящими в состав МИ (вид сбоку)
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3020



**Фотографическое изображение картриджей,
входящими в состав МИ (вид спереди)
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030**



Фотографическое изображение картриджей,
входящими в состав МИ (вид сбоку)
«Альбумин BCG2 Реагенты для Alinity с (Albumin BCG2)», кат. № 04U3030



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 _____ ЛИСТОВ
Подпись _____
