



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме
крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого
на биохимических анализаторах ARCHITECT**

«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)»

производства

**«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия**

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3420 для обращения на территории Российской Федерации



04T3420



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах ARCHITECT «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)»

4 картриджа по 261 тесту, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 25,5 мл;
- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от __.__.____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3430 для обращения на территории Российской Федерации



04T3430



Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого на биохимических анализаторах ARCHITECT «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)»

4 картриджа по 1000 тестов, в составе:

- Реагент 1 (R1) – 4 x 86,0 мл;

- Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Ирландия / РУ № ____/____ от ____г. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott / IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр.1

Тел.: +7 (495) 258-42-80; Факс: +7 (495) 258-42-81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3420

AlbBCG2

Albumin BCG2

**FOR USE WITH
ARCHITECT**

INFORMATION FOR USA ONLY
Rx ONLY
 The Albumin BCG2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.
 • **RS** Active ingredient: bromocresol green 0.320 g/L.
 Inactive ingredients: Sodium hydroxide/succinic acid buffer (pH 4.2) and detergents/surfactants (1.6%).
 Preservative: ProClin 300.
 Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

R1 4 x 25.5 mL

REF 04T3420

4 x 261

IVD
CE
 0123

www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия

Exp.

Двумерный
штрихкод

LOT

Уникальный идентификатор изделия (код)

PRODUCT OF IRELAND

G93158R04

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3430

AlbBCG2

Albumin BCG2

**FOR USE WITH
ARCHITECT**

INFORMATION FOR USA ONLY
Rx ONLY

The Albumin BCG2 assay is used for the quantitation of albumin in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

- **[Rx]** Active ingredient: bromocresol green 0.320 g/L.
- Inactive ingredients: Sodium hydroxide/succinic acid buffer (pH 4.2) and detergents/surfactants (1.6%).
- Preservative: ProClin 300.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

R1

4 x 86.0 mL

REF 04T3430

www.corelaboratory.abbott/IFU

Exp.

LOT

4 x 1000

Версия

Двумерный штрихкод

0123

CE


Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND


G93157 R04

Уникальный идентификатор изделия (код)

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3420



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия «Альбумин BCG2
Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3430



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт
Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ
"Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме
крови человека колориметрическим методом с использованием бромкрезолового зеленого
на биохимических анализаторах ARCHITECT «Альбумин BCG2 Реагенты для
ARCHITECT (Albumin BCG2)»**

производства

«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)




Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3430



Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04Т3420




Фотографическое изображение общего вида МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04T3430



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04Т3420



Фотографическое изображение картриджей с реагентами, входящими в состав МИ
«Альбумин BCG2 Реагенты для ARCHITECT (Albumin BCG2)», кат. № 04Т3430



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

