

УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «СИНТЭКО-ГРУПП»

Старовойтов А.М.

«23» июля 2024 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализатор видеоцифровой диагностический серии «DiaBox»
по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021

Производитель: ООО «СИНТЭКО-ГРУПП»,
Россия, 129626, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный
округ Алексеевский, пр-кт Мира д. 106, эт.4, ком. 412

(Редакция 4)

Анализатор видеоцифровой
диагностический

DiaBox Basic

SYNTECO

ТУ 26.60.12-001-27363201-2021

$U(\text{вх}) - 5\text{В} \pm 0,25\text{В}$; $A(\text{вх}) - 1\text{А}$; $P(\text{max}) - 5\text{Вт}$



Производитель ООО СИНТЭКО-ГРУПП

129626, г. Москва, проспект Мира,
д.106, этаж 4, комната №412

Место
производства ООО СИНТЭКО-КОМПЛЕКС

142530, Московская область,
г.о. Павлово-Посадский,
г. Электрогорск, ул. Свердлова, д.11

Маркировка на корпусе блока анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический
«DiaBox Basic»

Анализатор видеоцифровой
диагностический

DiaBox Maxi

SYNTECO

ТУ 26.60.12-001-27363201-2021

$U(\text{вх}) - 5\text{В} \pm 0,25\text{В}$; $A(\text{вх}) - 1\text{А}$; $P(\text{max}) - 5\text{Вт}$



Производитель ООО СИНТЭКО-ГРУПП

129626, г. Москва, проспект Мира,
д. 106, этаж 4, комната № 412


Место производства ООО СИНТЭКО-КОМПЛЕКС

142530, Московская область,
г.о. Павлово-Посадский,
г. Электрогорск, ул. Свердлова, д. 11

Маркировка на корпусе блока анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический
«DiaBox Maxi»



Маркировка изделия «Верификационная карта»



Общий вид маркировки потребительской упаковки изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic» по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021



Текст маркировки потребительской упаковки варианта исполнения изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»

**Приложение
(справочное)**

Варианты исполнения медицинского изделия

Анализатор видеоцифровой диагностический серии «DiaBox» по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021. Варианты исполнения:

I. Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic», в составе:

1. Блок анализатора – 1 шт.
2. Позиционер для верификационной карты TVB1000001 – 1 шт.
3. Позиционер для тест-объектов Basic – от 1 до 15 шт.
4. Верификационная карта – 1 шт.
5. Соединительный USB кабель – 1 шт.
6. Эксплуатационная документация «DiaBox Basic», в составе:
 - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - Паспорт – 1 шт.
 - Сертификат о настройке и адаптации – 1 шт.

II. Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi», в составе:

1. Блок анализатора – 1 шт.
2. Позиционер для верификационной карты TVB2000001 – 1 шт.
3. Позиционер для тест-объектов Maxi – от 1 до 15 шт.
4. Верификационная карта – 1 шт.
5. Соединительный USB кабель – 1 шт.
6. Эксплуатационная документация «DiaBox Maxi», в составе:
 - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - Паспорт – 1 шт.
 - Сертификат о настройке и адаптации – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись [подпись]

« 23 » июня 20 20



УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СИНТЭКО-ГРУПП»

Старовойтов А.М.

«01» августа 2021г.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Анализатор видеодигитальной диагностической серии «DiaBox»
по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021**

**Производитель: ООО «СИНТЭКО-ГРУПП»,
Россия, 129626, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный
округ Алексеевский, пр-кт Мира д. 106, эт.4, ком. 412**


(Редакция 4)




Общий вид медицинского изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический серии «DiaBox» по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021» (с обратной стороны): 1.Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic» (слева). 2.Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi» (справа)




Общий вид медицинского изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический серии «DiaBox» по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021» (с обратной стороны): 1.Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic» (слева)
2.Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi» (справа)




Общий вид прибора спереди «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»



Общий вид маркировки. Блок анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»



Вид спереди




Вид с обратной стороны

Позиционер для тест-объектов Basic



Вид спереди



Вид с обратной стороны

Общий вид изделия «Позиционер для верификационной карты TVB1000001»



Общий вид изделия «Верификационная карта»




Позиционер для верификационной карты TVB1000001 с верификационной картой внутри




Общий вид изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic», в составе:


1. Блок анализатора (слева)
2. Позиционер для верификационной карты TVB1000001 (первая позиция от блока анализатора)
3. Позиционер для тест-объектов Basic (вторая позиция от блока анализатора)



Общий вид изделия. Блок анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic» с позиционером внутри



Общий вид индивидуальной упаковки изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»




Общий вид индивидуальной упаковки изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»



Маркировка индивидуальной упаковки изделия «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic»




Общий вид прибора спереди «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi»



Общий вид маркировки. Блок анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi»



Вид спереди




Вид с обратной стороны


Общий вид изделия «Позиционер для верификационной карты TVB2000001»




Общий вид изделия «Верификационная карта»



Позиционер для верификационной карты TVB2000001 с верификационной картой внутри




Вид спереди




Вид с обратной стороны

Позиционер для тест-объектов Maxi




Общий вид изделия. Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi», в составе:


1. Блок анализатора (по центру)
2. Позиционер для верификационной карты TVB2000001 (слева)
3. Позиционер для тест-объектов Maxi (справа)



Общий вид изделия. Блок анализатора «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi» с позиционером внутри




Общий вид индивидуальной упаковки и маркировки на примере «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi»



Общий вид индивидуальной упаковки и маркировки на примере «Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi»



Порядок расположения изделий внутри упаковки



Соединительный USB кабель

**Приложение
(справочное)**

Варианты исполнения медицинского изделия

Анализатор видеоцифровой диагностический серии «DiaBox» по ТУ 26.60.12-001-27363201-2021. Варианты исполнения:

I. Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Basic», в составе:

1. Блок анализатора – 1 шт.
2. Позиционер для верификационной карты TVB1000001 – 1 шт.
3. Позиционер для тест-объектов Basic – от 1 до 15 шт.
4. Верификационная карта – 1 шт.
5. Соединительный USB кабель – 1 шт.
6. Эксплуатационная документация «DiaBox Basic», в составе:
 - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - Паспорт – 1 шт.
 - Сертификат о настройке и адаптации – 1 шт.

II. Анализатор видеоцифровой диагностический «DiaBox Maxi», в составе:

1. Блок анализатора – 1 шт.
2. Позиционер для верификационной карты TVB2000001 – 1 шт.
3. Позиционер для тест-объектов Maxi – от 1 до 15 шт.
4. Верификационная карта – 1 шт.
5. Соединительный USB кабель – 1 шт.
6. Эксплуатационная документация «DiaBox Maxi», в составе:
 - Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - Паспорт – 1 шт.
 - Сертификат о настройке и адаптации – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

25 (двадцать пять) ЛИСТОВ
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись [подпись]

« 01 » августа 2019

