



Общество с ограниченной ответственностью «РЕАН»
тел./факс (495) 374-77-56
www.reanmed.ru info@reanmed.ru

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «РЕАН»



Чернышев В.Ю.



«21» августа 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Воздуховод надгортанный GMA одноразовый стерильный» в вариантах исполнения

Воздуховод надгортанный GMA двухпросветный, одноразовый стерильный, размеры: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

На примере варианта исполнения «Воздуховод надгортанный GMA двухпросветный, одноразовый стерильный, размер 4 (4-16040)»





GMA 一次性使用喉罩

⚠ 注意：本品经环氧乙烷灭菌，有效期见产品标签
 一次性使用，用后销毁，包装破损禁用
 体重范围仅供参考
 其他内容详见说明书

灭菌标示卡

产品注册证编号：津械注准20222080101
 生产许可证编号：津药监械生产许20170486号

天津麦迪安医疗器械有限公司


地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园
 京福公路东侧优谷新科技园35-1号楼、111号楼

Glottis Mask Airway for single use

CAUTION

Sterilized by EO
 For single use, discard after use
 Do not use if the package is damaged or open

STERILE EO



Tianjin Medan Medical Corp.

Building 35-1, Building 111 U-Valley Sinke
 Garden, Beichen District Tianjin, China

Size 4 Type: Without side opening
 Model: 4-16040
 Patient Weight: 50-85 kg
 BATCH NO.: 230525
 MFG. DATE: 230601
 EXP. DATE: 260531





Tel: +86 4001-1212-10
 E-mail: medan@tjmedan.com
 Web: www.tianjinmedan.com



Воздуховод надгортанный GMA двухпросветный с боковым открытием, одноразовый стерильный, размеры: 2, 2.5, 3, 4, 5.


На примере варианта исполнения «Воздуховод надгортанный GMA двухпросветный с боковым открытием, одноразовый стерильный, размер 3 (3-16030-I)»





Воздуховод надгортанный GMA однопросветный, одноразовый стерильный, размеры: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

На примере варианта исполнения «Воздуховод надгортанный GMA однопросветный, одноразовый стерильный, размер 1 (1-19010-S)»







GMA

一次性使用喉罩

Glottis Mask Airway for single use

⚠ 注意：本品经环氧乙烷灭菌，有效期见产品标签
一次性使用，用后销毁，包装破损禁用
体重范围仅供参考
其他内容详见说明书

CAUTION

Sterilized by EO
For single use, discard after use
Do not use if the package is damaged or open

Size 1

Type: Single human register

Model: 1-19010-5

Patient Weight: <5 kg

BATCH NO.: 230525

MFG. DATE: 230601

EXP. DATE: 260531



灭菌标示卡

STERILE EO



产品注册证编号：津械注准20222080101
生产许可证编号：津药监械生产许20170486号

天津麦迪安医疗器械有限公司

地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园
京福公路东侧优谷新科技园35-1号楼、111号楼

Tianjin Medan Medical Corp.

Building 35-1, Building 111 U-Valley Sinke
Garden, Beichen District Tianjin, China

Tel: +86 4001-1212-10


Email: medan@tjmedan.com

Web: www.tianjinmedan.com



Воздуховод надгортанный GMA однопросветный армированный, одноразовый стерильный, размеры: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5.

На примере варианта исполнения «Воздуховод надгортанный GMA однопросветный армированный, одноразовый стерильный, размер 1.5 (1.5-18015-SR)»





open

GMA

一次性使用喉罩

Glottis Mask Airway for single use

△ 注意: 本品经环氧乙烷灭菌, 有效期见产品标签
一次性使用, 用后销毁, 包装破损禁用
体重范围仅供参考
其他内容详见说明书

CAUTION
Sterilized by EO
For single use, discard after use
Do not use if the package is damaged or open

Size 1.5

Type: Single lumen reinforced
Model: 1.5-16015-SR
Patient Weight: 8-15 kg
BATCH NO.: 230925
MFG. DATE: 230601
EXP. DATE: 260531



(01) 0 0971316 17274 0 (11) 230601 (17) 260531 (10) 230925

灭菌标示卡

STERILE EO



产品注册证编号: 津械注准20222080101
生产许可证编号: 津药监械生产许20170486号

天津麦迪安医疗器械有限公司

地址: 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园
京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼

Tianjin Medan Medical Corp.

Building 35-1, Building 111 U-Valley Sink
Garden, Beichen District Tianjin, China

Tel: +86 4001-1212-10

Email: medan@tjmedan.com

Web: www.tianjinmedan.com

open

ГРУППОВАЯ УПАКОВКА



МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Воздуховод надгортанный GMA одноразовый стерильный» в вариантах
исполнения

РУ № от XX.XX.XXXX

<Вариант исполнения>

Вес пациента: < > кг

Не используйте медицинское изделие, если упаковка вскрыта или повреждена.

Стерильно, нетоксично.

LOT



Использовать до (истечение срока годности см. на маркировке производителя)



Tianjin Medan Medical Corp.
(Тяньцзинь Медан Медикал Корп.)
Building 35-1 and Building 111 U-Valley Sinke Garden,
Beichen District, 300401 Tianjin, P.R.China / KHP

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАН» (ООО «РЕАН»)

142784, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский) домовладение 4,

стр. 2, этаж 7, блок "Г"

Телефон: +7 495-374-77-56

E-mail: info@reanmed.ru

Сделано в Китае

«Воздуховод надгортанный GMA одноразовый стерильный» в вариантах
исполнения

РУ № от XX.XX.XXXX

<Вариант исполнения>

Количество: < > шт

LOT



Использовать до (истечение срока годности см. на маркировке производителя)



Tianjin Medan Medical Corp.
(Тяньцзинь Медан Медикал Корп.)
Building 35-1 and Building 111 U-Valley Sinke Garden,
Beichen District, 300401 Tianjin, P.R.China / KHP

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАН» (ООО «РЕАН»)

142784, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский) домовладение 4,

стр. 2, этаж 7, блок "Г"

Телефон: +7 495-374-77-56

E-mail: info@reanmed.ru

Сделано в Китае

Русскоязычная маркировка первичной упаковки медицинского изделия

Русскоязычная маркировка групповой упаковки медицинского изделия

«Воздуховод надгортанный GMA одноразовый стерильный» в вариантах исполнения

РУ № от XX.XX.XXXX

<Вариант исполнения>

Количество: < > шт

LOT



Использовать до (истечение срока годности см. на маркировке производителя)



Tianjin Medan Medical Corp.
(Тяньцзинь Медан Медикал Корп.)
Building 35-1 and Building 111 U-Valley Sinke Garden,
Beichen District, 300401 Tianjin, P.R.China / KHP



Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕАН» (ООО «РЕАН»)
142784, г. Москва, Километр Киевское шоссе 22-й (п. Московский) домовладение 4, стр. 2,
этаж 7, блок "Г"

Телефон: +7 495-374-77-56

E-mail: info@reanmed.ru

Сделано в Китае

Русскоязычная маркировка транспортной упаковки медицинского изделия



Прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью



) листов

