

Фотографические изображения
Анализатора автоматического иммуноферментного Alegria (Alegria)

alegric



DATE OF MANUFACTURE: 06.12.2019

Alegria

 ORGENTEC Diagnostika GmbH
Carl-Zeiss Straße 49-51
55129 Mainz
Germany

Made in Germany

REF ORG 300-00

SN 492007



T4 A L250V
T4 A L250V

100-240V~
50-60Hz
200 VA



ВКЛ/ВЫКЛ

DATE OF MANUFACTURE: 06.12.2019

Alegria

 ORGENTEC Diagnostika GmbH
Carl-Zeiss Straße 49-51
55129 Mainz
Germany

Made in Germany

REF ORG 300-00

SN 492008





T4 A L250V
T4 A L250V

100-240V~
50-60Hz
200 VA




ВКЛ/ВЫКЛ






Крышка контейнера для
системной жидкости с
датчиком уровня

Контейнер для
системной жидкости,
2,5 л






Крышка контейнера для
промывочного раствора с
датчиком уровня

Контейнер для
промывочного
раствора А, 1 л

Контейнер для
промывочного
раствора В, 1 л

The image shows three white plastic templates, labeled A, B, and C, arranged vertically on a brown surface. Template A is at the bottom, B in the middle, and C at the top. They are semi-circular with internal structural ribs and various holes. To the right of the templates is a roll of blue paper. Two callout boxes with arrows point to the paper and the templates. The top box points to the paper and contains the text 'Бумага для встроенного принтера'. The bottom box points to the templates and contains the text 'Набор штативов в составе: штатив А – 1 шт., штатив В – 1 шт., штатив С – 1 шт.'.

Бумага для встроенного
принтера


Набор штативов в составе:
штатив А – 1 шт.,
штатив В – 1 шт.,
штатив С – 1 шт.




Внешний сканер штрих-кодов



Руководство пользователя на CD-диске



Краткое руководство по установке и транспортировке



Сетевой кабель, 220 В

Всего прошито

и пронумеровано

11 листов

Генеральный Директор

ЗАО "БиоХимМак"

Тамм Н.Е.

