

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

«Емкости-контейнеры одноразовые стерильные и нестерильные
для сбора, транспортировки и лабораторных исследований
биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011
следующих типоразмеров: 60мл; 60мл с ложкой-шпателем; 125мл»


ООО «КЭРРОТ», Россия




«Емкости-контейнеры одноразовые стерильные и нестерильные для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011» следующих типов: 60мл с ложкой-шпателем; 125мл; 60мл




«Емкости-контейнеры одноразовые стерильные и нестерильные для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011» следующих типоразмеров: 60мл; 60мл с ложкой-шпателем; 125мл.



Шероховатая площадка на внешней боковой поверхности для нанесения необходимой информации при применении на МИ «Емкости-контейнеры одноразовые стерильные и нестерильные для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011 следующих типоразмеров: 60мл; 60мл с ложкой-шпателем; 125мл



«Емкости-контейнеры одноразовые нестерильные для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011 следующих типоразмеров: 60мл, 60мл с ложкой-шпателем; 125мл» - в индивидуальной упаковке.



«Емкости-контейнеры одноразовые стерильные для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011 следующих типоразмеров: 60мл, 60мл с ложкой-шпателем; 125мл» - в индивидуальной упаковке.

Генеральный директор
ООО «КЭРРОТ»

А.А. Пантелеев



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

листов

МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки
медицинского изделия

«Емкости-контейнеры одноразовые стерильные и нестерильные
для сбора, транспортировки и лабораторных исследований
биоматериалов по ТУ 9398-001-69004520-2011
следующих типоразмеров: 60мл; 60мл с ложкой-шпателем; 125мл»

ООО «КЭРРОТ», Россия

МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки

«Ёмкости-контейнера одноразовой нестерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 60 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011»

**Ёмкость-контейнер одноразовая нестерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов
60 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011**

Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.4А, комн.15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: oookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40)°C

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на $\frac{3}{4}$ ёмкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от - 50 до + 40) °C

Перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав. ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенная с шероховатой площадкой для надписи, материал: полипропилен. Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПГ»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 60-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки

«Ёмкости-контейнера одноразовой нестерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 60 мл с ложкой шпателем по ТУ 9398-001-69004520-2011»

**Ёмкость-контейнер одноразовая нестерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов
60 мл с ложкой-шпателем по ТУ 9398-001-69004520-2011**

Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16, стр. 4А, комн. 15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: oookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40)°С

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на ¾ ёмкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от – 50 до + 40) °С

Перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав: ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенная с шероховатой площадкой для надписи, ложка-шпатель белая: материал-полипропилен. Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПП»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором.

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 60л-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки «Емкости-контейнера
одноразовой нестерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований
биоматериалов 125 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011»

**Ёмкость-контейнер одноразовая нестерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов 125 мл
по ТУ 9398-001-69004520-2011**

Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16, стр. 4А, комн. 15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: oookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40)°C

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на $\frac{3}{4}$ емкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от - 50 до + 40) °C

Перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав: ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенная с шероховатой площадкой для надписи, материал: полипропилен.

Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПП»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором.

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 125-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки

«Ёмкости-контейнера одноразовой стерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 60 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011»

Ёмкость-контейнер одноразовая стерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов
60 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011



Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д. 16, стр. 4А, комн. 15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: ookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40) °C

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на ¾ ёмкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от - 50 до + 40) °C

Перед использованием выдерживать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав: ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенная с шероховатой площадкой для надписи, материал: полипропилен.

Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПН»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором.

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 60л/с-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки

«Емкости-контейнера одноразовой стерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 60 мл с ложкой шпателем по ТУ 9398-001-69004520-2011»

Ёмкость-контейнер одноразовая стерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов
60 мл с ложкой-шпателем по ТУ 9398-001-69004520-2011

стерильно	R
-----------	---

Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.4А, комн.15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: oookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40)°C

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на ¾ емкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от – 50 до + 40) °C

Перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав: ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенный с шероховатой площадкой для надписи, ложка-шпатель белая: материал-полипропилен. Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПП»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором.

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 60л/с-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



МАКЕТ
маркировки индивидуальной упаковки

«Ёмкости-контейнера одноразовой стерильной для сбора, транспортировки и лабораторных исследований биоматериалов, 125 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011»

**Ёмкость-контейнер одноразовая стерильная для сбора, транспортировки
и лабораторных исследований биоматериалов
125 мл по ТУ 9398-001-69004520-2011**

стерильно	R
-----------	---

Изготовитель: ООО «КЭРРОТ»

Россия, 121170, г. Москва, Кутузовский проезд, д.16, стр.4А, комн.15

Тел. +7 985 970 01 40, e-mail: ookerrot@mail.ru

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2011/12176 от 05.02.2015 г.

Назначение: предназначены для сбора биоматериалов (урины, кала и др.) и исследования в лабораторных отделениях лечебных учреждений.

Показания: медицинских показаний к применению нет.

Противопоказания: Ёмкость-контейнер не имеет медицинских противопоказаний к применению.

Не использовать не по назначению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: повторное применение и использование поврежденной ёмкости-контейнера.

Побочные действия: при правильном использовании побочные действия отсутствуют.

Применение: использовать при температуре (от +5 до +40)°C

Вскрыть индивидуальную упаковку, открыть ёмкость-контейнер и наполнить ее биоматериалом (моча, кал и др.) не более чем на ¾ ёмкости, затем герметично закрыть и доставить к месту лабораторного исследования.

При обращении с медицинскими отходами следовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10

Хранить в сухом помещении при температуре (от - 50 до + 40) °C

Перед использованием выдержать при комнатной температуре не менее 1 часа.

Не допускается повреждение индивидуальной упаковки.

Состав: ёмкость-контейнер с градуировкой неокрашенная с шероховатой площадкой для надписи, материал-полипропилен.

Крышка красная: полиэтилен.

Упаковка: полипропиленовая пленка типа «БОПН»

После применения утилизировать как отходы класса Б согласно СанПиН 2.1.7.2790-10.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

При нарушении целостности корпуса или окончании срока хранения утилизировать с бытовым мусором.

Дата изготовления: Февраль 2018 г. Годен до: Март 2023 г. Партия 60л/с-1365/1561

Полную инструкцию по применению смотри на сайте: www.polimer-plastic.ru



Генеральный директор
ООО «КЭРРОТ»

А.А. Пантелеев



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

7 (суб) ЛИСТОВ