



17, Krylatskaya str., bld. 2
Krylatskoe municipal district, Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Тел: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации
ООО «ЛайфСкан Раша»



Нэйман М.В.


2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект
Плюс Флекс» (“OneTouch Select Plus Flex®”)

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс» (“OneTouch Select Plus Flex®”):

Глюкометр OneTouch Select Plus Flex®: вид спереди





Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс
(OneTouch® Delica® Plus)



ONETOUCH® Delica™ Plus

وان تاتش ديلিকা بلس

LANCETS • LANCETTES • إبر الشك

10 Sterile Lancets/10 lancettes stériles/إبر شك معقمة 10

For use with OneTouch® Delica™ Plus and OneTouch® Delica™
Lancing Device/À utiliser avec les stylos autopiqueurs

OneTouch® Delica™ Plus et OneTouch® Delica™/

للاستخدام مع أداة الشك OneTouch® Delica™ و OneTouch® Delica™ Plus

Do Not use if bag is open or a protective disk has been damaged or removed.
For single use only./Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou si l'un des
disques protecteurs est endommagé ou manquant. À usage unique./

ممنوع الاستخدام إذا كانت العبوة مفتوحة أو كان القرص الواقي تالفًا أو
مُزالًا. معدة للاستعمال مرة واحدة فقط.

Contact LifeScan Customer Service at: service@LifeScanMEA.com.

Contactez le service clients LifeScan à l'adresse :
service@LifeScanMEA.com.

اتصل بخدمة عملاء LifeScan على: service@LifeScanMEA.com

Lifescan

0.32 mm / مم 0.32

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch®
Delica® Plus) (10 штук в упаковке)



Футляр



Вариант поставки 1: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® -1 шт.; Тест-полоски OneTouch Select® Plus (10 штук в упаковке); Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.; Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке); Футляр-1 шт.;





Вариант поставки 2: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® - 1 шт.; Тест-полоски OneTouch Select® Plus (10 и/или 25 и/или 50 штук в упаковке); Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.; Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке); Футляр - 1 шт.



Вариант поставки 3: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® - 1 шт.; Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.; Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке); Футляра - 1 шт.





Вариант поставки 4: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® -1 шт.; Тест-полоски OneTouch Select® Plus (10 и/или 25 и/или 50 штук в упаковке); Футляр -1 шт.



Вариант поставки 5: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® -1 шт.; Тест-полоски OneTouch Select® Plus (10 штук в упаковке); Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.; Футляр -1 шт.



Вариант поставки 6: Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® -1 шт.; Футляр -1 шт.



Макет картонной упаковки «Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс» («OneTouch Select Plus Flex®»)

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ONETOUCH

Select Plus Flex®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс»

**Быстро настроить.
Легко использовать.**

Большой экран с крупными цифрами

Автоматически передает результаты измерений в мобильное приложение OneTouch Reveal®, которое их сохраняет и анализирует, выявляя тренды глюкозы

Цветовые подсказки ColourSure® помогают понять с одного взгляда, какой результат: низкий, высокий или в целевом диапазоне*

3.6 mmol/L	5.8 mmol/L	10.1 mmol/L
Низкий	В целевом диапазоне	Высокий

*Решения должны основываться на численном результате измерения уровня глюкозы и рекомендациях лечащего врача.

Точность, которой можно доверять

Использовать с тест-полосками OneTouch Select® Plus и контрольным раствором средней концентрации OneTouch Select® Plus (приобретаются отдельно) Без кодирования

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Ознакомьтесь с Руководством пользователя. Для количественного измерения уровня глюкозы в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца. Хранить при температуре от 5°C до 30°C.

Рег. уд. № РЗН 2018/6792 от 25.09.2024

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53 (звонок по России бесплатный).

ОСТОРОЖНО: Содержит литиевые батареи. Храните в недоступном для детей месте.

Узнайте больше о возможностях глюкометра на www.onetouch.ru Plus - Плюс.



ONETOUCH Select Plus Flex®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс»

ColourSure®

• Простой в использовании
• Легко понять результат

Реальный размер

См. состав на боковой стороне упаковки

Bluetooth®

Состав:

- Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® - 1 шт.;
- Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.;
- Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке);
- Футляр - 1 шт.



OneTouch®
AW 07271106A
Дата релизации изделия: 10/2024
© 2018-2024 LifeScan IP Holdings, LLC
024-194

Промеславитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Дамматрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Сделано в Китае.
Уполномоченный представитель
в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Патент: <https://www.onetouch.com/patents>

Lifescan®

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ONETOUCH

Select Plus Flex®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная «УанТач Селект Плюс Флекс»

**Быстро настроить.
Легко использовать.**

Большой экран
с крупными цифрами

Автоматически передает
результаты измерений в
мобильное приложение
OneTouch Reveal®, которое
их сохраняет и анализирует,
выявляя тренды глюкозы



Цветовые подсказки ColourSure® помогают понять с одного взгляда, какой результат: низкий, высокий или в целевом диапазоне*



Низкий



В целевом
диапазоне



Высокий

*Решения должны основываться на численном результате измерения уровня глюкозы и рекомендациях лечащего врача.

Точность, которой можно доверять



Использовать с
тест-полосками
OneTouch Select® Plus
и контрольным раствором
средней концентрации
OneTouch Select® Plus
(приобретаются отдельно)

Без кодирования

Для диагностики *in vitro*. Для
самотестирования. Ознакомьтесь
с Руководством пользователя.
Для количественного измерения
уровня глюкозы в свежих образцах
цельной капиллярной крови,
взятой из кончика пальца. Хранить
при температуре от 5°C до 30°C.

Рег. уд. № РЗН 2018/6792 от
25.09.2024

Горячая линия OneTouch®:
8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).

ОСТОРОЖНО: Содержит
литиевые батареи. Храните в
недоступном для детей месте.

Узнайте больше о возможностях
глюкометра на www.onetouch.ru
Plus - Плюс.

AW 07271106A



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ONETOUCH

Select Plus Flex®

Система контроля уровня глюкозы
в крови (глюкометр) портативная
«УанТач Селект Плюс Флекс»



Использовать с тест-полосками
OneTouch Select® Plus

ONETOUCH

Select Plus Flex®

Система контроля уровня глюкозы
в крови (глюкометр) портативная
«УанТач Селект Плюс Флекс»



Реальный размер



ColourSure®

- Простой в использовании
- Легко понять результат

Bluetooth®

Состав:

- Глюкометр OneTouch Select Plus Flex® - 1 шт.;
- Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.;
- Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке);
- Футляр - 1 шт.



OneTouch®
AW 07271106A
Дата редакции макета: 10/2024
© 2018-2024 LifeScan IP Holdings, LLC
024-194

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Zug, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Сделано в Китае.
полномоченный представитель
в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
21614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Патент <https://www.onetouch.com/patents>




7 613427 037813

Lifescan®

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка глюкометра OneTouch Select Plus Flex®



Маркировка Ланцетов одноразовых УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 штук в упаковке)

ONETOUCH® Delica® Plus

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)

10 стерильных ланцетов

Для использования с Ручкой для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) и Ручкой для прокалывания ВанТач Делика (OneTouch® Delica®)

Не использовать, если упаковка или защитная крышка отсутствует или повреждена. Только для одноразового использования. Не использовать повторно.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).

Посетите наш сайт www.onetouch.ru



Производитель:
Asahi Polyslider Co., Ltd.
Japan (Япония)

Уполномоченный
представитель в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный
округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

OneTouch®
AW 07253704A
© 2018-2024 LifeScan
IP Holdings, LLC
Дата ред.: 06/2024
013-039

SEAL

SEAL



LOT



STERILE A

0,32 MM

Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (10 штук в упаковке)

ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только в оригинальном флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

10 тест-полосок Plus - Плюс.

Дата ред. макета: 04/2020
© 2018-2020 LifeScan
IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария


Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации

AW 06917904A



0344



IVD

LOT



Диапазон контрольных значений



06917904A


Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (25 штук в упаковке)
(организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd.)



Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания




Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок Plus - Плюс.



LOT



IVD

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07273102A

Диапазон контрольных значений



07273102A

Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (50 штук в упаковке)
(организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd.)

ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок

Plus - Плюс.

CE
0344

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»

Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания



LOT



OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07273002A

Диапазон контрольных значений



07273002A


Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (25 штук в упаковке)
(организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd, упаковщик ОАО «Фармстандарт-Лексредства»)

ONETOUCH Select® Plus Тест-полоски

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018-2023 LifeScan
IP Holdings, LLC

 **Производитель:**
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания




Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок

Plus - Плюс.

CE
0344




IVD
OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07272502A

LOT



Диапазон контрольных значений



07272502A

Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (50 штук в упаковке)
(организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd, упаковщик ОАО «Фармстандарт-Лексредства»)

ONETOUCH Select® Plus Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок


Plus - Плюс.

CE
0344

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan
IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания



LOT



OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07272402A

Диапазон контрольных значений



07272402A

Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (25 штук в упаковке)
(организация-изготовитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»)

ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок

Plus - Плюс.

CE
0344

Дата ред. макета: 10/2023

© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»

Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18



LOT



IVD

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07056307A

Диапазон контрольных значений



07056307A

Макет маркировки флакона с Тест-полосками OneTouch Select® Plus (50 штук в упаковке)
(организация-изготовитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»)

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок

Plus - Плюс.

CE
0344

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария



LOT



OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07058307A

Организация-изготовитель:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Диапазон контрольных значений



07058307A

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
23 (двадцать три) ЛИСТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

ООО «ЛайфСкан Раша»
Ген. Дир. И. В. Найман

