

17, Krylatskaya str., bld. 4, floor 2, premises I,
room 2 Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 4,
эт. 2 пом. I ком 2
Tel.: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации
ООО «ЛайфСкан Раша»



М.В. Нэйман

2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®) - 50 штук в упаковке



Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®) - 100 штук в упаковке

ONETOUCH Verio®

Тест-полоски УанТач
Верлио (OneTouch Verio®)

Использовать только с глюкометрами
серии OneTouch Verio®



Точность, которой
можно доверять

2 x 50
тест-полосок

Σ
2 x 50



ONETOUCH
Verio®

Тест-полоски

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови (глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца, и венозной крови. Для диагностики in vitro. Для самотестирования. Хранить тест-полоски во флаконе. Немедленно закрывать крышку. Не использовать повторно. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. НЕ хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

50 тест-полосок

CE
0344



После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке)

дата утилизации:



IVD

LOT



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт, IV2 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания

Дата ред.: 04/2023

© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC

PF 050572 Rev 01





ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

НЕ использовать при отсутствии или нарушении целостности пленки.



LOT

ONETOUCH Verio®

Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови (глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца, и венозной крови.

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт, IV2 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания
LifeScan Scotland Ltd.
Beechwood Park North
IV2 3ED Inverness
Scotland, United Kingdom

Благодарим за выбор OneTouch®.
Посетите наш сайт
www.onetouch.ru
Упаковано: ОАО
«Фармстандарт-Лексредства»
г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18
Уполномоченный представитель и
Официальный импортер в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 121614
г. Москва, ул. Крылатская, д. 17
корп. 4, эт. 2, пом. 1, ком. 2

Lifescan


ONETOUCH Verio®

Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Прочитайте инструкцию по применению перед использованием этой продукции. Хранить только во флаконе. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. НЕ хранить в холодильнике. Немедленно закрывать крышку. Не использовать повторно.

Каждая тест-полоска содержит: флавинадениндинуклеотид-зависимую глюкозодегидрогеназу (FAD-GDH) (из *Aspergillus sp.*) 2 ед.; феррицианид калия 41 мкг; другие компоненты (буферный раствор и т. д.). Флакон содержит поглотитель влаги.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53 (звонок по России бесплатный).
www.onetouch.ru



ONETOUCH Verio®

Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

Использовать только с глюкометрами серии OneTouch Verio®



Точность, которой можно доверять

50
Тест-полосок



ONETOUCH Verio®

Тест-полоски УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

⚠ Не использовать по истечении срока годности. Написать дату утилизации на флаконе. После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке). Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

Per. уд. № РЗН 2021/14393

1 флакон содержит 50 тест-полосок

Защищено патентом
© 2018-2023 LifeScan
IP Holdings, LLC
OneTouch®
Дата ред. 04/2023
PF 050571 Rev 01
023-572



Посетите наш сайт www.onetouch.ru

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Дамштрассе 19
6300 Луи, Швейцария
Lifescan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Уполномоченный представитель в России и
ОАО «ЛайфСкан Раша», Российская
Федерация, 121614
г. Москва, ул. Кулатская, д. 17
корп. 4, эт. 2, пом. 1, ком. 2

«ФармСтандарт-Лексредства»
Россия, 305023
г. Курск, ул. 2-я Артемовская, д. 1а/18

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд»
Бишвуд Парк Норф, IV2 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания
Lifescan Scotland Ltd
Bechtwood Park North, IV2 3ED Inverness, Scotland, United Kingdom

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови
(глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения
уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови,
взятой из кончика пальца, и венозной крови.

Тест-полоски УанТач
Верлио (OneTouch Verio®)

ONETOUCH[®] Verio[®]

⚠ Не использовать после даты окончания срока
годности. После вскрытия флакона срок хранения
тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее
окончания срока годности, указанного на упаковке).
Запишите дату утилизации на флаконе. Правильно
утилизируйте использованные тест-полоски.

ONETOUCH Verio[®]

Тест-полоски УанТач
Верлио (OneTouch Verio®)

Хранить только во флаконе.
Немедленно закрывать крышку.
Не хранить в холодильнике.

Состав реактивов
Каждая тест-полоска содержит:
флавинадениндинуклеотид-
зависимую глюкозодегидрогеназу
(FAD-GDH) (из Aspergillus sp.)
2 ед.; феррицианид калия
41 мкг; другие компоненты
(буферный раствор и т. д.). Флакон
содержит поглотитель влаги.

Рег. уд. № РЗН 2021/14393



ONETOUCH Verio[®]

Тест-полоски УанТач
Верлио (OneTouch Verio®)

Использовать только с глюкометрами
серии OneTouch Verio®



Точность, которой
можно доверять

2 x 50
тест-полосок

2 x 50

ONETOUCH Verio[®]

Тест-полоски УанТач
Верлио (OneTouch Verio®)



Не использовать, если нарушены
защитные пломбы.
ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



Lifescan

Защищено патентом
© 2018-2023 LifeScan
IP Holdings, LLC
OneTouch®
Дата ред.: 04/2023
PF 050573 Rev 01
023-572



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
6(шесть) ЛИСТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

