


**Фотографические изображения общего вида медицинского изделия «Ангиодин-МП»
с принадлежностями**





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2

листов

Генеральный директор
АО «НПФ «БИОСС»
Цыбин И.М.



Фотографические изображения

медицинского изделия:


**Мобильный ультразвуковой доплеровский прибор для мониторинга мозгового кровотока
с детекцией микроэмболии «АНГИОДИН-МП» по БМАР.941219.007ТУ**

1 Составные части

1.1 Модуль основной, БМАР.469146.014-01









1.2 Ультразвуковой датчик 1 МГц РВ, БМАР.943111.023





БИСС

АНГИОДИН-МП

**Ультразвуковой датчик 1 МГц РВ
БМАР.943111.023**

REF

20031

SN

23-A001



1.3 Ультразвуковой датчик 2 МГц РВ, БМАР.943111.018





БИСС

АНГИОДИН-МП

Ультразвуковой датчик 2 МГц РW
БМАР.943111.018

REF

20026

SN

23-A005



1.4 Ультразвуковой датчик 2 МГц РВ мониторный, БМАР.943111.019





1.5 Ультразвуковой датчик 4 МГц РW/CW, БМАР.943111.015





БИСС

АНГИОДИН-МП

**Ультразвуковой датчик 4 МГц CW/PW
БМАР.943111.015**

REF

20028

SN

23-A008



1.6 Ультразвуковой датчик 8 МГц РW/CW, БМАР.943111.016





БИСС

АНГИОДИН-МП

**Ультразвуковой датчик 8 МГц CW/PW
БМАР.943111.016**

REF


20029

SN

23-A005



1.7 Ультразвуковой датчик 16 МГц РW, БМАР.943111.027





1.8 Адаптер для ультразвукового датчика 16 МГц РW, БМАР.685661.002





1.9 Шлем мониторный для крепления ультразвуковых мониторных датчиков 2 МГц РW,
БМАР.943129.011





1.10 Переключатель ножной одиночный Р1, БМАР.943139.003





1.11 Пульт дистанционного управления «Мини», БМАР.469115.023





1.12 Источник питания AC/DC 220/20 В, GSM120A20-R7B



БИСС АНГИОДИН-МП

Источник питания AC/DC
220/20 В



REF 13012

1.13 Кабель питания 250 В, 10 А, 3 м, RPC-186BLXL-PRO3





1.14 Стойка передвижная, IMS-003ТВАНЗ






1.15 Стойка передвижная, ВАА-005ВВ





1.16 Кронштейн настольный, DZ12



БИСС АНГИОДИН-МП

Кронштейн настольный



REF 58003

1.17 Гель для ультразвуковых исследований и терапии «Медиагель» высокой вязкости бесцветный, 250 г, ТУ 9398-023-76063983-2015



1.18 Программа мониторинга мозгового кровотока с детекцией микроэмболии «DopMonitor», RU.БМАР.00130-02

Неприменимо, программное обеспечение (предустановлена в основной модуль БМАР.469146.014-01)

1.19 Руководство по эксплуатации, БМАР.941219.007РЭ

Неприменимо, текстовый документ (представлен в комплекте документов)

1.20 Паспорт, БМАР.941219.007ПС

Неприменимо, текстовый документ (представлен в комплекте документов)

2 Принадлежности

2.1 Комплект беспроводной: клавиатура, манипулятор «мышь», KBS-7001





gembird®


www.gembird.ru

Wireless Keyboard
(Беспроводная клавиатура)
Model (Модель): KBS-7001
Interface (Интерфейс): USB 5B
Made in PRC (Сделано в КНР)




2.2 Принтер лазерный Wi-Fi, HP Laser 107w






3 Транспортная упаковка





БИОСС	АО «НПФ «БИОСС» 124489, Россия, г. Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 6а, стр.1 www.bloss.ru
Мобильный ультразвуковой доплеровский прибор для мониторинга мозгового кровотока с детекцией микроэмболии «Ангиодин-МП» БМАР.941219.007ТУ	
Кол-во: 1 шт.	03.2024 Масса брутто 8,5 кг нетто 5,5 кг

Температура		Влажность
Хранение 10°C — 35°C	Транспортирование 0°C — 45°C	Хранение 20% — 80% Транспортирование 10% — 95%



**Генеральный директор
АО «НПФ «БИОСС»
Цыбин И.М.**

**Генеральный директор
АО «НПФ «БИОСС»
Цыбин И.М.**

М.П.

