

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТРОНИТЕК»




Р.Е. Прутьян

Фотографические изображения медицинского изделия

Одежда лечебная многослойная МАЛИКА-ОЛМ по ТУ 9444-012-44148620-2009

- Одежда «МАЛИКА-ОЛМ-01» - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Потребительская тара – 1 шт.



Документ: Фотографические изображения медицинского изделия

Изделие: Одежда лечебная многослойная МАЛИКА-ОЛМ по ТУ 9444-012-44148620-2009

- Жилет «МАЛЫКА-ОЛМ-02» – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- Потребительская тара – 1 шт.



Документ: Фотографические изображения медицинского изделия

Изделие: Одежда лечебная многослойная МАЛИКА-ОЛМ по ТУ 9444-012-44148620-2009

- Шапочка «МАЛИКА-ОЛМ-03» - 1 шт.
- Рукавицы «МАЛИКА-ОЛМ-04» - 2 шт.
- Сапог «МАЛИКА-ОЛМ-08» - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Документ: Фотографические изображения медицинского изделия

Изделие: Одежда лечебная многослойная МАЛИКА-ОЛМ по ТУ 9444-012-44148620-2009


Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листа
цифрами

Генеральный директор ООО «ТРОНИТЕК»

Р.Е. Прутьян

«19» нояб 2024 г. М.П.





Общество с ограниченной ответственностью «ТРОНИТЕК»
(ООО «ТРОНИТЕК»)
620147, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 15
тел.: (343) 267-23-30; (343) 216-60-26
www.tronitek.ru, info@tronitek.ru

ИНН 6661060144, КПП 667101001, ОГРН 1026605232334
р/с 40702810916540032603 в Уральском банке
ПАО Сбербанк г. Екатеринбург
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТРОНИТЕК»

Р.Е. Прутьян
«14» июня 2024 г.

Проекты маркировок медицинского изделия

Одежда лечебная многослойная МАЛИКА-ОЛМ
по ТУ 9444-012-44148620-2009

Проект маркировки, расположенной на вшивном ярлыке, размер 90 x 35 мм:

одежда лечебная многослойная

**«МАЛИКА»
ОЛМ-01»**

ОДЕЯЛО

Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел. +7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

120°C Только сухая обработка!
Стерилизация при 120°C
не более 50 минут.

Использовать и хранить
только внутри помещений!

Размер изделия (146 ± 14) x (195 ± 19) см
Вес изделия 2,0 ± 0,5 кг
Срок годности 5 лет
ТУ-9444-012-44148620-2009
ТРПК 12.0-03.22-06 ЭТ

одежда лечебная многослойная

**«МАЛИКА»
ОЛМ-02»**

ЖИЛЕТ

Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел. +7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

120°C Только сухая обработка!
Стерилизация при 120°C
не более 50 минут.

Использовать и хранить
только внутри помещений!

Размер изделия (55 ± 6) x (75 ± 8) см
Вес изделия 0,55 ± 0,05 кг
Срок годности 5 лет
ТУ-9444-012-44148620-2009
ТРПК 12.1-03.21-06 ЭТ

одежда лечебная многослойная

**«МАЛИКА»
ОЛМ-03»**

ШАПОЧКА

Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел. +7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

120°C Только сухая обработка!
Стерилизация при 120°C
не более 50 минут.

Использовать и хранить
только внутри помещений!

Размер (35 ± 3,5) x (25 ± 3) x (25 ± 3) см
Вес изделия 0,15 ± 0,05 кг
Срок годности 5 лет
ТУ-9444-012-44148620-2009
ТРПК 12.2-03.21-06 ЭТ

одежда лечебная многослойная

**«МАЛИКА»
ОЛМ-04»**

РУКАВИЦА

Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел. +7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

120°C Только сухая обработка!
Стерилизация при 120°C
не более 50 минут.

Использовать и хранить
только внутри помещений!

Размер изделия (35 ± 3,5) x (22 ± 2) см
Вес изделия 0,10 ± 0,05 кг
Срок годности 5 лет
ТУ-9444-012-44148620-2009
ТРПК 12.3-03.20-06 ЭТ

одежда лечебная многослойная

**«МАЛИКА»
ОЛМ-08»**

САПОГ


Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
тел. +7 (343) 267-23-30
mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

120°C Только сухая обработка!
Стерилизация при 120°C
не более 50 минут.

Использовать и хранить
только внутри помещений!

Размер (40 ± 4) x (45,0 ± 4,5) x (35,0 ± 3,5) см
Вес изделия 0,3 ± 0,1 кг
Срок годности 5 лет
ТУ-9444-012-44148620-2009
ТРПК 12.7-03.20-06 ЭТ

Этикетка в паспорт, ПТ
ТРПК 23.0-03.23-01



Размер: 22x9 мм

Параметры печати этикеток ТРПК 12.0-03.22-06 ЭТ, ТРПК 12.1-03.21-06 ЭТ, ТРПК 12.2-03.21-06 ЭТ, ТРПК 12.3-03.20-06 ЭТ, ТРПК 12.7-03.20-06 ЭТ — изготовление на тканевой основе, полиэстр, цветность 1+0.

Параметры печати этикетки ТРПК 23.0-03.23-01 ЭТ: белая самоклеящаяся бумага, цветность 1+0.

1. Одежда «МАЛИКА-ОЛМ-01»

ОДЕЯЛО «МАЛИКА ♦ ОЛМ ♦ 01»



ПРОДУКТ ИМЕЕТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ:

- медаль И. Мечникова от Российской академии естественных наук
- медаль П. Эрлиха от Европейской академии естественных наук
- диплом конкурса РНЦВМиК Министерства здравоохранения России «Лучшая диагностическая и оздоровительная технология восстановительной медицины – 2003»

МАЛИКА ♦ ОЛМ

ОДЕЯЛО ЛЕЧЕБНОЕ МНОГОСЛОЙНОЕ МАЛИКА-ОЛМ:

- эффективная технология восстановительной медицины
- воздействует физическими факторами низкой интенсивности
- нормализует работу внутренних органов
- улучшает общее состояние организма
- повышает эффективность других методов лечения

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

- усиливает действие лечебных средств, назначенных врачом
- уменьшает вероятность развития осложнений и перехода острых заболеваний в хронические формы
- помогает сократить сроки лечения и реабилитации

ПРИМЕНЕНИЕ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ:

- для повышения адаптационных резервов организма
- для уменьшения негативных последствий стрессогенных факторов
- для сохранения работоспособности
- для предотвращения развития обострений и осложнений хронических заболеваний

ВНИМАНИЕ!

С изделием обращаться аккуратно, в его составе специальная хрупкая пленка!

Изготовитель ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
телефон/факс: (343) 267-23-30,
e-mail: mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

Уполномоченный представитель
производителя:
ИП Блюм Дмитрий Валентинович
620073, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Родонитовая, д.32, кв.184
Телефон: +7 (343) 201-09-99

Срок годности 5 лет

Габариты: (146±14)х(195±19) см

Масса НЕТТО: 2,0±0,5 кг

Сделано в России.

ТУ 9444-012-44148620-2009

Регистрационное удостоверение
№ФСР 2009/04703 от XX.XX.XXXX г.

Система управления качеством предприятия
соответствует требованиям международного
стандарта ISO 13485

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДИТЬ:

- паровым методом при температуре 110±2 °С в течение 20–25 мин.
- воздушным методом при температуре 120±3 °С в течение 45–50 мин.

Использовать хлопчатобумажный чехол для предотвращения загрязнения, воздействия влаги, пота.

Сложенное изделие перед использованием необходимо развернуть и дать ему полежать не менее 10 минут, после этого в него можно проводить обертывание.



Условия транспортирования: температура от -50 до +50 °С



Условия хранения: температура от -50 до +40 °С




Условия эксплуатации: температура от +10 до +35 °С



Относительная влажность воздуха: от 30 до 93 %



Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.)



ТРТК 12.0-03.20-12

ОДЕЖДА ЛЕЧЕБНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
МАЛИКА ♦ ОЛМ

2. Жилет «МАЛИКА-ОЛМ-02»

ЖИЛЕТ «МАЛИКА-ОЛМ-02»



ПРОДУКТ ИМЕЕТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ:

- медаль И. Мечникова от Российской академии естественных наук
- медаль П. Эрлиха от Европейской академии естественных наук
- диплом конкурса РНЦВМиК Министерства здравоохранения России «Лучшая диагностическая и оздоровительная технология восстановительной медицины – 2003»



ЖИЛЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ МАЛИКА-ОЛМ:

- эффективная технология восстановительной медицины
- воздействует физическими факторами низкой интенсивности
- нормализует работу внутренних органов
- улучшает общее состояние организма
- повышает эффективность других методов лечения

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

- усиливает действие лечебных средств, назначенных врачом
- уменьшает вероятность развития осложнений и перехода острых заболеваний в хронические формы
- помогает сократить сроки лечения и реабилитации

ПРИМЕНЕНИЕ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ:

- для повышения адаптационных резервов организма
- для уменьшения негативных последствий стрессогенных факторов
- для сохранения работоспособности
- для предотвращения развития обострений и осложнений хронических заболеваний

ВНИМАНИЕ!

С изделием обращаться аккуратно, в его составе специальная крупная пленка!

Изготовитель: ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
телефон/факс: (343) 267-23-30,
e-mail: mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

Уполномоченный представитель
производителя:
ИП Блюм Дмитрий Валентинович
620073, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Родонитовая, д. 32, кв. 184
Телефон: +7 (343) 201-09-99

Срок годности 5 лет

Габариты: (55±6)х(76±8) см

Масса NETTO: 0,55±0,05 кг

Сделано в России

ТУ 9444-012-44148620-2009

Регистрационное удостоверение
№ФСР 2009/04703 от XX.XX.XXXX г.

Система управления качеством предприятия
соответствует требованиям международного
стандарта ISO 13485

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДИТЬ:

- паровым методом при температуре 110±2 °C в течение 20–25 мин.
- воздушным методом при температуре 120±3 °C в течение 45–50 мин.

Использовать хлопчатобумажный чехол для предотвращения загрязнения, воздействия влаги, пота

Сложенное изделие перед использованием необходимо развернуть и дать ему полежать не менее 10 минут, после этого в него можно проводить обертывание



Условия транспортирования: температура от -50 до +50 °C



Условия хранения: температура от -50 до +40 °C




Условия эксплуатации: температура от +10 до +35 °C



Относительная влажность воздуха: от 30 до 93 %



Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.)



ТРК 121-03-20-04

ОДЕЖДА ЛЕЧЕБНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
МАЛИКА-ОЛМ

3. Комплект «МАЛИКА-ОЛМ»

КОМПЛЕКТ «МАЛИКА♦ОЛМ»

ШАПОЧКА «МАЛИКА♦ОЛМ♦03»

РУКАВИЦА «МАЛИКА♦ОЛМ♦04»

САПОГ «МАЛИКА♦ОЛМ♦08»



ПРОДУКТ ИМЕЕТ АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ:

- медаль И. Мечникова от Российской академии естественных наук
- медаль П. Эрлиха от Европейской академии естественных наук
- диплом конкурса РНЦВМиК Министерства здравоохранения России «Лучшая диагностическая и оздоровительная технология восстановительной медицины – 2003»



КОМПЛЕКТ ЛЕЧЕБНЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ МАЛИКА-ОЛМ:

- эффективная технология восстановительной медицины
- воздействует физическими факторами низкой интенсивности
- нормализует работу внутренних органов
- улучшает общее состояние организма
- повышает эффективность других методов лечения

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ:

- усиливает действие лечебных средств, назначенных врачом
- уменьшает вероятность развития осложнений и перехода острых заболеваний в хронические формы
- помогает сократить сроки лечения и реабилитации

ПРИМЕНЕНИЕ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ:

- для повышения адаптационных резервов организма
- для уменьшения негативных последствий стрессогенных факторов
- для сохранения работоспособности
- для предотвращения развития обострений и осложнений хронических заболеваний

ВНИМАНИЕ!

С изделием обращаться аккуратно, в его составе специальная хрупкая пленка!

ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПРОВОДИТЬ:

- паровым методом при температуре 110 ± 2 °C в течение 20–25 мин.
- воздушным методом при температуре 120 ± 3 °C в течение 45–50 мин.

Изготовитель ООО «ТРОНИТЕК»
620147, Россия, Екатеринбург,
ул. Академика Постовского, 15
телефон/факс: (343) 267-23-30,
e-mail: mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru

Уполномоченный представитель
производителя:
ИП Блюм Дмитрий Валентинович
620073, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Родонитовая, д.32, кв.184
Телефон: +7 (343) 201-09-99

Шапочка «МАЛИКА-ОЛМ-03»
Габариты: $(35,0 \pm 3,5) \times (25 \pm 3) \times (25 \pm 3)$ см
Масса NETTO: $0,15 \pm 0,05$ кг

Рукавица «МАЛИКА-ОЛМ-04»
Габариты: $(35,0 \pm 3,5) \times (22 \pm 2)$ см
Масса NETTO: $0,10 \pm 0,05$ кг

Сапог «МАЛИКА-ОЛМ-08»
Габариты: $(40 \pm 4) \times (45,0 \pm 4,5) \times (35,0 \pm 3,5)$ см
Масса NETTO: $0,3 \pm 0,1$ кг

Срок годности 5 лет

Сделано в России

ТУ 9444-012-44148620-2009

Регистрационное удостоверение
N°ФСР 2009/04703 от XX.XX.XXXX г.

Использовать хлопчатобумажный чехол для предотвращения загрязнения, воздействия влаги, пота.

Сложенное изделие перед использованием необходимо развернуть и дать ему полежать не менее 10 минут, после этого в него можно проводить обертывание.



Условия транспортирования: температура от -50 до +50 °C



Условия хранения: температура от -50 до +40 °C




Условия эксплуатации: температура от +10 до +35 °C



Относительная влажность воздуха: от 30 до 93 %



Атмосферное давление: от 70 до 106 кПа (от 525 до 795 мм рт. ст.)



Система управления качеством предприятия соответствует
требованиям международного стандарта ISO 13485

ОДЕЖДА ЛЕЧЕБНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ
МАЛИКА♦ОЛМ

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (лист) листов
цифрами

Генеральный директор ООО «ТРОНИТЕК»

Р.Е. Прутьян

«14» июня 2024 г. М.П.

