


Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские скрининг системы»
(ООО «Медицинские скрининг системы»)


248000, Калужская область, город Калуга, улица Циолковского, дом 4, офис 301

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Медицинские скрининг системы»

 В.И. Чернин


«09»  2021 г.

М.П.


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Программное обеспечение ЦЕЛЬС[®] (ПО ЦЕЛЬС[®])
по ТУ 58.29.32-001-28139219-2019»




Фотографическое изображение 1 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®




Фотографическое изображение 2 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®




Фотографическое изображение 3 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®



Фотографическое изображение 4 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®



Фотографическое изображение 5 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®



Фотографическое изображение 6 – Скриншот программного обеспечения ЦЕЛЬС®

Программное обеспечение ЦЕЛЬС® по ТУ 58.29.32-001-28139219-2019



Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинские скрининг системы» (ООО «Медицинские скрининг системы»)


248000, Калужская область, город Калуга, улица Циолковского, дом 4, офис 301,
8-499-704-05-04, celsus@celsus.ai

Количество USB-флэш-накопитель – 1 шт.

Дата выпуска: ____ года.

Версия 3.1.00

РУН® ____ от ____ 202 ____ г.



Программное обеспечение ЦЕЛЬС®

Назначение: Программное обеспечение ЦЕЛЬС® предназначено для анализа цифровых медицинских изображений маммографических и флюорографических исследований с последующей интерпретацией результатов.

Условия хранения: температура: от - 50 до + 50 °С; относит. влажность: до 98% при + 25 °С;
атм. давление: от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.)



Фотографическое изображение 7 – Общий вид изделия (вид спереди)

ООО «Медицинские скрининг системы»

**Программное обеспечение ЦЕЛЬС®
по ТУ 58.29.32-001-28139219-2019**

Краткая инструкция по входу:

1. Достаньте носитель из упаковки.
2. Вставьте носитель в USB-порт вашего сервера.
3. Дождитесь запуска автоустановщика, выберите место на диске для установки ПО.
4. Более подробные инструкции находятся на носителе в каталоге «Инструкции».

Минимальные требования к используемой технике:

Операционная система	Windows	Unix	Mac OS
Версия операционной системы	Windows 10	Debian, Ubuntu и их производные дистрибутивы	OS X El Capitan 10.11.6
Процессор	Процессор Core i5 2-го поколения (2 ГГц)	Процессор Core i5 2-го поколения (2 ГГц)	Процессор Intel 2.66 ГГц Core 2 Duo C
Оперативная память	4 Гбайт	8 Гбайт	2 Гбайт
Свободное место на жестком диске	20 Гбайт	25 Гбайт	20 Гбайт
Дополнительное ПО	Рекомендуемые браузеры: Firefox версии 45 Chrome версии 50 Opera версии 37 Yandex Browser 16.3	Рекомендуемые браузеры: Firefox версии 45 Chrome версии 50 Opera версии 37 Yandex Browser 16.3	Рекомендуемые браузеры: Safari версии 9.1
Скорость сетевого соединения	30 Мбит/с		

Правообладателем «Программное обеспечение ЦЕЛЬС® по ТУ 58.29.32-001-28139219-2019» является ООО «Медицинские скрининг системы».

Программное обеспечение ЦЕЛЬС® (ПО ЦЕЛЬС®) по ТУ 58.29.32-001-28139219-2019
В составе: USB-флэш-накопитель с дистрибутивом программного обеспечения и
Руководством по эксплуатации – 1 шт.


Перед началом использования обязательно ознакомьтесь с инструкцией!

Дата выпуска: ____ года.

Версия 3.1.00

РУН® ____ от «__» ____ 20__ г.

Фотографическое изображение 8 – Общий вид изделия (вид сзади)



Фотографическое изображение 9 – Общий вид изделия

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью 7
(ссылка) листа(ов).

Черныш В.И. 

