



Unomedical

FOR PEOPLE WHO CARE



Unilect™

**Одноразовые электроды
для регистрации ЭКГ**

Unilect™ – качественные ЭКГ электроды, отвечающие современным требованиям врачей

20 лет компания Unomedical специализируется на изготовлении высококачественных электродов

Выбрав компанию Unomedical, вы получаете надежного партнера, имеющего более чем двадцатилетний мировой опыт в изготовлении одноразовых электродов. Компания гарантирует максимальную безопасность, высокую эффективность и надежность своей продукции.

Вы также приобретаете партнера, который может снабжать Вас многими другими одноразовыми изделиями медицинского назначения высшего качества. Широкий спектр нашей продукции успешно применяется более 10 лет во многих лечебных учреждениях России.

Unilect™ – Стабильный сигнал ЭКГ

Упаковка электродов Unilect™ продумана таким образом, чтобы идентификация продукции была простой и быстрой. Мы усовершенствовали конструкцию существующих электродов и разработали новые, в результате чего появилось одно из самых больших семейств электродов, сочетающих высокую надежность, удобство в использовании и отвечающих любым клиническим требованиям.

Электроды Unilect™ представлены в различных вариантах формы и выполнены из различных материалов, что позволяет с успехом использовать их в работе различных клинических подразделений. Вы всегда сможете найти электроды, которые удобны Вам и комфортны для Ваших пациентов.



Новый дизайн упаковки с подробной информацией об электродах





Unilect™

"Удобные, безопасные и надежные
ЭКГ электроды для любых
электрокардиографических исследований"

■ Анестезиология

электроды на пенной
основе, легко и
быстро наклеиваются,
водонепроницаемые,
обеспечивают четкую
регистрацию ЭКГ без
артефактов

■ Отделение реанимации и интенсивной терапии

электроды из
низкопрофильного
полупрозрачного пористого
материала, которые надежно
крепятся и не причиняют
неудобства пациентам



■ Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных

Специальные ЭКГ
электроды для
новорожденных

■ Отделение функциональной диагностики

удобные, не
раздражающие кожу
электроды, с отличными
фиксирующими
свойствами, которые
позволяют получить
высокое качество
сигнала в течение всего
исследования

■ Кабинеты ЭКГ

электроды, которые легко накладываются
и сразу же дают высококачественный
ЭКГ сигнал – большое преимущество при
большом потоке пациентов

Высококачественный сигнал ЭКГ - важное звено в защите больного в операционной

При проведении анестезии крайне важно, чтобы весь период наблюдения ЭКГ электроды были надежно фиксированы к коже пациента и регистрировали стабильный ЭКГ сигнал высокого качества. Электроды Unilect™, предназначенные для использования в операционных, полностью отвечают этой задаче.

Unilect™ Электроды для анестезиологии

■ Сильная адгезия

Надежные адгезивные свойства электродов Unilect™ уменьшают риск возникновения артефактов при регистрации ЭКГ и позволяют контролировать электрическую активность сердца во время операции и при пробуждении пациента.

■ Водонепроницаемость

Электроды являются водоотталкивающими, не отклеиваются от воздействия воды, крови и других жидкостей, что гарантирует устойчивость и качество сигнала при мониторингировании ЭКГ во время операции.

■ Широкая линейка электродов

Unilect™ – это обширное семейство электродов, включающее в себя ЭКГ электроды для детей, взрослых, пациентов с аллергией к адгезивным материалам на основе акрила, для пациентов, нуждающихся в проведении магниторезонансной томографии и рентгеновского исследования.





■ Electrodes Unilect™ are offered in various modifications, for solving any clinical tasks of patients of all age groups: in neonatology, pediatrics, during MRI and radiological studies.

Unilect™ Electrodes for anesthesiology

External view of the electrode	Code No.	Gel	Material of the base	Connector	Dimensions (mm)	Ability to use in research
	6110M	Adhesive	Foam	Button	38x38	Yes
	4570M	Wet	Foam	Button	Ø38	Yes
	4500M	Wet	Foam	Button	Ø50	Yes
	4500M-H	Wet	Foam	Button	Ø50	
	4535M	Wet	Foam	Button	32x45	
	1010M	Adhesive	Foam	Button	38x43	
	1015M	Adhesive	Foam	Button	35x43	
	0505M	Adhesive	Foam	Button	37x32	



Unilect™ Electrodes for operative monitoring

Воздухопроницаемые материалы - основа электродов Unilect™ для длительного мониторингирования

На основе многолетнего профессионального опыта, компанией Уномедикал разработан и производится целый ряд электродов для длительного мониторингирования, которые отличаются высоким качеством регистрации сигнала ЭКГ, удобством для пациентов и длительным сроком использования.

Электроды Unilect™ для отделений реанимации и интенсивной терапии

■ Безопасность и комфорт для пациента

Прозрачные пористые материалы, из которых изготовлена основа электрода, берегут кожу пациента, позволяют контролировать ее состояние и своевременно удалять электрод при появлении симптомов раздражения кожи. Прозрачный клейкий материал является водоотталкивающим, что позволяет часто обрабатывать кожу пациента и, следовательно, уменьшить риск инфекционных осложнений.

■ Длительная, надежная фиксация к коже (до 72 часов)

Специальный медицинский клей обеспечивает длительную надежную фиксацию электрода к коже, при этом не вызывая ее раздражения в месте стояния электрода.

■ Возможность проведения МРТ и рентгеновских исследований

Пациенты, длительное время находящиеся в ОРИТ, зачастую подвергаются многочисленным исследованиям. Поэтому очень важно, чтобы у электродов было такое преимущество, как рентгенопрозрачность, что избавляет от необходимости частой смены электродов, которая может привести к раздражению кожи пациентов и увеличить риск инфекционных осложнений.





■ Используются материалы, не вызывающие раздражение кожи пациента

Unilect™

Электроды для отделений реанимации и интенсивной терапии

Внешний вид электрода	Код №.	Гель	Материал основы	Коннектор	Размеры (мм)	Возможность применения при лучевых исследованиях
	4440M	Влажный	Ткань	Кнопка	Ø55	Да
	1014M	Адгезивный	Прозрачная пленка	Кнопка	38x43	Да
	40713	Био-Адгезивный	Ткань	Кнопка	19x38	Да
	4060M	Влажный	Микропленка	Кнопка	Ø55	
	4620M	Влажный	Микропленка	Кнопка	Ø38	



Unilect™

Электроды для длительного мониторингирования

Считаете ли Вы для себя обязательным обеспечить бережный уход за новорожденным?

Новорожденный ребенок, как никто другой, нуждается в Ваших профессиональных знаниях и тщательном уходе. В такой же степени ребенок нуждается в тишине и покое.

Электроды Unilect™ для новорожденных

■ Разработаны в строгом соответствии специальным требованиям и условиям эксплуатации

Специальный био-адгезивный гель обеспечивает хорошую фиксацию электрода к коже в условиях повышенной влажности, которая существует в инкубаторе – поэтому электроды Unilect™ не нуждаются в частой замене. Сами электроды и присоединенные к ним кабели очень мягкие, поэтому они не вызывают раздражения нежной кожи новорожденного, а это означает меньшее беспокойство для маленького пациента и снижение нагрузки на персонал.

■ Дают возможность проведения рентгенологических исследований

Рентгенопрозрачные электроды Unilect™ имеют большое практическое преимущество перед стандартными электродами – тени от электродов и кабелей не затрудняют интерпретацию результатов. Поэтому электроды Unilect™ можно не снимать перед исследованиями, т.е. не беспокоить пациента, отклеивая электроды. Дополнительное преимущество – экономия средств на новый комплект электродов, который пришлось бы устанавливать после исследования.

■ Удобны в использовании

Электроды упакованы в специальные конверты по три штуки – это полный комплект, необходимый одному маленькому пациенту. Электроды легко извлекаются из упаковки и накладываются, при этом гель не липнет ни к одежде, ни к постельному белью.






■ Электроды были специально разработаны с целью предотвратить раздражение кожи новорожденного ребенка. Пользоваться ими легко и удобно.

Unilect™

Электроды для отделения интенсивной терапии для новорожденных

Внешний вид электрода	Код No.	Гель	Материал основы	Коннектор	Длина кабеля (мм)	Размеры (мм)	Возможность применения при лучевых исследованиях
	40550	Био-Адгезивный	Ткань	4 мм	60	22x27	Да
	40554	Био-Адгезивный	Ткань	1,5 мм DIN	60	22x22	Да
	40555	Био-Адгезивный	Ткань	1,5 мм DIN	60	22x27	Да
	40556	Био-Адгезивный	Ткань	4 мм	60	22x22	Да
	40801	Био-Адгезивный	Ткань	4 мм	10	19x26	Да



Unilect™

Электроды для новорожденных

Электроды Unilect™ подходят для всех типов электрокардиографов

Чтобы избежать потерь времени при выполнении исследования, электроды должны легко и быстро накладываться, надежно удерживаться на коже во время записи ЭКГ, обеспечивать устойчивый сигнал высокого качества, легко и быстро удаляться.

Электроды Unilect™ для регистрации ЭКГ покоя

■ Стабильный ЭКГ-сигнал – моментально

Электроды Unilect с влажным гелем быстро дают высококачественный стабильный сигнал. Конструкция электродов сводит к минимуму артефакты движения, создающие помехи при записи ЭКГ.

■ Удобство в использовании

Коннектор электрода вращается, что позволяет изменять положение кабеля ЭКГ, не допуская его перегибов.

■ Надежная фиксация

Специальный адгезивный материал электрода Unilect™ обеспечивает его надежную фиксацию к коже в течение всего времени записи ЭКГ и не вызывает раздражения кожи пациента.

Электроды Biotabs™ с адгезивным гелем

■ Первостепенная адгезия

Biotabs™ – электроды с адгезивным гелем – остаются надежно приклеенными в течение всего времени исследования, и в то же самое время не вызывают раздражения кожи пациента.

■ 10 электродов на одном планшете

Электроды Biotabs™ очень легко и быстро накладываются, так как на одном планшете находятся 10 электродов. Специальный клипсовый адаптер Unilect™ "Snap-clip" для электродов Biotabs™ обеспечивает стабильное соединение с электрокардиографом и уменьшает число артефактов.

■ Новое слово в мире ЭКГ электродов

Нами специально разработана линейка электродов Biotabs™. Biotabs™ 0615M – это инновационный продукт, который гораздо устойчивее к подергиваниям, движениям и смещениям, чем обычные электроды, из-за оригинального способа крепления к клипсовому адаптеру "Snap Clip".





■ Новые электроды Biotabs™ 0615M – инновационный дизайн и экономия Вашего времени. Электроды легко накладываются и надежно приклеиваются

Unilect™

Диагностическая электрокардиография в 12-ти отведениях

Внешний вид электрода	Код No.	Гель	Материал основы	Коннектор	Размеры (мм)	Возможность применения при лучевых исследованиях
	4540M	Влажный	Пена	4 мм прорезь	32x45	Да
	4530M	Влажный	Пена	3 мм прорезь	32x45	Да
	0915M	Адгезивный	Пена	Ушко	32x34	Да
	0615M	Адгезивный	Графит	Ушко	26x37	Да
	0715M	Адгезивный	Графит	Ушко	26x34	Да
	0415M	Адгезивный	Графит	Ушко	23x34	Да
	0215M	Адгезивный	Графит	Ушко	21x35	Да
	0215M	Адгезивный	Графит	Ушко	13x34	Да
	0334M	–	–	Клипса	–	

**Электроды Unilect™
и Biotabs™**
Стандартная ЭКГ покоя в
12 отведениях



Электроды Unilect™ для диагностических тестов

Неважно, проводится ли запись стандартной ЭКГ, нагрузочный тест, Холтеровское мониторирование, ЭКГ электроды не должны раздражать кожу пациента и надежно фиксироваться. Самое главное – обеспечить устойчивый сигнал и получить запись высокого качества, чтобы не повторять исследования. Пациент доверяет Вам – а Вы можете доверять своим электродам.

Электроды Unilect™ для нагрузочных тестов, Холтеровского мониторирования и других диагностических исследований.

■ Удобны и безопасны для пациента

Электроды Unilect™ для Холтеровского мониторирования и мониторинга событий очень комфортны для пациента. Выполнены из пористого материала, низкопрофильные, не липнут к одежде и постельному белью.

■ Дают четкий сигнал

Электроды Unilect™ для стресс-тестов покрыты влажным гелем и обеспечивают высококачественную запись ЭКГ. Электроды для мониторинга событий и Холтеровского мониторинга покрыты адгезивным гелем, что сводит к минимуму риск раздражения кожи, даже после нескольких дней непрерывного мониторинга.

■ Надежно фиксированы в течение всего времени исследования

Прекрасные адгезивные свойства электродов обеспечивают их надежное крепление, что дает стойкий и стабильный сигнал высокого качества.





■ Электроды для Холтеровского мониторинга и стрессовых тестов не раздражают кожу пациента, удобны, а их адгезивные свойства обеспечивают надежное крепление в течение всего исследования

Unilect™

Электроды для нагрузочных тестов и Холтеровского мониторинга

Внешний вид электрода	Код No.	Гель	Материал основы	Коннектор	Размеры (мм)
	4560M	Влажный	Пена	Кнопка	38x60
	4040M	Влажный	Ткань	Кнопка	Ø60
	0668M	Адгезивный	Микропленка	Кнопка	55x78
*	2121M	—	—	—	19x28

* Unilect™ абразивная пластинка для подготовки кожи



Unilect™

Электроды для стресс-тестов и Холтеровского мониторинга

Unilect™ Обзор продукции

Электроды ЭКГ и области их клинического применения

Внешний вид электрода	Категория	Код No.	Гель	Материал основы	Коннектор	Размер (мм)	Упаковка (пакет/ пачка/ короб)	Анестезиология	Неотложная помощь	Интенсивная терапия	Кардиология	Диагностика	МРТ/рентгенология	Ангиография	Кардиотопография	Взрослые	Дети	Новорожденные
Unilect™ электроды для анестезиологии																		
	П	6110M	Био-адгезивный	Пена	Кнопка	38x38	3/300/3000	●	●	●	●		●	●	●	●	●	
	П	4570M	Влажный	Пена	Кнопка	Ø38	30/300/3000	●	●				●	●			●	
	П	4500M	Влажный	Пена	Кнопка	Ø50	30/300/3000	●	●				●	●	●	●		
	К	4500M-H	Влажный	Пена	Кнопка	Ø50	60/300/3000	●	●					●	●	●		
	К	4535M	Влажный	Пена	Кнопка	32x45	60/300/3000	●						●	●	●	●	
	К	1010M	Адгезивный	Пена	Кнопка	38x43	60/300/3000	●	●					●	●	●		
	К	1015M	Адгезивный	Пена	Кнопка	35x43	60/300/3000	●	●					●	●	●		
	К	0505M	Адгезивный	Пена	Кнопка	37x32	60/300/3000	●	●					●			●	
Unilect™ электроды для отделений реанимации и интенсивной терапии																		
	П	4440M	Влажный	Ткань	Кнопка	Ø55	30/300/3000			●	●		●			●		
	П	1014M	Адгезивный	Прозрачная пленка	Кнопка	38x43	30/300/3000			●	●		●		●	●		
	П	40713	Био-адгезивный	Ткань	Кнопка	19x38	3/300/3000			●	●	●	●				●	
	К	4060M	Влажный	Микропленка	Кнопка	Ø55	60/300/3000			●	●					●		
	К	4620M	Влажный	Микропленка	Кнопка	Ø38	60/300/3000			●	●						●	

Unilect™ электроды делятся на две категории:

П : Электроды Премиум-класса

К : Электроды Комфорт-класса

Все электроды семейства Unilect™ отличаются высоким качеством, однако электроды Премиум-класса являются рентгенопрозрачными.

Внешний вид электрода	Категория	Код No.	Гель	Материал основы	Коннектор	Размер (мм)	Упаковка (пакет/ пачка/ короб)	Анестезиология	Неотложная помощь	Интенсивная терапия	Кардиология	Диагностика	МРТ/рентгенология	Ангиография	Кардиотонография	Взрослые	Дети	Новорожденные
Электроды для новорожденных																		
	П	40550	Био-адгезивный	Ткань	4 мм*	22x27	3/300/3000			●			●					●
	П	40554	Био-адгезивный	Ткань	1,5 мм* DIN	22x22	3/300/3000			●			●					●
	П	40555	Био-адгезивный	Ткань	1,5 мм* DIN	22x27	3/300/3000			●			●					●
	П	40556	Био-адгезивный	Ткань	4 мм*	22x22	3/300/3000			●			●					●
	П	40801	Био-адгезивный	Ткань	4 мм**	19x26	10/300/3000					●	●					●
Диагностическая электрокардиография в 12 отведениях																		
	П	4540M	Влажный	Пена	4 мм прорезь	32x45	60/300/2400		●			●	●	●		●	●	
	П	4530M	Влажный	Пена	3 мм прорезь	32x45	60/300/2400		●			●	●	●		●	●	
	П	0915M	Адгезивный	Пена	Ушко	32x34	100/1000/4000		●			●	●	●		●		
	П	0615M	Адгезивный	Графит	Ушко	26x37	100/500/5000		●			●	●	●		●	●	
	К	0715M	Адгезивный	Графит	Ушко	26x34	100/500/5000					●	●	●		●		
	К	0415M	Адгезивный	Графит	Ушко	23x34	100/500/5000					●	●	●		●	●	
	К	0315M	Адгезивный	Графит	Ушко	21x35	100/500/5000					●	●	●		●	●	
	К	0215M	Адгезивный	Графит	Ушко	13x34	100/500/5000					●	●				●	
		0334M	-	-	Клипса	-	10					●		●		●	●	
Электроды для нагрузочных тестов и Холтеровского мониторингирования																		
		4560M	Влажный	Пена	Кнопка	38x60	60/300/3000					●				●		
		4040M	Влажный	Ткань	Кнопка	Ø60	60/300/3000					●				●		
		0668M	Адгезивный	Микропенка	Кнопка	55x78	30/300/3000					●				●		
		2121M	-	-	-	19x28	500					●				●	●	

* Длина кабеля – 60 см

** Длина кабеля – 10 см