



ООО «Лабораторный проект»
115088, г. Москва, Внутригородская территория
муниципальный округ Таганский, ул. Крутицкая,
дом 17, строение 6, этаж 3, офис 324

тел./факс: +7 495 995 15 83
e-mail: info@lab-project.ru
lab-project.ru



Фотографические изображения медицинского изделия:

**Набор контрольных материалов для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе
РТ1000, для диагностики in vitro**

г. Москва


Набор контрольных материалов для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики *in vitro*, в составе:

- 1) Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики *in vitro*, уровень 1, по 2,5 мл. - 30 ампул.
- 2) Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики *in vitro*, уровень 2, по 2,5 мл. - 30 ампул.
- 3) Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики *in vitro*, уровень 3, по 2,5 мл. - 30 ампул.
- 4) Лист со значениями контрольного материала 1 уровень – 1 шт.
- 5) Лист со значениями контрольного материала 2 уровень – 1 шт.
- 6) Лист со значениями контрольного материала 3 уровень – 1 шт.
- 7) Инструкция по применению – 1 шт.

I. Набор контрольных материалов для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики in vitro. Общий вид и маркировка

Контроль газов крови		
Показатель	Целевое значение	Доп. Нижний
pH	7,375	6,980
pCO ₂	64,8	48,0
pO ₂	52,0	30,0
Na ⁺	111,8	104,0
K ⁺	2,01	1,70
Ca ⁺⁺	1,413	1,100
Cl ⁻	73,8	65,0
Glu	4,0	2,0
Lac	0,7	0,1

С помощью сканера, поставленного в комплект с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества



Контроль	
Показатель	Целевое значение
pH	7,371
pCO ₂	34,9
pO ₂	95,0
Na ⁺	136,2
K ⁺	4,32
Ca ⁺⁺	1,199
Cl ⁻	93,9
Glu	10,2
Lac	2,2

С помощью сканера, поставленного в комплект с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества



Контроль газов крови, электролитов, метаболитов			
Показатель	Целевое значение	Нижний предел	Верхний предел
pH	7,362	7,452	7,659
pCO ₂	17,5	12,0	24,0
pO ₂	135,0	106,0	194,0
Na ⁺	165,0	154,3	176,6
K ⁺	6,12	5,70	7,00
Ca ⁺⁺	0,555	0,372	0,758
Cl ⁻	116,5	109,0	122,3
Glu	14,8	9,2	23,0
Lac	5,2	3,1	9,1

С помощью сканера, поставленного в комплект с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества



EDIAGNOSIS

CE IVD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор контрольных материалов для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики in vitro

Производитель Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. / Ухань
Иньди Диагностика Биомедицина Ко., Лтд

V / 4

15.03.2024








EDIAGNOSIS


CE IVD

QC



II. Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики in vitro, уровень 1, по 2,5 мл. - 30 ампул.





EDIAGNOSIS**Blood Gas, Electrolyte, Metabolite Control**Product specification: **A-1**

Applied instrument: PT1000 Blood Gas Analyzer

REF **W-QP-A-1****EC REP****CMC Medical Devices & Drugs S.L.**

C/ Horacio Lengo No. 18, CP 29006, Málaga, Spain.

Tel: +34951214054

WEB: <http://www.cmcmedicaldevices.com/>Email: info@cmcmedicaldevices.com

2°C 8°C


2023.06.01 **LOT** 2306011**IVD**

2024.05.31






III. Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики in vitro, уровень 2, по 2,5 мл. - 30 ампул







Information Inquiries And General Information

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.

Address: Room 3 & 4, 2nd Floor, Bldg 25, Phase 3.1 Wuhan Optics Valley International Biopharmaceutical Enterprise Accelerator, No.388, Gaoxin 2nd RD, East Lake Hi-Tech Development Zone, 430074 Wuhan, China


Tel: +86(0)27-65523649


Fax: +86(0)27-87808005

Web: www.easydiagnosis.com

Email: service@easydiagnosis.com

 Consult instructions for use





EDIAGNOSIS

Blood Gas, Electrolyte, Metabolite Control

Product specification: A-2

Applied instrument: PT1000 Blood Gas Analyzer

REF W-QP-A-2

EC REP CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo No. 18, CP 29006, Málaga, Spain.
Tel: +34951214054
WEB: <http://www.cmcmedicaldevices.com/>
Email: info@cmcmedicaldevices.com



2°C 8°C




2023.06.01 LOT 2306012


IVD




2024.05.31


Metabolite Control
Level 2
2.5 mL per ampul





IV. Контрольный материал для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе РТ1000, для диагностики in vitro, уровень 3, по 2,5 мл. - 30 ампул.





EDIAGNOSIS

Blood Gas, Electrolyte, Metabolite Control

Product specification: A-3

Applied instrument: PT1000 Blood Gas Analyzer

REF W-QP-A-3

EC REP CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/ Horacio Lengo No. 18, CP 29006, Málaga, Spain.
Tel: +34951214054
WEB: <http://www.cmcmedicaldevices.com/>
Email: info@cmcmedicaldevices.com



2°C 8°C



2023.06.01 LOT 2306013


IVD



2024.05.31









Контроль газов крови, электролитов, метаболитов

Модель: Уровень I		Лот: 2306011		Действителен до 2024.05.31
Показатель	Целевое значение	Нижний предел	Верхний предел	Единица измерения
pH	7,075	6,980	7,229	-
pCO2	64,8	48,0	99,0	мм рт.ст.
pO2	52,0	30,0	140,0	мм рт.ст.
Na+	111,8	104,0	124,0	ммоль/л
K+	2,01	1,70	2,52	ммоль/л
Ca++	1,413	1,100	1,899	ммоль/л
Cl-	73,8	65,0	85,0	ммоль/л
Glu	4,0	2,0	7,5	ммоль/л
Lac	0,7	0,1	1,3	ммоль/л

С помощью сканера, поставляемого в комплекте с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества.



Контроль газов крови, электролитов, метаболитов				
Модель: Уровень 2		Лот: 2306012		Действителен до: 2024.05.31
Показатель	Целевое значение	Нижний предел	Верхний предел	Единица измерения
pH	7,371	7,280	7,466 -	-
pCO2	34,9	25,0	49,9	мм рт.ст.
pO2	95,0	70,0	150,0	мм рт.ст.
Na+	136,2	125,0	147,0	ммоль/л
K+	4,32	3,70	5,08	ммоль/л
Ca++	1,199	0,993	1,475	ммоль/л
Cl-	93,9	86,4	114,9	ммоль/л
Glu	10,2	6,0	16,0	ммоль/л
Lac	2,2	1,3	3,8	ммоль/л

С помощью сканера, поставляемого в комплекте с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества.



Контроль газов крови, электролитов, метаболитов				
Модель: Уровень 3		Лот: 2306013	Действителен до: 2024.05.31	
Показатель	Целевое значение	Нижний предел	Верхний предел	Единица измерения
pH	7,562	7,432	7,639	-
pCO ₂	17,5	12,0	24,0	мм рт.ст.
pO ₂	135,0	106,0	194,0	мм рт.ст.
Na ⁺	165,0	154,3	176,6	ммоль/л
K ⁺	6,12	5,70	7,00	ммоль/л
Ca ⁺⁺	0,555	0,372	0,758	ммоль/л
Cl ⁻	116,5	109,0	132,3	ммоль/л
Glu	14,8	9,2	23,0	ммоль/л
Lac	5,2	3,1	9,1	ммоль/л

С помощью сканера, поставляемого в комплекте с прибором, отсканируйте следующий QR-код, чтобы ввести информацию для контроля качества.



EEDIAGNOSIS



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Набор контрольных материалов для контроля качества определения газов крови, электролитов, метаболитов на анализаторе PT1000, для диагностики in vitro

Производства Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd. / Ухань
ИзэйДиагносис Биомедсин Ко., Лтд

V1.4

15.03.2024

