

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор

ЗАО «МЕДИЭЙС»

Викторов Н.В.


«10» октября 2024 г.

## **ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ**

**медицинского изделия**

**«Система ультразвуковая диагностическая V8-RUS»**

**Система ультразвуковая диагностическая V8-RUS (Консоль электронная , Панель управления, Сенсорная панель, Монитор)**







Кабель питания



Клавиатура



**SAMSUNG**

SAMSUNG MEDISON  
СИСТЕМА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

---

Версия 2.00


# V8-RUS

Эксплуатационная  
документация  
производителя  
Русский


**CE**0123


Copyright © 2021 By SAMSUNG MEDISON CO., LTD. All rights reserved.

Конвексный датчик CA1-7S



Конвексный датчик CA4-10M






Контактный датчик CA3-10A


Постоянно-волновой датчик DP2B



Датчик постоянно-волновой CW6.0



Внутриполостной датчик EA2-11AV



Внутриполостной датчик EA2-11AR




Датчик внутриполостной: miniER7




Датчик линейный LA3-22AI




Датчик линейный LA4- 18A




Датчик линейный LA2-9A



Линейный датчик: LA2-9S



Линейный датчик: LM2-18



Датчик линейный LA2-14A



Линейный датчик: L3-22




Линейный датчик: LA2-16S




Объемный датчик CV1-8A




Внутриполостной датчик EV2-10A




Фазированный датчик PA3-8B




Фазированный датчик PA1-5A




## Фазированный датчик: PA4-12B




Чреспищеводный датчик ММРТ3-7



Чреспищеводный датчик: ТА2-9




Модуль мультимодальной визуализации S-Fusion



## Подогреватель геля



## Модуль ЭКГ



Переключатель ножной



PART NAME : Foot Switch,FSU-3000SM



PART NO. MI97-02495A




SIERIAL NO. 1746012




REV. 00

FSU-3000 SM


Держатель внутриполостного датчика




Устройство для расширения емкости хранения данных (1 Tb)



## Набор для размещения принтеров и хранения принадлежностей











KRRPMI4301010ADB67N730204 2020.07.03 Rev.6


Дополнительная аккумуляторная батарея




Встраиваемое в консоль зарядное устройство для батареи



**Насадка для крепления сенсора на датчики линейные**



Насадка для крепления сенсора на датчик конвексный САЗ-10А ВР-КИТ-73





Набор для проведения биопсии: - насадка для биопсии с креплением иглопроводника и иглопроводники (16Ga или 18Ga, или 20Ga, или 22Ga)



Насадка для крепления сенсора на датчик внутриполостной EA2-11AR/EA2-11AV ВР-КІТ-100




Насадка для крепления сенсора на датчик конвексный СА1-7S BP-KIT-095



Пример Лицензионного ключа для активации функции (позиции приложения с 37 по 91)

**Лицензионный ключ для активации функции Smart 4D**  
**454101364AD9E1A4F42A**

Пример раздела программного обеспечения для ввода Лицензионного ключа для активации функции (позиции приложения с 37 по 91)



Service Information

Configuration

Board/Region

IP/IP

Option

User Account

Printer

RMS

Fat Fraction

Configuration > Option

Option License

System SerialNumber

SZZSM3HX200015

| Option              | Status     | Expire Date       |
|---------------------|------------|-------------------|
| RealisticVue        | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| 5D NT               | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| XI STIC             | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| Mobile Export       | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| DICOM               |            |                   |
| Cardiac Measurement |            |                   |
| Strain+             |            |                   |
| AutoIMT+            |            |                   |
| Panoramic+          |            |                   |
| ElastoScan+         |            |                   |
| E-Strain            |            |                   |
| NeedleMate+         |            |                   |
| CEUS+               |            |                   |
| EzExam+             |            |                   |
| SEE Stream          |            |                   |
| 5D Follicle         | registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| RUS restricted mode | Registered | Permanent         |
| CrystalVue          | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| CrystalVue Flow     | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| S-Detect for Breast | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |
| StressEcho          | Registered | 2/1/2025 12:00:00 |


Enter Unlock Code

057456GH557J6G765DF7


OK


Cancel

# Фотография маркировки





Фотография транспортной упаковки





Фотография транспортной упаковки датчиков





**Система ультразвуковая диагностическая V8-RUS**

· MODEL/МОДЕЛЬ: V8-RUS

· POWER/ПИТАНИЕ: 100-240V~, 800VA, 50/60Hz  
100-240В~, 800ВА, 50/60Гц

· WEIGHT/ВЕС: Approx. 105kg/около 105кг



**SAMSUNG MEDISON CO., LTD.** (САМСУНГ МЕДИСОН КО., ЛТД.)

3366, Hanseo-ro, Nam-myeon, Hongcheon-gun, Gangwon-do, 25108,  
Republic of Korea (3366, Ханseo-ro, Нам-мйеон, Хонгчеон-гун, Гангвон-  
до, 25108, Республика Корея)

Уполномоченный представитель в РФ: ЗАО «МЕДИЭЙС» 127422, Россия, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 3

Тел: +7 (495) 150-38-30

Web: [www.medison.ru](http://www.medison.ru)

E-mail: [info@medison.ru](mailto:info@medison.ru)



03.12.2020



Регистрационное удостоверение №

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 56 листов

Генеральный директор  
ЗАО «МЕДИЭЙС»

\_\_\_\_\_  
Н.В. Викторов

