


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


**Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской компьютерной
томографии PoleStar m660**

Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской компьютерной томографии PoleStar m660





I. Состав:
1. Гентри ПЭТ-КТ:




1.1. КТ-гентри, в составе:

1.1.1 Излучатель рентгеновский Dunlee CTR2280CESV с трубкой Dunlee DU8008;




1.1.2 Детектор;



1.1.3 Генератор Spellman CT70PN80x4546;




1.1.4 Коллиматор;




1.1.5 Дисплей управления (встроенный).



1.2. ПЭТ-гетри, в составе:
1.2.1 ПЭТ-детектор;



1.2.2 Блок сбора данных



2. Стол для исследования пациента, включая подвижное основание.



3. Консоль оператора, в составе:
- 3.1 Системный блок;
 - 3.2 Блок КТ-реконструкции;
 - 3.3 Блок ПЭТ-реконструкции






3.4 Монитор;




3.5 Клавиатура;



3.6 Мышь компьютерная;




3.7 Система внутренней связи с пациентом;



4. Блок распределения питания.




5. Специализированное программное обеспечение версии V1.6.0.10260.




6. Матрац для деки стола




7. Крепление ремней для фиксации тела пациента;



8. Ремень (100 мм) для фиксации тела *(при необходимости)*.



9. Ремень (200 мм) для фиксации тела *(при необходимости)*.




10. Ремень (300 мм) для фиксации тела *(при необходимости)*.




11. Подушка для укладки пациента (при необходимости).




12. Подушка под голову (при необходимости).



13. Ремень для фиксации головы (при необходимости).




14. Фиксатор подбородка (при необходимости).



15. Держатель фантома (при необходимости).




16. Фантом (системный) (при необходимости).




18. Держатель точечного источника (при необходимости).



19. Универсальная монтажная пластина для радиационного источника (при необходимости).



20. Упор для рук односторонний (при необходимости).



21. Упор для рук двухсторонний *(при необходимости)*.



22. Подголовник с изменяемым углом наклона *(при необходимости)*.



23. Подголовник для пациентов в положении лежа на животе для исследований во фронтальной проекции *(при необходимости)*.



24. Подголовник для пациентов в положении лежа на спине для исследований во фронтальной проекции (при необходимости).



Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской
компьютерной томографии PoleStar m660

Модель: PoleStar m660

Входная мощность: 3~, 400V~, 50Hz

Номинальная мощность: 100 kVA

Непрерывная мощность: 15 kVA

Срок службы: 10 лет



PCT66026



2022.07

Jiangsu Sinogram Medical Technology Co, Ltd.



Building 7, No.49, Renminzhong Road, Dinghuo Town,
Jiangdu District, Yangzhou City, China, 225200

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «НУКМЕД», 107023, город Москва, Медовый пер., д. 5, ком. 6

Регистрационное удостоверение РЗН 2024/XXXXXX

Транспортная упаковка

Гентри КТ (Гентри КТ (включает рентгеновский излучатель, детектор КТ, генератор и коллиматор))



Проект транспортной упаковки для Российской Федерации



Относительная влажность: 10–90 % без конденсации

Название продукта: Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской визуализации.

Модель продукта: POLESTAR m660

Заводской номер: xxxxxxxx

Дата производства: xxxxxxxx

Производитель: Jiangsu Sinogram Medical Technology Co., Ltd.


Адрес: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Адрес производства: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Тел.: 0514-80911202.

Размеры: 2185x2240x1165 мм (ВХГ)

Масса нетто/вес брутто: 1900 кг 2072 кг



Относительная влажность: 10–90 % без конденсации

Название продукта: Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской визуализации.

Модель продукта: POLESTAR m660

Заводской номер: xxxxxxx

Дата производства: xxxxxxx



Производитель: Jiangsu Sinogram Medical Technology Co., Ltd.


Адрес: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Адрес производства: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Тел.: 0514-80911202.

Размеры: 1845x2010x650 мм (BxHxГ)

Масса нетто/вес брутто: 500 кг/598 кг



Относительная влажность: 10–90 % без конденсации

Название продукта: Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской визуализации.

Модель продукта: POLESTAR m660

Заводской номер: xxxxxx

Дата производства: xxxxxx

Производитель: Jiangsu Sinogram Medical Technology Co., Ltd.


Адрес: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Адрес производства: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Тел.: 0514-80911202.

Объем: 1085x2820x755 мм (BxHxD)

Масса нетто/вес брутто: 710 кг /815 кг



Относительная влажность: 10–90 % без конденсации

Название продукта: Система позитронно-эмиссионной томографии и рентгеновской визуализации.

Модель продукта: POLESTAR m660

Заводской номер: xxxxxxx

Дата производства: xxxxxx

Производитель: Jiangsu Sinogram Medical Technology Co., Ltd.

Адрес: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China


Адрес производства: 7#, Renminzhong Road, Dinghu Town, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province, China

Тел.: 0514-80911202.

Размеры: 1080x840x815 мм (BxHxD)

Масса нетто/вес брутто: 150 кг /188 кг

Расшифровка символов




Вверх




Хрупкое.
Осторожно.



Беречь от влаги



Не кантовать



Ограничение
температуры
(от 0°C до
40°C)

Генеральный директор
ООО «Нукмед»

Соловьев Дмитрий Дмитриевич

