



ЭНДОЭКСПАНДЕР СИЛИКОНОВЫЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
ПО ТУ 32.50.50-111-18037666-2023

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ



**Эндозкспандер прямоугольной конфигурации с армированным основанием
на примере варианта исполнения ЭСПа-950 (175/88/55)**

**Эндозкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации
с армированным основанием с номинальным объемом баллона 950 мл,**

длиной 175 мм, шириной 88 мм, высотой 55 мм

Варианты исполнения
Эндоэкспандера силиконового стерильного
прямоугольной конфигурации с армированным основанием:

1. ЭСПа-50 (50/30/36) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 50 мл, длиной 50 мм, шириной 30 мм, высотой 36 мм;
2. ЭСПа-80 (65/40/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 80 мл, длиной 65 мм, шириной 40 мм, высотой 40 мм;
3. ЭСПа-100 (49/39/51) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 100 мл, длиной 49 мм, шириной 39 мм, высотой 51 мм;
4. ЭСПа-100 (80/40/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 100 мл, длиной 80 мм, шириной 40 мм, высотой 40 мм;
5. ЭСПа-150 (58/48/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 150 мл, длиной 58 мм, шириной 48 мм, высотой 50 мм;
6. ЭСПа-150 (110/40/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 150 мл, длиной 110 мм, шириной 40 мм, высотой 40 мм;
7. ЭСПа-200 (85/50/49) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 200 мл, длиной 85 мм, шириной 50 мм, высотой 49 мм;
8. ЭСПа-200 (103/50/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 200 мл, длиной 103 мм, шириной 50 мм, высотой 50 мм;
9. ЭСПа-250 (125/50/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 250 мл, длиной 125 мм, шириной 50 мм, высотой 50 мм;
10. ЭСПа-300 (100/60/63) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 300 мл, длиной 100 мм, шириной 60 мм, высотой 63 мм;
11. ЭСПа-300 (110/60/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 300 мл, длиной 110 мм, шириной 60 мм, высотой 60 мм;
12. ЭСПа-350 (125/60/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 350 мл, длиной 125 мм, шириной 60 мм, высотой 60 мм;
13. ЭСПа-400 (108/58/59) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 400 мл, длиной 108 мм, шириной 58 мм, высотой 59 мм;
14. ЭСПа-400 (115/65/65) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 400 мл, длиной 115 мм, шириной 65 мм, высотой 65 мм;
15. ЭСПа-450 (130/65/65) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 450 мл, длиной 130 мм, шириной 65 мм, высотой 65 мм;

16. ЭСПа-500 (125/70/70) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 500 мл, длиной 125 мм, шириной 70 мм, высотой 70 мм;
17. ЭСПа-520 (117/78/54) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 520 мл, длиной 117 мм, шириной 78 мм, высотой 54 мм;
18. ЭСПа-550 (135/70/70) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 550 мл, длиной 135 мм, шириной 70 мм, высотой 70 мм;
19. ЭСПа-600 (126/75/75) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 600 мл, длиной 126 мм, шириной 75 мм, высотой 75 мм;
20. ЭСПа-650 (117/90/58)- Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 650 мл, длиной 117 мм, шириной 90 мм, высотой 58 мм;
21. ЭСПа-720 (145/78/58) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 720 мл, длиной 145 мм, шириной 78 мм, высотой 58 мм;
22. ЭСПа-750 (135/87/59) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 750 мл, длиной 135 мм, шириной 87 мм, высотой 59 мм;
23. ЭСПа-800 (155/82/58) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 800 мл, длиной 155 мм, шириной 82 мм, высотой 58 мм;
24. ЭСПа-950 (175/88/55) - Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 950 мл, длиной 175 мм, шириной 88 мм, высотой 55 мм.



02R-V *NUJ55M* OA

Эндоекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации
 с силиконовым основанием в индивидуальной упаковке

LOT 1402027004
 641 0531 01:02 200mm x 50mm x 100mm

LOT 1402027004
 641 0531 01:02 200mm x 50mm x 100mm

МЕДСИЛ

Эндоэкспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023
 в варианте исполнения:

Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации с
 армированным основанием с номинальным объемом баллона 950 мл,
 длиной 175 мм, шириной 88 мм, высотой 55 мм

Этикетка

ЭСПа-950 (175/88/55) выполнен из силиконовой резины и имеет
 гладкую поверхность оболочки баллона. Эндоэкспандер предназначен для увеличения
 площади кожного покрова при дефиците здоровой кожи в случаях, описанных в
 показаниях к применению. Эндоэкспандер предназначен для однократового применения
 и используется врачами: хирургами в реконструктивной и пластической хирургии в
 условиях специально оборудованных помещений клиники и больницы. Эндоэкспандер
 применять строго в соответствии с инструкцией по применению. При работе с
 эндоэкспандером не следует подвергать его кручению и резким перегибам,
 приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты
 эндоэкспандера от прокалывания и порезывания: усилить со стороны
 предплечья с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 30°C и относительной
 влажности воздуха не более 50 %. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при
 температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 50
 %. Эндоэкспандер должен храниться на стеклах и должен быть защищен от прямого
 солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не
 допускается хранение вблизи беттермидных ламп, открытых емкостей с кислотами,
 щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.
 Утилизация использованного эндоэкспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3.684
 (раздел X), как отходы класса Б. Утилизация неиспользованного, с поврежденной
 упаковкой и с истекшим сроком годности эндоэкспандера должна проводиться по
 СанПиН 2.1.3.684 (раздел X), как отходы класса А.
 Срок пребывания эндоэкспандера в организме – не более 6 месяцев.
 Негоскочно, не содержит лекарственных средств, биологические материалы и (или)
 наноматериалы.

Сведения о применении:


Эндоэкспандер ЭСПа-950 (175/88/55) соответствует ТУ 32.50.50-111-18037666-2023 и
 признан годным для применения

Код партии: 141-0424

Дата изготовления: 11.04.2024 г.

Использовать до: 11.04.2027 г.

Регистрационное удостоверение №
 Изготовитель: Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил")
 Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г. о. Мытищи,
 г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. 1/1,
 телефон: +7(495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru
 Адрес производства: Россия, 141136, Московская обл., Сергиево-
 Посадский г. о., п.Рыжово, ул. Институтская, д.24а



**Эндоэкспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации
 с армированным основанием в индивидуальной упаковке с этикеткой**

Заказчик: ООО «Сибирский Строительный Проект» по ТУ 32.50.50-111-18007666-2022

Экспериментальный стандартный препарат получен из концентрированной серной кислоты, разбавленной с водой в соотношении 1:100. Объем раствора 100 мл.

CONCLUSIONS

ЗСЛП-950 (175/88/55) разработчик ИИ (СН) разработчик (патент) и автор

наблюдениями в течение 10 лет. В течение 10 лет наблюдения за группой больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, перенесших операцию, не выявлено ни одного рецидива язвы. В течение 10 лет наблюдения за группой больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, перенесших операцию, не выявлено ни одного рецидива язвы. В течение 10 лет наблюдения за группой больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, перенесших операцию, не выявлено ни одного рецидива язвы.

Информация о документе
 Документальный знак: 175/766/59, конвертированный TY 22.50.50.111-1803/766-2023 в
 документальный знак: 175/766/59

Код партии: 141-0424
Дата изготовления: 11.04.2024 г.

McNorb30eams do: 11.04.2027 a.

[illegible]


E. Moberg, Helsingfors, Sweden. E-mail: A. 41A, now HN,
 telephone: +7(95) 563-26-62, moberg@nordic.info@comcast.ru

Исследования выполнены в соответствии с программой, одобренной этическим комитетом ФГБУ «НМИИ» Минздрава России.

STERILE



Эндозекспандер силиконовый стерильный прямоугольной конфигурации
основанием в индивидуальной коробке с этикеткой



**Эндоэкспандер цилиндрической конфигурации
на примере варианта исполнения ЭСЦ-600 (160/75)**

Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации

Объемом баллона 600 мл, длиной 160 мм, шириной 75 мм

Варианты исполнения
Эндоэкспандера силиконового стерильного
цилиндрической конфигурации:

1. ЭСЦ-20 (40/30) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 20 мл, длиной 40 мм, шириной 30 мм;
2. ЭСЦ-30 (60/30) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 30 мл, длиной 60 мм, шириной 30 мм;
3. ЭСЦ-50 (60/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 50 мл, длиной 60 мм, шириной 40 мм;
4. ЭСЦ-70 (70/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 70 мл, длиной 70 мм, шириной 40 мм;
5. ЭСЦ-100 (70/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 100 мл, длиной 70 мм, шириной 50 мм;
6. ЭСЦ-150 (100/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 150 мл, длиной 100 мм, шириной 50 мм;
7. ЭСЦ-200 (120/50) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 200 мл, длиной 103 мм, шириной 50 мм;
8. ЭСЦ-250 (100/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 250 мл, длиной 100 мм, шириной 60 мм;
9. ЭСЦ-300 (120/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 300 мл, длиной 120 мм, шириной 60 мм;
10. ЭСЦ-350 (140/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 350 мл, длиной 140 мм, шириной 60 мм;
11. ЭСЦ-400 (160/60) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 400 мл, длиной 160 мм, шириной 60 мм;
12. ЭСЦ-450 (130/75) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 450 мл, длиной 130 мм, шириной 75 мм;
13. ЭСЦ-500 (140/75) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 500 мл, длиной 140 мм, шириной 75 мм;
14. ЭСЦ-600 (160/75) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 600 мл, длиной 160 мм, шириной 75 мм.

КОРРЕКЦИЯ
ПОСЛЕ СТЕПЕН

жесткий
после стерили-

ОКСИД ЭТИЛЕНА
/EO

коричневый
после стерилиз.

ГЛАВ
STREAM

**ВОЗН** ГОРМАЛЬДЕГІД
FORMULA FORMULA

**WORLDWIDE
HOCKEY CORPORATION**

30-10-47

500's

Эндоекспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации в индивидуальной упаковке

100mm 2023.04.01 09:21

LOT#2133 150mmx50mmx100mm 2023.04.01 09:21

МЕДСИЛ

Эндозекспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023 в варианте исполнения:

Эндозекспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации с номинальным объемом баллона 600 мл, длиной 160 мм, шириной 75 мм

Этикетка

ЗСЦ-600 (160/75)

выполнен из силиконовой резины и имеет гладкую поверхность оболочки баллона. Эндозекспандер предназначен для увеличения площади кожного покрова при деформации здоровой, в случаях, описанных в показаниях к применению. Эндозекспандер предназначен для однократового применения и используется врачами-хирургами в реконструктивной и пластической хирургии в условиях специально оборудованных помещений клиники и больницы. Эндозекспандер применять строго в соответствии с инструкцией по применению. При работе с эндозекспандером не следует подвергать его кручению и резким перегибам, приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты эндозекспандера от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предикторов с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 50%. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 50%. Эндозекспандер должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация использованного эндозекспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3.684 (раздел X), как отходы класса Б. Утилизация неиспользованного, с поврежденной упаковкой и с истекшим сроком годности эндозекспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3.684 (раздел X), как отходы класса А.

Срок пребывания эндозекспандера в организме – не более 6 месяцев.

Нельзя использовать в сочетании с лекарственными средствами, биологическими материалами и (или) наноматериалами.


Сведения о продукте

Эндозекспандер ЗСЦ-600 (160/75) соответствует ТУ 32.50.50-111-18037666-2023 и признан годным для применения

Код партии: 143-0424

Дата изготовления: 11.04.2024 г.

Использовать до: 11.04.2027 г.



Регистрационное удостоверение №
Изготовитель: Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил")
Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г. о. Мытищи,
г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1,
телефон: +7(495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru
Адрес производства: Россия, 141336, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., п.Реммаш, ул. Институтская, д.24а

Эндозекспандер силиконовый стерильный цилиндрической конфигурации в индивидуальной упаковке с этикеткой



**Эндоэкспандер изогнутой (в виде почки) конфигурации
на примере варианта исполнения ЭСИ-100 (95/41/52)**

**Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки)
конфигурации с номинальным объемом баллона 100 мл, длиной 95 мм,
шириной 41 мм, высотой 52 мм**

Варианты исполнения
Эндоэкспандера силиконового стерильного
изогнутой (в виде почки) конфигурации:

1. ЭСИ-30 (55/30/35) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 30 мл, длиной 55 мм, шириной 30 мм, высотой 35 мм;
2. ЭСИ-50 (75/32/42) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 50 мл, длиной 75 мм, шириной 32 мм, высотой 42 мм;
3. ЭСИ-70 (85/36/49) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 70 мл, длиной 85 мм, шириной 36 мм, высотой 49 мм;
4. ЭСИ-100 (95/41/52) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 100 мл, длиной 95 мм, шириной 41 мм, высотой 52 мм;
5. ЭСИ-150 (109/47/61) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 150 мл, длиной 109 мм, шириной 47 мм, высотой 61 мм;
6. ЭСИ-200 (120/51/67) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 200 мл, длиной 120 мм, шириной 51 мм, высотой 67 мм;
7. ЭСИ-250 (129/55/72) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 250 мл, длиной 129 мм, шириной 55 мм, высотой 72 мм;
8. ЭСИ-300 (136/58/77) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 300 мл, длиной 136 мм, шириной 58 мм, высотой 77 мм;
9. ЭСИ-350 (145/62/80) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 350 мл, длиной 145 мм, шириной 62 мм, высотой 80 мм;
10. ЭСИ-400 (150/64/85) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 400 мл, длиной 150 мм, шириной 64 мм, высотой 85 мм;
11. ЭСИ-500 (162/69/91) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки) конфигурации с номинальным объемом баллона 500 мл, длиной 162 мм, шириной 69 мм, высотой 91 мм.

001-V "ПУДРА" О.А.

желтый
после стерилиз.

ОКСИД ЭТИЛЕНА
/ EO

коричневый
после стерилиз.

ПАР
/ STEAM

**Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой
(в виде почки) конфигурации в индивидуальной упаковке**

МЕДСИЛ

Эндоэкспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023
в варианте исполнения:

Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки)
конфигурации с номинальным объемом баллона 100 мл,
длиной 95 мм, шириной 41 мм, высотой 52 мм

Этикетка

ЭСИ-100 (95/41/52) выполнен из силиконовой резины и имеет гладкую поверхность оболочки баллона. Эндоэкспандер предназначен для увеличения площади кожного покрова при дефиците здоровой кожи в случаях, описанных в показаниях к применению. Эндоэкспандер предназначен для однократового применения и используется врачами-хирургами в реконструктивной и пластической хирургии в условиях специально оборудованных помещений клиник и больниц. Эндоэкспандер применять строго в соответствии с инструкцией по применению. При работе с эндоэкспандером не следует подвергать его кручению и резким перегибам, приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты эндоэкспандера от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями. Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 50 %. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35°C и относительной влажности воздуха не более 50 %. Эндоэкспандер должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями. Утилизация использованного эндоэкспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса Б. Утилизация неиспользованного, с поврежденной упаковки и с истекшим сроком годности эндоэкспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса А. Срок пребывания эндоэкспандера в организме – не более 6 месяцев. Нетоксично, не содержит лекарственных средства, биологические материалы и (или) наноматериалы.

Сведения о приемке:

Эндоэкспандер ЭСИ-100 (95/41/52) соответствует ТУ 32.50.50-111-18037666-2023 и признан годным для применения.

Код партии: 144-0424

Дата изготовления: 11.04.2024 г.

Использовать до: 11.04.2027 г.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил")

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г.о. Мытищи,

г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. I/1.

телефон: +7(495) 583-36-62; электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская обл., Сергиево-

Посадский г.о., п.Реммаш, ул. Институтская, д.24к



STERILE EO



LOT42133 150 mmx50 mmx100 mm

2023.04.01 09:18

Эндоэкспандер силиконовый стерильный изогнутой (в виде почки)
конфигурации в индивидуальной упаковке с этикетной


Эксплуатация системной стропильной по. ТУ 22.50.50-111-18037666-2023
в проекте исполнения:

Экспозиционер сплюснутый стропильный коньковый (в виде поперечного сечения) с номинальным объемом бапки 100 мл, длиной 95 мм, шириной 41 мм, высотой 52 мм

Эткетка

Symptoms

3CM-100 (S)



**Эндоэкспандер шаровидной конфигурации с армированным основанием
на примере варианта исполнения ЭСШа-160 (94/39)**

**Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с
армированным основанием с номинальным объемом баллона 160 мл,**

диаметром основания 94 мм, высотой 39 мм

Варианты исполнения
Эндоэкспандера силиконового стерильного
шаровидной конфигурации с армированным основанием:

1. ЭСШа-120 (85/35) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 120 мл, диаметром основания 85 мм, высотой 35 мм;
2. ЭСШа-140 (90/37) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 140 мл, диаметром основания 90 мм, высотой 37 мм;
3. ЭСШа-160 (94/39) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 160 мл, диаметром основания 94 мм, высотой 39 мм;
4. ЭСШа-180 (98/40) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 180 мл, диаметром основания 98 мм, высотой 40 мм;
5. ЭСШа-200 (101/42) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 200 мл, диаметром основания 101 мм, высотой 42 мм;
6. ЭСШа-220 (104/43) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 220 мл, диаметром основания 104 мм, высотой 43 мм;
7. ЭСШа-240 (107/44) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 240 мл, диаметром основания 107 мм, высотой 44 мм;
8. ЭСШа-260 (110/46) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 260 мл, диаметром основания 110 мм, высотой 46 мм;
9. ЭСШа-280 (113/47) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 280 мл, диаметром основания 113 мм, высотой 47 мм;
10. ЭСШа-300 (116/48) - Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием с номинальным объемом баллона 300 мл, диаметром основания 116 мм, высотой 48 мм.



АО "МЗСНМ" А-100

Не использовать в случае повреждения упаковки
ВОИ
Формы: латекс / латекс

Не использовать в случае повреждения упаковки
ВОИ
Формы: латекс / латекс

ид этилена /EO

желтый
после стерилизации

ПАР /STEAM

коричневый
после стерилизации

желтый
после стерилизации

Эндокспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с армированным основанием в индивидуальной упаковке

МЕДСИЛ

Эндоэкспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023
в варианте исполнения:

Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с
армированным основанием с номинальным объемом баллона 160 мл,
диаметром основания 94 мм, высотой 39 мм

Этикетка

ЭСШа-160 (94/39) выполнен из силиконовой резины и имеет гладкую
поверхность оболочки баллона. Эндоэкспандер предназначен для увеличения площади
кожного покрова при дефиците здоровой кожи в случаях, описанных в показаниях к
применению. Эндоэкспандер предназначен для однократового применения и
используется врачами-хирургами в реконструктивной и пластической хирургии в
условиях специально оборудованных помещений клиник и больниц. Эндоэкспандер
применять строго в соответствии с инструкцией по применению. При работе с
эндоэкспандером не следует подвергать его кручениям и резким перегибам,
приводящим к остаточной деформации. Должны быть приняты меры защиты
эндоэкспандера от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны
предметов с острыми краями.

Транспортировать при температуре от минус 10 до плюс 35°C и относительной
влажности воздуха не более 50 %. Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при
температуре от плюс 5 до плюс 35 °C и относительной влажности воздуха не более 50
%. Эндоэкспандер должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого
солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не
допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами,
щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

Утилизация использованного эндоэкспандера должна проводиться по СанПиН 2.1.3684
(раздел X), как отходы класса Б. Утилизация неиспользованного, с поврежденной
упаковкой и с истекшим сроком годности эндоэкспандера должна проводиться по
СанПиН 2.1.3684 (раздел X), как отходы класса А.

Срок пребывания эндоэкспандера в организме — не более 6 месяцев.
Нетоксично, не содержит лекарственных средств, биологические материалы и (или)
наноматериалы.

Сведения о приемке:

Эндоэкспандер ЭСШа-160 (94/39) соответствует ТУ 32.50.50-111-18037666-2023 и
признан годным для применения

Код партии: 146-0424

Дата изготовления: 11.04.2024 г.

Использовать до: 11.04.2027 г.

Регистрационное удостоверение №

Изготовитель: Акционерное общество "МедСил" (АО "МедСил")


Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г. о. Мытищи,

г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1,

телефон: +7(495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru

Адрес производства: Россия, 141336, Московская обл., Сергиево-

Посадский г. о., п.Реммаш, ул. Институтская, д.24к



Эндоэкспандер силиконовый стерильный шаровидной конфигурации с
армированным основанием в индивидуальной упаковке с этикеткой

МЕДСИЛ

Эндоэкспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-11-1803766-2023

в вакуумной упаковке

Эндоэкспандер силиконовый шаровидной конфигурации с заливочным основанием с номинальным объемом баллона 160 мл, диаметром основания 94 мм, высотой 39 мм

Этикетка

ЭСША-160 (94/39)

Назначение: Эндоэкспандер предназначен для увеличения объема полости живота при лапароскопической операции, а также для проведения лапароскопической операции в условиях стерильности. Эндоэкспандер применяется в соответствии с инструкцией по применению. При работе с эндоэкспандером не следует подвергать его воздействию и резким перепадам температуры, не допускать его контакта с острыми предметами, не допускать его контакта с агрессивными жидкостями и агрессивными средами.

Применение: Эндоэкспандер применяется для увеличения объема полости живота при лапароскопической операции, а также для проведения лапароскопической операции в условиях стерильности. Эндоэкспандер применяется в соответствии с инструкцией по применению. При работе с эндоэкспандером не следует подвергать его воздействию и резким перепадам температуры, не допускать его контакта с острыми предметами, не допускать его контакта с агрессивными жидкостями и агрессивными средами.

Состав: Эндоэкспандер состоит из баллона, основания, трубки и трубки для инфузии.

Код партии: 146-0424

Дата изготовления: 11.04.2024 г.

Исходный номер: 11.04.2024 г.

Производитель: ООО «МедСил»
Адрес: 141018, Московская обл., г. Балашиха, ул. Мухоморова, д. 11/1
Телефон: +7(495) 585-36-62, e-mail: info@medsil.ru



ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МЕДСИЛ

Эндозкспансер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023

Этикетка

ЭС ____ (____), количество ____ шт.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)

Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. П/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru


Адрес производства: Россия, 141336, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24к

Регистрационное удостоверение: № ____ от ____

Дата изготовления:

Использовать до:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %. Эндозкспансер должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.



ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

АО «МедСил»

Россия, 141018, Московская область,
г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский
пр-кт, д.41А, пом. П/1

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:

МЕДСИЛ

Эндозекспандер силиконовый стерильный по ТУ 32.50.50-111-18037666-2023

Этикетка


ЭС _____ (_____), количество _____ шт.

Изготовитель: Акционерное общество «МедСил» (АО «МедСил»)
Адрес изготовителя: Россия, 141018, Московская обл., г. о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д. 41А, пом. II/1, телефон: +7 (495) 583-36-62, электронная почта: info@medsil.ru
Адрес производства: Россия, 141336, Московская обл., Сергиево-Посадский г. о., п. Реммаш, ул. Институтская, д. 24к

Регистрационное удостоверение: № _____ от _____

Дата изготовления:
Использовать до:

Хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха не более 50 %. Эндозекспандер должен храниться на стеллажах и должен быть защищен от прямого солнечного света, ультрафиолетового излучения и попадания влаги на упаковку. Не допускается хранение вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с кислотами, щелочами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.



ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ:

АО «МедСил»

Россия, 141018, Московская область,
г.о. Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский
пр-кт, д.41А, пом. II/1



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

24 листов (а)

двадцать четыре

Генеральный директор

АО «МедСил»

Д. Э. Егеров