



ИНН: 7718963522
КПП: 771701001
ОГРН: 1147746018111
Юридический адрес: 129626, г. Москва, ул.
Пр-т Мира, д.102, стр. 34, этаж 3, комн. 14.
WWW.MEDPROEKT.MSK.RU

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПРОЕКТ»

Ван Инхуа



М.П.

«24» октября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система видеокольпоскопии цифровая в вариантах исполнения: KN-2200, KN-2200A, KN-2200I

производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd., Китай.

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель Н

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель F

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель Q

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Стойка для KN-2200

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Стойка для KN-2200A

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Консольная тележка

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Тележка мобильная для компьютера

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co. Ltd.

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Карта видеозахвата для камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель Н

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Карта видеозахвата для камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель F

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Карта видеозахвата для камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель Q

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co. Ltd.

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd.

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Программное обеспечение на USB флеш-накопителе (слева) и USB-ключ к программному обеспечению (справа)

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



JINWO

Li-ion Battery

Model: JW-Y2S-2.1(C)

Specification: 7.2V/2100mAh/15.12Wh

Standard Applied: GB/T18287-2013

Mfg date: 2023.09.05

MANUFACTURER: ZH'JHAI JINWO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

WARNING

1. Do not disassemble or short circuit
2. Do not dispose of in fire or put into water
3. Do not use in high temperature or near a heat source



Аккумуляторная батарея

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Адаптер питания модели LXCP30A-120, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Кабель HDMI

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Кабель BNC

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Организер для проводов

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Маркировка адаптера питания модели LXCP30A-120, производства Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD.



Переходник для подключения видеокольпоскопа к монитору для камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель F



Переходник для подключения видеокольпоскопа к монитору для камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель Q

NAME :	Colposcope System
TYPE :	KN-2200I
MACHINE CODE :	2304030029
CHECKER :	02
CHECKING DATE :	2024-01

Сертификат товара на примере варианта исполнения «Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200I с камерой модели Н»

Type: KN-2200

SN 2304030029 2024-01



Input: 12V d.c. 1.0A

KERNEL



Маркировка камеры на примере системы видеокольпоскопии цифровой, вариант исполнения KN-2200 с камерой модели

Н

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU

Type: KN-2200A

SN 2304040070



2024-01



Input: 12V d.c. 1.0A ***KERNEL***

Battery: 7.2V d.c. 2100mAh  

Маркировка камеры на примере системы видеокольпоскопии цифровой, вариант исполнения KN-2200A с камерой модели F

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU

Type: KN-2200I

SN 2304040069



2024-01



Input: 12V d.c. 1.0A ***KERNEL***


Battery: 7.2V d.c. 2100mAh  

Маркировка камеры на примере систем видеокольпоскопии цифровой, вариант исполнения KN-2200I с камерой модели Q

INFO@MEDPROEKT.MSK.RU



Маркировка ножной педали



Маркировка упаковки на примере камеры со встроенным источником света и дисплеем модели F

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200 с камерой модели Н	
РУ № от	
	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °С Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
   	
Питание	Адаптер: 12 В, 1 А
Класс защиты от опасного проникания воды или твердых частиц: 1. Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель Н - IPX0 2. Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 3. Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 4. Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd - IPX1 5. Адаптер питания модели LXCP30A-120 производства - Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD. - IP68	
Непродолжительный режим работы. Максимальное время активации – 8 часов. Минимальное время деактивации – 4 часа.	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	

Русскоязычная маркировка системы видеокольпоскопии цифровой, вариант исполнения KN-2200 с камерой модели Н

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200 с камерой модели ____	
РУ № _____ от _____	
	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °C Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
   	
Питание	Адаптер: 12 В, 1 А Литий-ионный аккумулятор 7,2 В; емкость 2100 мА·ч
Класс защиты от опасного проникания воды или твердых частиц: 1. Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель ____ - IPX0 2. Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 3. Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 4. Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd - IPX1 5. Адаптер питания модели LXCP30A-120 производства - Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD. - IP68 6. Аккумуляторная батарея - IP67	
Непродолжительный режим работы. Максимальное время активации – 8 часов. Минимальное время деактивации – 4 часа.	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	

Русскоязычная маркировка системы видеокольпоскопии цифровой, вариант исполнения KN-2200 с камерой модели F
или Q

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200A с камерой модели ____ РУ № _____ от _____ Стойка KN-2200A	
	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °С Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
   	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	

Русскоязычная маркировка стойки для KN-2200A

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200I с камерой модели ____ РУ № _____ от _____ Консольная тележка	
SN	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °С Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
   	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	

Русскоязычная маркировка тележки для KN-2200I

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200_ с камерой модели Н

PY №	ОТ
------	----

Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель Н

SN

Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °C

Атмосферное давление: 500~1060 гПа

Относительная влажность воздуха: $\leq 95\%$



Питание	Адаптер: 12 В, 1 А
---------	--------------------

Класс защиты от опасного проникания воды или твердых частиц:

1. Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель H - IPX0
2. Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2
3. Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2
4. Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd - IPX1
5. Адаптер питания модели LXCP30A-120 производства - Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD. - IP68

Непродолжительный режим работы. Максимальное время активации – 8 часов. Минимальное время деактивации – 4 часа.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.



Kernel Medical Equipment Co., Ltd.

Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China

Сделано в Китае

Русскоязычная маркировка камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель Н

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200__ с камерой модели F РУ № от Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель F	
SN	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °С Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
	
Питание	Адаптер: 12 В, 1 А Литий-ионный аккумулятор 7,2 В; емкость 2100 мА·ч
Класс защиты от опасного проникания воды или твердых частиц: 1. Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель __ - IPX0 2. Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 3. Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 4. Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd - IPX1 5. Адаптер питания модели LXCP30A-120 производства - Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD. - IP68 6. Аккумуляторная батарея - IP67	
Непродолжительный режим работы. Максимальное время активации – 8 часов. Минимальное время деактивации – 4 часа.	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	

Русскоязычная маркировка камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель F

Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200__ с камерой модели Q РУ № _____ от _____ Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель Q	
	
	
Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °С Атмосферное давление: 500~1060 гПа Относительная влажность воздуха: ≤95 %	
	
Питание	Адаптер: 12 В, 1 А Литий-ионный аккумулятор 7,2 В; емкость 2100 мА·ч
Класс защиты от опасного проникания воды или твердых частиц: 1. Камера со встроенным источником света и дисплеем, модель __ - IPX0 2. Проводной пульт управления модели RemoteController, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 3. Видеокабель модели VideoCable, производства Kernel Medical Equipment Co., Ltd. - IPX2 4. Ножная педаль модели MDFS-201, производства Yueqing Mingde Electric Appliance Co., Ltd - IPX1 5. Адаптер питания модели LXCP30A-120 производства - Shenzhen Longxc Power Supply Co.,LTD. - IP68 6. Аккумуляторная батарея - IP67	
Непродолжительный режим работы. Максимальное время активации – 8 часов. Минимальное время деактивации – 4 часа.	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва, Проспект Мира, дом 102, строение 34.	
	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
Сделано в Китае	


Русскоязычная маркировка камеры со встроенным источником света и дисплеем, модель Q

Система видеоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200__ с камерой
модели __ РУ № _____ от _____
Тележка мобильная для компьютера

SN		
----	--	--



Условия транспортировки и хранения: температура: -40~55 °C
Атмосферное давление: 500~1060 гПа
Относительная влажность воздуха: ≤95 %




Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с
Ограниченной Ответственностью «МедПроект» (ООО «МедПроект»), 129626, г. Москва,
Проспект Мира, дом 102, строение 34.



	Kernel Medical Equipment Co., Ltd. Kernel Building, Economic Development District, Xuzhou City, Jiangsu Province, 221004 China
---	---

Сделано в Китае

Русскоязычная маркировка тележки мобильной для компьютера



Фотография русскоязычной маркировки на примере варианта исполнения «Система видеокольпоскопии цифровая, вариант исполнения KN-2200I с камерой модели Н»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 39 (Тридцать девять) листов.

Генеральный директор
ООО "МедПроект" _____ / Ван И.

