

Общество с ограниченной ответственностью «МИКВИД»

(ООО «МИКВИД»)

ИНН 5261128653 КПП 526101001

ОГРН 1215200002841

603009, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 39, помещ. 4, комната 17А

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МИКВИД»

Г.А. Жукова

4 марта 2024г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система цифрового увеличения «РЕГИСТО»


по ТУ 26.70.22-001-47073006-2022

2024




1. Механизированный штатив, в составе:


- штатив – 1 шт.
- оптический модуль – 1 шт.
- панель управления – 1 шт.




- оптический модуль – 1 шт.




- панель управления – 1 шт.




2. Светофильтр – 1шт.




3. Монитор




4. Педаль управления




5. Система линзы, в составе: - кронштейн – 1 шт., - посадочный блок – 1 шт., - держатель линзы – 1 шт., - линза («Линзы офтальмологические диагностические бесконтактные ЛО 15D, ЛО 20D, ЛО 30D, ЛО 40D», вариант исполнения: ЛО 40D, производства ОАО «Завод «Оптик», Республика Беларусь (РУ № РЗН 2018/6751) – 1 шт.




6. Поляризационные очки – 4 шт.




7. Сетевой кабель – 1 шт.




8. Кабель питания монитора – 1 шт.




9. Кабель подключения монитора – 1 шт.




10. Кабель подключения педали – 1 шт.



11. USB-flash накопитель 32 ГБ – 1 шт.




12. Комплектующие для установки изделия, в составе:
- утяжелитель – 16 шт.



- заглушка для транспортировочного отверстия – 1 шт.
- болт для установки монитора – 4 шт.
- шайба для установки монитора – 4 шт.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «МИКВИД»
_____ Г.А. Жукова
«15» февраля 2024 г.

**СИСТЕМА ЦИФРОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ «РЕГИСТО»
ПО ТУ 26.70.22-001-47073006-2022**
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




2024

13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ООО «МИКВИД»


**СИСТЕМА ЦИФРОВОГО УВЕЛИЧЕНИЯ
«РЕГИСТО» ПО ТУ 26.70.22-001-47073006-2022**

ПАСПОРТ




Нижний Новгород


14. Паспорт – 1 шт.




Изделие с системой линзы (в сборе)




Транспортная упаковка изделия



Транспортная упаковка изделия




Макет маркировки изделия




Макет маркировки педали управления




Индивидуальная упаковка для «Светофильм»




Маркировка для «Светофильм»




Индивидуальная упаковка для «Монитор»



Маркировка для «Монитор»




Индивидуальная упаковка для «Система линзы, в составе»




Маркировка для «Система линзы, в составе»




Индивидуальная упаковка и маркировка для «Поляризационные очки»



Индивидуальная упаковка и маркировка для «Сетевой кабель»



Индивидуальная упаковка и маркировка для «Кабель питания монитора»




Индивидуальная упаковка и маркировка для «Кабель подключения монитора»



Индивидуальная упаковка и маркировка для «Кабель подключения педали»

Индивидуальная упаковка и маркировка для «USB-Flash накопителя 32 Тб»

34



 ООО «МИКВИД» 603009, Нижегородская область, г.в. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 39, помещ. 4, комната 17А. Тел.: 8-962-506-92-35, e-mail: galzhukova@mail.ru	
Система цифрового увеличения «РЕГИСТО» по ТУ 26.70.22-001-47073006-2022	
Количество, шт.:	
Габаритные размеры, мм:	
Масса брутто, кг:	
	
	
Регистрационное удостоверение _____	
ТУ 26.70.22-001-47073006-2022	
Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.	
Транспортировать упакованное изделие следует транспортом всех видов в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.	
Условия транспортирования: в транспортной упаковке, при температуре от -50°C до +50°C, относительной влажности воздуха до 98% при 25°C.	
Условия хранения: при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности воздуха до 98% при 25°C. Изделие хранить в транспортной упаковке на складе изготовителя (потребителя), в сухом проветриваемом помещении, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. В помещениях склада не допускается наличие агрессивных паров и жидкостей.	
Составные части изделия подлежат утилизации и/или уничтожению в соответствии с требованиями к обращению с медицинскими отходами класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и действующим законодательством в стране применения на момент утилизации. Не утилизировать с бытовыми отходами.	
	

Макет маркировки транспортной упаковки