


Фотографические изображения
Имплантаты стоматологические Toplan с принадлежностями,
производства «Топлан Ко., Лтд.» (Toplan Co., Ltd.)





Имплантат T01, T014506S; Ø4.5x6.0мм [H]
(без упаковки и в первичной упаковке)



Примечание:
имплантаты T01 (T013606S, T014006S, T015006S) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Имплантат T01, T014510S; Ø4.5x10.0мм [H]
(без упаковки и в первичной упаковке)



Примечание:


имплантаты T01 (T013607S, T013608S, T013610S, T013612S, T013614S, T014007S, T014008S, T014010S, T014012S, T014014S, T014507S, T014508S, T014512S, T014514S, T015007S, T015008S, T015010S, T015012S, T015014S) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Имплантат T01 Ultra-wide, T016006S; Ø6.0x6.0мм [H]
(без упаковки и в первичной упаковке)



Примечание:
имплантат T01 Ultra-wide (T017006S) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.


Имплантат T01 Ultra-wide, T016012S; Ø6.0x12.0мм [H]
(без упаковки и в первичной упаковке)



Примечание:


имплантаты T01 Ultra-wide (T016007S, T016008S, T016010S, T017007S, T017008S, T017010S, T017012S) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Имплантат T01 Mini, T013012S; Ø3.0x12.0мм [H]
(без упаковки и в первичной упаковке)



Примечание:
имплантаты T01 Mini (T013007S, T013008S, T013010S, T013014S) имеют похожий внешний вид,


Винт-заглушка T01, T01CS36; Ø3.6
(без упаковки и в первичной упаковке)




Винт-заглушка T01, T01CSM36; Mini / Ø3.1
(без упаковки и в первичной упаковке)




Винт-заглушка T02, T02CS36; Ø3.6 / 1.2Hex
(без упаковки и в первичной упаковке)




Винт-заглушка T02, T02CSM36; Mini /1.2Hex / Ø3.1
(без упаковки и в первичной упаковке)



**Упаковка имплантата T01, имплантата T01 Ultra-wide, имплантата T01 Mini
- на примере имплантата T01, T014506S; Ø4.5x6.0мм [H]**



Упаковка винта-заглушки T01, винта-заглушки T02
- на примере винта-заглушка T01CS36; Ø3.6



Маркировка на русском языке

- имплантат T01
- имплантат T01 Ultra-wide
- имплантат T01 Mini
- винт-заглушка T01
- винт-заглушка T02

Маркировка на русском языке

Имплантат T01	Имплантат T01 Ultra-wide	Имплантат T01 Mini	Винт-заглушка T01	Винт-заглушка T02
PUSH T01 Fixture Ø3.6*14.0mm (H)  Имплантат T01 PU № _____ от _____ Ø3.6*14.0mm (H) STERILE R Не использовать повторно REF T013614S LOT TF18A1902 2018.03.19 2026.03.18 Единица упаковки: 1 шт Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1Тел.: +7-495-739-99-25 e-mail: info@osstem.ru Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea TF18A1902XXXX T01 Fixture Ø3.6*14.0mm (H)	PUSH T01 Ultra-wide Fixture Ø7.0*12.0mm (H)  Имплантат T01 Ultra-wide PU № _____ от _____ Ø7.0*12.0mm (H) STERILE R Не использовать повторно REF T017012S LOT TF18A1902 2018.03.19 2026.03.18 Единица упаковки: 1 шт Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1Тел.: +7-495-739-99-25 e-mail: info@osstem.ru Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea TF18A1902XXXX T01 Ultra-wide Fixture Ø7.0*12.0mm (H)	PUSH T01 Mini Fixture Ø3.0*7.0mm (H)  Имплантат T01 Mini PU № _____ от _____ Ø3.0*7.0mm (H) STERILE R Не использовать повторно REF T013007S LOT TF18A1902 2018.03.19 2026.03.18 Единица упаковки: 1 шт Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1Тел.: +7-495-739-99-25 e-mail: info@osstem.ru Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea TF18A1902XXXX T01 Mini Fixture Ø3.0*7.0mm (H)	PUSH T01 Cover Screw Ø3.6/ 6.37mm(L)  STERILE R винт-заглушка T01 Ø3.6/ 6.37mm(L) PU № _____ от _____ REF T01CS36 LOT TA19H0201 2019.08.02 2027.08.01 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T01 Cover Screw Ø3.6/ 6.37mm(L)	PUSH T02 Cover Screw Ø3.6/ 6.37mm(L)/1.2Hex  STERILE R винт-заглушка T02 Ø3.6/ 6.37mm(L)/ 1.2Hex PU № _____ от _____ REF T02CS36 LOT TA19H0201 2019.08.02 2027.08.01 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T02 Cover Screw Ø3.6/ 6.37mm(L)/1.2Hex

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

14 (четырнадцать) листов
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись А. М. З. / И. И. З.

« 01 » 11 20 23 г.

