



Акционерное общество «Р-Фарм»
123154, г. Москва, ул. Беразарина,
д. 19, корп. 1
+7 (495) 956 79 37
info@rpharm.ru

АО «Р-Фарм»

Старший специалист по регистрации
по доверенности № 332 от 22.08.2023 г.

Борзов М.В.



Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии ScintCare PET/CT 730T с принадлежностями,

производства Sichuan MinFound Medical Technology Co., Ltd. / Сычуань МинФаунд
Медикал Технолоджи Ко., Лтд.

No. 863, Qingpu Road, Shou 'an Street, Pujiang Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China (Китай)




Общий вид медицинского изделия


Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии ScintCare PET-CT 730T с принадлежностями.




ПЭТ-КТ-гентри.



ПЭТ-гепри модель 01-0057



КТ-гептри модель 01-0031




ПЭТ-детектор модель 05-0033




Генератор рентгеновский модель СТ70PN80X4546




Генератор Рентгеновский модель Ruxis80




Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской модель CTR2280 с трубкой рентгеновской модель DU 8008



Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской модель YY 8019-MZ



Коллиматор модель 02-0021.




Детектор рентгеновского излучения модель 02-0020

ScanParameters

kv	120	kv ▼		Start	50
mA	300	mA		End	-11
mAs	300	mAs		Length	160
Rot. Time	1	s/r ▼		Direction	Out
Collimation	64 * 0.625 ▼			No. of Scans	4
Auto Voice	2 * 64 * 0.625			Scan Time	4
	64 * 0.625				
	32 * 0.625				
Focal Spot	16 * 0.625			Preview	■
Shape Filter	8 * 0.625				
	4 * 0.625				
ImA	2 * 0.625				
Tilt	0	°			
SFOV	500	mm			
Scan Trigger	Manual ▼				


Модуль удвоения количества срезов (при необходимости)



Стол пациента с ручным управлением модель 04-0115.



Консоль управления.



Блок распределения питания модель PDU-0017.

Version Information



System Name: ScintCare PET/CT 730T

System Software Name: ScintLaSante

Software Version: 2

Software Full Version: 2.0.0.21383

CopyRight © 2015-2022 MinFound

Medical Systems Co.,Ltd.

Скриншот экрана с указанием версии базового программного обеспечения ScintLaSante.

MinFound

«APPROVE» / «УТВЕРЖДАЮ»

Sichuan MinFound Medical Technology Co., Ltd.
Сычуань МинФаунд Медикал Технолоджи Ко., Лтд.

President/ Президент
(должность)

HuaSu Pan/ ХуаСу Пан
(Ф.И.О.)


HuaSu Pan
20 September 2023
day / den / month / месяц
Stamp/Печать

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**OPERATION MANUAL
OF THE MEDICAL DEVICE**


**Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской
компьютерной томографии ScintCare PET/CT 730T
с принадлежностями**

**Combined positron emission and X-ray computed tomography system
ScintCare PET/CT 730T with accessories**


Sichuan MinFound Medical Technology Co., Ltd. / Сычуань МинФаунд
Медикал Технолоджи Ко., Лтд.

No. 863, Qingpu Road, Shou'an Street, Pujiang Country, Chengdu City, 611600 Sichuan,
P.R. China (Китай)

Руководство по эксплуатации.



Кабели.



Рабочая станция обработки медицинских изображений IntelliAtlas

Medical Image Processing Software

Specifications : IntelliAtlas

Registration certificate number :

Product technical requirement number :

Production enterprise license number :

Registrant Name : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Registrant's domicile : Room 310, Building 2, No. 181, Wuchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Producer company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Production address : No.851, Yinhai St., Xiasha Sub-district, Qiantang District, Hangzhou City, Zhejiang Province

Software release version : V3

Software version : 3.0.0.0000

After-sales service company : Zhejiang Minfound Intelligent Healthcare Technology Co., Ltd.

Customer service number : 400 035 8898

Zip code : 310018

E-mail : info@minfound.com


Serial number :

For other contents, please refer to the user manual


Скриншот экрана монитора с указанием версии ПО рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas



Фантом для контроля качества и калибровки КТ (при необходимости).



ПЭТ-фантом (при необходимости)




Фантом для контроля чувствительности (при необходимости)




Фантом рассеивания (при необходимости).

25




Фантом для измерения разрешающей способности (при необходимости)




Матрас для стола пациента.




Держатель для головы.




Держатель для головы для ПЭТ




Подушка для держателя головы.



Удлинитель стола пациента.




Подушка под колени.




Ремни для фиксации пациента.




Стол для консоли управления.




Устройство транспортировочное для гентри для сканирования.




Устройство транспортировочное для стола для укладки пациента.



Вид экрана выбора программ обработки рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа сосудов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки перфузии головного мозга.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки перфузии внутренних органов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для совмещения изображений разных модальностей.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для анализа стоматологических изображений.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки содержания кальция.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для функционального анализа сердца.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для оценки перфузии миокарда.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для кишечной визуализации.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для спектральной визуализации и анализа спектральных изображений.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для онкологической визуализации и оценки объемных образований.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:

- для анализа сердца и коронарных сосудов.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для урологической визуализации.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:


- для 4D динамической визуализации.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки жировой ткани.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа печени.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:


- для анализа узелковых образований легких.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для оценки плотности костной ткани.



Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
- для анализа ребер.




Программные пакеты для рабочей станции обработки медицинских изображений IntelliAtlas, в вариантах исполнения:
 - для визуализации позвоночника.




монитор



МЫШЬ




клавиатура




пульт управления с микрофоном и громкоговорителем модель POD-002



стойка консоли модель 03-0023, в составе: компьютер консоли, компьютер реконструкции КТ, компьютер реконструкции ПЭТ, источник бесперебойного питания, брандмауэр, электрический блок управления



программное обеспечение консоли базовое



Positron Emission Tomography And Computed Tomography System

Model: ScintCare PET/CT 730T

Input Voltage: 3~380V/400V/440V/480V, 50/60Hz

Momentary power: 101kVA

Continuous power: 28kVA

X-ray output: 0-80kW




Nov.2019



MIN01C0205PP0001



Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.863, Qipu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R. China




Маркировка Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии ScintCare PET-CT 730T с принадлежностями.

MinFound

Part Name : PET Gantry

Part Model : 01-0057



Nov.2019

SN

MIN01PP000001



Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.863, Qipu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China

Маркировка ПЭТ-гентри модель 01-0057.

MinFound

Part Name : PET Detector

Part Model : 05-0033



Nov.2019



MIN01PP000001




Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.863, Qinpu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China

Маркировка ПЭТ-детектор модель 05-0033.


MinFound

Part Name : CT Gantry

Part Model : 01-0031



Nov.2019




MIN01PP000001



Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.363, Qipu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China

Маркировка КТ-гентри модель 01-0031.



Маркировка Генератор рентгеновский в вариантах исполнения: модель CT70PN80X4546 производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США



Model : VX80GT01

Name : Pyxis80 HV Tank Assembly

Output : $\pm 70\text{kV}$, 667mA (MAX), 80kW (MAX)

Input : High Frequency AC

Electric Shock Prevention: Class I

Operation Mode: Intermittent Loading
Continuous Operation

Manufacturer: iRay Imaging Technology
(Haining) Limited

Address: No. 2, Caohejing RD., Haining 314499,
Jiaxing, Zhejiang, P. R. China



2023-09

SN



PY0800100B70523001

Маркировка Генератор рентгеновский в вариантах исполнения: модель Pyxis80 производства iRay Technology, Китай



Маркировка Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской в вариантах исполнения: блок источника рентгеновского излучения модель CTR2280 с трубкой рентгеновской модель DU 8008 производства Dunlee, Нидерланды



医源医疗



昆山医源医疗技术有限公司

昆山开发区内湖路28号

多用途数字平板X射线管组件

型号: YY 8019-MZ

物料号: D.xm.LT0090100

序列号: 120078001

X射线管

型号: DL 4580A

物料号: D.xm.LT0010100

序列号: 220078001



0.5mmAL@75KV

标称电压: 140KV

☒ 0.6×1.2 YY/T 0063

☐ 1.1×1.2 YY/T 0063

生产日期: 2020.07

使用期限: 详见说明书

其他内容详见说明书

Маркировка Блок источника рентгеновского излучения с трубкой рентгеновской в вариантах исполнения: блок источника рентгеновского излучения модель YY 8019-MZ с трубкой рентгеновской модель DL 4580A производства Kunshan Yiyuan Medical Technology, Китай



Маркировка Детектор рентгеновского излучения модель 02-0020


MinFound

Part Name : Patient Table

Part Model : 04-0115



Nov.2019




SN

MIN01PP000001



Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.863, Qinpu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China

Маркировка Стол пациента с ручным управлением модель 04-0115



Маркировка пульт управления с микрофоном и громкоговорителем модель POD-002

MinFound

Part Name : Console rack

Part Model : 03-0023



Nov.2019

SN

MIN01PP000001



Sichuan MinFound Medical Technology Co, Ltd.
No.863, Qinpu Road, Shou'an Street, Pujiang
Country, Chengdu City, 611600 Sichuan, P.R.
China

Маркировка стойка консоли модель 03-0023

Product Name: LCD Monitor
Model 型号: HL2416SL
Power Supply 电源: 100-240V~, 50/60Hz, 1.1-0.6A

产品名称: 液晶显示器







IP20

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

制造商: 深圳市巨峰显示科技有限公司
 Manufacturer: Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd.
 Web: www.beacon-display.cn 中国制造 MADE IN CHINA

地址: 深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁 恒大时尚慧谷大厦(东区)6栋15层
 Address: 15F, Building 6, Hengda Shishang Huigu (East),
 Fulong Road, Dalang Subdistrict, Longhua,
 Shenzhen, 518109, P.R. China

Маркировка монитор

47


MinFound

Power Distribution Unit
Minfound Medical Systems Co., Ltd


Model: PDU-0017
Input: 3~380/400/420/440/460/480V 50/60Hz
Output Power: Momentary 101kVA@0.85PF
Continuous 28kVA
Weight: 1102 lbs(500kg)
Serial No.: 400008
Mfg Date: 220415

Country of origin: China

Маркировка 4. Блок распределения питания модель PDU-0017



Маркировка системный блок



Маркировка Коллиматор модель 02-0021

Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии ScintCare PET-CT 730T с принадлежностями

Производитель:	Сычуань МинФаунд Медикал Технолоджи Ко., Лтд.	Sichuan MinFound Medical Technology Co., Ltd.
Страна происхождения:	Китай	China
Уполномоченный представитель производителя в РФ:	АО «Р-Фарм» 123154, Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 1, тел. 8-495-956-79-37 факс: 8-495-956-79-38 e-mail: info@rpharm.ru	

Регистрационное удостоверение

№ _____ от _____ г.

Макет маркировки на русском языке

Система комбинированная позитронно-эмиссионной и рентгеновской компьютерной томографии
ScintCare PET-CT 730T с принадлежностями.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 89
_____ листах

