



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

Фотографические изображения
медицинского изделия «Помпа
микроинфузионная одноразовая
стерильная Accufuser M-Series»



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M4C непрерывная инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

Объём резервуара: 60, 100, 300 мл

Скорость инфузии (А, В, С): 1.0, 2.0, 3.0 мл/ч, off

2.0, 3.0, 5.0 мл/ч, off

2.0, 4.0, 6.0 мл/ч, off

На фото модель MC23S – скорость инфузии: 2.0 – 5.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 60 (мл).

1.1.1. Этикетка

**Accufuser[®] M-Series** M4C **REF** MC23S

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series.
Вариант исполнения: Accufuser[®] M4C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.

**2460**

LOT

Vol./Объем: 60 mL/мл
Flow Rate/Скорость потока 2.0 - 5.0 mL/hr / мл/час
Mode Selection/Выбор скорости
2023-01
2028-01-15
4C16GDS209

Non-toxic
Не токсично

Latex-Free/Не содержит натуральный латекс.

Осторожно!
Обратиться к инструкции по применению


Аспергенно
STERILE EO
Стерилизация оксидом этилена

Обратиться к инструкции по применению


Запрет на повторное применение

Не стерилизовать повторно

Температуры в диапазоне


Не использовать при повреждении упаковки

DEHP-Free/Не содержит DEHP

Manufactured by/ Произведено Компанией
WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1.1.2. Изделие в потребительской упаковке.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1.1.3. Изделие без упаковки





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул. Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1.2. Модель MC24M – скорость инфузии: 2.0 – 6.0 (мл/ч); силиконовый резервуар 100 (мл)

1.2.1. Этикетка



Accufuser® M-Series M4C **REF** MC24M

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series.
Вариант исполнения: Accufuser® M4C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.



Vol./Объем: 100 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока
Mode Selection/Выбор скорости

2.0 – 6.0

mL/hr / мл/час



2023-01

2028-01-15



4C16GDH210



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic

Не токсично



Latex-Free Не содержит
натуральный латекс



Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению



Апирогенно



Запрет на повторное
применение



Не использовать при
повреждении упаковки

STERILE EO

Стерилизация оксидом
этилена



Не стерилизовать
повторно



DEHP-Free/
Не содержит DEHP



Обратитесь к инструкции
по применению



Температуры
в диапазоне

Уполномоченный представитель на территории Российской
Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на
на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5,
строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019



Rev. 03.2022 Страна происхождения: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1.2.2. Изделие в потребительской упаковке.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

1.2.3. Изделие без упаковки





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8C непрерывная инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

Объём резервуара: 60, 100, 300, 600 мл

Скорость инфузии (А, В, С): 0.5 ~ 3.5мл/ч, off (интервал 0,5 мл)

1.0 ~ 7.0мл/ч, off (интервал 1 мл)

2.0 ~ 14.0мл/ч, off (интервал 2 мл)

2.1. Модель MC012S – скорость инфузии: 0.5 – 3.5 (мл/ч), силиконовый резервуар 300 (мл).

2.1.1. Этикетка



Accufuser® M-Series M8C REF MC012S

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.

CE
2460

Vol/Объем: 60 mL/мл
Flow Rate/Скорость потока
Mode Selection/Выбор скорости

0.5 - 3.5

mL/hr / мл/час



2023-01



2028-01-15

LOT

8C16GAS211



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic

Не токсично



Latex-Free/Не содержит
натуральный латекс



Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению



Апирогенно



Запрет на повторное
применение



Не использовать при
повреждении упаковки

STERILE EO

Стерилизация оксидом
этилена



Не стерилизовать
повторно



DEHP-Free/
Не содержит DEHP



Обратитесь к инструкции
по применению



Температуры
в диапазоне

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019




Rev. 03/2022 Страна происхождения: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2.1.2. Изделие в потребительской упаковке.






ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул. Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2.1.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2.2. Модель MC124L – скорость инфузии: 1.0 – 7.0 (мл/ч), силиконовый резервуар 300 (мл).

2.2.1. Этикетка.



Accufuser[®] M-Series M8C [REF] MC124L

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series. Вариант исполнения: Accufuser[®] M8C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.



Vol./Объем: 300 mL/мл
Flow Rate/Скорость потока
Mode Selection/Выбор скорости

1.0 - 7.0

mL/hr / мл/час



2023-01



2028-01-15



1P0H405



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic

Не токсично



Latex-Free/Не содержит
натуральный латекс



Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению



Асептично

STERILE EO

Стерилизация оксидом
этилена



Обратитесь к инструкции
по применению



Запрет на повторное
применение



Не стерилизовать
повторно



Температуры
в диапазоне



Не использовать при
повреждении упаковки



DEHP-Free/
Не содержит DEHP

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15 02 2019




Rev. 03/2022 Страна происхождения: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2.2.2. Изделие в потребительской упаковке.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

2.2.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул. Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

3. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser 16C непрерывная инфузия с регулятором скорости, в вариантах исполнения:

Объем резервуара: 60, 100, 300, 600 мл

Скорость инфузии (А, В, С): 0 1.0 ~ 15.0мл/ч, off (интервал 1.0 мл)

- 3.1. Модель MC1248M – скорость инфузии: 1.0 – 15.0 (мл/ч), силиконовый резервуар 100 (мл).

- 3.1.1. Этикетка.



Accufuser[®] M-Series^{M16C} [REF] MC1248M

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series. Вариант исполнения: Accufuser[®] M16C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.

CE
2460

Vol./Объем: 100 mL/мл
Flow Rate/Скорость потока
Mode Selection/Выбор скорости

1.0 - 15.0

mL/hr / мл/час



2023-01

2028-01-15

1NOE138



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic
Не токсично

Latex-Free/Не содержит
натуральный латекс

Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению

Aspirageno
Аспирогенно

Запрет на повторное
применение

STERILE EO
Стерилизация оксидом
этилена

Не стерилизовать
повторно

DEHP-Free/
Не содержит DEHP

Обратитесь к инструкции
по применению

Температуры
в диапазоне

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15 02 2019




Rev. 03/2022 Страна происхождения: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

3.1.2. Изделие в потребительской упаковке.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

3.1.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул. Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

3.2. Модель MC1248XL – скорость инфузии: 1.0 – 15.0 (мл/ч), силиконовый резервуар 600 (мл).

3.2.1. Этикетка



Accufuser[®] M-Series^{M16C} REF MC1248XL

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series. Вариант исполнения: Accufuser[®] M16C – непрерывная инфузия с регулятором скорости.

CE
2460



LOT

Vol./Объем: 600 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока

Mode Selection/Выбор скорости

2023-01

2028-01-15

16C16HBX301

1.0 - 15.0

mL/hr / мл/час

Non-toxic
Не токсично

Latex-Free/Не содержит
натуральный латекс

Осторожно!
Обратиться к инструкции
по применению

Асептично

Запрет на повторное
применение

Не использовать при
повреждении упаковки

STERILE EO
Стерилизация оксидом
этилена

Не стерилизовать
повторно

DEHP-Free/
Не содержит DEHP

Обратиться к инструкции
по применению

Температурный
диапазон

Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5,
строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

3.2.2. Изделие в потребительской упаковке





3.2.3. Изделие без упаковки





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8S с регулятором скорости и с болюсом, в вариантах исполнения:

Скорость инфузии (А, В, С): 0.5 ~ 3.5мл/ч, off (интервал 0,5 мл)

1.0 ~ 7.0мл/ч, off (интервал 1 мл)

2.0 ~ 14.0мл/ч, off (интервал 2 мл)

Объем резервуара: 60, 100, 300, 600 мл

Объем болюса: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 мл

Время блокировки: 10, 15, 30 мин (регулируется)

- 4.1. Модель MS4012M – скорость инфузии: 0.5 – 3.5 (мл/ч), объем болюса 4.0 (мл/ч); время работы замка болюса 10/15/30 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл).

- 4.1.1. Этикетка



Accufuser M-Series M8S **REF** MS4012M

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8S – с регулятором скорости и с болюсом.



Vol./Объем: 100 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока 0.5-3.5 mL/hr / мл/час

Mode Selection/Выбор скорости

Bolus/Болюс: 4mL/hr/мл/час

Lockout/ Замок болюса: 10/15/30 min/мин



2023-01

2028-01-20



8SD16GAH304



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,

Chungcheongbuk-do, Korea

Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic

Не токсично

Latex-Free/Не содержит латекса

Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению

Aspyrogenic

Аспирогенно

STERILE EO
Стерилизация оксидом этилена

Обратитесь к инструкции по применению

Do not reuse

Запрет на повторное применение

Do not sterilize
Не стерилизовать повторно

Температуры в диапазоне

Do not use

Не использовать при повреждении упаковки

DEHP-Free/Не содержит DEHP




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4.1.2. Изделие в потребительской упаковке





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4.2.2. Изделие без упаковки





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4.2. Модель MS5124L – скорость инфузии: 1.0 – 7.0 (мл/ч), объем болюса 5.0 (мл/ч); время работы замка болюса 10/15/30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл).

4.2.1. Этикетка



[®] **Accufuser M-Series** M8S **REF** MS5124L

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8S – с регулятором скорости и с болюсом.



Vol./Объем: 300 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока 1.0-7.0 mL/hr / мл/час

2460

Bolus/Болюс: 5 mL/hr/мл/час

Mode Selection/Выбор скорости

Lockout/ Замок болюса: 10/15/30 min/мин



2023-01

2028-01-20

LOT

8SF16GBL305

Non-toxic

Не токсично

Aspyrogenic

Асперогенно

Prohibit reuse

Запрет на повторное применение

Do not use if packaging is damaged

Не использовать при повреждении упаковки

Latex-Free/Не содержит натуральный латекс

STERILE EO

Стерилизация окислом этилена

Do not sterilize again

Не стерилизовать повторно

DEHP-Free/Не содержит DEHP

Do not use if packaging is damaged

Не использовать при повреждении упаковки

Caution! Read instructions for use

Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению

Read instructions for use

Обратитесь к инструкции по применению

Temperature in dialysis

Температура в диализе

Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea

Тел.: +822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15 02 2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4.2.2. Изделие в потребительской упаковке





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

4.2.3. Изделие без упаковки





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8P с регулятором скорости и с болюсом, в вариантах исполнения:

Скорость инфузии (А, В, С): 0.5 ~ 3.5мл/ч, off (интервал 0,5 мл)

1.0 ~ 7.0мл/ч, off (интервал 1 мл)

2.0 ~ 14.0мл/ч, off (интервал 2 мл)

Объем резервуара: 60, 100, 300, 600 мл

Объем болюса: 0.5, 1.0, 2.0 мл

Время блокировки: 10, 15, 30, 60 мин (регулируется)

- 5.1. Модель MM01215S - скорость инфузии: 0.5 – 3.5 (мл/ч), объем болюса 1.0 (мл/ч); время работы замка болюса 15 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл).

- 5.1.1. Этикетка.



Accufuser[®] M-Series M8P **REF** MM01215S

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series. Вариант исполнения: Accufuser[®] M8P – с регулятором скорости и с болюсом.



Vol/Объем: 60 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока 0.5-3.5 mL/hr / мл/час
Mode Selection/Выбор скорости

Bolus/Болюс: 1mL/hr/мл/час

Lockout/ Замок болюса: 15 min/мин



2023-01

Non-toxic

Не токсично



Апирогенно



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки



2028-01-20

Latex-Free Не содержит натуральный латекс

STERILE EO

Стерилизация оксидом этилена



Не стерилизовать повторно



DEHP-Free/ Не содержит DEHP

LOT

100H408

Caution! Обратитесь к инструкции по применению

Обратитесь к инструкции по применению

Температурный диапазон



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.
98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea
Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15 02 2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5.1.2. Изделие в потребительской упаковке.






ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5.1.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5.2. Модель MM24810L – скорость инфузии: 2.0 – 14.0 (мл/ч), объем болюса 1.0 (мл/ч); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 100 (мл).

5.2.1. Этикетка.



Accufuser[®] M-Series M8P **REF** MM24810L

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser[®] M-Series. Вариант исполнения: Accufuser[®] M8P – с регулятором скорости и с болюсом.



2460



LOT

Vol./Объем: 100 mL/мл

Bolus/Болюс: 1mL/hr/мл/час

2023-01

2028-01-20

8M16GDL302

Flow Rate/Скорость потока

Mode Selection/Выбор скорости

2.0-14.0 mL/hr / мл/час

Lockout/ Замок болюса: 10 min/мин

Non-toxic

Не токсично



Latex-Free/Не содержит натуральный латекс



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



Апирогенно



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки

STERILE EO

Стерилизация оксидом этилена



Не стерилизовать повторно



DEHP-Free/ Не содержит DEHP



Обратитесь к инструкции по применению



Температурный диапазон



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,

Chungcheongbuk-do, Korea

Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».

105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5.2.2. Изделие в потребительской упаковке






ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

5.2.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6. Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser M8EP с регулятором скорости и с болюсом, в вариантах исполнения:

Скорость инфузии (А, В, С): 0.5 ~ 3.5мл/ч, off (интервал 0,5 мл)

1.0 ~ 7.0мл/ч, off (интервал 1 мл)

2.0 ~ 14.0мл/ч, off (интервал 2 мл)

Объем резервуара: 60, 100, 300, 600 мл

Объем болюса: 1.0, 2.0 мл

Время блокировки: 10, 15, 30, 60 мин (регулируется)

- 6.1. Модель ME112410S – скорость инфузии: 1.0-7.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл/ч); время работы замка болюса 10 (мин); силиконовый резервуар 60 (мл)

- 6.1.1. Этикетка



Accufuser® M-Series M8EP^{REF} ME112410S

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8P – с регулятором скорости и с болюсом.



Vol/Объем: 60 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока 1.0-7.0 mL/hr / мл/час

Mode Selection/Выбор скорости



2023-01

Bolus/Болюс: 1mL/hr/мл/час

Lockout/ Замок болюса: 10 min/мин

2028-01-20

8EM16GBS303

Non-toxic

Не токсично



Апирогенно



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки



Latex-Free/Не содержит натуральный латекс

STERILE EO

Стерилизация оксидом этилена



Не стерилизовать повторно



DEHP-Free/ Не содержит DEHP



Осторожно!
Обратитесь к инструкции по применению



Обратитесь к инструкции по применению



Температуры в диапазоне



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea

Tel.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019




Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.1.2. Изделие в потребительской упаковке





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.1.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул. Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.2. Модель ME124830L – скорость инфузии: 2.0-14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл/ч); время работы замка болюса 30 (мин); силиконовый резервуар 300 (мл)

6.2.1. Этикетка.



Accufuser® M-Series M8EP^{REF} ME124830L

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8P – с регулятором скорости и с болюсом.



Vol./Объем: 300 mL/мл

Flow Rate/Скорость потока 2.0-14.0 mL/hr / мл/час

Bolus/Болюс: 1mL/hr/мл/час

Lockout/ Замок болюса: 30 min/мин



2023-01



2028-01-20



1ROH411



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea

Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Non-toxic
Не токсично

Aspyrogenic
Аспирогенно

Prohibit reuse
Запрет на повторное применение

Do not use if packaging is damaged
Не использовать при повреждении упаковки

Latex-Free
Не содержит натуральный латекс

STERILE EO
Стерилизация оксидом этилена

Do not sterilize again
Не стерилизовать повторно

DEHP-Free
Не содержит DEHP

Caution!
Обратитесь к инструкции по применению

Refer to instructions for use
Обратитесь к инструкции по применению

Temperature & dilution
Температуры и разведения

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15.02.2019



Rev. 03/2022 Страна производства: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.2.2. Изделие в потребительской упаковке.






ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.2.3. Изделие без упаковки.





ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.3. Модель ME224860XL – скорость инфузии: 2.0-14.0 (мл/ч); объем болюса 1.0 (мл/ч); время работы замка болюса 60 (мин); силиконовый резервуар 600 (мл)

6.3.1. Этикетка.



Accufuser® M-Series M8EP^{REF} ME224860XL

Latex-Free/Не содержит латекса. DEHP-Free/Не содержит DEHP

Помпа микроинфузионная одноразовая стерильная Accufuser® M-Series. Вариант исполнения: Accufuser® M8P – с регулятором скорости и с болюсом.



2460



LOT

Vol./Объем: 600 mL/мл

Bolus/Болюс: 1mL/hr/мл/час

2023-01

2028-01-20

8EM16HDX302



Manufactured by/ Произведено Компанией

WOO YOUNG MEDICAL Co., LTD.

98, Sangsin 2-gil, Jincheon-eup, Jincheon-gun,
Chungcheongbuk-do, Korea

Тел.: + 822 569 02 97 www.wooyoungmed.com

Flow Rate/Скорость потока

2.0-14.0 mL/hr / мл/час

Mode Selection/Выбор скорости

Lockout/ Замок болюса: 60 min/мин

Non-toxic

Не токсично



Апартенно



Запрет на повторное применение



Не использовать при повреждении упаковки

Latex-Free/Не содержит
натуральный латекс

STERILE EO
Стерилизация оксидом
этилена

Не стерилизовать
повторно

DEHP-Free/
Не содержит DEHP

Осторожно!
Обратитесь к инструкции
по применению

Обратитесь к инструкции
по применению

Температурный
диапазон

Уполномоченный представитель на территории Российской Федерации / Эксклюзивный официальный представитель на территории Российской Федерации
ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС».
105064, Россия, г. Москва, ул. Нижний Сусальный переулок д.5, строение 5А. Тел. +7 495 909 24 61 Сайт: www.wooyoungmed.ru
РУ №РЗН 2019/8131 от 15 02 2019




Rev. 03/2022 Страна происхождения: Республика Корея



ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

105064, город Москва, ул Нижний Сусальный переулок, д. 5, стр. 5А
ИНН/КПП 7709482942/770901001; тел. +7(495) 909 24 61; www.wooyoungmed.ru

6.3.2. Изделие в потребительской упаковке.





6.3.3. Изделие без упаковки.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

40 листа

Генеральный директор

ООО «ВУ ЯНГ МЕДИКАЛ РУС»

Михеева Е.В.

