



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


Дорожка беговая реабилитационная C-Mill VR+ с системой динамической разгрузки веса тела с мультимодальной биологической обратной связью, в составе



Общий вид медицинского изделия



Общий вид медицинского изделия



Общий вид медицинского изделия

Всего прошито и скреплено
печатью 4 листа (с



Решетникова Т.Л.

Утверждаю

Генеральный Директор
ООО «БЕКА РУС»




Решетникова Т.Ю.
_____ 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Дорожка беговая реабилитационная C-Mill VR+ с
системой динамической разгрузки веса тела с
мультимодальной биологической обратной связью, в
составе:**


2024

1. Дорожка беговая реабилитационная в составе:




1.1. Беговая дорожка (Treadmill)

1.2. Наземная рама рама (Ground frame consisting), в составе:




1.2.1 Длинная балка (Long girder)



1.2.2 Кроткая балка (Short girder)




1.3. Кнопка экстренной остановки (Emergency stop button)




1.4. Пандус (Access ramp)




1.5. Поручень (Hand rails)




1.6. Экран пациента (Front display)



1.7 Пульт управления экраном пациента (Front display control remote)



1.8. Балка для крепления экрана пациента, короткая (Front display short girder)




1.9. Балка для крепления экрана пациента, длинная (Front display long girder)


1.10. Кожух экрана пациента (Display cover) в составе:




1.10.1. Верхняя часть кожуха экрана пациента (Cover display top part)



1.10.2. Нижняя часть кожуха экрана пациента (Cover display low part)




1.11. Боковой кожух (Side covers)




1.12. Верхний кожух (Top cover)


1.13. Задний кожух (Back cover), в составе:




1.13.1. Верхняя часть заднего кожуха (Back cover top part)




1.13.2. Нижняя часть заднего кожуха (Back cover lower part)




1.14. Дверца (Door)




1.15. Боковой кожух переднего блока (Side cover front unit)




1.16. Видеокамера с монтажной пластиной (Camera + mounting plate)



1.17. Кабель питания экрана пациента (Front display power cable)



1.18. Кабель HDMI (HDMI cable)



1.19. USB кабель подключения видеокамеры (Camera USB - cable)


2. Рабочее место сотрудника, в составе (Operator workplace):



2.1. Консоль оператора (Operator console)




2.2. Кнопка экстренной остановки (встроенная) (Emergency stop button)




2.3. Экран врача (Monitor)



2.4. Кронштейны для крепления экрана врача (Mounting bars)




2.5. Клавиатура (Keyboard)




2.6 Панель для клавиатуры (Keyboard stand)



2.7. Мышь компьютерная (Mouse)




2.8. Кабель-канал (Cable Cover)




2.9. Проектор (Projector)



2.10. Пульт дистанционного управления проектором (Projector control remote)




2.11. Пластина проектора крепежная (Projector mounting plate)




2.12. Видеокамера с монтажной пластиной (Camera + mounting plate)

**2.13. Оборудование для обеспечения аудиальной обратной связи
(Sound feedback equipment), в составе:**



2.13.1. Динамик (Sound speaker)




2.13.2. Усилитель звука (Sound amplifier)



2.13.3 Переходник для усилителя звука (Sound amplifier adapter)



2.13.4. Соединительный провод (Connecting cable)




2.13.5. Кожух динамика (Speaker cover)


3. Система разгрузки веса тела пациента (Body Weight Support system), в составе:




3.1. Блок разгрузки веса тела пациента (BWS) с пультом управления (BWS block with remote control)



3.2. Передние опоры BWS (BWS Mounting poles front)





3.3. Задняя опора BWS (BWS Mounting poles rear)



3.4. Концевые упоры BWS (BWS End stops)


3.5. Индикатор веса BWS (BWS Weight indicator)





3.6. Калибровочный механизм (Calibration weight)


3.7. Кожухи BWS (BWS cover), в составе:



3.7.1. Короткая часть кожуха BWS (BWS cover short)



3.7.2. Длинная часть кожуха BWS (BWS cover long part)



3.7.3. Соединительная часть кожуха BWS (BWS cover connection part)



3.8. Кожух подвеса (Yoke cover)



3.9. Карабины подвеса (Coat hangers)



3.10 Страховочный ремень (Insurance belt)

3.11. Ремень безопасности (Safety Harness), в вариантах исполнения:



3.11.1 Ремень безопасности, размер 1 (Safety Harnesses size 1)



3.11.2. Ремень безопасности размер 2 (Safety Harnesses size 2)

3.12. Ремень BWS (BWS Harness), в вариантах исполнения:



3.13.1. Ремень BWS размер Medium (BWS Harnesses size Medium)




3.13.2 Ремень BWS размер X-Large (BWS Harnessess size X-Large)

Все перечисленные выше фотографические изображения ремней BWS просим распространить на остальные варианты исполнения медицинского изделия, так как внешний вид вариантов исполнений идентичен, а именно:

1. Ремень BWS (BWS Harness), в вариантах исполнения:

- 1.1 Ремень BWS размер X-Small (BWS Harnesses size X-Small);**
- 1.2 Ремень BWS размер Small (BWS Harnesses size Small);**
- 1.3 Ремень BWS размер Double Medium (BWS Harnesses size Double Medium);**
- 1.4 Ремень BWS размер Large (BWS Harnesses size Large);**
- 1.5 Ремень BWS размер 2X-Large (BWS Harnesses size 2 X-Large);**
- 1.6 Ремень BWS размер 3X-Large (BWS Harnesses size 3X-Large);**
- 1.7 Ремень BWS размер 4X-Large (BWS Harnesses size 4X-Large);**
- 1.8 Ремень BWS размер 5X-Large (BWS Harnesses size 5X-Large).**



4. Рама для осуществления монтажа (A-frame)

C-Mill VR+



REF SY012

SN SY012-XXXX-XXXX

208V~ - 230V~ + PE 50/60Hz 16A



IP10

MD



Motek Medical BV
Vleugelboot 14, 3991 CL Houten
Tel: +31 - 88 - 633 42 00
www.motekmedical.com

2020

Country of origin: The Netherlands



(01)08719326841014(21) SY012-XXXX-XXXX

Макет маркировки медицинского изделия

Дорожка беговая реабилитационная C-MILL VR+ с
системой динамической разгрузки веса тела с
мультимодальной биологической обратной связью,
в составе



208B ~ - 230B ~ + PE 50/60Гц 16A



IP10

MD

Производитель:
Motek Medical B.V.
(Motek Медикал Б.В.)
Vleugelboot 14, 3991 CL Houten
T: +31 (0)88 6334200
www.motek.info@diH.com
Страна производства: Нидерланды


Уполномоченный представитель:
ООО «БЕКА РУС»
124489, Россия, город Москва,
город Зеленоград, Сосновая
аллея, дом 6а, строение 1
T: +7 (495)742-4430
www.info@beka.ru

РУ №:

Макет дополнительной маркировки медицинского изделия на русском языке после
проведения процедуры регистрации медицинского изделия



Фотографическое изображение медицинского изделия с нанесенной маркировкой
(маркировка медицинского изделия размещается рядом с главным выключателем на рабочем
месте сотрудника (консоль оператора))



Макет маркировки системы разгрузки веса тела пациента BWS



Макет дополнительной маркировки системы разгрузки веса пациента BWS на русском языке после проведения процедуры регистрации медицинского изделия




Фотографическое изображение системы разгрузки веса пациента BWS с нанесенной маркировкой



Макет маркировка беговой дорожки



Макет дополнительной маркировки беговой дорожки на русском языке после прохождения процедуры государственной регистрации



Фотографическое изображение беговой дорожки с нанесенной маркировкой



Антигравитационные
системы штата Мэн

Номер патента США
4,981,307

Макет маркировки ремней BWS и перевод макета маркировки ремней BWS

Дорожка беговая реабилитационная C-Mill VR+ с системой динамической разгрузки веса тела с мультимодальной биологической обратной связью, в составе

Производитель:
Motek Medical B.V.
(Мотек Медицин Б.В.)
Vlengelboor 14, 3991 CL Houten
T: +31 (0)55 6334200
www.motek.info@dih.com
Уполномоченный представитель:
ООО «БЕКА РУС»
124459, Россия, город Москва, город Зеленоград, Сосновая аллея, дом 6а, строение 1
Телефон: +7(495)742-44-30
info@beka.ru

Motek
a DIH brand

ПУ № XXXX.XXXX от XX.XX.XXXXг.

Здесь
указывается
наименование
комплектующих
медицинского
изделия

Макет маркировки комплектующих медицинского изделия после прохождения процедуры государственной регистрации медицинского изделия



Фотографическое изображение ремней BWS с нанесенной маркировкой

C-Mill VR+



REF SY012




SN SY012-XXXX-XXXX

208V~ - 230V~ + PE 50/60Hz 16A



50°C / 122°F

-20°C / -4°F



700 hPa / 10 psi



Motek Medical BV
Vleugelboot 14, 3991 CL Houten
Tel: +31 - 88 - 633 42 00
www.motekmedical.com

2020

Country of origin: The Netherlands




(01)08719326841014(21) SY012-XXXX-XXXX

Макет маркировки первичной упаковки медицинского изделия

Дорожка беговая реабилитационная C-MILL VR+ с
системой динамической разгрузки веса тела с
мультимодальной биологической обратной связью,
в составе



208В ~ - 230В ~ + PE 50/60Гц 16А




50°C

-20°C



20%



50%

700 hPa

Производитель:
Motek Medical B.V.
(Мотек Медиал Б.В.)
Vleugelboot 14, 3991 CL Houten
T: +31 (0)88 6334200
www.motek.info@diH.com
Страна производства: Нидерланды


Уполномоченный представитель:
ООО «БЕКА РУС»
124489, Россия, город Москва,
город Зеленоград, Сосновая
аллея, дом 6а, строение 1
T: +7 (495)742-4430
www.info@beka.ru

РУ №:

Макет дополнительной маркировки первичной упаковки медицинского изделия на русском языке
после прохождения процедуры регистрации медицинского изделия



Фотографическое изображение первичной упаковки медицинского изделия с нанесенной маркировкой



Фотографическое изображение первичной упаковки медицинского изделия с нанесенной маркировкой



Всего прошито и скреплено
печатью 40 листа (ов)

Решетникова Т.Ю.