


Руководитель группы
ООО «Сименс Здравоохранение»
И. И. Левитский
« 0 » 2023 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
«Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров
пациента Sensis Vibe с принадлежностями,
варианты исполнения: Sensis Vibe Hemo, Sensis Vibe Combo»




Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров пациента, в исполнениях: Sensis Vibe Hemo



2. Удаленный монитор Sensis в операционной или интерфейсный кабель подключения к Large Display ангиографической системы



3 Мониторы в пультовой



4 Клавиатура



5 Мышь компьютерная




6 Кабели для мониторов в операционную и/или пультовую



7 Компьютер диалогового монитора с программным обеспечением




8 Лицензионный ключ для приложения Гемодинамика (Hemodynamics)




9 Лицензионный ключ для поддержки рабочего процесса (workflow support)




10 Лицензионный ключ для предупреждения о критическом уровне основных физиологических показателей (Vital Signs Alarm)




11 Лицензионный ключ для управления с сенсорного экрана



12 Лицензионный ключ для запроса DICOM HIS/RIS, Modality Worklist



13 Лицензионный ключ для DICOM MPPS




14 Манжеты для неинвазивного измерения давления (NBP)



15 Адаптер для подключения датчиков давления




16 Кабель для подключения датчиков давления



17 К

эктор-адаптер для подключения к систе

измерения давления



18 Адаптер для измерения инвазивного давления




19.1 Комплект подключения датчиков SpO2: датчики SpO2 взрослый и/или детский



20.1 Комплект ЭКГ-переходников: разъемы для ЭКГ отведений для туловища и грудной клетки



20.2 Комплект ЭКГ-переходников: кабели ЭКГ отведений для конечностей



20.3 Комплект ЭКГ-переходников: кабели ЭКГ-отведений для грудной клетки




21.1 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: разъемы для ЭКГ отведений для туловища и грудной клетки



21.2 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: рентгенопрозрачные кабели ЭКГ-отведений для конечностей




21.3 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: рентгенопрозрачные кабели ЭКГ-отведений для грудной клетки



22 Комплект кабелей для подключения Cockpit



23.1 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: промежуточный кабель СО




23.2 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: - кабель катетера CO



23.3.1 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: термисторные кабели СО




23.3.2 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: термисторные кабели СО




24 Датчики инвазивного давления



25.1 Манжеты для новорожденных



25.2 Манжеты для новорожденных



Sensis Vibe

Руководство пользователя
VD1

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

26 Документация пользователя на русском языке




Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров пациента Sensis Vibe Combo


1 Блок Combo box



2 Блок HEMOMED Pod




3 Комплект для подключения аблятора: соединительные кабели; разъем




4 Комплект для подключения стимулятора: соединительные кабели; разъем; кабель аналогового выхода Sensis.



5 Удаленный монитор Sensis в операционной или интерфейсный кабель подключения к Large Display ангиографической системы



6 Мониторы в пультовой



7 Клавиатура



8 Мышь компьютерная




9 Кабели для мониторов в операционную и/или пультовую




10 Компьютер диалогового монитора с программным обеспечением




11 Лицензионный ключ для приложения Гемодинамика (Hemodynamics)




12 Лицензионный ключ для поддержки рабочего процесса (workflow support)




13 Лицензионный ключ для предупреждения о критическом уровне основных физиологических показателей (Vital Signs Alarm)




14 Лицензионный ключ для управления с сенсорного экрана




15 Лицензионный ключ для запроса DICOM HIS/RIS, Modality Worklist




16 Лицензионный ключ для DICOM MPPS




17 Модуль программно-аппаратный для электрофизиологии




18 Лицензионный ключ для электрофизиологии (Electrophysiology)



19 Лицензионный ключ для Export Waveform Data (Экспорт данных кривых)



20 Лицензионный ключ для Holter View (Вид Холтера)



21. Манжеты для неинвазивного измерения давления (NBP)



22 Дополнительный кабель подключения датчиков давления



23 Кабель подключения датчиков давления удлиненный




24 Коннектор-адаптер для подключения к системе измерения давления



25.1 Комплект подключения датчиков SpO2: датчики SpO2 взрослый и/или детский




25.2 Комплект подключения датчиков SpO2: кабели подключения




26 Адаптер- трансдюсер для измерительного блока



27.1 Комплект ЭКГ-переходников: разъемы для ЭКГ отведений для туловища и грудной клетки



27.2 Комплект ЭКГ-переходников: кабели ЭКГ отведений для конечностей



27.3 Комплект ЭКГ-переходников: кабели ЭКГ-отведений для грудной клетки




28.1 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: разъемы для ЭКГ отведений для туловища и грудной клетки



28.2 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: рентгенопрозрачные кабели ЭКГ-отведений для конечностей



28.3 Комплект рентгенопрозрачных ЭКГ-отведений: рентгенопрозрачные кабели ЭКГ-отведений для грудной клетки



29 Комплект кабелей для подключения Cockpit



30.1 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: промежуточный кабель СО




30.2 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: кабель катетера CO



30.3.1 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: термисторные кабели СО




30.3.2 Комплект кабелей для расчета сердечного выброса термодилуционным методом: термисторные кабели СО




31 Датчики инвазивного давления



32.1 Манжеты для новорожденных



32.2 Манжеты для новорожденных



Sensis Vibe


Руководство пользователя
VD1

siemens-healthineers.com


SIEMENS
Healthineers

33 Документация пользователя на русском языке, печатная версия

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:



1 Лиц	ионный ключ для расчета фракционн	зерва кровотока (FFR)
-------	-----------------------------------	-----------------------




2 Лицензионный ключ для вычисления индекса площади систолы (Systolic Area Index)




3 Монитор в рентген-операционной, дополнительный

Sensis Documentation Tool Application Help	
Doe, John 15.12.17-10:13:21 STD-1.3... Male 12/17/1990	
Add / Edit Event	
Event -	
Personnel	Time
Summary	
Premedication	10:47:21 AM Premedication Premedication : Amount : —
Indications	10:33:10 AM Premedication Premedication : Amount : —
Procedure	10:26:30 AM Rec Off
Procedure	10:26:23 AM Rec On Retro Time : 0 (s)
Catheter	10:25:07 AM Rec Off
Catheter	10:25:03 AM Rec On Retro Time : 0 (s)
Medication	10:21:24 AM Printout Original Label : 1. Rest:Pressure Calculations Original Time : 10:21:16 AM Event Offset : 0
Angio	10:21:20 AM Pressure Calculations Pressures : PCW : (— / — / —) Contractions :
Complications	10:15:39 AM Rec Off
Comments during cath	10:15:35 AM Rec On Retro Time : 30 (s)
Other supplies	10:15:13 AM Vital Signs SpO2 : — (%) Heart Rate : 60 (bpm) NBP : — / — / — (mmHg) IBP : — / — / — (mmHg) Respiration CO2 : — / — (b/min / mmHg) Arterial Sec...
Case Time Intervals	10:13:24 AM Vital Sign Alarm Settings Alarm/Type : Active/Adult HR : On:On:45:120 (bpm) SpO2 : Off (%) Resp : Off (breaths/min) EtCO2 : Off (mmHg) NBP...
Fluoroscopy Time	10:13:23 AM Condition Changed
Fluoroscopy Time	10:13:23 AM New Condition Name : Rest



5 Лицензионный ключ для введения данных в отчет FlashDoc client



6 Программный режим введения данных в отчет FlashDoc master

Name 17.07.05-13:50:23-STD-Coronary Diagnosti
 Patient ID 17.07.05-13:50:23-STD-13.122.11075.13.2100010
 Examination 5/07/2017 13:50:30
 DOB 18/11/1858 Age 158 Years Sex Other
 Height Weight BSA

Time	Summary
07/05/2017	
01:50:34 PM	Personnel Personnel: _ Function: _ Additional Personnel: _ Comment: <i>Dr. Mc Coy</i>
01:50:34 PM	Personnel Personnel: _ Function: _ Additional Personnel: _ Comment: <i>Dr. Spock</i>
01:50:34 PM	Personnel Personnel: _ Function: _ Additional Personnel: _ Comment: <i>Ltd Ohura</i>
01:50:34 PM	New Condition Name: Rest Comment:
01:50:35 PM	Condition Changed Comment:
01:50:36 PM	Vital Sign Alarm Settings Alarms/Type: Active/Adult HR: On/On: 45:120 [bpm] SpO2: Off [%] Resp: Off [breaths/min] EtCO2: Off [mmHg] NBP Mean: Off [mmHg] AO Mean: Off [mmHg] Comment:
01:50:42 PM	Vital Signs Heart Rate: 80 [bpm] SpO2: _ [%] NBP: 120/65/100 [mmHg] IBP: _/_/_ [mmHg] Respiration/ETCO2: _/_ [br/min/mmHg] Aldrete Score: (_ : _ : _) Pain Score: _ Comment:
01:52:03 PM	Vital Signs Heart Rate: 80 [bpm] SpO2: 97 [%] NBP: 120/65/100 [mmHg] IBP: _/_/_ [mmHg] Respiration/ETCO2: 27/32 [br/min/mmHg] Aldrete Score: (_ : _ : _) Pain Score: _ Comment:

7 Лицензионный ключ для поддержки и информационной системы Sensis information system (SIS)

Sensis Computer Configuration



Application Help


SIEMENS

Server Bar Code Reader


SQL Server Name SENSIS60373

Server Computer Name SENSIS60373

8 Лицензионный ключ для удаленной технической поддержки Siemens Remote Service (SRS)



9 Лицензионный ключ для Иллюстратора Картины сердца (Heart Picture Illustrator)



10 Лицензионный ключ для Иллюстратора Коронарного дерева (Coronary Tree Illustrator)

Service Key Expiry Date: 18-Aug-2015

General Settings

⇒ License Details

Select New License File

License Servers Settings

Available Features

Feature	Version	Expire Date	Required	Status
AXS_EP_APPLICATION	2.0	permanent	no	available
AXS_ABLATOR_IFC	2.0	permanent	no	available
AXS_ARTIS_IFC	2.0	permanent	no	available
MIS_BARCODE_READER	2.1	permanent	no	available
SYNIGO_GENERAL_LICENSE	12.1	permanent	no	available

Feature Details

Features with errors: 3

Missing required features: 1

LM_LICENSE_FILE = "C:\MIS\config\Licensing\License.dat"

Sensis Computer Configuration



Application Help

SIEMENS


Server Bar Code Reader

SQL Server Name SENSIS60373

Server Computer Name SENSIS60373

Apply and Test...

12 Лицензионный ключ для управления базой данных



13 Лицензионный ключ для автоматического формирования отчетов

Sensis Configuration Manager

Application Help

SIEMENS

System Parameters | Study Types | HL7 Mapping | Service Logbook | Installed Applications | Dictionaries | Sites | Infinity Vital Signs | **MMS**

Material Management System Interface to

Master file synchronization parameters

Process master file between and

Retry every minutes for minutes

User name: mis_admin

14 Лицензионный ключ для двустороннего обмена данным между базами данных

Sensis Configuration Manager

Application Help

SIEMENS

System Parameters | Study Types | HL7 Mapping | Service Logbook | Installed Applications | Dictionaries | Sites | Infinity Vital Signs | MMS

Pre Catheterization

☒ Heart Rate
☒ SpO2
☒ NBP
☒ Respiration
☐ etCO2

☒ Import Vital Signs

During Catheterization

☒ Heart Rate
☒ SpO2
☒ NBP
☒ Respiration
☐ etCO2

☒ Import Vital Signs

Post Catheterization

☒ Heart Rate
☒ SpO2
☒ NBP
☒ Respiration
☐ etCO2

☒ Import Vital Signs

Selecting "Import Vital Signs" allows one to import vital signs once a match is made between the Draeger monitor and Sensis on the Infinity network. The operator is intended to manually start and stop the vital signs import. If the operator doesn't stop the vital signs import, the import automatically stops when the patient is discharged or the study is approved.

Infinity Gateways

INFGW

Add...

Edit...

Remove

Matching Criteria

☐ Patient Name
☒ Patient ID
☐ Patient Name and Patient ID

Sample Rate

Sample Rate

5 minutes

Specify the available monitoring network. Also select the desired matching criteria when querying the network and desired sample rate.

Apply

OK

Cancel

User name: mis_admin

15.1 Лицензионный ключ для подключения дополнительного оборудования

TaskDoc Application 1940

19.04.09-10:13:42.8
19.04.09-10:13:42-STD-1.1...
Other 11/10/1050

Cardiac Flowsheet

Case Times

IV/Fluid Status

Sheath Access

Procedure Note

Equipment

Procedure

Medication

Coagulation Time

Devices

Inflation Data

Infinity Vital Signs

Material Usage

Summary

Infinity Vital Signs | Heart rate: 60 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 25 | EtCO2: 24

Infinity Vital Signs | Heart rate: 60 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 25 | EtCO2: 24

Infinity Vital Signs | Heart rate: 60 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 25 | EtCO2: 24

Infinity Vital Signs | Heart rate: 60 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 25 | EtCO2: 24

Infinity Vital Signs | Heart rate: 60 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 25 | EtCO2: 24

Infinity Vital Signs | Heart rate: 61 | NBP's: 120 | NBPd: 80 | NBPm: 100 | SpO2: 99 | Resp rate: 24 | EtCO2: 25

Vital Sign Alarm Settings | Alarms/Type: Active/Adult | HR: On On 45 120 [bpm] | SpO2: Off [%] | Resp: Off [breaths/min] | EtCO2: Off [mmHg] | NBP Mean: Off [mmHg]

Condition Changed

New Condition Name: Rest

Time

5:40:00 PM

5:35:00 PM

5:30:00 PM

5:29:00 PM

5:25:00 PM

5:20:00 PM

10:13:53 AM

10:13:48 AM

10:13:48 AM

15.2 Лицензионный ключ для подключения дополнительного оборудования



General



DSA



Sensis



Retro Record



Stop NBP



Start NBP



Mute Alarms



Save X-ray Image



Select Waveform



Sensitivity / Range




Select Site Label...

16 Лицензионный ключ для удаленного обслуживания



17 Модуль для удаленного обслуживания



18 Лицензионный ключ для создания отчетов




19 Рабочая станция постобработки для электрофизиологии: системный блок, монитор, клавиатура, мышь.

Add / Edit Event			Events	Results
▼ Cardiac Flowsheet	<	▼ Time	Summary	
Sheath Access	▶	9:19:04 AM	Medication	
Procedure Note	▶	9:19:02 AM	Procedure M	
Equipment	▶	9:18:40 AM	Medication	
Procedure	▶	9:17:06 AM	Vital Sign Ala	
Medication	▶	9:17:00 AM	Condition Ch	
ACT	▶	9:16:56 AM	New Conditio	
Devices	▶	9:16:54 AM	Personnel	
Inflation Data	▶	9:16:54 AM	Personnel	
	▶	9:16:53 AM	Personnel	
	▶	9:16:53 AM	Personnel	



Open Form




20 Лицензионный ключ для поиска статистической информации Statistics Manager (Диспетчер статистики)



21 Лицензионный ключ для интерфейса HL7



22 Лицензионный ключ для измерения температуры тела пациента



23 Лицензионный ключ для измерения параметров дыхания с помощью ЭКГ отведений



24 Лицензионный ключ для определения сатурации

SIEMENS

Category Application Update

Customer Information

A new Software application patch update is available on your system and ready for installation now. You need to install the Software application patch update as soon as possible, latest within three days after availability on the system, to keep your system up to date.

Description

☐ Confirm Contents of Description

Estimated Installation time 1800 sec

Reboot Required yes

Package Name AX_AX026-16-P_SENSIS_VC12M_2

Package Version 1.000

Install

Install Later

Install All Later

Help

Do you have questions about the software update? Please call your Siemens Uptime Service Center !

PATIENT

Last name

First name

Title

Patient ID

Date of birth

Sex

Male

Female

Other

Age

Years

Height

cm

Weight

kg

Metric

Address

Additional info

Details

HOSPITAL

Referring physician

Admitting diagnosis

Ward

PROCEDURE

Accession No

Request ID

Requested procedure(s)

Study

Study comment

Patient position

INSTITUTION

Institution name

1. Performing physician

2. Performing physician

1. Operator


2. Operator

Emergency

Help

ISO_IR 100

26 Лицензионный ключ для интеграции с ангиографическими системами компании Siemens



27 Лицензионный ключ для поиска и устранения неисправностей и удаленной поддержки

X

[View Previous Reports](#)

Study Date	Study Type
06/26/17	Coronary^Diagnostic Coronary Catheterization
06/26/17	Coronary^Diagnostic Coronary Catheterization


Date	Reports	

Cancel



Ctrl + Q		Events Results	Event -	
▼ Pre Cath Data	<	Summary		Time
Performing Physicians	▶	Case Time Intervals Procedure Time: __ Door to Balloon: 20 case time: __		11:05:57 AM
Personnel	▶	Case Times Event Type: Balloon inflated		11:05:58 AM
Case Times	▶	Pressure Calculations Pressures : LV : (118 / 1 / 8), AO : (108 / 79 / 93) Peak-to...		11:05:01 AM*
Patient/Procedure Status		Snapshot		11:03:24 AM
Procedure Checklist		Pressure Calculations Pressures : LV : (118 / 1 / 8) Contractilities : LV : 1704 / 59		11:03:14 AM
LOC Score Pre	▶	Pressure Calculations Pressures : AO : (118 / 79 / 93)		11:02:41 AM
		Case Times Event Type: Access Obtained		10:59:00 AM

30 Лицензионный ключ для установки таймера интервала



31 Лицензионный ключ для помощника приложений



32 Лицензионный ключ для измерения гемодинамической значимости стеноза без введения сосудорасширяющих препаратов с помощью определения индексов Resting Pd/Pa и DFR

Sensis Communication Manager

Application Help

SIEMENS

Config | Queue | Log

Job name: Create HL7 VS Transfer message

Job description: This configuration makes it possible to create a HL7 ORU message with vital signs data and transfer it to a

Job type: Create HL7 messages

Job parameters: MESSAGE=ORUR01&SHOWDATETIME&INTERVAL=<Minutes>&LABS=<Lab Name 1|Lab Name 2|...|Lab Name n>&STUDYTYPE=<Study Type 1|Study Type

Content: VitalSigns HL7 ORU Distribution: Disabled Trigger: During Study

Transfer method: HL7 Retry interval [min]: 0 Max retry: 0

Transfer parameters: HOST=<HL7 Server>&PORT=<port no>


On success: ***Not Applicable***

On failure: ***Not Applicable***

33 Лицензионный ключ для экспорта данных в EPIC



35 Интерфейс кабель для подключения к ангиографическим системам



36.1 Интерфейсный кабель подключения к системе навигации



36.2 Интерфейсный кабель подключения к системе навигации

Table Tools Sensis Report Generator: 14.09.11-09:32:58-STD-1.3.12.2.1107.5.99.1.60000 Thursday, - Hemodynamics (2) [Compatibility M... M...]

Report Design Layout

New Report Save Refresh Print E-mail Fax Transfer

Sensis Report Generator

Cardiac Catheterisation Report
Hemodynamics (2)

SIEMENS HEART CENTER
Department of Cardiology
Solna, Sweden 

Name Thursday
Patient ID 14.09.11-09:32:58-STD-1.3.12.2.1107.5.99.1.60000
Examination 9/11/2014 09:33:01
DOB 9/11/1948
Height 5'1" Age 66 Years
Weight 230.0 lbs Sex Female
BSA 2.00 m²

Condition: 1
Rest
09:33

Ventricular items

LV Max dP/dt [mmHg/sec]	-
LV Max dP/dt/P [1/sec]	-
LV Mean syst press [mmHg]	123
LV Mean diast press [mmHg]	-
LV Stroke Work [J/beat]	0.75
LV S W Index [J/beat/m ²]	0.37
LV Stroke Power [J/(sec*beat)]	2.14
LV S P I [J/(sec*beat)/m ²]	1.07


Gradients

Aortic

AV Mean Gradient [mmHg]	Thermo
AVA [cm ²]	14.00
AVAi [cm ² /m ²]	0.94
Aortic Press diff [mmHg]	0.47
SED [msec]	8
SEP [sec/min]	350
	21.0

Aortic

38 Лицензионный ключ для создания и экспорта DICOM отчетов



38 Адаптер датчика инвазивного давления (IBP) в составе: блок адаптера для подключения датчика давления, пластина для установки датчика



39 Сканер штрих-кода




40 Источник бесперебойного питания (ИБП)



41 Стол оператора



42 Пульт дистанционного управления для ИБП



43 Лазерный Принтер



44 Распределительная коробка видеоданных.



45 Адаптер Хрод для подключения датчиков SpO2

Single Temperature Adapter



46 Одиночный кабель переходника для подключения одного датчика температуры

Dual Temperature Adapter



**Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров
пациента Sensis Vibe с принадлежностями, варианты исполнения: Sensis Vibe
Hemo, Sensis Vibe Combo**

Вариант исполнения: Sensis Vibe Hemo

Регистрационное удостоверение: РЗН ХХХХ/ХХХХ от дд.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~100-120/220-240 В 50/60 Гц 250 ВА

**Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров
пациента Sensis Vibe с принадлежностями, варианты исполнения: Sensis Vibe
Hemo, Sensis Vibe Combo**

Вариант исполнения: Sensis Vibe Combo

Регистрационное удостоверение: РЗН XXXX/XXXX от dd.мм.гггг

Страна производства: Германия

Дата производства и серийный номер указаны на основной маркировке изделия

Назначение; нормативная документация, требованиям которой соответствует изделие; массогабаритные характеристики и срок службы изделия указаны в документации пользователя

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, г. Москва, ул. Дубининская., д. 96

~100-120/220-240 В 50/60 Гц 750 ВА



Транспортная упаковка медицинского изделия
Система контроля гемодинамических и электрофизиологических параметров пациента Sensis Vibe с принадлежностями, варианты исполнения: Sensis Vibe Hemo, Sensis Vibe Combo

Всего прошито и пронумеровано
66 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»

