

Фотографические изображения


Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов Toplan,
производства

«Топлан Ко., Лтд.» (Toplan Co., Ltd.), Корея




Генеральный директор

ООО «ОССТЕМ»

 Ли Чжэ Ву

Набор T01 Surgical KIT (TT01K)





Бокс для хранения инструментов

- **Фреза финальная (Final Drill)**, вариант исполнения TFD34



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза финальная (Final Drill)** отличаются только размерами.

- Фреза финальная для коротких имплантатов (Final Drill (Short)), вариант исполнения TFDS36




Остальные варианты исполнения изделия Фреза финальная для коротких имплантатов (Final Drill (Short)) отличаются только размерами.

- Фреза зенковочная (Countersink), вариант исполнения TCS36



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза зенковочная (Countersink)** отличаются только размерами.

Сверло пилотное First (First Guide Drill), вариант исполнения TFGD2035




Остальные варианты исполнения изделия Сверло пилотное First (First Guide Drill) отличаются только размерами.

- Сверло пилотное **Second (Second Guide Drill)**, вариант исполнения TSGD2635




Остальные варианты исполнения изделия **Сверло пилотное Second (Second Guide Drill)** отличаются только размерами.

- Имплантовод ручной/Т.В (Fixture Driver/Т.В), вариант исполнения TFDR26



Остальные варианты исполнения изделия **Имплантовод ручной/Т.В (Fixture Driver/Т.В)** отличаются только размерами.

- Имплантовод машинный /Н.Р (Fixture Driver/г.г.), вариант исполнения TFDH32;




Остальные варианты исполнения изделия Имплантовод машинный /Н.Р (Fixture Driver/Н.Р) отличаются только размерами.

- Ключ торка ручной (Hex Driver/T.W): T12HD 123;




- Отвертка машинная (Hex Driver/Н.Р): T12HDEZS;



- Отвертка шестигранная ручная (Hex Driver/ш): T12HDH26;




- Пин проверочный (Path Pin): TPP



- Пин параллельности (Parallel Pin), вариант исполнения TPP1620



- Пин параллельности (Parallel Pin), вариант исполнения ТРР1615



- Удлинитель сверла (Drill Extension): TDE;




- Ключ динамометрический (Torque Wrench): , , $\mathcal{W}$;



- Глубиномер (Depth Gauge): TDG;






Компоненты Набора Simple KIT (TSIK)




Бокс для хранения инструментов

- **Фреза финишная (Final Drill)**, вариант исполнения TFD34.



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза финишная (Final Drill)** отличаются только размерами.

- **Фреза зенковочная (Countersink)**, вариант исполнения TCS36,



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза зенковочная (Countersink)** отличаются только размерами.

- Сверло пилотное First (First Guide Drill): TFGD2035;



- Сверло Пилотное Second (Second Guide Drill): TSGD2635;



- Имплантовод ручной/Т.В (Fixture Driver/Т.В) вариант исполнения TFDR26,




Остальные варианты исполнения изделия **Имплантовод ручной/Т.В (Fixture Driver/Т.В)** отличаются только размерами.

- Имплантовод машинный /Н.Р (Fixture Driver/Н.Р) вариант исполнения TFDH27



Остальные варианты исполнения изделия **Имплантовод машинный /Н.Р (Fixture Driver/Н.Р)** отличаются только размерами.

- Отвертка шестигранная ручная („Lex Driver/M): T12HDH20;



- Пин параллельности (Parallel Pin): TPP162




- Удлинитель сверла (Drill Extension): TDE;



- Ключ динамометрический (Torque Wrench): TTW;



Набор T01 Taper KIT (ТТК)




Компоненты набора T01 Taper KIT (ТТК)



Бокс для хранения инструментов

- Фреза финальная (Final Drill), вариант исполнения TFD30,



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза финальная (Final Drill)**, отличаются только размерами.

- Сверло коническое (Taper Drill) вариант исполнения TTD3606,



Остальные варианты исполнения изделия **Сверло коническое (Taper Drill)** отличаются только размерами.

- Фреза зенковочная (Countersink) вариант исполнения TCS30,



Остальные варианты исполнения изделия **Фреза зенковочная (Countersink)** отличаются только размерами.

- Сверло спиральное (Twist Drill) вариант исполнения TTWD2206,




Остальные варианты исполнения изделия **Сверло спиральное (Twist Drill)** отличаются только размерами.

- Сверло пилотное First (First G Drill) вариант исполнения TFGD2026,



Остальные варианты исполнения изделия Сверло пилотное First (First Guide Drill) отличаются только размерами.

- Имплантовод ручной /T.W (Fixture Driver/T.W) вариант исполнения TFDR19



Остальные варианты исполнения изделия **Имплантовод ручной /T.W (Fixture Driver/T.W)** отличаются только размерами.




Остальные варианты исполнения изделия **Имплантовод машинный /H.P (Fixture Driver/H.P)** отличаются только размерами.

- Отвертка машинная (Hex Drive...I.P): T12HDE25;



- Отвертка шестигранная ручная **Ilex Driver(M): T12HDH20;**




- **Пин проверочный (Path Pin)** в ... нт исполнения TRP



Остальные варианты исполнения изделия **Пин проверочный (Path Pin)** отличаются только размерами.

- Пин параллельности (Parallel 1 ...), TPP1620;



- Пин параллельности Taper (Taper Parallel Pin) вариант исполнения ТТРР3616



Остальные варианты исполнения изделия Пин параллельности Taper (Taper Parallel Pin) отличаются только размерами.


- Удлинитель сверла (Drill Extension): TDE;




- Ключ динамометрический (Torque Wrench): TTW;



- Глубиномер (Depth Gauge): ТЛС,



Набор Sinus KIT (TSNK)




Компоненты набора Sinus KIT (TSNK)




- Бокс для хранения инструментов;

- Сверло пилотное для синус-лифтинга (*Sinus First Drill*): TSNGD2027;



- Сверло спиральное для синус-лифтинга (Sinus Second Drill): TSNTD22;




- Сверло для синус-лифтинга (Sinus Drill), вариант исполнения TSND28S




Остальные варианты исполнения изделия **Сверло для синус-лифтинга (Sinus Drill)** отличаются только размерами.

- **Распределитель костный (Bone Spreader):** TSNBS20,




Остальные варианты исполнения изделия **Распределитель костный (Bone Spreader)** отличаются только размерами.

- Основание костного носителя (Bone Carrier (Body)): TSNBCS35;



- Головка костного носителя (Bone Carrier Head): TSNBCH30,



Остальные варианты исполнения изделия Головка костного носителя (Bone Carrier Head) отличаются только размерами.


- Костный штапфер (Bone Condenser): TSNBCD;



- Подъемник слизистой гидравлический (Hydraulic Membrane Lifter): TSNMLS;



- Трубка для гидравлического подъема слизистой (Hydraulic Lifter Tube): TSNMT



- Стопор (Stopper): TST166L




Остальные варианты исполнения изделия Стопор (Stopper) отличаются только размерами.

- Глубиномер Sinus (Sinus Depth Gauge): TSNDG;



Набор TSR KIT (TSRK)




Компоненты набора TSR KIT (TSRK):




- Бокс для хранения инструментов;

- Сверло реверсивное (Reverse Drill) вариант исполнения TSRRDML,



Остальные варианты исполнения изделия Сверло реверсивное (Reverse Drill) отличаются только размерами.

- Сверло для удаления винта (Screw Removal Drill) вариант исполнения TSRD08L,



Остальные варианты исполнения изделия Сверло для удаления винта (Screw Removal Drill) отличаются только размерами.

- **Направитель (Guide):** TSRGISML



Остальные варианты исполнения изделия **Направитель (Guide)** отличаются только размерами.

- Инструмент для удаления винта (Screw Removal Tip) вариант исполнения TSRTML,



Остальные варианты исполнения изделия Инструмент для удаления винта (Screw Removal Tip) отличаются только размерами.

- Держатель винта (Screw Holder) вариант исполнения 1SRSHM,



Остальные варианты исполнения изделия **Инструмент для удаления винта (Screw Removal Tip)** отличаются только размерами.

- **Метчик для повторного нанесения резьбы (Re-Tap) вариант исполнения TSRRTM, TSRRTR, TSRk1 w;**



Остальные варианты исполнения изделия **Метчик для повторного нанесения резьбы (Re-Tap)** отличаются только размерами.

- Ключ для удаления абатментов (Abutment Removal Tip) вариант исполнения TARTML,



Остальные варианты исполнения изделия Ключ для удаления абатментов (Abutment Removal Tip) отличаются только размерами.

- Рукоятка для фиксации направителя (Torque Driver Handle) TTDH;



- Рукоятка для удаления винта (Screw Removal Handle) TSRH;



- Отвертка шлицевая (Slot Driver/T.W) TSDT25;



Набор TFR KIT (TFRK)



Компоненты набора TFR KIT (TFRK)




- Бокс для хранения инструментов;

- Тело инструмента для удаления имплантата (Remover Body): TFRBM35S,



Остальные варианты исполнения изделия **Тело инструмента для удаления имплантата (Remover Body)**: отличаются только размерами.

- Инструмент для удаления имплантата (Remover S v) вариант исполнения TFRSM35N



Остальные варианты исполнения изделия **Инструмент для удаления имплантата (Remover Screw)** отличаются только размерами.


- Удлинитель ключа торка (Torque Extension): TTE;



- Ключ фиксирующий (Fixture Wrench): TFRFW;



- Ключ динамометрический (Torque Wrench): TTW400;



- Ключ для фиксации винтов (Screw Driver): TFRSDM23, TFRSDR25, TFRSDW30;





Компоненты набора Stopper KIT (TSTK):




- Бокс для хранения инструментов;

- Стопор (Stopper) вариант исполнения TST116S,



Остальные варианты исполнения изделия **Стойор (Stopper)** отличаются только размерами.

- **Держатель Стопора (Stopper Holder)** вариант исполнения TSTH20S




Остальные варианты исполнения изделия **Держатель Стопора (Stopper Holder)** отличаются только размерами.

Набор T01 Prosthetic KIT (TPK):



Лоток хирургический (Stainless steel bowl);




Компоненты набора T01 Prosthetic KIT (TPK):



- Бокс для хранения инструментов;

- **Отвертка шестигранная ручная (Hex Driver/M) вариант исполнения T12HDH20,**



Остальные варианты исполнения изделия **Отвертка шестигранная ручная (Hex Driver/M)** отличаются только размерами.

- **Ключ торка ручной (Hex Driver/T.W)** вариант исполнения T12HDT25;



Остальные варианты исполнения изделия **Ключ торка ручной (Hex Driver/T.W)** отличаются только размерами.

- Отвертка машинная (Hex Driver/H.P): T12HDE25;



- Отвертка шлицевая (Slot Driver/T.W): TSDT25;



- Ключ динамометрический (Torque Wrench): TTW;



Маркировка (на примере Набора T01 Surgical KIT (TT01K))

Сделано в Корее

Набор инструментов для установки стоматологических имплантатов Toplan

Набор T01 Surgical KIT

REF TT01K

Единица упаковки: 1 комплект

LOT KCX20G0202

 2020-07-02

Условия хранения
: Сухое место при комнатной температуре.
(1 °C ~ 30 °C)
Инструкция: обратитесь к эксплуатационной документации

 Toplan Co., Ltd. «Топлан Ко., Лтд.»
Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil,
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do
TEL : +82-31-365-3255 FAX : +82-31-365-3256
www.toplann.com

Уполномоченный в России:
ООО «ОССТЕМ»,
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, кор. 7,
эт. 8, офис 1
Тел : +7-495-739-99-25
e-mail : info@osstem.ru

 Осторожно, обратитесь
к эксплуатационной
документации

KCX20G0202XXXX

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

93 (девяносто три) листов
цифрами прописью

Должность Генеральный директор

Подпись А. М. С. / И. И. Чжа В.

« 31 » мая 20 23 г. М.П.

