

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПРОМГЛАСС»



Костенков Д.В.

21 августа 20 24 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**ТРУБКА ГАЗООТВОДНАЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ Longmed+
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
по ТУ 22.21.29-001-22472627-2023**

Внешний вид трубки газоотводной для новорожденных Longmed+
Цвета: розовый, синий, серый



Внешний вид трубки газоотводной для новорожденных Longmed+
в количестве 6 шт./уп., цвет: белый




Внешний вид трубки газоотводной для новорожденных Longmed+
в количестве 6 шт./уп., цвет: синий



Внешний вид трубки газоотводной для новорожденных Longmed+
цвет: розовый





Упаковывание трубок по 6 шт./уп. в потребительской упаковке



Внешний вид потребительской упаковки для варианта исполнения 1 шт./уп.



Внешний вид потребительской упаковки для варианта исполнения 6 шт./уп.







ТРУБКА ГАЗОТВОДНАЯ

для новорожденных

МГНОВЕННОЕ ОБЛЕГЧЕНИЕ



ГАЗЫ + КОЛИКИ?

- ✓ Естественная помощь
- ✓ Многоразовое использование
- ✓ Эффективно и безопасно





Использовать до

Партия **LOT**

Дата изготовления

Трубка газоотводная для новорожденных Longmed® по ТУ 22.21.29-001-22472627-2023.
 РУ № от
 Комплектность: 1 шт. Цвет трубки: белый. Для многократного применения, нестерильно.
 Материал: ТЭП+ПП. Срок годности: 5 лет. Гарантийный срок хранения 3 года.
 Дата изготовления указана на упаковке.
 Хранить при температуре от +5°C до +40°C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
 Утилизируется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса Б.

ООО "Промглас". Адрес производства: Россия, 400006, Волгоградская область,
 г. Волгоград, ул. им. Лаврентева, д.5А. Отдел продаж. Тел.: +7 8442 48-88-88. Почта:
 48-88-88@mail.ru




4 673726 1619496

ТРУБКА ГАЗОТВОДНАЯ для новорожденных

предназначена для введения через анальное отверстие с целью удаления газов и снятия вздутия в прямом кишке новорожденных.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед применением продезинфицируйте руки и вымойте их.
2. Положите малыша на спину и покачайте животик.
3. Смажьте трубку вазелином или детским кремом.
4. Поднимите ножки малыша и введите кончик трубки в прямую кишку на глубину около 3 см, но не дальше ограничителя трубки.
5. Держите трубку 5-7 минут до полного отхождения газов (характерный звук).
6. После использования тщательно промойте трубку в мыльном растворе, ополосните в проточной питьевой воде и просушите.

Предупреждение. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СМАЗКИ!

Не оставлять ребенка одного с введенной трубкой. Не вводить трубку более трех раз за день, так как чрезмерно частое введение может вызвать раздражение слизистой оболочки прямой кишки. Не использовать при наличии кишечных заболеваний. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.



Обратиться к инструкции

Longmed+



исключена
возможность
травмирования



разработано
в соответствии
с рекомендациями
педиатров

Использовать до

Партия
LOT

Дата изготовления




<http://longmed.ru/>

Dice

Longmed+

ТРУБКА ГАЗОТВОДНАЯ для новорожденных

- ✓ Естественная помощь
- ✓ Многоразовое использование
- ✓ Эффективно и безопасно



✓ Мягкий
закругленный
кончик

✓ Ограничитель

✓ Удобная
ручка

ЦВЕТ ТРУБКИ
● БЕЛЫЙ
○ СИНИЙ
○ РОЗОВЫЙ
○ СЕРЫЙ

**МГНОВЕННОЕ
ОБЛЕГЧЕНИЕ**

Longmed+

Обратиться к инструкции
по применению

ТРУБКА ГАЗОТВОДНАЯ для новорожденных

предназначена для введения через анальное отверстие с целью удаления газов и снятия вздутия в прямой кишке новорожденных.

1. Перед применением продезинфицируйте трубку кипячением в дистиллированной воде в течение не более 30 минут. Вымойте руки.
2. Положите малыша на спину и помассируйте животик.
3. Смажьте трубку вазелином или детским кремом.
4. Поднимите ножки малыша и введите кончик трубки в прямую кишку на глубину около 3 см, но не дальше ограничителя трубки.
5. Держите трубку 5-7 минут до полного отхождения газов (характерный звук). Аккуратно извлеките трубку.
6. После использования тщательно промойте трубку в мыльном растворе, ополосните проточной питьевой водой и просушите.

Предупреждение.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ СМАЗКИ!

не оставлять ребенка одного с введенной трубкой, не вводить трубку более трех раз за день, так как чрезмерно частое использование может снизить естественные рефлексы кишечника. Проводить повторную процедуру не ранее чем через 3-4 часа после последней. Не использовать при наличии механических повреждений. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

Трубка газоотводная для новорожденных Longmed+ по ТУ 22.2129-001-22472627-2003.
РУ № 01
Комплектность: 6 шт. Цвет трубки: белый. Для многократного применения, стерильно. Материал: ТЭПНП.
Срок годности: 5 лет. Гарантийный срок хранения: 3 года.
Дата изготовления указана на упаковке.
Хранить при температуре от +5°C до +40°C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
Упаковывается в соответствии с требованиями СанПиН 21.3684-21 для отходов класса Б.

ООО "Пронглас" Адрес: производств. Россия, 400006, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. Давыдова, д.5А, Отдел продаж.
Тел.: +7 8442 48-88-88, Почта: 48-88-88@mail.ru



4 673726 619403

Пример транспортной маркировки



Внешний вид транспортной упаковки



прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 13 (тринадцать) лист(ов)



Генеральный директор
ООО «ПРОМГЛАСС»

Д.В. Костенков
Костенков Д.В.

«*26*» *августа* 20 *24* г