

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Премиум Эстетикс»
Вихриева Н.С.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения

I. Дерматоскоп DermLite DL5

1. Дерматоскоп DermLite DL5 в составе:




1.1 Дерматоскоп DermLite DL5. Вид сзади.



1.1 Дерматоскоп DermLite DL5. Вид спереди.



1.1 Съемная лицевая панель с сеткой 10 мм;



1.2 Стальная линейка.

2. Зарядное основание (база), в состав.



2.1 Зарядное основание.



2.2 USB кабель для зарядки.



4. Инструкция.


Принадлежности:



1. Кожаный чехол для ремня.



2. Магнитный окуляр.



3. Магнитный коннектор для смартфона MCC.



4. Пластиковый поясной чехол.



5. Защитный колпачок IceCap.



6. Салфетка из микрофибры.

II. Дерматоскоп DermLite DL4

1. Дерматоскоп DermLite DL4 в составе:



1.1 Дерматоскоп DermLite DL4;



1.2. Съемная лицевая панель с сеткой 10 мм.



2. USB кабель для зарядки.



3. Инструкция.


Принадлежности:



1. Силиконовый чехол.



2. Кожаный чехол для ремня.



3. Защитный колпачок IceCap.



4. Салфетка из микрофибры.

III. Дерматоскоп DermLite DL3N

1. Дерматоскоп DermLite DL3N в составе:



1.1 Дерматоскоп DermLite DL3N. Вид сзади.



1.1 Дерматоскоп DermLite DL3N. Вид спереди.



1.2 Выдвижная лицевая панель с сеткой 10 мм.




1.3 Стопорное кольцо.

2. Зарядное основание (база), в составе:



2.1 Зарядное основание.




2.2 USB кабель для зарядки.




2.3 Адаптер.


2.4 Набор вилок-переходников для подключения станции к сети, в составе:




2.4.1 Вилка-переходник типа I;



2.4.2 Вилка-переходник типа С;



2.4.3 Вилка-переходник типа G;



2.4.4 Вилка-переходник типа В.

 DermLite LLC, 131521 Rancho Viejo Road Suite 104
San Juan Capistrano CA 92675 United States
dermlite.com | info@3geninc.com | +1-949-481-6384

dermLite[®] DL3N



ifu.dermlite.com/DL3N



E.C. REP Ltd | 5 Fitzwilliam Square E
Dublin D02R44 Ireland info@ecrep.ie



©2022 DermLite LLC. All rights reserved | DL3N-17020102 M-1 2022

START



DERMLITE.COM

dermLite

3. Инструкция.

Принадлежности:



1. Кожаный чехол.



2. Окуляр 28мм.




3. Ремешок.



4. Салфетка из микрофибры.

IV. Дерматоскоп DermLite DL200 Hybrid

1. Дерматоскоп DermLite DL200 Hybrid в составе:



1.1. Дерматоскоп DermLite DL200 Hybrid;



1.2. Выдвижная лицевая панель с сеткой 10 мм.



1.3. Распорка.




2. USB кабель для зарядки.



3. Инструкция.

Принадлежности:




1. Силиконовый чехол.



2. Ремешок.



3. Чехол из микрофибры.



4. Защитных колпачки IceCap.




5. Салфетка из микрофибры.

V. Дерматоскоп DermLite handyscope



1. Дерматоскоп Handyscope для смартфона. Вид спереди.



1. Дерматоскоп Handyscope для смартфона. Вид сзади.




2. Кабель для зарядки USB-USB-C.




3. Инструкция.


Принадлежности:




1. Магнитный коннектор для смартфона MCC (Magnet Connect Clam).



2. Защелкивающиеся стеклянные контактные пластины.




3. Аппликаторы колец с липким кольцом.



4. Силиконовый чехол.





5. Ремешок для переноски.



6. Защитные колпачки IceCap.

IMPORTANT: Will not adhere to silicone and many devices with a glass back. Instead, for best results, install on a smooth, rigid phone case.



7. Салфетка влажная (при необходимости).


VI. Дерматоскоп DermLite Lumio 2




1. Дерматоскоп DermLite Lumio 2. Вид спереди.



1. Дерматоскоп DermLite Lumio 2. Вид сзади.



2. Первичный объектив 100мм, 2,3х.



3. Кабель для зарядки USB-USB-C.



4. Инструкция.


Принадлежности:




1. 2.5-кратный дополнительный объектив.



2. 495-нм дополнительный полосовой фильтр.



3. Неопреновый Чехол.

 DermLite

4. Салфетка из микрофибры.




1. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite DL5

 **DERMLITE DL4**

REF DL4



DocNo DL4-1406D

500  1060hPa  +50°C  80% 



DL418032

SN



RxOnly


MD

EC REP

EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH REP

CompLife Swiss s a | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)



(01) 0 8559970 06302 4 (21) DL418032



06-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com

**UK
CA**

Responsible Person Ltd
Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland

2. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite DL4


 **DERMLITE DL3N**

REF DL3N

DocNo DL3N-1406D





SN



DL3NC0027

500  1060hPa  +50°C  80% 



RxOnly

MD


EC REP

EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH

REP

CompLife Swiss s.a | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)



(01) 0 8559970 06296 6 (21) DL3NC0027



06-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com

**UK
CA**

Responsible Person Ltd
Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland

DL3N-1601c

3. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite DL3N



DERMLITE DL200 HYBRID (SILVER)

DocNo DL200HY-1406D

REF DL200HY

SN



DL200HYA1048



Rx Only

MD

EC REP

EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH REP

REP

CompLife Swiss s.a. | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)



(01) 0 8559970 06593 6 (21) DL200HYA1048



04-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com

UK Responsible Person Ltd
CA Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland


4. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite DL200 Hybrid (серебряный)

DocNo DL200HYG-1406D

D **DERMLITE DL200 HYBRID (GOLD)**


REF DL200HYG

SN



DL200HYGF1093

500 1060hPa -20/+50°C 45% 80%




RxOnly

MD


EC REP EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH REP

CompLife Swiss s.a. | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)



(01) 0 8559970 06623 0 (21) DL200HYGF1093



05-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com

**UK
CA**

Responsible Person Ltd
Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland

5. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite DL200 Hybrid (золотой)

DocNo FFH2-1406D



DERMLITE HANDYSCOPE


REF FFH2

SN



FFH2D0210

500 1060hPa 20 +50°C 45



RxOnly

MD


EC REP EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH REP

CompLife Swiss s a | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)



(01) 0 8559970 06661 2 (21) FFH2D0210



07-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com

UK
CA

Responsible Person Ltd
Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland

6. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite handyscope

D LUMIO 2

REF DLU2

DocNo DLU2-14U6U




DLU2D0418

SN



500 1060hPa -20/+50°C 45% 80%




RxOnly MD

EC REP EC REP Ltd, 5 Fitzwilliam Sqr E
Dublin 2, D02R44 Ireland

CH REP

CompLife Swiss s.a | Via
Luganetto 4 | 6962 Viganello(TI)




(01) 0 8559970 06722 0 (21) DLU2D0418



07-2023



DermLite LLC
21 Argonaut | Aliso Viejo CA 92656
USA | dermlite.com



Responsible Person Ltd
Summit House, 4-5 Mitchell St
Edinburgh EH6 7BD Scotland

6. Маркировка на первичной упаковке дерматоскопа DermLite Lumio 2

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite DL5

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Aliso Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite DL5:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока

Входное напряжение: 5В пост.тока - 

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Зарядное основание (база):

Входное напряжение: 5 В пост.тока

Входная сила тока: 3 А

Выходное напряжение: 5 В пост.тока

Выходная сила тока: 3 А

Потребляемая мощность: 15 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В - 

Осторожно: УФ-свет. Не смотрите прямо на свет - 

Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премиум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн. 11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

1. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite DL5

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite DL4

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Aliso Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite DL4:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока

Входное напряжение: 5В пост.тока - 

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В -



Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премиум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

2. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite DL4

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite DL3N

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Aliso Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite DL3N:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока - 

Входное напряжение: 5В пост.тока

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Зарядное основание (база):

Входное напряжение: 5 В пост.тока

Входная сила тока: 1 А

Выходное напряжение: 5 В пост.тока

Выходная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 5 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В - 

Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премиум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

3. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite DL3N

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite DL200 Hybrid

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Aliso Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite DL200 Hybrid:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока - 

Входное напряжение: 5В пост.тока

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В - 

Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премиум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

4. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite DL200 Hybrid

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite handyscope

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Alisio Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite handyscope:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока - 

Входное напряжение: 5В пост.тока

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В - 

Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премииум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ Г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.

5. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite handyscope

Дерматоскоп DermLite с принадлежностями в вариантах исполнения:

- Дерматоскоп DermLite Lumio 2

Производитель: DermLite LLC, 21 Argonaut, Unit A, Aliso Viejo CA 92656, USA

Серийный номер  : см. на упаковке.

Дата изготовления  : см. на упаковке.

Дерматоскоп DermLite Lumio 2:

Рабочее напряжение (номинальное): 3,7 В пост. тока - 

Входное напряжение: 5В пост.тока

Входная сила тока: 1 А

Потребляемая мощность: 3,7 ВА

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Изделие с внутренним источником питания

Рабочая часть типа В - 

Осторожно: УФ-свет. Не смотрите прямо на свет - 

Условия хранения: Хранить при температуре от 5 °С до + 45 °С и относительной влажности воздуха до 80% без конденсации.

Уполномоченный представитель производителя:

ООО «Премиум Эстетикс», 123154, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 51 пом. XVI комн.11,

Тел. +74959882170,

E-mail: info@premium-a.ru

РУ № _____ от _____ г.

Информацию на русскоязычном стикере просим считать приоритетной при поставке в РФ.


6. Макет маркировки для РФ дерматоскопа DermLite Lumio 2



1. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite DL5



2. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite DL4




3. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite DL3N




4. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite DL200 Hybrid (3 вида)



5. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite handyscope



6. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite Lumio 2. Вид спереди.



7. Первичная упаковка Дерматоскопа DermLite Lumio 2. Вид сзади.

Транспортная упаковка медицинского изделия



Транспортная упаковка медицинского изделия (для всех вариантов исполнения)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

89

листа (ов)

Ген. директор Вихорьева Н.С.

Подпись

