

ООО «Крейт»

Инструкция по применению МИ

Бандаж согревающий, компрессионный и
фиксирующий для нижних конечностей - "Крейт"
по ТУ 9396-002-96814693-2006

Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 –
96814693 – 2006,**

Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-210, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-211 RDN, размер: 3,4,5
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-212, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-213, размер: 1,2,3
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-214, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-215, размер: 2,3,4,5,6,7
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-216, размер: 2,3,4,5,6,7
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-217, размер: 1,2,3,4,5,6,7
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», E-217, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-218, размер: 1,2
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», E-218, размер: 1,2,3
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-219, размер: 1,2,3,4
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-830, размер: 1,2,3,4,5
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-831, размер: 1,2,3,4,5
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-832, размер: 1,2,3,4
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-833, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-834, размер: 1,2,3,4,5
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-835, размер: 1,2,3,4,5,6

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Функциональная терапия при повреждении связок голеностопного сустава (только для F-210, F-212, F-213, F-214, F-215, F-216, F-218, E-218).
- Период реабилитации после травм и операций на голеностопном суставе (только для F-210, F-212, F-215, F-216, F-217, E-217, F-213, F-219, E-218, F-218, У-830, У-831, У-832, У-834, У-835, У-833).
- Хроническая нестабильность голеностопного сустава (только для F-210, F-212, F-215, F-216, F-217, E-217, F-213, F-219, E-218, F-218, У-830, У-831, У-832, У-834, У-835, У-833).

- Воспалительные и дегенеративные заболевания голеностопного сустава (артриты, артрозы, артрозоартриты, синовиты и др.) (только для F-215, F-216, F-217, E-217, E-218, F-218, F-214, У-830, У-831, У- 832, У-834, У-835, У-833).
- Профилактика травм и заболеваний голеностопного сустава при длительных физических нагрузках (только для У-830, У-831, У- 832, У-834, У-835).
- Повреждения связок, нестабильность голеностопного сустава (только для F-210, F-212, F-215, F-216, F-217, E-217, F-213, F-219, E-218, F-218, У-830, У-831, У- 832, У-834, У-835, У-833).
- Отвисание стопы (только для F-217, E-217, F-219, F-211RDN).
- Нагрузка на сустав (только для У-830, У-831, У- 832, У-834, У-835).
- Боли в голеностопном суставе после операций, при чрезмерных нагрузках и ушибах голеностопного сустава, приводящие к отеку его области и/или синовиту (только для E-218, F-218, У-830, У-831, У- 832, У-834, У-835).
- Переломы шейки и вертельной области бедра (только для F-211RDN).
- Невропатия. парезы и параличи нижних конечностей (только для F-211RDN, F-217, E-217, F-219).
- Период после инсультов и очаговых поражений нервов нижних конечностей (только для F-215, F-216, F-217, E-217).
- В качестве лонгеты на ночь при отвисающей стопе (только для F-215, F-216, F-217, E-217, F-211RDN).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОВОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для голеностопного сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-16.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-210

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-210
№ 1	16-19	23,5
№ 2	19-22	28,9
№ 3	22-25	36,7
№ 4	25-28	40,9
№ 5	28-31	45,1
№ 6	31-34	49,3

Таблица 2 – Размерный ряд и масса F-211 RDN

Размер	Размер обуви	Масса, г ± 20%
		F-211 RDN
№ 3	34-38	423,0
№ 4	38-41	454,0
№ 5	41-45	518,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-212

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		F-212
№ 1	15-18	28,7
№ 2	18-21	31,2
№ 3	21-24	33,3
№ 4	24-27	36,6
№ 5	27-30	38,3
№ 6	30-33	40,0

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-213

Размер	Размер ноги	Масса, г ± 20%
		F-213
№ 1	35-39	90,0
№ 2	40-44	100,0
№ 3	44-47	110,0

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-214

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		F-214
№ 1	17-20	50,4
№ 2	20-23	57,1
№ 3	23-26	63,8
№ 4	26-29	66,1
№ 5	29-32	68,4
№ 6	32-35	70,7

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-215, F-216

Размер	Размер обуви	Масса, г ± 20%	
		F-215	F-216
№ 2	32-34	137,1	102,2
№ 3	34-37	150,3	113,9
№ 4	37-40	163,5	125,6
№ 5	40-43	169,4	137,3
№ 6	43-46	175,3	149,0
№ 7	46-49	181,2	160,7

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-217

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		F-217
№ 1	20,5-22,0	213,5
№ 2	22,0-23,5	220,5
№ 3	23,5-25,0	230,4
№ 4	25,0-27,5	242,2
№ 5	27,5-30,0	254,0
№ 6	30,0-32,5	265,8
№ 7	32,5-35,0	277,6

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-217

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		E-217
№ 1	14,5-16,5	130,2
№ 2	16,5-18,5	138,6
№ 3	18,5-21,5	145,6
№ 4	21,5-24,5	152,6
№ 5	24,5-27,5	159,6
№ 6	27,5-30,5	166,6

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-218

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		F-218
№ 1	20-30	102,5
№ 2	30-40	115,5

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-218

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		E-218
№ 1	15-20	85,6
№ 2	20-25	102,3
№ 3	25-30	119,0

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-219

Размер	Обхват подъема стопы, см	Масса, г ± 20%
		F-219
№ 1	29,0 – 31,5	62,0
№ 2	31,5 – 34,0	73,1
№ 3	34,0 – 36,5	82,1
№ 4	36,5 – 39,0	88,3

Таблица 12 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-830, У-831

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%	
		У-830	У-831
№ 1	20-23	27,7	23,4
№ 2	24-28	33,5	26,8
№ 3	28-32	39,3	30,2
№ 4	32-36	45,1	39,5
№ 5	36-40	50,9	39,7

Таблица 13 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-832

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		У-832
№ 1	19-23	35,7
№ 2	23-28	40,8
№ 3	28-33	41,8
№ 4	33-38	44,0

Таблица 14 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-833

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		У-833
№ 1	16-20	70,7
№ 2	20-24	75,8
№ 3	24-28	76,8
№ 4	28-32	79,0
№ 5	32-36	81,2

№ 6	36-40	83,4
-----	-------	------

Таблица 15 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-834

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		У-834
№ 1	19-23	53,7
№ 2	23-28	57,8
№ 3	28-33	60,8
№ 4	33-38	65,4
№ 5	38-43	70,2

Таблица 16 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-835

Размер	Обхват щиколотки, см	Масса, г ± 20%
		У-835
№ 1	18-20	85,7
№ 2	20-22	89,6
№ 3	22-24	93,5
№ 4	24-26	97,4
№ 5	26-28	101,3
№ 6	28-30	105,2

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-210, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-211 RDN, размер: 3,4,5	Пластик; Мягкий вкладыш из триплированного полотна
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-212, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно.
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-213, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-214, размер: 1,2,3,4,5,6	Перфорированный неопрен
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-215, размер: 2,3,4,5,6,7	Плотный не эластичный материал - верх изделия; Мягкое триплированное полотно - подкладка
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-216, размер: 2,3,4,5,6,7	Триплированное полотно;
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-217, размер: 1,2,3,4,5,6,7	Триплированное не эластичное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», E-217, размер: 1,2,3,4,5,6	Триплированное не эластичное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-218, размер: 1,2	Перфорированный неопрен
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», E-218, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», F-219, размер: 1,2,3,4	Перфорированный неопрен
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-830, размер: 1,2,3,4,5	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-831, размер: 1,2,3,4,5	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-832, размер: 1,2,3,4	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-833, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-834, размер: 1,2,3,4,5	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для голеностопного сустава – «Крейт», У-835, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Обернуть изделие вокруг голеностопного сустава в виде «восьмерки» и зафиксировать застежкой (для F-210, для F-212). Надеть изделия на голеностопный сустав и расправить (для У-830, У-831, У-832, У-833, У-835). Надеть изделия на голеностопный сустав и застегнуть или зашнуровать (для F-213, F-214, F-215, F-216, F-219, F-211 RDN), далее обернуть стяжку вокруг голеностопного сустава и зафиксировать застежкой (для F-217, E-217, F-218, E-218, У-834).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:**

Бандаж для коленного сустава – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-400, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-500, размер: 1,2,3,4,5,6,7
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-500, размер: 1,2,3
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-510, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-511, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-513, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-514, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-514, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-515, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-516, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-517, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-518, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-520, размер: 1,2,3
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-521, размер: 1,2,3
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-522, размер: 1,2,3
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-523, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-524, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-524, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-525, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-526, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-526, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-527, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-528, размер: 1,2
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-529, размер: 1,2,3
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-530, рост 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-530, рост 1,2,3; размер: 1,2
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-531, рост 1,2; размер: 1,2
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-531, рост 1,2,3; размер: 1,2
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-840, размер: 1,2,3,4,5,6
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-842, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-843, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-844, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-845, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-846, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-847, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-848, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-849, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-850, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-851, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пателлофemorальный болевой синдром (только для F-500, E-500, У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-849, F-511, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-510, F-515, F-514, E-514, F-513, F-518, F-523, F-525, F-516, F-529).
- Перегрузка коленного сустава (только для F-510, F-515).
- Ощущение нестабильности в коленном суставе (F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-514, E-514, F-513, F-516, F-518, F-523, F-525, F-529).
- Ушибы коленного сустава легкой степени (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-846, У-849, F-511, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-518, F-523, F-525, F-510, F-515, F-529).
- Воспалительные заболевания коленного сустава: гонартрит, гонартроз, бурсит, синовит (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-849, F-511, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-510, F-515, F-514, E-514, F-516, F-513, F-518, F-523, F-525).
- Период реабилитации после гипсовой повязки и иммобилизации коленного сустава, травм и операций без осложнений (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-846, У-849, F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531, F-517, F-511, F-520, F-524, E-524, F-527, F-510, F-515, F-529).
- Боли в коленном суставе различной этиологии (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, F-510, F-515).
- Дегенеративно-дистрофические и воспалительные заболевания коленного сустава (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-849, F-510, F-511, F-515, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-529).
- Частичные повреждения боковых связок (только для F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531, F-522, F-518, F-523).
- Профилактики травм и заболеваний коленного сустава при физических нагрузках и во время занятий спортом (только для У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-849, F-510, F-515, F-514, E-514, F-513, F-516, F-517, F-511, F-520, F-524, E-524, F-527, F-525, F-528, F-521, F-529).
- Травмы, артриты и артрозы коленного сустава, приводящие к боли, отеку и/или синовиту (только для F-529, У-840, У-842, У-843, У-850, У-851, У-844, У-847, У-845, У-848, У-846, У-849, F-400, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-510, F-515, F-514, E-514, F-516, F-518, F-523, F-525).
- Нестабильность надколенника (только для F-511, F-529, F-517, F-520, F-524, E-524, F-527, F-516, F-518, F-523, F-525, F-514, E-514, У-846, У-849).
- Острые травмы коленного сустава и надколенника (только для F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531).
- Иммобилизация коленного сустава после оперативных вмешательств и гипсовой повязки (F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531).
- Гемартроз (только для F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531).
- В качестве шины при транспортной иммобилизации (только для F-526, E-526, F-530, E-530, F-531, E-531).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для коленного сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-22.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-400

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-400
№ 1	22-26	37,3
№ 2	26-30	41,5
№ 3	30-34	46,8
№ 4	34-38	53,0
№ 5	38-42	58,2
№ 6	42-46	64,0
№ 7	46-50	67,5
№ 8	50-54	74,5
№ 9	54-58	81,5
№ 10	58-62	88,5

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-500

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-500
№ 1	33-37	22,2
№ 2	38-42	23,3
№ 3	43-47	24,0
№ 4	47-51	24,7
№ 5	51-54	25,4
№ 6	54-57	26,1
№ 7	57-60	26,8

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-500

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		E-500
№ 1	26-38	19,5
№ 2	35-47	28,9
№ 3	44-56	38,3

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-510, F-511, F-514, F-515, F-516, F-517, F-518, F-525, Y-851

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%								
		F-510	F-511	F-514	F-515	F-516	F-517	F-518	F-525	Y-851
№ 1	33-35	69,1	47,0	86,4	45,0	87,5	331,1	210,2	217,7	24,1
№ 2	36-38	79,0	52,5	92,5	50,0	89,0	339,8	228,6	244,5	26,7
№ 3	39-41	93,1	58,0	94,9	55,0	91,7	342,3	237,0	250,5	30,1

№ 4	42-44	111,6	63,0	98,8	60,0	98,0	353,8	246,0	255,1	31,8
№ 5	45-47	120,6	68,5	102,8	65,0	102,9	355,3	256,0	256,9	35,2
№ 6	48-50	144,7	74,0	124,0	70,0	114,6	358,5	267,0	282,7	38,7
№ 7	51-53	155,0	79,5	125,2	78,0	115,0	371,1	280,0	286,3	42,1
№ 8	54-56	165,3	85,0	126,4	83,0	115,4	383,7	291,0	289,9	45,6
№ 9	57-59	175,6	90,0	127,6	88,0	115,8	396,3	313,0	293,5	49,0
№ 10	60-62	185,9	114,5	128,8	93,0	116,2	408,9	345,0	297,1	52,5
№ 11	63-65	196,2	121,0	130,0	99,0	116,6	421,5	358,0	300,7	56,0
№ 12	66-68	206,5	127,5	131,2	103,0	117,0	434,1	370,0	304,3	59,5

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-513

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%
		F-513
№ 1	30-32	78,0
№ 2	33-35	86,0
№ 3	36-38	93,0
№ 4	39-41	98,0
№ 5	42-44	109,0
№ 6	45-47	112,0
№ 7	48-50	118,0
№ 8	51-53	122,0
№ 9	54-56	130,0
№ 10	57-59	138,0
№ 11	60-62	145,0
№ 12	63-65	150,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделий артикулов E-514, E-524

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%	
		E-514	E-524
№ 1	26-29	43,6	108,2
№ 2	29-32	46,9	113,9
№ 3	32-35	49,4	120,0
№ 4	35-38	51,9	126,1
№ 5	38-41	54,4	132,2
№ 6	41-44	56,9	138,3
№ 7	44-47	59,4	144,4
№ 8	47-50	61,9	150,5
№ 9	50-53	64,4	156,6
№ 10	53-56	66,9	162,7

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-520, F-521, F-522

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%		
		F-520	F-521	F-522
№ 1	35-46	121,0	121,0	407,2
№ 2	44-56	145,6	145,6	457,5
№ 3	54-66	170,2	170,2	507,8

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-523

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%
		F-523
№ 1	33-35	297,4
№ 2	36-38	326,8
№ 3	39-41	356,2
№ 4	42-44	385,6
№ 5	45-47	415,0
№ 6	48-50	444,4
№ 7	51-53	473,8

№ 8	54-56	503,2
№ 9	57-59	532,6
№ 10	60-62	562,0

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-524

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%
		F-524
№ 1	27-32	138,3
№ 2	33-38	144,4
№ 3	39-44	150,5
№ 4	45-53	156,6
№ 5	54-60	162,7
№ 6	61-67	168,8

Таблица 10 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-526

Размер	Обхват по середине бедра, см	Масса, г ± 20%
		F-526
№ 1	40-46	320,2
№ 2	47-53	333,2
№ 3	54-60	356,4
№ 4	61-67	375,8
№ 5	68-74	395,2
№ 6	75-81	414,6
№ 7	82-88	434,0
№ 8	89-95	453,4
№ 9	96-102	472,8
№ 10	103-109	492,2

Таблица 11 – Размерный ряд и масса изделия артикула E-526

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%
		E-526
№ 1	20-23	220,0
№ 2	23-26	240,0
№ 3	26-29	260,0
№ 4	29-32	280,0
№ 5	32-35	300,0
№ 6	35-38	320,0
№ 7	38-41	340,0
№ 8	41-44	360,0
№ 9	44-47	380,0
№ 10	47-50	400,0

Таблица 12 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-527

Размер	Обхват колена, см	Масса, г ± 20%
		F-527
№ 1	31-34	110,3
№ 2	34-37	114,5
№ 3	37-40	118,7
№ 4	40-43	125,4
№ 5	43-46	129,4
№ 6	46-49	133,4
№ 7	49-52	137,4
№ 8	52-55	141,4
№ 9	55-58	145,4
№ 10	58-61	149,4
№ 11	61-64	153,4
№ 12	64-67	157,4

Таблица 13 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-528

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-528
№ 1	35-41	113,3
№ 2	41-65	136,9

Таблица 14 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-529

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		F-529
№ 1	33-45	230,0
№ 2	43-56	270,0
№ 3	54-69	310,0

Таблица 15 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-530

Размер	Рост, см	Обхват посередине бедра, см	Масса, г $\pm$ 20%
			F-530
№ 1, P1	155-170	40-46	320,5
№ 2, P1		47-53	335,2
№ 3, P1		54-60	340,1
№ 4, P1		61-67	355,0
№ 5, P1		68-74	360,8
№ 6, P1		75-81	375,0
№ 7, P1		82-88	388,5
№ 8, P1		89-95	400,5
№ 9, P1		96-102	520,0
№ 10, P1		103-109	535,0
№ 1, P2	170-190	40-46	335,2
№ 2, P2		47-53	340,1
№ 3, P2		54-60	355,0
№ 4, P2		61-67	360,8
№ 5, P2		68-74	375,0
№ 6, P2		75-81	388,5
№ 7, P2		82-88	400,5
№ 8, P2		89-95	520,0
№ 9, P2		96-102	535,0
№ 10, P2		103-109	355,2

Таблица 16 – Размерный ряд и масса изделий артикулов E-530, E-531

Размер	Рост, см	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%	
			E-530	E-531
№ 1, P1	до 120	22-35	280,0	220,0
№ 2, P1		35-41	300,0	240,0
№ 1, P2	120-140	22-35	320,0	260,0
№ 2, P2		35-41	340,0	280,0
№ 1, P3	140-160	22-35	360,0	300,0
№ 2, P3		35-41	380,0	320,0

Таблица 17 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-531

Размер	Рост, см	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
			F-531
№ 1, P1	155-170	35-41	330,0
№ 2, P1		41-65	355,0
№ 1, P2	170-190	35-41	370,0
№ 2, P2		41-65	395,0

Таблица 18 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-840

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		У-840
№ 1	30-35	37,9
№ 2	36-41	43,3
№ 3	42-47	48,7
№ 4	48-53	53,0
№ 5	54-59	57,7
№ 6	60-65	62,4

Таблица 19 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-842

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		У-842
№ 1	32,0-35,0	54,4
№ 2	35,0-38,0	68,4
№ 3	38,0-42,0	74,8
№ 4	42,0-46,5	81,2
№ 5	46,5-51,0	90,6
№ 6	51,0-55,0	96,0
№ 7	55,0-59,0	101,4
№ 8	59,0-63,0	106,8

Таблица 20 – Размерный ряд и масса изделий артикулов У-845, У-846, У-847, У-848, У-849, У-850

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%					
		У-845	У-846	У-847	У-848	У-849	У-850
№ 1	33,0-35,5	88,6	104,2	84,4	94,4	124,4	104,4
№ 2	35,5-38,0	102,4	115,3	98,4	108,4	138,4	118,4
№ 3	38,0-40,5	108,7	123,7	104,8	114,8	144,8	124,8
№ 4	40,5-43,0	118,2	131,3	111,2	121,2	151,2	131,2
№ 5	43,0-45,5	126,5	140,5	120,6	130,6	160,6	140,6
№ 6	45,5-48,0	132,1	148,2	126,0	136,0	166,0	146,0
№ 7	48,0-50,5	139,3	156,6	131,4	141,4	171,4	151,4
№ 8	50,5-53,0	141,2	167,2	136,8	146,8	176,8	157,0
№ 9	53,0-55,5	148,8	174,1	142,2	152,2	182,2	165,2
№ 10	55,5-58,0	153,5	182,8	147,6	157,6	187,6	173,6
№ 11	58,0-60,5	159,2	189,3	153,0	163,0	193,0	180,0
№ 12	60,5-63,0	165,2	195,8	158,4	168,4	198,4	186,4

Таблица 21 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-843

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		У-843
№ 1	33,0-35,5	96,7
№ 2	35,5-38,0	103,5
№ 3	38,0-40,5	111,1
№ 4	40,5-43,0	132,7
№ 5	43,0-45,5	154,3
№ 6	45,5-48,0	175,9
№ 7	48,0-50,5	197,5
№ 8	50,5-53,0	219,1
№ 9	53,0-55,5	240,7
№ 10	55,5-58,0	262,3

Таблица 22 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-844

Размер	Обхват колена, см	Масса, г $\pm$ 20%
		У-844
№ 1	32,0-34,5	84,4
№ 2	34,5-37,0	98,4
№ 3	37,0-42,0	104,8
№ 4	42,0-46,0	111,2
№ 5	46,0-50,0	120,6
№ 6	50,0-54,0	126,0
№ 7	54,0-58,0	131,4
№ 8	58,0-62,0	136,8
№ 9	62,0-66,0	142,2

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-400, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-500, размер: 1,2,3,4,5,6,7	Триплированное полотно; Эластичное бандажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-500, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-510, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-511, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-513, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-514, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-514, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-515, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-516, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-517, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-518, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-520, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-521, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-522, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-523, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-524, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-524, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-525, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-526, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-526	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-527, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-528, размер: 1,2	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-529, размер: 1,2,3	Перфорированный неопрен
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-530, рост 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», E-530, рост 1,2,3; размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», F-531, рост 1,2; размер: 1,2	Триплированное полотно

Бандаж для коленного сустава – «Крейт», Е-531, рост 1,2,3; размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-840, размер: 1,2,3,4,5,6	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-842, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-843, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-844, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-845, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-846, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-847, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-848, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-849, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-850, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж для коленного сустава – «Крейт», У-851, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделия на коленный сустав и расправить (для У-849, У-848, У-847, У-846, У-845, У-844, У-843, У-842, У-840, F-515, F-510, F-400).
- Надеть изделия на коленный сустав, зафиксировать застежкой (для F-528, F-527, Е-524, F-524, F-523, F-521, F-520, F-517, F-516, Е-514, F-514, F-513, Е-500), далее обернуть стяжку вокруг коленного сустава и зафиксировать застежкой (для F-531, Е-531, Е-530, F-530, У-850, F-529, Е-526, F-526, F-525, F-522, F-518, F-511, F-500).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твердые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693
– 2006, следующих исполнений:**

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-800, размер:

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-801, размер:

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-802, размер: 1,2

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-803, размер: 1,2,3,4,5,6

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-804, размер: 1,2,3

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-805, размер: 1,2,3,4,5

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-812, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-812, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-814, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-814, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-815, правый, рост: 1,2; размер:

1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-815, левый, рост: 1,2; размер:

1,2,3,4,5,6,7,8

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-830, размер: 2,3,4,5,6

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-831, размер: 1,2,3,4,5

Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-832, размер: 1,2,3,4,5

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Врожденный подвывих бедра.
- Дисплазия тазобедренных суставов, недокрытие головки бедренной кости, некоторые врожденные вывихи бедра.
- Период реабилитации после операций, вправлений, вывихов бедра, повреждений связочно-мышечного аппарата.
- Предрасположенность к вывихам бедра.
- Нестабильность тазобедренного сустава (для всех, кроме Б-812).

- Ранний период после эндопротезирования тазобедренного сустава (только для Б-814, Б-815, Б-831, Б-832, Б-830).
- Переломы и ложные суставы верхнего/проксимального отдела бедренной кости: шейки и/или вертельной области (только для Б-814, Б-815, Б-831, Б-832, Б-830).
- Для стабилизации таза при выполнении упражнений ЛФК, направленных на укрепление мышц бедра (только для Б-814, Б-815, Б-830).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для тазобедренных суставов - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-9.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-800

Размер	Расстояние между подколенными ямками в максимальном разведении ног, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		Б-800	Б-801
№ 16	16,0	65,4	88,3
№ 17	17,0	70,0	90,8
№ 18	18,0	76,0	97,4
№ 19	19,0	80,4	100,5
№ 20	20,0	82,2	105,0
№ 21	21,0	85,2	107,8
№ 22	22,0	87,1	112,5
№ 23	23,0	96,3	116,2
№ 24	24,0	98,6	119,4
№ 25	25,0	101,1	122,6
№ 26	26,0	110,9	126,6
№ 27	27,0	120,7	130,6

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-802

Размер	Расстояние между подколенными ямками в максимальном разведении ног, см	Масса, г $\pm 20\%$
		Б-802
№ 1	22,0-38,0	164,0
№ 2	27,0-50,0	195,0

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-803

Размер	Расстояние между подколенными ямками в максимальном разведении ног, см	Масса, г $\pm 20\%$
		Б-803
№ 1	16-18	176,3

№ 2	18-20	183,1
№ 3	20-22	194,2
№ 4	22-24	202,7
№ 5	24-26	211,6
№ 6	26-28	220,5

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-804

Размер	Обхват груди, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-804
№ 1	25-35	83,1
№ 2	36-46	90,3
№ 3	47-57	106,5

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-805

Размер	Расстояние между подколенными ямками в максимальном разведении ног, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-805
№ 1	10,0-13,0	173,0
№ 2	11,0-14,5	188,1
№ 3	12,0-16,0	206,0
№ 4	14,0-18,0	216,2
№ 5	16,0-20,0	230,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Б-812, левый, правый, Б-814, левый, правый

Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm$ 20%	
		Б-812	Б-814
№ 1	80-90	123,2	446,0
№ 2	90-100	133,5	468,3
№ 3	100-110	142,5	483,3
№ 4	110-120	157,7	512,2
№ 5	120-130	171,1	534,4
№ 6	130-140	184,4	556,6
№ 7	140-150	197,7	578,8
№ 8	150-160	211,1	601,0

Таблица 7 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-815, левый, правый

Размер	Рост, см	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm$ 20%
			Б-815
№ 1, P1	150-165	80-90	300,5
№ 2, P1		90-100	320,0
№ 3, P1		100-110	342,3
№ 4, P1		110-120	367,3
№ 5, P1		120-130	386,2
№ 6, P1		130-140	408,4
№ 7, P1		140-150	420,6
№ 8, P1		150-160	442,8
№ 1, P2	165-180	80-90	320,0
№ 2, P2		90-100	342,3
№ 3, P2		100-110	367,3
№ 4, P2		110-120	386,2
№ 5, P2		120-130	408,4
№ 6, P2		130-140	420,6
№ 7, P2		140-150	442,8
№ 8, P2		150-160	465,0

Таблица 8 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-830

Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-830

№ 2	75-90	295,4
№ 3	90-105	326,7
№ 4	105-120	355,6
№ 5	120-135	386,3
№ 6	135-150	415,2

Таблица 9 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Б-831, Б-832

Размер	Обхват под животом на уровне подвздошных костей, см	Масса, г ± 20%	
		Б-831	Б-832
№ 1	76-96	107,3	130,7
№ 2	96-116	129,0	155,4
№ 3	116-136	144,9	178,2
№ 4	136-156	160,8	201,0
№ 5	156-176	176,7	223,8

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-800, размер: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Трикотажное полотно со вставкой из вспененного плотного материала
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-801, размер: 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27	Плотный текстильный материал
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-802, размер: 1,2	Металл, триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-803, размер: 1,2,3,4,5,6	Вспененный плотный материал
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-804, размер: 1,2,3	Триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-805, размер: 1,2,3,4,5	Пластик
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-812, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-812, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-814, правый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-814, левый, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-815, правый, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Плотный текстильный материал
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-815, левый, рост: 1,2; размер: 1,2,3,4,5,6,7,8	Плотный текстильный материал
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-830, размер: 2,3,4,5,6	Триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-831, размер: 1,2,3,4,5	Триплированное полотно
Бандаж для тазобедренных суставов – «Крейт», Б-832, размер: 1,2,3,4,5	Перфорированный неопрен

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Отрегулировать ширину изделия (для Б-803, Б-802, Б-805). Надеть изделие и зафиксировать застежкой, далее отрегулировать степень фиксации дополнительной стяжкой (для Б-830, Б-831, Б-832). Для Б-804 и Б-805 – надеть изделие на хлопчатобумажную одежду. Ребенка уложить спиной на бандаж и закрепить бандаж на животе ребенка с помощью застежки. Закрепить "ботиночки" (для Б-804) или манжеты (для Б-805) на ножках ребенка с помощью застежек и отрегулировать степень натяжения ремней на "ботиночках" или манжетах так, чтоб бедра ребенка находились в положении сгибания и отведения. Изделие перед первым применением следует постирать. Высушить.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40 °С.
- Отбеливание запрещено.

- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ БАНДАЖ ДЛЯ ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,

следующих исполнений:

Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт» следующих артикулов:

- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-700, правый, размер: 1
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-700, левый, размер: 1
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-701, правый, размер: 1,2
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-701, левый, размер: 1,2
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-710, размер: 1,2
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-711, размер: 1,2,3
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-720, размер: 1
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-721, размер: 1,2,3
- Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-722, размер: 1,2,3,4,5

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Вальгусная деформация первого пальца стопы (hallux valgus).
- Реабилитационный период после операции по исправлению hallux valgus.
- Профилактика рецидивов после операции по коррекции hallux valgus.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для плюснефалангового сустава - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.

- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-6.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-700 левый, правый F-720

Размер	Обхват стопы, см	Масса, г	
		F-700	F-720
№ 1	универсальный	22,2	25,5

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-701, левый, правый

Размер	Размер обуви	Масса, г
		F-701
№ 1	34-46	7,3
№ 2	46-52	10,2

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-710

Размер	Обхват стопы, см	Масса, г
		F-710
№ 1	20-33	36,9
№ 2	33-40	48,9

Таблица 4 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-711

Размер	Обхват стопы, см	Масса, г
		F-711
№ 1	20-26	37,7
№ 2	26-33	41,9
№ 3	33-40	46,1

Таблица 5 – Размерный ряд и масса изделий артикулов F-721

Размер	Обхват стопы, см	Масса, г
		F-721
№ 1	20-24	18,0
№ 2	24-28	24,0
№ 3	28-32	30,0

Таблица 6 – Размерный ряд и масса изделия артикула F-722

Размер	Обхват стопы, см	Масса, г
		F-722
№ 1	20-22	14,0
№ 2	22-24	15,0
№ 3	24-26	16,0
№ 4	26-28	18,0
№ 5	28-30	20,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-700, правый, размер: 1	Пластик
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-700, левый, размер: 1	Пластик
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-701, правый, размер: 1,2	Эластичное бандажное полотно

Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-701, левый, размер: 1,2	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-710, размер: 1,2	Триплированное полотно
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-711, размер: 1,2,3	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-720, размер: 1	Металл
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-721, размер: 1,2,3	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для плюснефалангового сустава – «Крейт», F-722, размер: 1,2,3,4,5	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть изделие на плюснефаланговый сустав и зафиксировать застежкой.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ БЕДРА – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,**
следующих исполнений:

Бандаж для бедра – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для бедра – «Крейт», Б-900, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж для бедра – «Крейт», Б-901, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Бандаж для бедра – «Крейт», У-860, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитационный период после травм и операций в области бедра: отеки, гематомы, ушибы, переломы.
- Реабилитация после гипсовой повязки.
- Повышенные нагрузки, перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах бедра.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для бедра - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.

- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Б-900, У-860

Размер	Обхват бедра на уровне подъягодичной складки, см	Масса, г $\pm$ 20%	
		Б-900	У-860
№ 1	45-48	82,7	82,7
№ 2	48-51	86,6	86,6
№ 3	51-54	90,5	90,5
№ 4	54-57	91,8	91,8
№ 5	57-61	100,1	100,1
№ 6	61-65	101,1	101,1
№ 7	65-69	105,1	105,1
№ 8	69-73	109,4	109,4
№ 9	73-77	111,8	111,8
№ 10	77-81	116,4	116,4
№ 11	81-85	121,5	121,5
№ 12	85-89	126,8	126,8

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-901

Размер	Обхват бедра на уровне подъягодичной складки, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-901
№ 1	45-52	32,1
№ 2	52-59	36,8
№ 3	59-66	40,8
№ 4	66-73	45,5
№ 5	73-80	51,1
№ 6	80-87	58,7
№ 7	87-94	65,4
№ 8	94-101	73,0
№ 9	101-108	85,6

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для бедра – «Крейт», Б-900, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно
Бандаж для бедра – «Крейт», Б-901, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9	Эластичное полотно
Бандаж для бедра – «Крейт», У-860, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть и расправить изделие, зафиксировать застежкой (для Б-901).

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ ДЛЯ ГОЛЕНИ– «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:**

Бандаж для голени – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для голени – «Крейт», Б-950, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Бандаж для голени – «Крейт», Б-951, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Бандаж для голени – «Крейт», У-861, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитационный период после травм и операций в области голени: отеки, гематомы, ушибы, переломы.
- Реабилитация после гипсовой повязки.
- Повышенные нагрузки, перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах голени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для голени - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-950

Размер	Обхват икры, см	Масса, г ± 20%
		Б-950
№ 1	38-41	85,7
№ 2	41-44	89,6
№ 3	44-47	92,5
№ 4	47-50	98,8
№ 5	50-53	107,1
№ 6	53-56	114,1
№ 7	56-59	123,1
№ 8	59-62	132,4
№ 9	62-65	143,8
№ 10	65-68	155,4

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-951

Размер	Обхват икры, см	Масса, г ± 20%
		Б-951
№ 1	30 – 32	18,5
№ 2	32 – 34	22,3
№ 3	34 – 36	26,2
№ 4	36 – 38	30,1
№ 5	38 – 41	33,9
№ 6	41 – 44	37,8
№ 7	44 – 47	41,7
№ 8	47 – 50	45,5
№ 9	50 – 52	49,4
№ 10	52 – 54	53,3

Таблица 3 – Размерный ряд и масса изделия артикула У-861

Размер	Обхват икры, см	Масса, г ± 20%
		У-861
№ 1	30-32	18,5
№ 2	32-34	19,0
№ 3	34-36	21,5
№ 4	36-38	29,0
№ 5	38-41	32,5
№ 6	41-44	35,5
№ 7	44-47	42,5
№ 8	47-50	49,0
№ 9	50-52	54,0
№ 10	52-56	58,0

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для голени – «Крейт», Б-950, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Перфорированный неопрен
Бандаж для голени – «Крейт», Б-951, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное полотно
Бандаж для голени – «Крейт», У-861, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
 - Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть и расправить изделие.
- ### **СТИРКА И УХОД.**
- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
 - Отбеливание запрещено.
 - Не применять барабанную сушилку.
 - Глажение запрещено.
 - Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее двух лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Генеральный директор
 ООО «Крейт»
 Кривицкая И.А.
 _____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
 БАНДАЖ ДЛЯ БЕДРА И ГОЛЕНИ – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396 – 002 – 96814693 – 2006,**
 следующих исполнений:

Бандаж для бедра и голени – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж для бедра и голени – «Крейт», Б-960, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж для бедра и голени – «Крейт», Б-961, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Реабилитационный период после травм и операций в области бедра и голени: отеки, гематомы, ушибы, переломы.
- Реабилитация после гипсовой повязки.
- Повышенные нагрузки, перенапряжения и воспалительное состояние в мышцах бедра и голени.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж для бедра и голени - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблицах 1-2.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-960

Размер	Обхват икры, бедра, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-960
№ 1	33-38	56,7
№ 2	38-43	61,5
№ 3	43-48	69,1
№ 4	48-53	72,7
№ 5	53-58	78,3
№ 6	58-63	85,9
№ 7	63-68	91,5
№ 8	68-73	99,1
№ 9	73-78	103,7
№ 10	78-83	109,3
№ 11	83-88	113,3
№ 12	88-93	118,9

Таблица 2 – Размерный ряд и масса изделия артикула Б-961

Размер	Обхват икры, бедра, см	Масса, г $\pm$ 20%
		Б-961
№ 1	26-33	58,7
№ 2	33-40	66,4
№ 3	40-47	78,4
№ 4	54-61	83,1
№ 5	61-68	91,7
№ 6	68-75	100,4
№ 7	75-82	111,0
№ 8	82-89	125,6
№ 9	89-96	136,3
№ 10	96-103	144,9

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж для бедра и голени – «Крейт», Б-960 размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное бандажное полотно
Бандаж для бедра и голени – «Крейт», Б-961 размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	Эластичное бандажное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
 - Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть и расправить изделие. Зафиксировать изделие на теле застежкой (для Б-961).
- СТИРКА И УХОД.
- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
 - Отбеливание запрещено.
 - Не применять барабанную сушилку.
 - Глажение запрещено.
 - Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизировать как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи. Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев.

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.



Генеральный директор
ООО «Крейт»
Кривицкая И.А.
_____ 2023 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
БАНДАЖ-ШОРТЫ СОГРЕВАЮЩИЕ – «КРЕЙТ» ПО ТУ 9396–002 – 96814693 – 2006,
следующих исполнений:**

Бандаж - шорты согревающие – «Крейт» следующих артикулов:

Бандаж - шорты согревающие – «Крейт», Д-40, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Бандаж - шорты согревающие – «Крейт», Д-41, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

НЕСТЕРИЛЬНО

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Изделия применять по назначению врача.

Изделие многоразового использования.

Изделие перед первым применением следует постирать.

Изделие относится к первому классу риска по ГОСТ 31508-2012.

НАЗНАЧЕНИЕ

Бандаж предназначен для фиксации и согревания мышц и суставов в период реабилитации после травм и операций, при артритах и артрозах, а также при повышенных нагрузках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Холодное время года.
- Боли в поясничном отделе позвоночника различной этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Индивидуальная непереносимость составляющих изделия.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контактный дерматит при индивидуальной непереносимости материалов изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование изделия	Кол-во, шт.
Бандаж-шорты согревающие - «Крейт»	1
Инструкция	1

Примечание: допускается нанесение текста инструкции на индивидуальную упаковку.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Применять, соблюдая размеры, указанные в таблице подбора размеров.
- Не применять при наличии аллергических реакций на материал.
- Не допускается применять по истечении срока хранения.
- Необходимо соблюдать условия хранения, срок хранения и правила ухода, обозначенные на ярлыке и этикетке.
- Не использовать вблизи открытого пламени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размерный ряд и масса изделий указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-40, Д-41

Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г ± 20%	
		Д-40	Д-41

Таблица 1 – Размерный ряд и масса изделий артикулов Д-40, Д-41

Размер	Обхват бёдер, см	Масса, г $\pm 20\%$	
		Д-40	Д-41
№ 1	92-96	47,5	200,8
№ 2	96-100	49,2	210,3
№ 3	100-104	51,0	221,8
№ 4	104-108	52,7	235,3
№ 5	108-112	54,5	240,8
№ 6	112-116	56,2	255,3
№ 7	116-120	58,0	260,8
№ 8	120-124	59,7	270,3
№ 9	124-128	65,7	284,7
№ 10	128-132	75,7	290,4
№ 11	132-136	89,7	310,1
№ 12	136-140	98,7	325,8

ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование	Основной материал
Бандаж - шорты согревающие – «Крейт», Д-40, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно
Бандаж - шорты согревающие – «Крейт», Д-41, размер: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12	Эластичное трикотажное полотно

Состав основных материалов изделия указан на этикетке.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

- Изделие эксплуатировать при температуре от 10 °С до 40 °С.
- Вскрыть упаковку, достать изделие. Надеть и расправить изделие.

СТИРКА И УХОД.

- Стирка должна производиться только вручную при температуре не более 40°С.
- Отбеливание запрещено.
- Не применять барабанную сушилку.
- Глажение запрещено.
- Чистка запрещена.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Изделия транспортируют всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с условиями хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С).
- Изделия в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться на складах поставщика и потребителя в условиях хранения 5 ГОСТ 15150-69 (но для температуры от -40 °С до +40 °С) и не ближе чем на 1 м от обогревательных приборов.
- Изделия должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.
- Средний срок хранения не менее 2х лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Использованные изделия складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса А и утилизируют как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-2021

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации изделий – 6 месяцев со дня продажи.
- Средний срок службы изделий не менее 6 месяцев

Изготовитель:

ООО «Крейт», torg@kreitspb.ru, kreite@mail.ru

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, улица Бутлерова, дом 11, корпус 4, литер А, помещение 24Н. Тел. 8 (800) 700 - 68 -50.

Адрес сайтов: www.kreitspb.ru, www.zdors.ru.

Прошито, пронумеровано и скреплено	
печатью	36 лист 06
Должность: Генеральный директор ООО «Крейт»	
Кривицкая И.А.	
Подпись	Кривицкая И.А.
МП	
Дата:	3.08.2023

