


УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «НВП «ОРБИТА»

  
М. Н. Гиниятуллин  
20 24 г.



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних  
конечностей в вариантах исполнения:  
«FLEX-F03», «FLEX-F04», «FLEX-F05»,  
«FLEX-F05F», «FLEX-F05FR»  
в составе, с принадлежностями  
ТУ 26.60.13-007-22636951-2017

**Фотоматериалы**



**Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F03»**



**Исполнительный механизм разработки локтевого сустава**



**Кресло аппарата мобильное**



Блок электроники



**Пульт управления**



**Подлокотник**




**Лоток для предплечья с ременным фиксатором**



**Лоток для плеча с ременным фиксатором**



**Запасные части в комплекте (Плавкий предохранитель 5А)**



**Индивидуальная Flash-карта**

**ORMED** ООО "НВП "ОРБИТА"

450095, Республика Башкортостан, г.Уфа,

ул.Центральная, дом 53 корпус 3

Тел.: 8(800)700-86-96 Звонок по РФ бесплатный

www.ormed.ru E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru)

Сервисная служба: [service@ormed.ru](mailto:service@ormed.ru)

Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в составе, с принадлежностями по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017  
в варианте исполнения

☒ «FLEX-F03», 150 ВА шах, 230В, 50Гц

☐ «FLEX-F04», 150 ВА шах, 230В, 50Гц

☐ «FLEX-F05» ☐, 100 ВА шах, 230В, 50Гц

Рег. удостоверение

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Степень защиты IP21



№

05.20.24 г.

Макет маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии  
верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F03»



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F03»**



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F03»**



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F03»**



## ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

450095, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Центральная, дом 53 корпус 3

Тел./факс: (347) 281-45-13, 227-54-00

E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru) <http://www.ormed.ru>



Аппарат для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения:




**ORMED**

**FLEX-F03**

в составе с принадлежностями  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017

Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F03»



**Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F03»**




**Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04»**



**Исполнительный механизм разработки плечевого сустава**



**Кресло аппарата мобильное**



**Блок электроники**



**Пульт управления**



**Подлокотник**



Лоток для предплечья с ременным фиксатором



**Упор локтя**



**Поддержка для элевации**



**Ограничитель плеча**



**Запасные части в комплекте (Плавкий предохранитель 5А)**



Индивидуальная Flash-карта

Макет маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии  
верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04»

|                                                                                                                                                           |                                                                                    |                                                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ORMED</b>                                                                                                                                              |                                                                                    | <b>ООО "НВП "ОРБИТА"</b>                                                                           |  |
| 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа,<br>ул.Центральная, дом 53 корпус 3                                                                                |                                                                                    |                                                                                                    |  |
| Тел.: 8(800)700-86-96 Звонок по РФ бесплатный                                                                                                             |                                                                                    |                                                                                                    |  |
| www.ormed.ru E-mail: ormed@ormed.ru                                                                                                                       |                                                                                    |                                                                                                    |  |
| Сервисная служба: service@ormed.ru                                                                                                                        |                                                                                    |                                                                                                    |  |
| Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей<br>в составе, с принадлежностями по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017<br>в варианте исполнения |                                                                                    |                                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  | «FLEX-F03», 150 ВА макс, 230В, 50Гц                                                | <b>Рег. удостоверение</b><br>№ _____ от _____ г.<br><b>СДЕЛАНО В РОССИИ</b><br>Степень защиты IP21 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                       | «FLEX-F04», 150 ВА макс, 230В, 50Гц                                                |                                                                                                    |  |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                  | «FLEX-F05 <input type="checkbox"/> », 100 ВА макс, 230В, 50Гц                      |                                                                                                    |  |
|                                                                        | № <input type="text" value="0533240496"/> <input type="text" value="05.20.24"/> г. |                                                                                                    |  |



Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04»



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04»**



Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F04»

Макет транспортной маркировки Apparata для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F04»



## ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

450095, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Центральная, дом 53 корпус 3  
Тел./факс: (347) 281-45-13, 227-54-00  
E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru) <http://www.ormed.ru>




Аппарат для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения:




**ORMED**

**FLEX-F04**

в составе с принадлежностями  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017




**Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F04»**



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05FR» в положении разработки кисти



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05FR» в положении разработки лучезапястного сустава



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05FR» в положении разработки лучезапястного сустава




Аппарат механотерапии



Ручной пульт управления




Лоток для предплечья с фиксацией лучезапястного сустава



**Ручка для пронации/супинации**



Стойка для пронации/супинации



Ручка для сгибания/разгибания и девиации в сборе с водилом



Фиксаторы




Подставка настольная для разработки пальцев




**Ложe предплечья для разработки пальцев с ременным фиксатором**



Ось поводков пальцев




Поводок пальца в сборе с  
лентами липучками для фиксации пальцев




Водило для разработки суставов кисти



Валик средний



Ленты-липучки для фиксации пальцев



Запасные части в комплекте (плавкий предохранитель 5А)



Подставка под аппарат

**Подставка под аппарат в составе**


**Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей**  
**в вариантах исполнения «FLEX-F03», «FLEX-F04», «FLEX-F05»,**  
**«FLEX-F05F», «FLEX-F05FR» в составе, с принадлежностями**  
**по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017**

**Вариант исполнения «FLEX-F05», «FLEX-F05F», «FLEX-F05FR»**

**Рег. удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. СДЕЛАНО В РОССИИ**

№ 0539230001-5 07.20 23 г.


Макет маркировки Подставки под аппарат



Индивидуальная Flash-карта



Поводок пальца низкий



Упор пальцев



Валик маленький



Валик большой



Кейс для принадлежностей

Макет маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии  
верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05FR»

**ORMED**

**ООО “НВП “ОРБИТА”**

**450095, Республика Башкортостан, г.Уфа,**

**ул.Центральная, дом 53 корпус 3**

**Тел.: 8(800)700-86-96 Звонок по РФ бесплатный**

**www.ormed.ru E-mail: ormed@ormed.ru**

**Сервисная служба: service@ormed.ru**

**Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в составе, с принадлежностями по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017  
в варианте исполнения**

☐ «FLEX-F03», 150 ВА max, 230В, 50Гц

☐ «FLEX-F04», 150 ВА max, 230В, 50Гц

☒ «FLEX-F05 **FR**», 100 ВА max, 230В, 50Гц

**Рег. удостоверение**

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

**Степень защиты IP21**



№ **0534240001FR** **05.20 24** г.



Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05FR»



Макет маркировки упаковки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F05FR»



## ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

450095, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Центральная, дом 53 корпус 3

Тел./факс: (347) 281-45-13, 227-54-00

E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru) <http://www.ormed.ru>




Аппарат для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения:




**ORMED**

**FLEX-F05 FR**

в составе с принадлежностями  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017



**Макет маркировки упаковки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F05FR»**



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05F»



Аппарат механотерапии



Ручной пульт управления



Фиксаторы




Подставка настольная для разработки пальцев




**Ложe предплечья для разработки пальцев с ременным фиксатором**



Ось поводков пальцев




Поводок пальца в сборе с  
лентами липучками для фиксации пальцев




Водило для разработки суставов кисти



Валик средний



Ленты-липучки для фиксации пальцев



Запасные части в комплекте (плавкий предохранитель 5А)



Подставка под аппарат

**Подставка под аппарат в составе**


**Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей**  
**в вариантах исполнении «FLEX-F03», «FLEX-F04», «FLEX-F05»,**  
**«FLEX-F05F», «FLEX-F05FR» в составе, с принадлежностями**  
**по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017**

**Вариант исполнения «FLEX-F05», «FLEX-F05F», «FLEX-F05FR»**

**Рег. удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. СДЕЛАНО В РОССИИ**

**№ 0539230001-5 07.20 23 г.**


Макет маркировки Подставки под аппарат




Индивидуальная Flash-карта



Поводок пальца низкий



Упор пальцев



Валик маленький



Валик большой



**Кейс для принадлежностей**

**ORMED****ООО "НВП "ОРБИТА"**

450095, Республика Башкортостан, г.Уфа,

ул.Центральная, дом 53 корпус 3

Тел.: 8(800)700-86-96 Звонок по РФ бесплатный

www.ormed.ru E-mail: ormed@ormed.ru

Сервисная служба: service@ormed.ru

Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в составе, с принадлежностями по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017  
в варианте исполнения

☐ «FLEX-F03», 150 ВА max, 230В, 50Гц☐ «FLEX-F04», 150 ВА max, 230В, 50Гц☒ «FLEX-F05 **F**», 100 ВА max, 230В, 50Гц

Рег. удостоверение

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Степень защиты IP21




№ 0534240001F 05.20 24 г.

Макет маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии  
верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05F»



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05F»**



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05F»**

«FLEX-F05F»

Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения



## ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

450095, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Центральная, дом 53 корпус 3

Тел./факс: (347) 281-45-13, 227-54-00

E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru) <http://www.ormed.ru>




Аппарат для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения:



**ORMED**

**FLEX-F05 F**


в составе с принадлежностями  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017



Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения  
«FLEX-F05F»



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05»



Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения «FLEX-F05»



Аппарат механотерапии




Ручной пульт управления




Лоток для предплечья с фиксацией лучезапястного сустава




Ручка для пронации/супинации



Стойка для пронации/супинации



Ручка для сгибания/разгибания и девиации в сборе с водилом



**Фиксаторы**



Подставка под аппарат

**Подставка под аппарат в составе**

**Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в вариантах исполнения «FLEX-F03», «FLEX-F04», «FLEX-F05»,  
«FLEX-F05F», «FLEX-F05FR» в составе, с принадлежностями**


**по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017**

**Вариант исполнения «FLEX-F05», «FLEX-F05F», «FLEX-F05FR»**

**Рег. удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. СДЕЛАНО В РОССИИ**

№ 0539230001-5 07.20 23 г.


Макет маркировки Подставки под аппарат



Индивидуальная Flash-карта



Кейс для принадлежностей



Запасные части в комплекте (плавкий предохранитель 5А)

**ORMED****ООО "НВП "ОРБИТА"**

450095, Республика Башкортостан, г.Уфа,

ул.Центральная, дом 53 корпус 3

Тел.: 8(800)700-86-96 Звонок по РФ бесплатный

www.ormed.ru E-mail: ormed@ormed.ru

Сервисная служба: service@ormed.ru

Аппарат для роботизированной механотерапии верхних конечностей  
в составе, с принадлежностями по ТУ 26.60.13-006-22636951-2017  
в варианте исполнения

☐ «FLEX-F03», 150 ВА max, 230В, 50Гц☐ «FLEX-F04», 150 ВА max, 230В, 50Гц☒ «FLEX-F05 ☐ », 100 ВА max, 230В, 50Гц

Рег. удостоверение

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

СДЕЛАНО В РОССИИ

Степень защиты IP21



№


0534240001

05.20 24 г.

Макет маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии  
верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05»



Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05»



**Упаковка Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения «FLEX-F05»**

Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения

«FLEX-F05»

**ORMED**

## ОТПРАВИТЕЛЬ

ООО «НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРБИТА»

450095, Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Центральная, дом 53 корпус 3  
Тел./факс: (347) 281-45-13, 227-54-00  
E-mail: [ormed@ormed.ru](mailto:ormed@ormed.ru) <http://www.ormed.ru>




Аппарат для роботизированной  
механотерапии верхних конечностей  
в варианте исполнения:



**ORMED**

**FLEX-F05**

в составе с принадлежностями  
по ТУ 26.60.13-007-22636951-2017



Макет транспортной маркировки Аппарата для роботизированной механотерапии верхних конечностей в варианте исполнения

«FLEX-F05»

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 101 ( сто один ) листов

Директор ООО «НВП «Орбита»

Подпись \_\_\_\_\_ М. Н. Гиниятуллин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

