


Справка об изделии медицинского назначения

Зонды зубные



Зонды зубные предназначены для исследования дефектов эмали и зондирования входов каналов зубов.

Материал - нержавеющая сталь.

Масса зондов - 25 г.

Размеры:

- зонд зубной изогнутый - длина 168 мм;
- зонд зубной штыковидный - длина 173 мм;
- зонд зубной серповидный - длина 170 мм;
- зонд зубной угловой - длина 171 мм.

Генеральный директор



В.С. Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Зонд серповидный для исследования дефектов эмали



Зонд серповидный для исследования дефектов эмали предназначен для исследования дефектов эмали и зондирования входов в каналы корней зубов.

длина зонда - 148 мм;

Масса - 25 г.

Материал - нержавеющая сталь.

Генеральный директор



В.С. Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Зонд анатомический трупный с делениями

Зонд анатомический трупный с делениями предназначен для исследования и определения глубины полостей при анатомических вскрытиях.

Зонд изготовлен из нержавеющей стали.

Масса – 20,0 г.

Длина – 360 мм.


Генеральный директор



В.С.Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Канюля для дилатации вены



Канюля для дилатации вены, длина 50 мм, диаметр 5 мм предназначена для наполнения трансплантата жидкостью перед введением в веноукладчик.

Размеры:

длина канюли - 50 мм;

длина мандрена - 70 мм;

диаметр - 5 мм.

Материал - нержавеющая сталь.

Масса 0,005 г.


Генеральный директор



В.С. Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Канюля для прокола желудочков головного мозга



Канюля для прокола желудочков головного мозга предназначена для прокола желудочков головного мозга и выведения из них жидкости.

Размеры:

длина канюли - 122 мм;

длина мандрена - 140 мм.

Масса зеркала - 22 г.

Материал - нержавеющая сталь.

Генеральный директор



В.С. Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Канюли для промывания аттика диам. 1,2 мм; 1,5 мм



Канюли для промывания аттика 1,2 мм и 1,5 мм предназначены для промывания аттика при ушных заболеваниях с диагностической и лечебной целью.

В зависимости от размеров выпускают канюли:

- канюля для промывания аттика диаметром 1,2 мм;
- канюля для промывания аттика диаметром 1,5 мм.

Длина канюли - 125 мм, высота - 26 мм.

Трубка изготовлена из нержавеющей стали, головка - из латуни.

Соединение трубки с головкой плотное, прочное.


Генеральный директор



В.С.Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Насадки для введения контрастных и лекарственных



Насадки для введения контрастных и лекарственных веществ предназначены для введения контрастных и лекарственных веществ в свищевые каналы желчных путей и прямой кишки, а также для промывания свищей и ран на поверхности и в просвете прямой кишки.

Размеры:

- прямая № 1 длина - 32 мм;
- прямая № 1 длина - 45 мм;
- прямая № 1 длина - 55 мм;
- изогнутая № 1 длина - 43 мм;
- изогнутая № 1 длина - 45 мм.

Масса - 6 г

Материал - нержавеющая сталь


Генеральный директор



В.С. Шеваров

Справка об изделии медицинского назначения

Веноукладчик малый



Веноукладчик малый предназначен для замены расширенных участков подкожных вен конечностей имплантатами.

Размеры:

длина веноукладчика - 408 мм;

длина проводника - 226 мм;

длина мандрена - 341 мм.

Масса - 250 г.

Материал - нержавеющая сталь.

Генеральный директор



В.С.Шеваров

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

8 _____ листов

Генеральный директор

ОАО "МЗ-Ворсма"

В.С.Шеваров

