

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «РЕАМЕД»

Истомова Е.Н.
«26»  2024



Фотографические изображения медицинского изделия
Гематологический анализатор АВАКОР модель 501
по ТУ 26.60.12-004-45399867-2019




Гематологический анализатор АВАКОР модель 501 основной блок




Кабель заземления




Контейнер для отходов с датчиком определения уровня в составе







Трубка промывающего раствора




Трубка лизирующего раствора



Фильтр



Уплотнительное кольцо 22×3.5



Сервисный раствор CS1 флакон 100 мл.



Ключ для открывания емкостей с реагентами, не более 2 шт.

Макеты этикеток общего вида медицинского изделия

Гематологический анализатор АВАКОР модель 501

Производитель: ООО «РЕАМЕД»
РФ, 115162, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ,
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТ. 9

Страна происхождения: Россия

SN 000000-00000



0000

Напряжение 100-240V 50/60Hz

Мощность 250VA

ТУ 26.60.12-004-045399867-2019
РУ РЗН 2022/17189

IVD

Макет этикетки Анализатора основного блока

авакор

IVD

Гематологический анализатор АВАКОР модель 501

SN 5160ET-01172  2019

Размеры: 728мм(д) X 678мм(ш) X 780мм(в)

Вес прибора 35кг

Вес упаковки 55кг

Транспортировать при Т°С от -20 до 55, Отн. Влажн. ≤ 95%,
Атм. давления от 50кПа до 106кПа



ООО «РЕАМЕД» 129301, г. Москва
ул. Касаткина, д.3А, стр. 8

Страна происхождения: Россия

РУ ХХХ ХХХХ/ХХХХХХ
ТУ 26.60.12-004-45399867-2019

Макет этикетки транспортной упаковки

Проширо, пронумеровано
и скреплено печатью

11 (Однимарца) листа(ов)

Директор ООО «РЕАМЕД»
Истомова Е.Н. *Е.Н. Истомова*

