

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО
«РЕАМЕД»
Истомова Е.Н.
« 28 » августа 2024



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа
крови на гематологических анализаторах АВАКОР по ТУ
21.20.23-014-45399867-2020

Внешний вид упаковки



Маркировка Упаковки №1



Разбавитель А500-ИР



Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

Разбавитель А500-ИР

LOT 30182-D23

Объем 10 литров

07.2024

08.2026

Использовать в течение 60 дней после вскрытия

не замораживать

Производитель:
 Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»
 115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
 УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9
 Тел.: +7 495 933-34-36
 E-mail: office@reamed.ru
 Страна происхождения: Россия

Основные ингредиенты
 Сульфат натрия < 1,5%; Буфер < 0,6%;
 Хлорид натрия < 0,6%; Na₂ЭДТА < 0,1%;
 Консерванты < 0,3%; Растворитель - вода

В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и проглатывании немедленно обратиться к врачу

IVD

для in vitro диагностики для профессионального применения

ООО «РЕАМЕД»
 129301, г. Москва,
 ул. Касаткина, д. 3А, стр. В

РУ РЗН 2022/16894
 ТУ 21.20.23-014-45399867-2020

Маркировка Упаковки №2

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР
в состав набора входит две упаковки

Упаковка №2

нетто 22.0 кг
брутто 23.5 кг

Промывающий А500-ПР
Фокусирующий А500-ФР
Лизирующий А500-ЛР
Очищающий А500-ОР 

1 канистра	10л
2 канистры	5л
1 флакон	0,5л
1 флакон	100мл



15505-A24



08.2026



07.2024

ТУ 21.20.23-014-45399867-2020

РУ РЗН 2022/16894



ООО «РЕАМЕД»
129301 г. Москва
ул. Касаткина
д. 3А стр. 8

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9, Тел.: +7 495 933-34-36, E-mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального
применения




Фокусирующий А500-ФР



Лизирующий А500-ЛР



Очищающий А500-ОР



Макеты этикеток компонентов набора и упаковок

Этикетка Разбавитель А500-ИР

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

Разбавитель А500-ИР

LOT XXXXX-XXX

Объем 10 литров

 XX.XXXX

 XX.XXXX

Использовать в течение 60 дней после вскрытия



не замораживать



Основные ингредиенты

Сульфат натрия < 1,5%; Буфер < 0,6%;
Хлорид натрия < 0,6%; Na₂ЭДТА < 0,1%;
Консерванты < 0,3%; Растворитель - вода



В случае контакта с кожей
немедленно промыть
большим количеством воды

При попадании в глаза и
проглатывании немедленно
обратиться к врачу



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ

УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9

Тел.: +7 495 933-34-36

E-mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального
применения



ООО «РЕАМЕД»

129301, г. Москва,

ул. Касаткина, д. 3А, стр. 8

РУ РЗН 2022/16894

TU 21.20.23-014-45399867-2020



Этикетка Лизирующий А500-ЛР

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

Лизирующий А500-ЛР


LOT XXXXXX-XXX

Объем 0,5 литра

 XX.XXXX

 XX.XXXX

Использовать в течение 60 дней после вскрытия



не замораживать



Основные ингредиенты

Хлорид натрия < 0,5%; Буфер < 0,2%
Бензалконий хлорид < 0,2%
Децил-3 < 3%; Растворитель - вода



В случае контакта с кожей
немедленно промыть большим
количеством воды

При попадании в глаза и
проглатывании немедленно
обратиться к врачу



РУ РЗН 2022/16894

TU 21.20.23-014-45399867-2020

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ

УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9

Тел.: +7 495 933-34-36

E-mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального
применения



ООО «РЕАМЕД»

129301, г. Москва,

ул. Касаткина, д. 3А, стр. 8



Этикетка Промывающий А500-ПР

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

Промывающий А500-ПР

LOT XXXXX-XXX

Объем 10 литров

 XX.XXXX

 XX.XXXX

Использовать в течение 60 дней после вскрытия



не замораживать



Основные ингредиенты

Хлорид натрия < 9%; ПАВ < 0,5%
Буфер < 0,3%; Консервант < 0,3%
Na₂ЭДТА < 0,1%; Растворитель - вода



В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и проглатывании немедленно обратиться к врачу



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9
Тел.: +7 495 933-34-36
E.mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального применения



ООО «РЕАМЕД»

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3А, стр. 8

РУ РЗН 2022/16894

ТУ 21.20.23-014-45399867-2020



Этикетка Фокусирующий А500-ФР

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

Фокусирующий А500-ФР


LOT XXXXX-XXX

Объем 5 литров

 XX.XXXX

 XX.XXXX

Использовать в течение 60 дней после вскрытия



не замораживать



Основные ингредиенты

Хлорид натрия < 0,1%; ПАВ < 0,1%
Буфер < 0,2%; Консерванты < 0,1%
Растворитель - вода



В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и проглатывании немедленно обратиться к врачу



Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9
Тел.: +7 495 933-34-36
E.mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального применения



ООО «РЕАМЕД»

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3А, стр. 8

РУ РЗН 2022/16894



ТУ 21.20.23-014-45399867-2020



Этикетка Очищающий А500-ОР

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР

НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ



Основные ингредиенты:
Натрия гидроксид < 1%
Гипохлорит натрия < 7%
Неионогенное ПАВ < 0,5%
Растворитель - вода.



В случае контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды

При попадании в глаза и проглатывании немедленно обратиться к врачу

Очищающий А500-ОР

LOT XXXXX-XXX

Объем 100 мл

 XX.XXXX

 XX.XXXX

Использовать в течение 60 дней после вскрытия

РУ РЗН 2022/16894

Производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»
115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9
Тел.: +7 495 933-34-36
E.mail: office@reamed.ru
Страна происхождения: Россия



для in vitro диагностики
для профессионального применения



ООО «РЕАМЕД»
129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 3А, стр. 8



ТУ 21.20.23-014-45399867-2020

Макеты этикеток упаковок

Этикетка на Упаковка №1

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР
в состав набора входит две упаковки

Упаковка №1	Разбавитель А500-ИР	2 канистры	10л
	Инструкция	1 шт.	
	Паспорт	1 шт.	

нетто XX кг
брутто XX кг



XXXXXX-XXX



XX.XXXX



XX.XXXX

ТУ 21.20.23-014-45399867-2020

РУ РЗН 2022/16894



Не замораживать!




ООО «РЕАМЕД»
129301 г. Москва
ул. Касаткина
д. 3А стр. 8

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9, Тел.: +7 495 933-34-36, E-mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



Этикетка на Упаковка №2

Набор реагентов А500 для проведения клинического анализа крови на гематологических анализаторах АВАКОР
в состав набора входит две упаковки

Упаковка №2	Промывающий А500-ПР	1 канистра	10л
	Фокусирующий А500-ФР	2 канистры	5л
	Лизирующий А500-ЛР	1 флакон	0,5л
	Очищающий А500-ОР	1 флакон	100мл

нетто XX кг
брутто XX кг



XXXXXX-XXX



XX.XXXX



XX.XXXX

ТУ 21.20.23-014-45399867-2020

РУ РЗН 2022/16894



Не замораживать!




ООО «РЕАМЕД»
129301 г. Москва
ул. Касаткина
д. 3А стр. 8

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «РЕАМЕД»

115162, г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ
УЛ. ШУХОВА, Д. 14, СТР. 9, Тел.: +7 495 933 34 36, E-mail: office@reamed.ru

Страна происхождения: Россия



Проширо, пронумеровано
и скреплено печатью

6 (шесть) листа(ов)

Директор ООО «РЕАМЕД»
Истомова Е.Н.



E. Istomova