

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Грзан Групп»

Панюков Ю.В.

2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Анализатор портативный кислотно-щелочного и газового
состава крови Usare-6000 для диагностики in vitro**

Макет русскоязычного стикера, наносимый на транспортную упаковку изделия

Наименование изделия	Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови Ucare-6000 для диагностики in vitro
Производитель	Только для профессионального применения Только для диагностики in vitro Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No.8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District, 510663 Guangzhou, P.R. KHP Телефон: (+86)400-830-8768 Сайт: en.wondfo.com Почта: sales@wondfo.com.cn
Уполномоченный представитель на территории РФ	Общество с ограниченной ответственностью «ГРЗАН ГРУПП» (ООО «ГРЗАН ГРУПП») 121205, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1 Контактная информация: Телефон: 8 (800) 101-99-73 Почта: grzan@grzan.ru
Регистрационное удостоверение	№ РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Внешний вид изделия, вид спереди



Маркировка, наносимая на корпус анализатора (шильд изделия)

Wondfo

Product Name: Automatic Blood Gas Analyzer

Power: 100-240V ~ , 50/60Hz, 2.5~0.1A

Ucare-6000

Service life: 5 years

REF W924

SN U60002303100002

 2023/03/02




Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road, Science City, Huangpu District,
510663, Guangzhou, P.R.China




Ver.:00 Rel.:2023/11/06


Внешний вид изделия, вид сзади




Внешний вид изделия, вид сбоку



Внешний вид изделия, вид сбоку



Кабель питания



Кабель Ethernet



Wondfo®

可充电锂离子电池
Rechargeable Li-ion Battery

型号/Model: JW-Y4S2P-5

标称电压/Voltage: 14.8V

额定容量/Capacity: 5000mAh 74Wh

充电限制电压/Max. Charge Voltage: 16.8V

执行标准/Standard: GB 31241-2014

4INR19/66-2



警告: 电池处置不当可能导致爆炸起火等危险。禁止拆解, 撞击, 挤压, 加热, 短路或投入火中。若出现严重鼓胀, 请勿继续使用。请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用!



WARNING: Risk of fire and burns. Do not open, crush, heat above 60°C or incinerate. Follow Manufacture's instructions.

制造商/Manufacturer: 珠海市劲沃电子科技有限公司
Zhuhai Jinwo Electronic Technology Co., Ltd.




2403010024




中国制造 Made in China.

Бумага для термопечати



Отвертка





Краткое руководство пользователя

Wondfo

Quick SOP for Automatic Blood Gas Analyzer


Ucare-6000

REF W924

I. Disassembly of Solution Pack


After the solution pack is recovered to room temperature, remove the aluminum-plastic bag, and check whether the solution pack leaks or not.

At the time of removing the side shell, use the right hand to press the shell above the solution pack, while using the left hand to press the safety catch and push the decorative cover to the left.




II. Replacement of Solution Pack



1 Click Menu->solution pack



2 Click Replace the solution pack



- After hearing a click sound, pull the chamber switch inward to open the chamber door, and take out the used solution pack, replace it with a new solution pack, then close the chamber door, push the chamber switch outward forcefully; after hearing a click sound, installation of the solution pack is completed.
- After locking the chamber of the solution pack, the system will automatically read the solution pack information and start initialization, preheating and calibration.
- Upon completion, all electrodes will display green, then test can be performed normally.



Гарантийный талон

Wondfo Warranty Card

Dear Users,

Sincerely thank you for using wondfo products, for your rights please fill in the following information carefully. In order to provide the latest product and academic information for you, please get it back to us. If you have any questions, please contact us.

Customer information:

Customer Name		Contact Person	
Address		Tel.	
Postcode		Purchase Time	
Product Name		SN	
SN			
Remark			

Maintenance Record:

Date	Failure Phenomenon	Failure Reason	Maintenance Status	Engineer	User Signature

Manufacturer: Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
Address: No.8 Lishishan Road, Science City, Huangpu District, 510663, Guangzhou, P.R.China
Tel: (+86) 400-630-8768
Website: en.wondfo.com
E-mail: sales@wondfo.com.cn

Ver:01 Rel: 2023/07/17



Certificate of Approval

Product Name	Automatic Blood Gas Analyzer
#	Ucare-6000
SN	U60002303100002
Inspectors	01

Inspection results: Product inspection is qualified,
and it can be delivered.

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Ver.:00 Rel.: 2023/10/26

Паспорт качества изделия

Wondfo

ACCEPTANCE FORM

Contract No.: _____

User Name		Department		Telephone	
Product name		#			
Quantity		SN			
manufacturer					
Unpack condition	External packing quantity			Packing condition	
	Packing list			Quantity	
	Evaluation of equipment appearance			Documents	
	Unpacked Person				
	UnpackedTime				
Equipment installed location				User	
Supplier				Installation engineer	
Installation testing and operation status (Acceptance feedback)					
Acceptance				(signature)	
				(stamp)	
				Date:	

Ver.: 00 Rel.: 2023/10/10

**Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью**

17 (семнадцать) листов
цифрами прописью

Должность главный врач

Подпись М.П. В.В. Рогов

« _____ » _____ 20 ____ г.

