

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ЕВРОМАКС»

Балан А.В.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия


**«Аппарат слуховой костной проводимости «Cochlear Baha 6 Max»
неимплантируемый в вариантах исполнения с принадлежностями»**

Общий вид упаковки и процессора






Звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max и звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max, 2 мм Бежевый.




Звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max и звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max, 2 мм Черный.




Звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max и звуковой процессор Cochlear Baha 6 Max, 2 мм Коричневый.



Мягкий головной бандаж односторонний бежевый.




Мягкий головной бандаж двухсторонний бежевый.




Мягкий головной бандаж односторонний черный.



Мягкий головной бандаж двухсторонний черный.




Мягкий головной бандаж односторонний коричневый.



Мягкий головной бандаж двухсторонний коричневый.



Далее для всех вариантов исполнения:
Колпачок на опору



Батарейки:



Набор для чистки звукового процессора:


- Ткань для чистки




- Щеточка для чистки



Футляр для хранения процессора:




Страховочный шнурок;



Держатель тестовый;



Інструмент для джерця батареиноо отсека:



1.2. Комплекі докуменіаіі:
- Руководіство поіьзоваіся чаіь А;



Cochlear™ Baha® 6 Max Sound Processor User manual part A

ZONE 9

 English	3
 Қазақ тілі	23
 Українська	43
 Русский	63



Приложение к руководству пользователя на
медицинское изделие

«Аппарат слуховой костной проводимости «Cochlear Baha 6
Max» имплантируемый в вариантах исполнения с
принадлежностями»

для Российской Федерации.

Приложение к руководству пользователем:

Гарантийная карта:



Hear now. And always.

English: Кодек по Русской Ушной ЗОНЕ 9

EN GB CE RU UK

Cochlear™ Baha® Warranty Card
Global Limited

TECHNICAL DESCRIPTION



Baha® 6 Max

EMC Information

Wireless communication operating characteristics

Characteristic	Value/Range
Wireless technology	Proprietary low power Bluetooth® wireless technology, no standard Bluetooth® (IEEE 802.15.1) or other Bluetooth® (IEEE 802.15.1) standard
Operating frequency (radio frequency reception)	2.4 GHz - 2.48 GHz
Modulation technology	FSK/PSK
Operating frequency (radio frequency transmission)	2.4 GHz - 2.48 GHz
Effective radiated power	0.001 dBm

Wireless communication link


The wireless communication link operates in the 2.4 GHz ISM band. The Baha 6 Max uses a proprietary low power Bluetooth® wireless technology, no standard Bluetooth® (IEEE 802.15.1) or other Bluetooth® (IEEE 802.15.1) standard. The Baha 6 Max uses a proprietary low power Bluetooth® wireless technology, no standard Bluetooth® (IEEE 802.15.1) or other Bluetooth® (IEEE 802.15.1) standard. The Baha 6 Max uses a proprietary low power Bluetooth® wireless technology, no standard Bluetooth® (IEEE 802.15.1) or other Bluetooth® (IEEE 802.15.1) standard.

Electromagnetic compatibility (EMC)

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic emissions

The Baha 6 Max is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Baha 6 Max should ensure that it is used in such an environment.

Emissions test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1 Class B	The Baha 6 Max uses RF energy only for its internal function. The RF emissions are very low and not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. The Baha 6 Max is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	
Voltage fluctuations/ flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable	





Cochlear™ Baha® Attract System

User manual part B

3 8 13 18
EN GB EE UK RU

ZONE 9
English
Қазақ тілі
Українська
Русский

Hear now. And always



Руководство пользователя, система Baha Attract



Cochlear™ Baha® Connect System

User manual part B

3 7 11 15
EN GB EE UK RU

ZONE 9
English
Қазақ тілі
Українська
Русский

Hear now. And always



Руководство пользователя, система Baha Connect

- Инструкция по использованию крышки батарейного отсека с защитой от небрежного обращения:




II. Принадлежности для всех вариантов исполнения:
Cochlear Baha 6 Max крышка батарейного отсека с защитой от небрежного обращения:




Крышка батарейного отсека процессора:




Программное обеспечение Baha Fitting Software 6




Программное обеспечение Baha Smart App (для Android)



Программное обеспечение Baha Smart App (для iOS)







В настоящем документе прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

36 (тридцать шесть) листов

" 17 " августа 2022 г

Генеральный директор
ООО "Евромакс"



Балан А В