

УТВЕРЖДАЮ
Менеджер по регистрации и
контролю качества
ООО «Страйкер»
Моисеева А. В.

(Подпись)
«15» ноября 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**
«Каталки медицинские Prime Series в вариантах исполнения»

Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39,
строение 80, этаж 3, часть помещения 1 | тел. +7 (495) 785-07-18 | stryker.com

Каталки медицинские Prime Series в вариантах исполнения с принадлежностями

1. Каталка медицинская Prime E с пятым колесом, электрическая, модель 1105E, ширина кушетки 76 см



2. Каталка медицинская Prime XE с пятым колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1105XE



3. Каталка медицинская Prime E с большим колесом, электрическая, модель 1115E, ширина кушетки 76 см



4. Каталка медицинская Prime XE с большим колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1115XE, ширина кушетки 76 см



5. 1 Катаалка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 66



5. 2. Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 76



6. Каталка медицинская Prime X с моторизованным приводом Zoom, рентгенопрозрачная, модель 1125X, ширина кушетки 76 см




7. Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина кушетки 76 см




Кумерка



Колеса




Боковые поручни BackSmart



Педали тормоза/регулирования угла поворота роликов



Педали с гидравлическим приводом



Удлинитель взножья



Рычаг освобождения/фиксации боковых поручней



Ручки для толкания каталки BackSmart



Пластина для перекладывания пациента




Штанга для внутривенных вливаний, встроенный, в головном конце




Штатив для внутривенных вливаний, встроенный, в изножье каталки



Штатив для внутривенных вливаний, съемный



Матрас UltraComfort SE модель 1704, ширина 66 см



Огнеупорный матрас ComfortGel SE модель 1805, ширина 66 см



Матрас для удлинителя извожля UltraComfort



Матрас UltraComfort модель 1703, ширина 76 см



Матрас UltraComfort модель 1704, ширина 76 см




Огнеупорный матрас ComfortGel модель 1805, ширина 76 см




Огнеупорный матрас IsoFlex модель 1806, ширина 76 см



Фиксирующий ремень для ног



Фиксирующий ремень для тела



Фиксирующий ремень для рук



Набор фиксирующих ремней



Фиксирующий ремень для тела из 2-х частей на липучке



Лоток для дефибрилятора



Комплект из лотка для дефибрилятора, удлинителя изножья и кармана для истории болезни



Лоток для дефибрилятора



Удлинатель извозжъя



Карман для истории болезни

Комплект из кармана для истории болезни и спинки в изголовье



Карман для истории болезни



Спинка в изножье

Комплект из держателя подноса и спинки в изножье



Спинка в изножье



Поднос

Держатель для инфузионной стойки на колесах



Щитки на боковых поручнях



Держатель кислородного баллона



Кушетка с рентгенопрозрачной платформой ((для моделей Каталка медицинская Prime XE с большим колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1115XE, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime X с моторизованным приводом Zeon, рентгенопрозрачная, модель 1125X, ширина 76 см))



Комплект планшета и удлинителя изножья




Планшет



Удлинитель взножья

Держатель рентгеновской кассеты, варианты исполнения (для моделейКаталка медицинская Prime XE с большим колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1115XE, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime X с моторизованным приводом Zoom, рентгенопрозрачная, модель 1125X, ширина 76 см)
- Держатель рентгеновской кассеты, горизонтальный





панель управления для медицинского персонала в изголовье каталки и модели каталки медицинская Prime E с пятым колесом, электрическая, модель 1105E, ширина 70 см; каталка медицинская Prime XE с пятым колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1105XE, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime с большим колесом, модель 1115, ширина 66, 76 см; Каталка медицинская Prime X с большим колесом, рентгенопрозрачная, модель 1115X, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime E с большим колесом, электрическая, модель 1115E, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime XE с большим колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1115XE, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина 66, 76 см; Каталка медицинская Prime X с моторизованным приводом Zoom, рентгенопрозрачная, модель 1125X, ширина 76 см; Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина 76 см)



Ручки электропривода Zoom(для моделей Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 66, Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 76, Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина кушетки 76 см)



кабель питания(для моделей каталка медицинская... с моторизованным приводом Zoom, модель 1123, ширина кушетки 66, каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 76, Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина кушетки 76 см)



ручки электропривода Zoom (для моделей каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 66, каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 76, Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина кушетки 76 см)



Руководство по эксплуатации – для моделей 1. Каталка медицинская Prime E с пятым колесом, электрическая, модель 1105E, ширина кушетки 76 см, Каталка медицинская Prime XE с пятым колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1105XE, ширина кушетки 76 см,

stryker

Prime Series® Stretcher

Operations Manual

REF 1105

Fifth Wheel



CE

EN	FI	PL
CS	FR	PT
DA	HU	RO
DE	IT	RU
EL	KO	SK
ES	LT	SV
ET	LV	TR
	NL	ZH

1105-409-005 Rev F.0

2020/08



Руководство по эксплуатации – для моделей Каталка медицинская Prime E с большим колесом, электрическая, модель 1115E, ширина кушетки 76 см, Каталка медицинская Prime XE с пятым колесом, электрическая и рентгенопрозрачная, модель 1105XE, ширина кушетки 76 см.

stryker

Prime Series® Stretcher

Operations Manual

REF 1115

Big Wheel®



EN	FI	PL
CS	FR	PT
DA	HU	RO
DE	IT	RU
EL	KO	SK
ES	LT	SV
ET	LV	TR
	NL	ZH

1115-409-005 Rev AA.0

2020/11

Руководство по эксплуатации – для моделей Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 66, Каталка медицинская Prime с моторизованным приводом Zoom, модель 1125, ширина кушетки 76, Каталка медицинская Prime E с моторизованным приводом Zoom, электрическая, модель 1125E, ширина кушетки 76 см



1 транспортная упаковка



A photograph of a white shipping label on a cardboard box. The label features the Stryker logo, a reference number (REF 1125000000X), a serial number (SN 2021007400034), and a barcode. It also includes shipping details: "SHIP TO: 110000 STRYKER LLC", "PART OF THE OFFICE 1, 3RD FLOOR BUILDING 1000 Leningradsky Prospekt", "MOSCOW Russia", "NO. PSE: 21127962", "175167", "QTY 1/1", "SI", "\$ 2021007400034", "M", and "Stryker Medical 3800 E. Centre Ave. Portage, MI 49107 USA". A large blacked-out area is visible at the top left of the label.



1105000000E

stryker®

№ РЗН

от

года

Каталка медицинская Prime с пятым колесом, модель 1105Е, ширина кушетки 76 см - 1 шт.

Место производства:


Stryker Medical, 3800 E. Centre
Avenue, Portage, MI 49002 USA

Производитель:

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 60 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»

 А.В. Моисеева
Дата: 13.11.2024