

**Фотографические изображения  
медицинского изделия**

**Система рентгеновская диагностическая  
телеуправляемая АПОЛЛО РУС с  
принадлежностями в вариантах  
исполнения  
по ТУ 26.60.11-004-04161415-2024**


**Производитель:**

**ООО «Фабрика РТТ»**

**Россия, 141981, Московская область,**

**город Дубна, ул. Академика Алексея Сисакяна, д. 5**

Система рентгеновская диагностическая телеуправляемая АПОЛЛО РУС с принадлежностями в вариантах исполнения по ТУ 26.60.11-004-04161415-2024




**I. Вариант исполнения АПОЛЛО 90/90, в составе:**

1. Стол-штатив телеуправляемый АПОЛЛО 90/90, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия (1 шт.), в составе:





1.1. Стол-штатив APOLLO DRF с колонной для излучателя, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






1.2. Дека стола-штатива модель DRF или OPEN DRF, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)

Дека стола-штатива модель DRF




Дека стола -штатива OPEN DRF





- 1.3. Шкаф электроники для стола-штатива, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия или производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





1.4. Ручка для пациента, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (2 шт.)




1.5. Подставка (платформа) для пациента, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






2. Рентгеновское питающее устройство (РПУ) мощностью 50 кВт или 65 кВт, или 80 кВт (1 шт.): модель G100 RF Rev.Q, производства Communications & Power Industries Inc., Канада, или модель GENIUS HF-C, производства Odel S.r.l., Италия, или модель GENIUS HF-A, производства Odel S.r.l., Италия.

Модель G100 RF Rev.Q





Модель GENIUS HF-C





Модель GENIUS HF-A





3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой (не более 2 шт.):


Рентгеновский излучатель C52 с рентгеновской трубкой RTM 782H или RTM 782HS, или RTM 90H, или RTM 90HS, производства IAE S.p.A., Италия, или Рентгеновский излучатель C52 SUPER с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS, или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS, производства IAE S.p.A., Италия, или Рентгеновский излучатель C100 XT с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS, или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS, производства IAE S.p.A., Италия.

Рентгеновский излучатель C52





Рентгеновский излучатель C52 SUPER





Рентгеновский излучатель C100 XT





4. Коллиматор для рентгеновского излучателя стола-штатива, модель R225 ACS DHHS, производства RALCO S.r.l., Италия (1 шт.)




5. Коллиматор для рентгеновского излучателя с рентгеновской трубкой модель R225 или модель R225 ACS, или модель R221/A, производства RALCO S.r.l., Италия (1 шт.)  
Модель R225





Модель R225 ACS










6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК, производства ООО НПП «Доза», Россия, РУ № РЗН 2014/1562 или Измеритель произведения дозы на площадь KermaX-plus 120-131, производства IBA Dosimetry GmbH, Германия (при необходимости) (не более 2 шт.)  
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК



Измеритель произведения дозы на площадь KermaX-plus 120-131






7. Педаль для включения/выключения экспозиции, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия (при необходимости) (не более 2 шт.)






8. Стойка снимков Tele VD3 или Tele iC, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (при необходимости) (1 шт.)

Стойка снимков Tele VD3





Стойка снимков Tele iC



9. Сенсорный пульт управления столом-штативом и рентгеновским питающим устройством, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






10. Ионизационная камера для системы автоматического контроля экспозиции (АКЭ) модель SolidStateMC (SSMC) 613 или модель SolidState MC (SSMC) 601, или модель SolidStateMC (SSMC) 508, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды (не более 2 шт.)  
Модель SolidStateMC (SSMC) 613





Модель SolidState MC (SSMC) 601





Модель SolidStateMC (SSMC) 508



11. Автоматизированное рабочее место лаборанта (АРМ лаборанта) модель DRF 4343-TS, производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (1 шт.) в составе:
- 11.1. Детектор цифровой плоскопанельный динамический PIXIUM 4343 FL, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (1 шт.);






11.2. Детектор беспроводной плоскпанельный PIXIUM 2430EZ или PIXIUM 3543EZ,  
производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (при необходимости) (1 шт.)  
в комплекте с:



- Батарея детектора, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (не более 2 шт.)






- Зарядное устройство, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (1 шт.)



- Точка доступа WiFi: модель TP-link EAP660 HD, производства TP-link Corporation Limited, Гонконг, Китай, или модель MikroTik CAP AC (RBcAPGi-5acD2nD), производства SIA Mikrotiks, Латвия, или модель Keenetic Orbiter Pro (KN-2810), производства Keenetic Limited, Гонконг, Китай (1 шт.).  
Модель TP-link EAP660 HD






Модель MicroTik CAP AC (RBcAPGi-5acD2nD)




Модель Keenetic Orbiter Pro (KN-2810)





11.3. Шкаф электроники АРМ лаборанта, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





11.4 Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194, или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.)  
Монитор медицинский Barco






Монитор медицинский Beacon




11.5 Клавиатура и компьютерная мышь (не более 2 комплектов)






11.6 Программное обеспечение «HIRIS TS PACO» встроенное, производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (1 шт)




- Модуль программного обеспечения «Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)






- Модуль программного обеспечения «Сшивка изображений», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)




- Модуль программного обеспечения «Томосинтез», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)






- Модуль программного обеспечения «Ортопедические измерения», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)




- Модуль программного обеспечения «DICOM функция Query/Retrieve», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)





- Модуль программного обеспечения для передачи «DICOM Media Export», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.)





- 12 Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога e-PACS 2000, производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.) в составе:






- Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194 или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.)

Монитор медицинский Barco




Монитор медицинский Beacon





- Шкаф электроники, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия или Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)



- Программное обеспечение «RDWe4» для рабочей станции e-PACS 2000, производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.)

RDWe Config Tool(Login User:Administrator(Administrator))[[Rule:Administrator]][[LoginType:Local]]
 

System(S) Tool(T) Help(H)
 

Reload
 Save All
 Save

RDWe Config

View Config

Print Config

PPACS Config

User Manager

Window

UI Setting

Window settings

Window List

Name

Local

Size

1 Windows 0

0,0

1920,1040

Add

Edit

Delete

Auto Check-up

Modules list

Name

Path

Version

1 General Medical Image Query Module

RDWe.QueryX64.exe

5.0.0.0

2 General Medical Image Show Module

RDWe.ImageViewX64.exe

5.0.0.0

3 Medical Image Stitch Module

RDWe.StitchX64.exe

5.0.0.0

4 Orthopedic Program Module

RDWe.OrthopedicX64.exe

5.0.0.0

5 Chiro Module

RDWe.ChiroX64.exe

5.0.0.0

6 Chiro Report

RDWe.Chiro.ReportX64.exe

5.0.0.0

7 Local Report Module

RDWe.ReportX64.exe

5.0.0.0


Add

Delete

Update



- Клавиатура и компьютерная мышь (не более 2 комплектов);



-



- Модуль программного обеспечения «Отчет», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.)

**e Radiol Diagnostic Technology**

**Study Information**

Name: KNEE 1    DOB: 11/28/1938    Visit Type:    Area:    Body Part:    Observation Name: User

PID: KNEE 1    Study Date: 5/10/2011    In Number:    Bed No:    Services Name: UNKNOWN    Unit Of The Observation:    The Observation:    Date Of The Study: 11/20/2020

Sex:    Age: 072Y    XRay No:    Department:    Modality: DX    ClinInfo:    Date Of The Study: 11/20/2020

Out Number:    Station Name: DR7500M2    Image Sequence:    Audit Name:    Date Of The Study: 11/20/2020

**Historical Study Information**

| Mod | Study Descn   | Study Date |
|-----|---------------|------------|
| DX  | UNKNOWN       | 2011/05/22 |
| CR  | Adult Chest - | 2011/05/11 |
| DX  | UNKNOWN       | 2011/05/10 |

**System**

Report Edit    Templates

Update Report    Open Report    Add Report    Edit Report

**Report**

Functions

Print    Save Report    Submit Report    Insert Image

**Findings**

The findings section is obviously very important. In this section, the radiologist reports his or her observations and impressions of what the test reveals. The radiologist will discuss each area in turn, and will note if there is anything out of the ordinary.

**Conclusion**

The impression section is the most critical section of the report. This is where all of the findings are summarized and synthesized to present the results of the patient's diagnostic imaging scans.

**Report**

1 11/20/2020

**Footer**

Current user: User    Ready Local    User: 11/20/2020 02:AM

Add new report

- Модуль программного обеспечения «Приложения для хиропрактики», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.)

Report

1. New [11/20/2020]

Preview

Edit

Hospital

Imaging Diagnostic Report

Observation ID:

Name: KNEE.1

Sex: M

Age: 072Y

Department:

Ward No:

Station Name: DR7500M2

Visit ID:

Date of Imaging: 2011/05/10

Date of Report: 2020/11/20

Clinical Diagnosis:

Body Part:

Procedure: UNKNOWN





Finding:


The findings section is obviously very important. In this section, the radiologist reports his or her observations and impressions of what the test reveals. The radiologist will discuss each area in turn, and will note if there is anything out of the ordinary.



- Модуль программного обеспечения «Томосинтез», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.)



- Модуль программного обеспечения «Оценка 3D-изображения», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.).





- 13 Растр рентгеновский отсеивающий, производства Soyee Product Inc., Республика Корея, или Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd. Республика Корея, РУ № ФСЗ 2011/10115 (при необходимости) (не более 5 шт.)





### X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235315)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 120 CM

 : Jul. 2023



Manufacturer: Gynsee Product Inc.  
23 Suwon-ro 150 Gyeon-gu, Anjeong-  
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP

EC Representative  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Navarro Larga 1º 18, CP 25001, Melque, Spain



### X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235456)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 180 CM

 : Jul. 2023

  **Manufacturer: Soave Product Inc.**  
23 Sunhwan-ro 198 beon-gil, Jungwon-  
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP

**EC Representative**  
CMC Medical Devices & Druga S.L.  
C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain




14 Кабели длиной от 1,5 до 50 м. (не более 70 шт.)





- 15 Стойка передвижная, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (при необходимости) (не более 2 шт.)











16 Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194, или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.)  
Монитор медицинский Barco





# Монитор медицинский Beacon



17 Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства «Индивидуальный предприниматель Давлетов Дифиян Ясавиевич», Россия, РУ № ФСР 2011/09994 (при необходимости) (1шт.)






18 Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016, производства ООО «НПК «НЕГАТОСКОП.РУ», Россия, РУ № РЗН 2017/5762 (при необходимости) (1 шт.)






- 19 Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями, производства «ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония, РУ № РЗН 2013/911 (при необходимости) (1 шт.)






- 20 Пленка медицинская термографическая и лазерная, в вариантах исполнения: Пленка медицинская термографическая DI-HT 35x43, DI-HT 26x36, DI-HT 25x30, DI-HT 20x25, производства «ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2007/00093 (при необходимости) (не более 4 уп.)




- 21 Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО "ПОЛЮС", Россия, РУ № РЗН 2020/11504 (при необходимости)













- 22 Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей», Россия, РУ № ФСР 2008/02715 (при необходимости) (1 шт.)





**Принадлежности:**

1. Рама для крепления стола-штатива напольная или внутривольная, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия, или производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)  
Рама напольная



Рама внутрипольная






2. Ручка пациента для боковых проекций на стойке снимков, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






3. Ручка пациента для боковых проекций на столе-штативе, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






4. Компрессионный пояс, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)




5. Компрессионный конус, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





6. Плечевой упор, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)



7. Держатель емкости для приема рентгеноконтрастного вещества, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






8. Держатель приемников рентгеновского изображения для боковых проекций на столе, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)



9. Подставка для ног при гинекологических исследованиях, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 пара)





10. Держатель для бумажных полотенец, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





11. Крепление потолочное Lem Plus, производства General Medical Merate S.p.A., Италия, или крепление потолочное Orion, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)  
крепление потолочное Lem Plus





крепление потолочное Orion





12. Щит силовой электрический, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия (1 шт.).



II. Вариант исполнения АПОЛЛО 30/90, в составе:



**Система рентгеновская диагностическая телеуправляемая  
АПОЛЛО РУС с принадлежностями в вариантах исполнения  
по ТУ 26.60.11-004-04161415-2024**

**Вариант исполнения:** АПОЛЛО 30/90

**Заводской №**

**XXXX**

**Электропитание:**

**3~, (400 +/- 40) В, (50 +/- 1) Гц**

**Потребляемая мощность:**

**максимальная 160 кВА, в режиме ожидания 1 кВА**



**СДЕЛАНО В РОССИИ**



**Фабрика радиотерапевтической техники  
141981, Российская Федерация, Московская область,  
городской округ Дубна, город Дубна,  
улица Академика Алексея Сисакяна, дом 5**


**ГГГГ-ММ**

- 1.1. Стол-штатив APOLLO EZ DRF с колонной для излучателя, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.);






- 1.2. Дека стола-штатива модель EZ DRF с поперечным и/или с продольным движением, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





- 1.3. Шкаф электроники для стола-штатива, производства ООО «Фабрика РТТ» или производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)





1.4. Ручка для пациента, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (2 шт.)



1.5. Подставка (платформа) для пациента, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






1.6. Складная ступенька для пациента, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)






2. Рентгеновское питающее устройство (РПУ) мощностью 50 кВт или 65 кВт, или 80 кВт (1 шт.): модель G100 RF Rev.Q, производства Communications & Power Industries Inc., Канада, или модель GENIUS HF-C, производства Odel S.r.l., Италия, или модель GENIUS HF-A, производства Odel S.r.l., Италия.

Модель G100 RF Rev.Q






Модель GENIUS HF-C





Модель GENIUS HF-A





3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой (не более 2 шт.):

Рентгеновский излучатель C52 с рентгеновской трубкой RTM 782H или RTM 782HS, или RTM 90H, или RTM 90HS, производства IAE S.p.A., Италия, или Рентгеновский излучатель C52 SUPER с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS, или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS, производства IAE S.p.A., Италия, или Рентгеновский излучатель C100 XT с рентгеновской трубкой RTM101H или RTM 101HS, или RTC 600HS, или RTC 700HS, или RTC 1000HS, производства IAE S.p.A., Италия.

Рентгеновский излучатель C52




Рентгеновский излучатель C52 SUPER





Рентгеновский излучатель С100 ХТ



4. Коллиматор для рентгеновского излучателя стола-штатива, модель R225 ACS DHHS, производства RALCO S.r.l., Италия (1 шт.)





5. Коллиматор для рентгеновского излучателя с рентгеновской трубкой модель R225 или модель R225 ACS, или модель R221/A, производства RALCO S.r.l., Италия (1 шт.).  
Модель R225




Модель R225 ACS





Модель R221/A




6. Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК, производства ООО НПП «Доза», Россия, РУ № РЗН 2014/1562 или Измеритель произведения дозы на площадь KermaX-plus 120-131, производства IBA Dosimetry GmbH, Германия (при необходимости) (не более 2 шт.).  
Дозиметр рентгеновского излучения клинический ДРК






Измеритель произведения дозы на площадь KermaX-plus 120-131






7. Педаль для включения/выключения экспозиции, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия (при необходимости) (не более 2 шт.)






8. Стойка снимков Tele VD3 или Tele iC, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (при необходимости) (1 шт.)

Стойка снимков Tele VD3



Стойка снимков Tele iC





9. Сенсорный пульт управления столом-штативом и рентгеновским питающим устройством, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.)




10. Ионизационная камера для системы автоматического контроля экспозиции (АКЭ) модель SolidStateMC (SSMC) 613 или модель SolidState MC (SSMC) 601, или модель SolidStateMC (SSMC) 508, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды (не более 2 шт.)  
Модель SolidStateMC (SSMC) 613






Модель SolidState MC (SSMC) 601



Модель SolidStateMC (SSMC) 508






11. Автоматизированное рабочее место лаборанта (АРМ лаборанта) модель DRF 4343-TS, производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (1 шт.) в составе:
- 11.1. Детектор цифровой плоскопанельный динамический PIXIUM 4343 FL, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (1 шт.)



11.2. Детектор беспроводной плоскпанельный PIXIUM 2430EZ или PIXIUM 3543EZ,  
производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (при необходимости) (1 шт.)  
в комплекте с:

Детектор беспроводной плоскпанельный PIXIUM 2430EZ






Детектор беспроводной плоскопанельный PIXIUM 3543EZ



- Батарея детектора, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (не более 2 шт.);






- Зарядное устройство, производства Thales Electron Devices S.A.S, Франция (1 шт.);



- Точка доступа WiFi: модель TP-link EAP660 HD, производства TP-link Corporation Limited, Гонконг, Китай, или модель MicroTik CAP AC (RBcAPGi-5acD2nD), производства SIA Microtikls, Латвия, или модель Keenetic Orbiter Pro (KN-2810), производства Keenetic Limited, Гонконг, Китай (1 шт.);

Модель TP-link EAP660 HD





Модель MicroTik CAP AC (RBcAPGi-5acD2nD)



Модель Keenetic Orbiter Pro (KN-2810)



- Для кабельного интернета XDSL, ADSL и Smart TV
- Мощный беспроводной роутер Wi-Fi с диапазоном 4 ГГц
- Мощный модем Wi-Fi с поддержкой стандартов IEEE 802.11n
- Поддержка протокола IPv6
- Поддержка протокола UPnP
- Поддержка протокола DHCP
- Поддержка протокола PPPoE


# KEENETIC

## ORBITER PRO

Бренд: Keenetic  
Модель: Orbiter Pro  
Тип: беспроводной роутер  
Поддержка: IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE  
Поддержка: UPnP, DNS, NAT, Port Forwarding  
Поддержка: VPN, PPTP, L2TP, IPSec




11.3. Шкаф электроники АРМ лаборанта, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.);





11.4. Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194, или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.);

Монитор медицинский Barco






Монитор медицинский Beacon




11.5. Клавиатура и компьютерная мышь (не более 2 комплектов);






11.6. Программное обеспечение «HIRIS TS PACO» встроенное, производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (1шт);




- Модуль программного обеспечения «Цифровая субтракционная ангиография (ЦСА)», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.);






- Модуль программного обеспечения «Сшивка изображений», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.);






- Модуль программного обеспечения «Томосинтез», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.);






- Модуль программного обеспечения «Ортопедические измерения», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.);




- Модуль программного обеспечения «DICOM функция Query/Retrieve», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.);





- Модуль программного обеспечения для передачи «DICOM Media Export», производства Applicazione Tecnologie Speciali S.r.l., Италия (при необходимости) (1 шт.).





12. Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога e-PACS 2000, производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.) в составе:






- Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194 или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.);

Монитор медицинский Barco




Монитор медицинский Beacon





- Шкаф электроники, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия или Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.);



- Программное обеспечение «RDWe4» для рабочей станции e-PACS 2000, производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.);

RDWe Config Tool(Login User:Administrator(Administrator))[[Rule:Administrator]](LoginType:Local)
System(S) Tool(T) Help(H)
Reload Save All Save
RDWe Config
View Config
Print Config
PPACS Config
User Manager

Window | UI Setting |

Window settings

Window List

| Name        | Local | Size      |
|-------------|-------|-----------|
| 1 Windows 0 | 0,0   | 1920,1040 |

Add
Edit
Delete
Auto Check-up

Modules list

| Name                                 | Path                     | Version |
|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1 General Medical Image Query Module | RDWe.QueryX64.exe        | 5.0.0.0 |
| 2 General Medical Image Show Module  | RDWe.ImageViewX64.exe    | 5.0.0.0 |
| 3 Medical Image Stitch Module        | RDWe.StitchX64.exe       | 5.0.0.0 |
| 4 Orthopedic Program Module          | RDWe.OrthopedicX64.exe   | 5.0.0.0 |
| 5 Chiro Module                       | RDWe.ChiroX64.exe        | 5.0.0.0 |
| 6 Chiro Report                       | RDWe.Chiro.ReportX64.exe | 5.0.0.0 |
| 7 Local Report Module                | RDWe.ReportX64.exe       | 5.0.0.0 |


Add
Delete



- Клавиатура и компьютерная мышь (не более 2 комплектов);



- Модуль программного обеспечения «Сшивка изображений», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.);





- | Study Information |            | Historical Study Information |              |
|-------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Name              | KNEE 1     | Mod                          | Study Design |
| DOB               | 11/28/1938 | DX                           | UNKNOWN      |
| Visit Type        |            | CR                           | Adult Chest  |
| Area              |            | DX                           | UNKNOWN      |
| Body Part         |            |                              | Study Date   |
| Observation Name  | User       |                              | 2011-05-22   |
|                   |            |                              | 2011-05-11   |
|                   |            |                              | 2011-05-10   |

| Patient Information |           | Age               |            |
|---------------------|-----------|-------------------|------------|
| PID                 | KNEE 1    | XRay No.          | 072V       |
| Study Date          | 5/10/2011 | Department        |            |
| InNumber            |           | Modality          | DX         |
| BedNo               |           | ClinInfo          |            |
| ServiceName         | UNKNOWN   | Date Of The Audit | 11/20/2020 |
| Use Ut              |           |                   |            |
| The Observation     |           |                   |            |

| System        |           |
|---------------|-----------|
| Report Edit   | Templates |
| Update Report |           |
| Export Report |           |
| Print Report  |           |
| Edit Report   |           |

| Functions      |  |
|----------------|--|
| Print          |  |
| Save Report    |  |
| Subarea Report |  |
| Insert Image   |  |

**Findings**

The findings section is obviously very important. In this section, the radiologist reports his or her observations and impressions of what the test reveals. The radiologist will discuss each area in turn, and will note if there is anything out of the ordinary.

**Conclusion**

The impression section is the most critical section of the report. This is where all of the findings are summarized and synthesized to present the results of the patient's diagnostic imaging scans.

- Модуль программного обеспечения «Приложения для хиропрактики», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.);

Report

1. New [11/20/2020]

Preview

Edit

Hospital

Imaging Diagnostic Report

Observation ID:

Name: KNEE.1

Sex: M

Age: 072Y

Department:

Ward No:

Station Name: DR7500M2

Visit ID:

Date of Imaging: 2011/05/10

Date of Report: 2020/11/20

Clinical Diagnosis:

Body Part:

Procedure: UNKNOWN





Finding:


The findings section is obviously very important. In this section, the radiologist reports his or her observations and impressions of what the test reveals. The radiologist will discuss each area in turn, and will note if there is anything out of the ordinary.



- Модуль программного обеспечения «Томосинтез», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.);



- Модуль программного обеспечения «Оценка 3D-изображения», производства E-COM Technology Limited, Китай (1 шт.).





13. Растр рентгеновский отсеивающий, производства Soyee Product Inc., Республика Корея, или Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd. Республика Корея, РУ № ФСЗ 2011/10115 (при необходимости) (не более 5 шт.).





### X-RAY GRID

Interspace: AL. (S/N:235315)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 120 CM

 : Jul. 2023




Manufacturer: Sonae Pabex Inc.  
23, Buhwan-ro 100 beon-gil, Jungseo  
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA



EC Representative  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Mercado Largo Nº 18, CP 23005, Málaga, Spain





### X-RAY GRID

Interspacer : AL. (S/N:235401)

Size : 480 X 438 MM

Lines : 80 L/CM

Ratio : 12 : 1

F. D. : 180 CM

 : Jul. 2023

!  Manufacturer: Sovee Product Inc.  
23 Sunhwan-ro 198 beon-gil, Jungwon-  
gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA

EC REP

EC Representative  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo N° 18, CP 29006, Málaga, Spain



14. Кабели длиной от 1,5 до 50 м. (не более 70 шт.).






15. Стойка передвижная, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (при необходимости не более 2 шт.).









16. Мониторы медицинские Barco: мониторы клинических исследований MDRC-2324 HTIB или MDRC-2324 HNIB, или MDRC-2321 HTIB, или MDRC-2321 HNIB, производства Barco N.V., Бельгия, РУ № РЗН 2023/21194, или мониторы медицинские Beacon: мониторы клинических исследований HL2416SHT или C24S+, или монитор диагностический C22S+, производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай, РУ № РЗН 2022/17702 (не более 2 шт.);  
Монитор медицинский Barco





Монитор медицинский Beacon



17. Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010, производства «Индивидуальный предприниматель Давлетов Дифиян Ясавиевич», Россия, РУ № ФСР 2011/09994 (при необходимости) (1шт.).






18. Негатоскоп медицинский по ТУ 9452-001-11349579-2016, производства ООО «НПК «НЕГАТОСКОП.РУ», Россия, РУ № РЗН 2017/5762 (при необходимости) (1 шт.).





19. Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями, производства «ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония, РУ № РЗН 2013/911 (при необходимости) (1 шт.).






20. Пленка медицинская термографическая и лазерная, в вариантах исполнения: Пленка медицинская термографическая DI-HT 35x43, DI-HT 26x36, DI-HT 25x30, DI-HT 20x25, производства «ФУДЖИФИЛЬМ Корпорейшн», Япония, РУ № ФСЗ 2007/00093 (при необходимости) (не более 4 уп.).



21. Индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения по ТУ 14.12.30-001-33936366-2019, производства ООО "ПОЛЮС", Россия, РУ № РЗН 2020/11504 (при необходимости).














22. Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007, производства ООО «Мед-Рей», Россия, РУ № ФСР 2008/02715 (при необходимости) (1 шт.).





**Принадлежности:**

1. Рама для крепления стола-штатива напольная или внутрипольная, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия, или производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).  
Рама напольная



Рама внутрипольная






2. Ручка пациента для боковых проекций на стойке снимков, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).





3. Ручка пациента для боковых проекций на столе-штативе, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).






4. Компрессионный пояс, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).




5. Компрессионный конус, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).





6. Плечевой упор, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).



7. Держатель емкости для приема рентгеноконтрастного вещества, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).





8. Держатель приемников рентгеновского изображения для боковых проекций на столе, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).



9. Подставка для ног при гинекологических исследованиях, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 пара).





10. Держатель для бумажных полотенец, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).





11. Крепление потолочное Lem Plus, производства General Medical Merate S.p.A., Италия, или крепление потолочное Orion, производства Villa Sistemi Medicali S.p.A., Италия (1 шт.).  
Крепление потолочное Lem Plus





Крепление потолочное Orion





12. Щит силовой электрический, производства ООО «Фабрика РТТ», Россия (1 шт.).





Трошиго это семидесят семь  
лето в (177)

*С.И.И.*

