



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Моснейро»
А.В. Бестугин
«12» сентября 2024 г.




Фотографические изображения медицинского изделия
Тележка медицинская передвижная для медицинского оборудования
«Титан» по ТУ 32.50.50-005-01827842-2024















Вертикальная стойка
















Колесо со стопором












Набор крепежа для сборки – 1 шт., в составе: болт М10×50 – 4 шт.; шайба М10 – 4 шт.; гайка М10 с фланцем – 4 шт.; болт М6×70 – 8 шт.; шайба М6 увеличенная – 12 шт.; гайка М6 – 4 шт.; болт Т-образный М8×20 – 2 шт.; болт Т-образный М8×25 – 4 шт.; винт М8×16 – 4 шт.; пазовый сухарь М8 – 4 шт.; болт М6×50 – 12 шт.; гайка М8 с фланцем – 6 шт.; винт с прессшайбой М4×12 – 2 шт.




Болт М6х50 - 12 шт




Гайка М8 с фланцем - 6 шт



Болт М6х70 - 8 шт




Болт М10х50 - 4 шт




Гайка М10 с фланцем - 4 шт




Гайка М6 - 4 шт




Шайба М10 - 4 шт



Шайба М6 увеличенная - 12 шт



Пазовый сухарь М8 - 4 шт




Болт Т-образный М8х25 - 4 шт



Болт Т-образный М8х20 - 2 шт




Винт М8х16 - 4 шт





Болт М6х40 - 12 шт




Винт с прессшайбой М4х12 - 2 шт







Тележка медицинская передвижная для медицинского оборудования «Титан» по ТУ 32.50.50-005-01837842-3024, вариант исполнения «Титан - 1»		— 300 мм — 1000 мм, 500 кг
ООО «Моснейро» Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дашаевская наб., д. 4А, офис 7 Тел.: +7 929 553 6245. Адрес электронной почты: com@mosneiro.ru Место производства: ООО «Моснейро», Российская Федерация, 153015, Ивановская область, г. Иваново, Торфяной переулок, д.67Б.		Серийный номер:
Дата производства:	Срок службы:	Условия транспортирования тележек крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 до +50°C и относительной влажности до 100% при температуре +25°C). Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.
Масса изделия	35,25 кг	Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Условия транспортирования и хранения	5 лет	



Макет маркировки медицинского изделия


Тележка медицинская передвижная для медицинского оборудования «Титан» по ТУ 32.50.50-005-01827842-2024, вариант исполнения «Титан - 1»		
ООО «Моснейро» Российская Федерация, 115114, г. Москва, Даниловская наб., д. 4А, офис 7 Тел.: +7 929 552 6245. Адрес электронной почты: com@mosnerv.ru Место производства: ООО «Моснейро», Российская Федерация, 153015, Ивановская область, г. Иваново, Торфяной переулок, д.67Б.		= 200 кг - max. 50 kg
Серийный номер:		
Дата производства:		
Срок службы:	5 лет	
Масса изделия	35,25 кг	
Условия эксплуатации	при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C, относительная влажность при температуре +25°C – до 80%, без конденсации.	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____		

Макет маркировки транспортной упаковки медицинского изделия

Тележка медицинская передвижная для медицинского оборудования «Титан» по ТУ 32.50.50-005-01827842-2024, вариант исполнения «Титан - 1»		
ООО «Моснейро» Российская Федерация, 115114, г. Москва, Даниловская наб., д. 4А, офис 7 Тел.: +7 929 552 6245. Адрес электронной почты: com@mosnerv.ru Место производства: ООО «Моснейро», Российская Федерация, 153015, Ивановская область, г. Иваново, Торфяной переулок, д.67Б.		= 200 кг - max. 50 kg
Серийный номер:		
Дата производства:		
Срок службы:	5 лет	
Масса изделия	35,25 кг	
Условия транспортирования и хранения	Условия транспортирования тележек крытыми транспортными средствами в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 до +50°C и относительной влажности до 100% при температуре +25°C). Размещение и крепление упакованных транспортируемых изделий должно осуществляться в положении, исключающем их повреждения друг о друга и о стенки транспортных средств. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых макроклиматических районах.	
Регистрационное удостоверение № _____ от _____		



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью на 23 листах.

 Бестугин А.В.