




Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор контролей VITROS IL-6 (VITROS IL-6 Controls) для проведения контроля качества при количественном иммунодиагностическом определении интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS



VITROS[®]
Immunodiagnostic Products



IL-6 Controls

REF 619 9973

IVD



VITROS is a trademark
GEM. 5225
GEM5225CL1A

www.orthoclinical.com

LOT 0655 SN 0028



2024-03-08



2023-09-08



(01)10758750034543

(17)240308

(11)230908

(10)0655

Набор контролей VITROS IL-6. Упаковка с этикеткой сверху.

Para el uso en el control del rendimiento de los Sistema de Inmunodiagnóstico VITROS e Integrated Systems automatizados en la determinación de IL-6.

2 x controles IL-6 1-3. IL-6 recombinante en solución tampón con albúmina sérica bovina y agente antimicrobiano, 1,0 mL, valores nominales 12, 40 y 1000 pg/mL. **ADVERTENCIA:** H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

À utiliser lors du contrôle de performances des systèmes d'immunodiagnostic et intégrés automatiques VITROS lorsqu'ils sont utilisés pour la détermination d'IL-6.

2 x contrôles IL-6 1-3. IL-6 recombinant dans un tampon contenant du sérum-albumine bovin et un agent antimicrobien, 1,0 mL, valeurs nominales de 12, 40 et 1000 pg/mL. **AVERTISSEMENT:** H317: peut provoquer une allergie cutanée. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Para utilização na monitorização do desempenho do Sistema de Imunodiagnóstico VITROS automático e do Sistema Integrado VITROS quando utilizados na determinação de IL-6.

2 x Controlos 1-3 IL-6. IL-6 recombinante em tampão com albumina sérica bovina e agente antimicrobiano, 1,0 mL, valores nominais de 12, 40 e 1000 pg/mL. **AVISO:** H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Az IL-6 meghatározására használt automata VITROS immundiagnosztikai rendszerek és integrált rendszerek teljesítményének monitorozására.

2 x IL-6 kontroll 1-3. Rekombináns IL-6, marhaszérum-albumint és antimikrobiális hatóanyagot tartalmazó pufferben, 1,0 mL, névleges értékek: 12, 40 és 1000 ng/mL. **FIGYELMEZTETÉS:** H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Skirta naudoti automatizuotų VITROS Immunodiagnostic and Integrated Systems veiklai stebėti, kai naudojama IL-6 nustatyti.

2 x IL-6 1-3 kontrolės. Rekombinantinis IL-6 buferiniame tirpale su jautrio serumo albuminu ir antimikrobine medžiaga, 1,0 mL; nominalios vertės 12; 40 ir 1000 pg/mL. **ĮSPĖJIMAS:** H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

REF 619 9973



VITROS[®]
Immunodiagnostic

IL-6 Controls

For use in monitoring the performance of the automated VITROS Immunodiagnostic and Integrated Systems when used for the determination of IL-6.

2 x IL-6 controls 1-3. Recombinant IL-6 in buffer with bovine serum albumin and antimicrobial agent, 1.0 mL, nominal values 12, 40 and 1000 pg/mL. **WARNING:** H317: May cause an allergic skin reaction. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Zur Leistungsüberwachung der automatisierten VITROS Immunodiagnostic und Integrated Systeme bei der Bestimmung von IL-6.

2 x IL-6-Kontrollen 1-3. Rekombinantes IL-6 in Puffer mit Rinderserumalbumin und antimikrobiellem Wirkstoff, 1,0 mL; Nominalwerte 12, 40 und 1000 pg/mL. **WARNHINWEIS:** H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Da utilizzare per il monitoraggio delle prestazioni dei Sistemi per immunodiagnostica e Integrated Systems VITROS quando usati per la determinazione dell'IL-6.

2 x controlli IL-6 1-3. Ricombinante IL-6 in tampone con albumina sierica bovina e agente antimicrobico, 1,0 mL, valori nominali 12; 40; e 1000 pg/mL. **AVVERTENZA:** H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Slouží k použití při monitorování funkce automatizovaných imunodiagnostických systémů VITROS Immunodiagnostic a Integrated Systems při stanovení IL-6.

2 x kontroly IL-6 1-3. Rekombinantní IL-6 v pufru s hovězím sérovým albuminem a antimikrobiálním činidlem, 1,0 mL; nominální hodnoty 12, 40 a 1000 pg/mL. **VAROVÁNÍ:** H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

IL-6 tayini için kullanıldığında otomatik Integrated System performansını

2 x IL-6 kontrolü 1-3. Sığır serum albümini rekombinant IL-6, 1,0 mL; nominal değerler deri reaksiyonuna neden olabilir. P261, P280,

VITROS Immunodiagnostic ve izlemeye yöneliktir.

ve antimikrobiyal ajan içeren tamponda 12, 40 ve 1000 pg/mL. **UYARI:** H317: Alerjik P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

619 9973

Набор контролей VITROS IL-6 (VITROS IL-6 Controls) для проведения контроля качества при количественном иммунодиагностическом определении интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, в составе: 1. Контроль 1 – 2 флакона, 1,0 мл. 2. Контроль 2 – 2 флакона, 1,0 мл. 3. Контроль 3 – 2 флакона, 1,0 мл.

Назначение: Для контроля производительности анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600), используемых для количественного иммунодиагностического определения интерлейкина-6.

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностикс», Великобритания

Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия_

Набор контролей VITROS IL-6. Упаковка с этикеткой на русском языке.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 3 лист
"10 декабря" 2014 г.

Генеральный директор
ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

