



Фотографическое изображение медицинского изделия

Набор калибраторов VITROS IL-6 (VITROS IL-6 Calibrator) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции

-p-





VITROS Products
Immunodiagnostic



IL-6 Calibrator

REF 619 9972

IVD



VITROS is a trademark
GEM. C225
GEMC225CL1A

www.orthoclinical.com


LOT 0650 SN 0039



2024-02-19



2023-09-07



(01)10758750034536

(17)240219

(11)230907

(10)0650

Набор калибраторов VITROS IL-6. Упаковка с этикеткой с верхней стороны.

2 x IL-6 Kalibrátory 1-3 • 24 x etiketa s čárovým kódem kalibrátoru. K použití při kalibraci automatizovaných systémů VITROS Immunodiagnostic a Integrated Systems ke kvantitativnímu měření interleukinu 6 v lidském séru a plazmě.

Rekombinantní IL-6 v pufru s hovězím sérovým albuminem a antimikrobiálním činidlem, 1,0 mL; nominální hodnoty 0, 60 a 1200 pg/mL. **VAROVÁNÍ:** H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

2 x Calibradores de IL-6 1 a 3 • 24 x etiquetas de código de barras del calibrador. Para el uso en la calibración de los Sistema de Inmunodiagnóstico VITROS e Integrated Systems automatizados paralamedición cuantitativa de interleucina-6 en suero y plasma humanos.

IL-6 recombinante en solución tampón con albúmina sérica bovina y agente antimicrobiano, 1,0 mL, valores nominales 0, 60 y 1200 pg/mL. **ADVERTENCIA:** H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

2 x échantillons d'étalonnage IL-6 1-3 • 24 x étiquettes à code-barres pour échantillon d'étalonnage. Pour une utilisation lors de l'étalonnage des systèmes d'immunodiagnostic et intégrés automatiques VITROS pour le dosage quantitatif de l'interleukine-6 dans le sérum et plasma humains.

IL-6 recombinant dans un tampon contenant du sérum-albumine bovin et un agent antimicrobien, 1,0 mL, valeurs nominales de 0, 60 et 1200 pg/mL. **AVERTISSEMENT:** H317 : peut provoquer une allergie cutanée. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

2 x IL-6 Kalibratory 1-3 • 24 x etykiet z kodem kreskowym kalibratora. Do stosowania w celu kalibracji automatycznych systemów VITROS Immunodiagnostic i Integrated do ilościowego oznaczania interleukiny-6 w ludzkiej surowicy i osoczu.

Rekombinowana IL-6 w buforze zawierającym albuminę surowicy bydlęcej i środek przeciwbakteryjny, 1,0 mL; wartości nominalne 0, 60 i 1200 pg/mL. **UWAGA:** H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

2 x IL-6-kalibratorer 1-3 • 24 x stregkodeetiketter til kalibratorer. Til brug ved kalibrering af automatiserede VITROS Immunodiagnostic og Integrated Systems til kvantitativ måling af interleukin-6 i humant serum og plasma.

Rekombinant IL-6 i buffer med bovint serumalbumin og antimikrobielt middel, 1,0 mL, nominelle værdier 0, 60 og 1200 pg/mL. **ADVARSEL:** H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.



REF

619 9972

VITROS[®] Products
Immunodiagnostic
IL-6 Calibrator

2 x Calibradores IL-6 1-3 • 24 x etiquetas
utilização na calibração do Sistema de
Sistema Integrado VITROS para a medição
plasma humanos.

IL-6 recombinante em tampão com albumina
valores nominais de 0, 60 e 1200 pg/mL. **AVISO:** H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. P261, P280,
P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

de código de barras do calibrador. Para
Imunodiagnóstico VITROS automático e do
quantitativa de Interleucina-6 no soro e

sérica bovina e agente antimicrobiano, 1,0 mL;

2 x IL-6 Kalibratör 1-3 • 24 x kalibratör barkod etiketi. İnsan serumu ve plazmasındaki interleukin-6'nın kantitatif
ölçümü için otomatik VITROS Immunodiagnostic ve Integrated Systems kalibrasyonunda kullanıma yöneliktir.

Sığır serum albümini ve antimikrobiyal ajan içeren tamponda rekombinant IL-6, 1,0 mL; nominal değerler 0, 60 ve
1200 pg/mL. **UYARI:** H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 +
P364, P501.

2 x IL-6-kalibratorer 1-3 • 24 x streckkodsetiketter för kalibrator. För användning vid kalibrering av automatiserade
VITROS immundiagnostiska och integrerade system för kvantitativ mätning av interleukin-6 i humant serum och
plasma.

Rekombinant IL-6 i buffert med bovint serumalbumin och antimikrobiellt medel, 1,0 mL, nominella värden 0, 60 och
1200 pg/mL. **VARNING:** H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 +
P364, P501.

619 9972

Набор калибраторов VITROS IL-6 (VITROS IL-6 Calibrator) для калибровки анализаторов серии VITROS при количественном иммунодиагностическом определении интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции, в составе: 1. Калибратор 1 - 2 флакона, 1,0 мл. 2. Калибратор 2 - 2 флакона, 1,0 мл. 3. Калибратор 3 - 2 флакона, 1,0 мл. 4. Калибровочная карта - 1 шт. 5. Протокол карта - 1 шт. 6. Этикетки со штрих-кодом калибраторов - по 8 шт. на каждый уровень калибратора.

Назначение: Для калибровки анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) при количественном иммунодиагностическом определении интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке и плазме (с ЭДТА или литий-гепарином).

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.



Производитель: «Орто-Клиникал Диагностикс», Великобритания

Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)


Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия _____







ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 10 лист 06

"10" декабря 2024 г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

