

Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS IL-6 в кассете (VITROS IL-6 Reagent Pack) для количественного иммунодиагностического определения интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS

Реагенты VITROS IL-6 в кассете.



Реагенты VITROS IL-6 в кассете. Фольгированная упаковка с кассетой, вид сбоку.

VITROS[®] Products
Immunodiagnostic

IL-6 Reagent Pack

Ortho-Clinical Diagnostics
Pencoed, Bridgend CF35 5PZ, UK

GEM1225FPA

U S Pat. 5,562,222; 5,441,895; 5,322,668

LOT 0700

SN 0031

2024-11-18

8°C
2°C

IVD

! !

VITROS[®] Products
Immunodiagnostic

IL-6 Reagent Pack

- 1 x Reagent Pack
- 1 x Reagenzpack
- 1 x confezione reagenti
- 1 x reagenční souprava
- 1 x kit de reactivos
- 1 x cartouche de réactifs
- 1 x Embalagem de reagente
- 1 x Reaktiv Paketi
- 1 reagenspack
- 1 zestaw odczynnikowy
- 1 x reagenspakke
- 1 x reagenscsomag
- 1 reagentų pakuotė

For the quantitative measurement of interleukin-6 in human serum and plasma using the automated VITROS Immunodiagnostic and Integrated Systems.

100 coated wells (mouse monoclonal anti-IL-6 antibody, 1 µg/mL); 13.1 mL assay reagent (buffer with bovine serum albumin, bovine gamma globulin, mouse IgG, and antimicrobial agent); 19.2 mL conjugate reagent (anti-IL-6-labeled HRP, 2.5 µg/mL in buffer with bovine serum albumin and antimicrobial agent). **WARNING:** H317: May cause an allergic skin reaction. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.



Made in USA

Rx Only

GEM. 1225

For Export Only




Ortho-Clinical Diagnostics
1500 Bld Sébastien Brant
67411 Illkirch, France



Ortho-Clinical Diagnostics
Pencoed, Bridgend CF35 5PZ, UK

Реагенты VITROS IL-6 в картонной упаковке с этикеткой на торцевой стороне.

VITROS[®]
Immunodiagnostic Products



IL-6 Reagent Pack

REF 619 9971

VITROS is a trademark
GEM. 1225
GEM1225CL1A



100

IVD



www.orthoclinical.com



LOT 0660 SN 0035



2024-04-03



2023-10-04



(01)10758750034529

(17)240403

(11)231004

(10)0660

Isan serumu ve plazmasindaki Interleukin-6'nin otomatik VITROS Immunodiagnostic ve Integrated Systems kullanimarak kantitatif ölçümü için dir.

100 kapli kuyu (fare monoklonal anti-IL-6 antikor, 1 µg/mL); 13,1 mL test reaktif (sigir serum albumini, sigir gama globulini, fare IgG ve antitoksinler ayan içeren tampon); 19,2 mL konjugat reaktif (anti-IL-6-etikeli HRP, sigir serum albumini ve antitoksinler ayan içeren tamponda 2,5 µg/mL). UYARI: H317: Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

För kvantitativ mätning av interleukin-6 i humant serum och plasma genom att använda automatiserade VITROS Immunodiagnostiska och integrerade system.

100 belagda brunnar (monoklonal anti-IL-6-antikropp från mus, 1 µg/mL); 13,1 mL analysreagens (buffert med bovint serumalbumin, bovint gammaglobulin, IgG från mus och antitoksiner i medel); 19,2 mL konjugat reaktiv (anti-IL-6-märkt HRP, 2,5 µg/mL i buffert med bovint serumalbumin och antitoksiner i medel). VARNING: H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Do stosowania w celu interleukiny-6 w ludzkiej użyciu automatycznych immunodiagnostyki i Integrated Systems.

100 opłaszczonych mikroceli (mysie monoklonalne przeciwciała przeciwko IL-6, 1 µg/mL); 13,1 mL odczynnika (bufor z albumina surowicy bydłowej, bydłą gamma globulina, mysim IgG i środkiem przeciwbakteryjnym); 19,2 mL odczynnika sprężonego (znakowany HRP przeciwko IL-6, 2,5 µg/mL w buforze z albumina surowicy bydłowej i środkiem przeciwbakteryjnym). UWAGA: H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Til kvantitativ måling af interleukin-6 i humant serum og plasma ved brug af automatiserede VITROS Immunodiagnostic og Integrated Systems.

100 coatede brønde (monoklonalt anti-IL-6-antistof fra mus, 1 µg/mL); 13,1 mL analysereagens (buffer med bovint serumalbumin, bovint gammaglobulin, IgG fra mus og antitoksiner i middelet); 19,2 mL konjugat reagens (anti-IL-6-mærket HRP, 2,5 µg/mL i buffer med bovint serumalbumin og antitoksiner i middelet). ADVARSEL: H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Az IL-6 humán szérumból és plazmából történő kvantitatív mérésére automata VITROS immunodiagnostikai rendszerek és integrált rendszerek segítségével.

100 db bevont cső (egér monoklonális IL-6 elleni antitest, 1 µg/mL); 13,1 mL vizsgáló reagens (marhaszérum-albumint, marha gamma-globulint, egér IgG-t és antimikrobiális hatanyagot tartalmazó puffert); 19,2 mL konjugált reagens (IL-6 elleni HRP, 2,5 µg/mL marhaszérum-albumin és antimikrobiális hatanyag tartalmú puffert). FIGYELMEZTETÉS: H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Skirta interleukino-6 kiektui žmogaus serume ir plazmoje nustatyti naudojant automatizuotas VITROS immunodiagnostinis and Integrated Systems.

100 padengtų šulinėlių (žurkio monokloniniu anti-IL-6 antikūnu, 1 µg/mL); 13,1 mL tyrimo reagento (buferinis tirpalas su jautio serumo albuminu, jautio gama globuliniu, pelių IgG ir antimikrobine medžiaga); 19,2 mL konjugato reagento (anti-IL-6 pažymėto HRP, 2,5 µg/mL buferiniame tirpale su jautio serumo albuminu ir antimikrobine medžiaga). ĮSPĖJIMAS: H317: gali sukelti alerginę odos reakciją. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Zur quantitativen Messung von Interleukin-6 in Humanserum und -plasma unter Verwendung der automatisierten VITROS Immunodiagnostic und Integrated Systeme.

100 beschichtete Wells (monoklonale anti-IL-6-Antikörper (Maus), 1 µg/mL); 13,1 mL Testreagenz (Puffer mit Rinder-Serumalbumin, Rindergammaglobulin, IgG (Maus), IgG und antimikrobielles Agens (Maus)); 19,2 mL Konjugatreagenz (anti-IL-6-markiertes HRP, 2,5 µg/mL in Puffer mit Rinderserumalbumin und antimikrobiellem Agens).
WARNHINWEIS: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Per la misura quantitativa dell'interleuchina 6 in siero e plasma umano utilizzando i Sistemi automatizzati per immunodiagnostica e Integrated Systems VITROS.

100 pozzetti rivestiti (anticorpo anti- IL-6 monoclonale murino, 1 µg/mL); 13,1 mL reattivo dosaggio (tampone con albumina sierica bovina, gammaglobulina bovina, IgG topo e agente antimicrobico); 19,2 mL reattivo coniugato (HRP marcato anti-IL-6, 2,5 µg/mL in tampone con albumina sierica bovina e agente antimicrobico). **AVVERTENZA:** H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Ke kvantitativnímu měření interleukinu 6 v lidském séru a plazmě pomocí automatizovaných systémů VITROS Immunodiagnostic a Integrated Systems.

100 potaž. jamek (myši monoklonální protilátka proti IL-6, 1 µg/mL); 13,1 mL činidla pro stanovení (pufr s hovězím sérovým album., hovězí gama glob., myši IgG a antimikrobiální činidlo); 19,2 mL konjug. činidla (HRP značené protil. proti IL-6, 2,5 µg/mL v pufru s hovězím sérovým album. a antimikrob. činidlem). **VAROVÁNÍ:** H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Para la medición cuantitativa de interleucina-6 en suero y plasma humanos utilizando los Sistema de Inmunodiagnóstico VITROS e Integrated Systems automatizados.

100 pocillos recubiertos (anticuerpo de ratón anti- IL-6 monoclonal, 1 µg/ml); 13,1 ml reactivo ensayo (solución tampón con albúmina sérica bovina, gammaglobulina bovina, IgG ratón y agente antimicrobiano); 19,2 ml reactivo de conjugado (HRP marcado anti-IL-6, 2,5 µg/ml en solución tampón con albúmina sérica bovina y agente antimicrobiano). **ADVERTENCIA:** H317: puede provocar una reacción alérgica en la piel. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Pour le dosage quantitatif de l'interleukine-6 dans le sérum et le plasma humains à l'aide des systèmes d'immunodiagnostic et des systèmes intégrés automatiques VITROS.

100 puits revêtus (avec anticorps monoclonaux de souris anti-IL-6, 1 µg/mL); 13,1 mL de réactif de dosage (tampone avec sérum-albumine bovin, gamma-globulines bovines, IgG de souris et agent antimicrobien); 19,2 mL de réactif conjugué (HRP marquée à l'anti-IL-6, 2,5 µg/mL dans tampon avec sérum-albumine bovin et agent antimicrobien).
AVERTISSEMENT: H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

Para a medição quantitativa de Interleucina-6 no soro e plasma humanos utilizando o Sistema de Imunodiagnóstico VITROS automático e o Sistema Integrado VITROS.

100 poços revestidos (anticorpo anti-IL-6 monoclonal de rato, 1 µg/mL); 13,1 mL de reagente de ensaio (tampão com albumina sérica bovina, gama globulina bovina, IgG de rato e agente antimicrobiano); 19,2 mL de reagente conjugado (HRP com etiqueta anti-IL-6, 2,5 µg/mL em tampão com albumina sérica bovina e agente antimicrobiano). **AVISO:** H317: Pode provocar uma reação alérgica cutânea. P261, P280, P302 + P352, P333 + P313, P362 + P364, P501.

VITROS®
Immunodiagnostic Products

IL-6 Reagent Pack

IVD REF 619 9971

619 9971

Реагенты VITROS IL-6 в кассете (VITROS IL-6 Reagent Pack) для количественного иммунодиагностического определения интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS

Назначение: Для количественного иммунодиагностического определения уровня интерлейкина-6 методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке и плазме (с ЭДТА или литий-гепарином) с использованием анализаторов серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) в качестве вспомогательного средства в диагностике для обнаружения и оценки воспалительных процессов.

Условия хранения: см. на упаковке

Срок годности: см. на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Производитель: «Орто-Клиникал Диагностика», Великобритания


Предприятие изготовитель: Ortho-Clinical Diagnostics, Inc., 100 Indigo Creek Drive, Rochester, New York 14626, USA (США)

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностика».

Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9


Версия_



Реагенты VITROS IL-6 в кассете. Кассета с реагентами, вид спереди.



Реагенты VITROS IL-6 в кассете. Кассета с реагентами, вид сбоку.



ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 10 ЛИСТ 06

"20 декабря" 2024 г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

