


Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности количественного определения альбумина в моче
человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «Микроальбумин Контрольные материалы
для Alinity с (Microalbumin Controls)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации
Микроальбумин Контрольные материалы для Alinity c (Microalbumin Controls)



08P0414



Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения альбумина в моче человека иммунотурбидиметрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «Микроальбумин Контрольные материалы для Alinity c (Microalbumin Controls)»

В составе: 1) Контроль 1 (Microalbumin Controls CONTROL 1) – 2 флакона х 2,0 мл; 2) Контроль 2 (Microalbumin Controls CONTROL 2) – 2 флакона х 2,0 мл; 3) Инструкция по применению – 1 шт./
Производитель: «Эбботт ГмбХ» (Abbott GmbH), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany, Германия/ Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № _____ / _____ от _____. / Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott /IFU/ Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данное изделие содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, стр. 1

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия Микроальбумин Контрольные материалы для Alinity c (Microalbumin Controls)

Abbott

Microalbumin Controls

Abbott

Microalb Ctrls

INFORMATION FOR USA ONLY

For use in the quality control of the Microalbumin assay on the Alinity c system.

The **CONTROL 1-2** contain human serum albumin. Preservative: sodium azide (0.09%). Infection Risk.

Distributed in the USA by

Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Rx ONLY

Abbott GmbH
Mann-Planching 2
69205 Mannheim
Germany
+49-6122-540

MANUFACTURED BY

Abbott Ireland
AID1 Longford, Ireland

PRODUCT OF JAPAN

IVD

CE

Alinity c

Microalb Ctrls

CONTAINS AZIDE

DO NOT FREEZE

www.corelab.orabry.com/FU

08P0414

REF

Exp.

LOT

CONTROL 1

CONTROL 2

µg/mL

mg/L

20 - 40

75 - 105

2 x 2.0 mL

2 x 2.0 mL

2°C - 8°C

2°C - 8°C

H15663P01

Версия


Двумерный Штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)


ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Микроальбумин Контрольные материалы для Alinity c (Microalbumin Controls)

- Контроль 1 (Microalbumin Controls CONTROL 1)



- Контроль 2 (Microalbumin Controls CONTROL 2)



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

листов


Подпись _____




**Фотографические изображения общего вида на медицинское
изделие**

**Контрольные материалы для подтверждения
воспроизводимости и правильности количественного
определения альбумина в моче человека
иммунотурбидиметрическим методом на биохимических
анализаторах Alinity с «Микроальбумин Контрольные
материалы для Alinity с (Microalbumin Controls)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)







Microalbumin Controls

FOR USE WITH
Alinity c

Created November 2020.

Package insert instructions must be carefully followed. Reliability of assay results cannot be guaranteed if there are any deviations from the instructions in this package insert.

For laboratory professional use only.

NAME

Microalbumin Controls (also referred to as Microalb Ctrl)

INTENDED USE

For use in the quality control of the Microalbumin assay on the Alinity c system.

For additional information, refer to the Microalbumin reagent package insert and the Alinity c System Operations Manual.

en
Microalb Ctrl
REF 08P0414
H15662R01
C8P0E0

The following warnings and precautions apply to: CONTROL 1-2	
Contains sodium azide.	
EUH032	Contact with acids liberates very toxic gas.
P501	Dispose of contents / container in accordance with local regulations.

Follow local chemical disposal regulations based on your location along with recommendations and content in the Safety Data Sheet to determine the safe disposal of this product.

For the most current hazard information, see the product Safety Data Sheet.

Safety Data Sheets are available at www.corelaboratory.abbott or contact your local representative.

Всего прошито, пронумер
и скреплено печатью

листов

Подпись _____

