



Научно-производственная фирма «ЭлеПС»

420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город
Казань, г. Казань, территория Химград, д. 156, офис 14


т. +7 (843) 212-04-21

info@eleps.ru www.eleps.ru

**«Инструменты электрохирургические
нестерильные, многоразовые «ЭлеПС» по
ТУ 32.50.13-049-12966357-2022»
Фотографии**



Вариант исполнения: Нейтральный электрод большой.



Вариант исполнения: Нейтральный электрод малый.



Вариант исполнения: Монополярный электрод нож прямой, короткий.



Вариант исполнения: Монополярный электрод нож прямой, с удлиненным стержнем.




Вариант исполнения: Монополярный электрод нож изогнутый, короткий.




Вариант исполнения: Монополярный электрод нож изогнутый, с удлиненным стержнем.




Вариант исполнения: Монополярный электрод «шар», короткий.




Вариант исполнения: Монополярный электрод «шар», с удлиненным стержнем.



Вариант исполнения: Монополярный электрод пуговка.




Вариант исполнения: Монополярный электрод игла прямая, короткий.



Вариант исполнения: Монополярный электрод игла прямая, с удлиненным стержнем.



Вариант исполнения: Монополярный электрод игла изогнутая, короткий.




Вариант исполнения: Монополярный электрод игла изогнутая, с удлиненным стержнем.




Вариант исполнения: Монополярный электрод петля, короткий.




петля- полукруг, короткий




петля- круг, короткий




петля- ромб, короткий



петля- LLETZ, короткий




петля- треугольник,
короткий




петля- квадрат, короткий




петля- овал, короткий




Вариант исполнения: Монополярный электрод петля, с удлиненным стержнем.




петля- полукруг, с
удлиненным стержнем




петля- треугольник, с
удлиненным стержнем



петля- круг, с удлиненным
стержнем



петля- квадрат, с
удлиненным стержнем




петля- ромб, с
удлиненным стержнем




петля- овал, с
удлиненным стержнем




петля- LLETZ, с
удлиненным стержнем



Вариант исполнения: Монополярный электрод, конизатор малый.



Вариант исполнения: Монополярный электрод, конизатор средний.




Вариант исполнения: Монополярный электрод, конизатор большой.



Вариант исполнения: Монополярный электрод, аденотом исп.1



Вариант исполнения: Монополярный электрод, аденотом исп.2



Вариант исполнения: Монополярный электрод, аденотом исп.3



Вариант исполнения: Монополярный электрод эндоскопический



«Шар»



«Лопатка»



«Игла
изогнутая»




Для
вылуццивания
кист



«Игла прямая»



Вариант исполнения: Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом



«Кольцо»



«Игла изогнутая»,
торакоскопическая



«Игла изогнутая»



«Лопатка»



«Игла прямая»



«Шар»



«Шар»,
торакоскопический



Вариант исполнения: Монополярный электрод эндоскопический с аспирационным каналом, с краном



«Кольцо»



«Игла прямая»



«Игла изогнутая»



«Лопатка»



«Игла изогнутая»,
торакоскопическая




«Шар»



«Шар», торакоскопический




Вариант исполнения: Ножницы монополярные пластиковая рукоятка



Вариант исполнения: Ножницы монополярные металлическая рукоятка



двухбраншевые прямые



двухбраншевые изогнутые
по плоскости



однобраншевые прямые



однобраншевые изогнутые
по плоскости левые



однобраншевые изогнутые
по плоскости правые




однобраншевые
изогнутые по ребру




однобраншевые
клювовидные



однобраншевые
серповидные



Вариант исполнения: Зажимы монополярные металлическая рукоятка с кремальерой



Вариант исполнения: Зажимы монополярные пластиковая рукоятка с кремальерой



анатомические



типа Де Бейки (для ПР)



анатомические
«полуволна»




типа Де Бейки
(для МР)



хирургические



когтевые



универсальные



типа Кобра



кишечные




типа Крое-Олми



типа Бэбкок



типа Граспер




типа Эллис



для трубчатых
структур




ложкообразные



типа Клинч



окончатые



Вариант исполнения: Диссекторы монополярные металлическая рукоятка



Вариант исполнения: Диссекторы монополярные пластиковая рукоятка




прямые




типа Келли



изогнутые



Вариант исполнения: Щипцы монополярные пластиковая рукоятка



Вариант исполнения: Щипцы монополярные металлическая рукоятка



атравматичные



пулёвочные



биопсийные с иглой



биопсийные без иглы



Вариант исполнения: Электроды монополярные (рабочая часть), ПР



ножницы
двухбраншевые прямые



ножницы
двухбраншевые
изогнутые по плоскости



ножницы
однораншевые прямые



ножницы
однораншевые
изогнутые по плоскости
левые



ножницы
однораншевые
изогнутые по плоскости
правые



ножницы
однораншевые
изогнутые по ребру



ножницы
однораншевые
клювовидные



ножницы
однораншевые
серповидные



зажимы
анатомические



зажимы
анатомические
«полуволна»



зажимы хирургические



зажимы универсальные



зажимы типа Бэбкок



зажимы типа Эллис



зажимы ложкообразные



зажимы окончатые



зажимы кишечные



зажимы типа Клинч



зажимы типа Де
Бейки



зажимы когтевые



зажимы типа Кобра



зажимы типа Кроке-Олми



диссекторы прямые



диссекторы изогнутые



щипцы пулевочные



щипцы биопсийные без
иглы



зажимы для
трубчатых структур



зажимы типа
Граспер



диссекторы типа
Келли



щипцы
атравматичные



щипцы биопсийные
с иглой



Вариант исполнения: Электроды монополярные (рабочая часть), МР



ножницы
двухбраншевые
прямые



ножницы
двухбраншевые
изогнутые по
плоскости



ножницы
однобраншевые
прямые



ножницы
однобраншевые
изогнутые по
плоскости левые



ножницы
однобраншевые
изогнутые по
плоскости правые



ножницы
однобраншевые
изогнутые по ребру



ножницы
однобраншевые
клювовидные



ножницы
однобраншевые
серповидные



зажимы
анатомические




зажимы
анатомические
«полуволна»



**зажимы
хирургические**



**зажимы
универсальные**



зажимы типа Бэбкок



**зажимы типа
Эллис**



**зажимы
ложкообразные**




зажимы типа Кобра



зажимы окончатые




зажимы кишечные



зажимы типа Клинч



**зажимы типа Де
Бейки**




зажимы когтевые



**зажимы для
трубчатых структур**



зажимы типа Кроке-Олми



диссекторы прямые



диссекторы изогнутые



щипцы пулевочные



щипцы биопсийные без иглы



зажимы типа Граспер



диссекторы типа Келли




щипцы атравматичные




щипцы биопсийные с иглой



Вариант исполнения: Ствол монополярный с аспирационным каналом



Вариант исполнения: Электроды монополярные для ствола




петля




ролик

Вариант исполнения: Рабочие элементы для резектоскопа




Рабочий элемент активный




Рабочий элемент пассивный

Вариант исполнения: Тубусы для резектоскопа




Наружный тубус 26 Ch



Внутренний тубус 24 Ch



Вариант исполнения: Электроды монополярные для резектоскопа



нож



вапоризатор



шарик




петля прямая



ролик



петля изогнутая



конус




петля усиленная

Вариант исполнения: Электроды биполярные




Вариант исполнения: Электрод биполярный исп. 1




Вариант исполнения: Электрод биполярный исп. 2




Вариант исполнения: Электрод биполярный исп.3




Вариант исполнения: Электрод биполярный исп.4




Вариант исполнения: Диссекторы биполярные, пластиковая рукоятка




окончатые




изогнутые



Вариант исполнения: Диссекторы биполярные, металлическая рукоятка



прямые




изогнутые


Вариант исполнения: Электроды биполярные (рабочая часть)




Вариант исполнения: Электроды биполярные, МР




прямые




изогнутые




Вариант исполнения: Электроды биполярные, ПР




окончатые



Изогнутые



Вариант исполнения: Щипцы биполярные с электродом



Вариант исполнения: Электроды биполярные для щипцов




тип А



тип D



тип В




тип Е



тип С



тип F



Вариант исполнения: Электроды биполярные для резектоскопа



нож



вапоризатор



шарик



петля прямая



ролик




петля изогнутая



конус


Вариант исполнения: Тубусы диэлектрические Ø 3; 5; 10 мм




для монополярных инструментов, ПР



для монополярных инструментов, МР



для биполярных инструментов, ПР




для биполярных инструментов, МР

Вариант исполнения: Рукоятки



Для биполярного инструмента пластиковая



Для биполярного инструмента металлическая



Для монополярного инструмента пластиковая



Для монополярного инструмента пластиковая, с кремальерой



Для монополярного инструмента металлическая



Для монополярного инструмента металлическая, с
кремальерой




Вариант исполнения: Держатели нейтральных электродов

Вариант исполнения: Кабели для подключения монополярных инструментов




Исполнение 1



Исполнение 2




Вариант исполнения: Держатели монополярных электродов




Вариант исполнения: Держатели монополярных электродов с кнопками управления

Вариант исполнения: Кабели для подключения биполярных инструментов



Исполнение 1



Исполнение 2



Исполнение 3



Исполнение 4




Исполнение 5



Вариант исполнения: Держатели биполярных электродов и пинцетов



Потребительская упаковка медицинского изделия



Транспортная упаковка медицинского изделия

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
55 (пятьдесят пять) листов

Зам. директора

В.П. Каши





Научно-производственная фирма «ЭлеПС»

420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, городской округ город Казань, г. Казань, территория Химград, д. 156, офис 14

т. +7 (843) 212-04-21

info@eleps.ru www.eleps.ru

**«Инструменты электрохирургические
нестерильные, многоразовые «ЭлеПС»
по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022»**

Маркировка

Маркировка инструмента


Маркировка на корпусе:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- серийный номер xxxxx;
- наименование варианта исполнения инструмента;
- дата изготовления.

(При невозможности нанесения маркировки на инструмент, допускается маркировку прописывать на ярлыке)

Маркировка на инструменте (образцы):





Маркировка на ярлыке:

- наименование страны-производителя (изготовителя);
- наименование, товарный знак, местонахождение (юридический адрес) производителя (изготовителя);
- наименование варианта исполнения инструмента;
- серийный номер или номер партии;
- номер и дата регистрационного удостоверения на медицинское изделие;
- обозначение настоящих технических условий;
- основные параметры и характеристики;
- режим работы;
- условия эксплуатации, условия хранения, утилизации;
- дата выпуска месяц и год;
- гарантийный срок эксплуатации.

В маркировке могут быть использованы символы по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Маркировка на ярлыке (образцы):

Для обеспечения правильной эксплуатации инструмента необходимо изучить «Руководство по эксплуатации» (РЭ).

РЭ содержит технические характеристики, назначение, принцип работы, меры безопасности, правила эксплуатации и обслуживания.

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.1 Гарантийный срок эксплуатации:
Инструмент – 12 месяцев со дня реализации при количестве рабочих циклов не более 100, включающих дезинфекцию, стерилизацию и использование по назначению.
электрод – 12 месяцев со дня реализации при количестве рабочих циклов не более 10, включающих дезинфекцию, стерилизацию и использование по назначению.

Примечание: право гарантийной ответственности только при наличии документа о проведении дезинфекции.

1.2 Гарантийный срок хранения изделий 4 год 6 месяцев.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Инструмент из Таблицы 2.
SN 236016
дата выпуска 12.2023
соответствует требованиям
ТУ 32.50.13-049-12966357-2022
РУ от XXXX.XXXX № XXX XXXX.XXXX и признан
гидриком к эксплуатации.
Изготовитель: ООО «НПФ «ЭлеПС», Россия
420095, РТ, г.о. город Казань, г. Казань, тер. ХИМГРАД,
д. 156, офис 14 Тел. +7(843)212-64-21
E-mail: info@eleps.ru, sale@eleps.ru

Научно-производственная фирма
«ЭлеПС»

ELEPS

Инструменты электрохирургические
нестерильные, многоразовые «ЭлеПС»
по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022

**Диссектор биполярный,
пластиковая рукоятка**
(вариант исполнения из Таблицы 2)

Таблица 1

Санитарная обработка	МУ 287-113
Условия эксплуатации	Рекомендации в РЭ
Условия хранения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (от +10°C до +40°C)
Утилизация	1 по ГОСТ 15150 (от +5°C до +40°C)
	Класс Б по СанПин 2.1.3684-21

Таблица 2

Наименование	Вид рабочей части	Длина, мм ±5%	Ø тубуса мм ±0,2мм	Вариант исполнения
Диссектор биполярный изогнутый, пластиковая рукоятка		500,0	5,0	
Диссектор биполярный оковальный, пластиковая рукоятка		500,0	5,0	✓

Рабочая длина бранши, мм 42 мм 46,0

1- рукоятка пластиковая
2- штекер
3- кнопка-фиксатор электрода
4- механизм поворотный
5- Luer-Lock порт с крышкой для очистки тубуса
6- тубус диэлектрический (поворотный)
7- электрод с браншами (рабочая часть)

Инструмент разборный.

Для разборки Диссектора необходимо:

- нажать на кнопку-фиксатор 3 и, удерживая ее в этом положении, раскрыть рукоятку 1 до выхода тубуса 6 из слюного гнезда;
- чтобы снять электрод с браншами 7, плотно зажать бранши и повернуть тубус 6 на 1/4 оборота и вытянуть электрод.

Сборку произвести в обратном порядке. Следует обратить внимание на то, что для полной сборки достаточно вставить тубус 6 в гнездо и сжать рукоятку 1.


Непродолжительный режим работы:
10с – включение, 30с – пауза

Маркировка потребительской тары инструмента

- наименование варианта исполнения инструмента;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- дата выпуска месяц и год;
- обозначение технических условий.

Маркировка потребительской тары инструмента (образцы):



Инструменты электрохирургические нестерильные, многоразовые «ЭлеПС» по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022	
Монополярный электрод нож изогнутый, короткий, (2,5/2,4), 12,5мм	
ООО НПФ «ЭлеПС», Россия 420095, РТ, г.о. город Казань, г. Казань, тер. ХИМГРАД, д. 156, офис 14	Дата выпуска: XX.XXXX




Маркировка транспортной тары медицинского изделия:

- наименование варианта исполнения инструмента;
- товарный знак предприятия-изготовителя ;
- юридический адрес предприятия-изготовителя;
- манипуляционные знаки, соответствующие наименованиям:
«Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», «Ограничение количества ярусов в штабеле»,
обозначение условий транспортирования 5 и хранения 1 по ГОСТ 15150.

Маркировка транспортной тары медицинского изделия (образцы):

		ООО НПФ «ЭлеПС» 420095, РФ, РТ, г.Казань, тер. ХИМГРАД, д.156, офис 14		Инструменты электрохирургические нестерильные, многобазовые «ЭлеПС» по ТУ 32.50.13-049-12966357-2022, вариант исполнения: Монополярный электрод петля- круг, короткий (10,0×02/2,4)	
			хранение		транспортирование
					



Маркировка транспортной тары включает в себя манипуляционные знаки:



Хрупкое. Осторожно




Беречь от влаги



Ограничение количества ярусов в штабеле

Хранение



Температура условий хранения

Хранение



Температура условий
транспортирования

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
6 (шесть) листов

Зам. директора  В.П. Кашин

