

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

123112, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Пресненский,
Пресненская набережная, дом 10

T: +7 495 739 6931

ПОДВЕРЖДАЮ

Директор департамента
Регистрации и сертификации
Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

Харитонов А. П.
от «29» окт 2024 года



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Система рентгеновская мобильная с С-дугой ОЕС Elite MiniView с принадлежностями»

«GE Hualun Medical Systems Co. Ltd.»

(«ДжиИ Хуалун Медикал Системз Ко. Лтд.»)



Рисунок 1 – Система рентгеновская мобильная с С-дугой OEC Elite MiniView с принадлежностями




Рисунок 2 –С-штатив




Рисунок 3 – Рентгеновский излучатель типа моноблок




Рисунок 4 –Детектор рентгеновского излучения



Рисунок 5 –Монитор




Рисунок 6 – Станция рабочая встроенная с программным обеспечением для обработки и хранения медицинских изображений




Рисунок 7 –Клавиатура дополнительная пиктограммная



Рисунок 8 – Клавиатура системы основная




Рисунок 9 – Указатель лазерный



Рисунок 10 – Кабель сетевой



Рисунок 11 –Переключатель ножной, вариант исполнения: проводной



Рисунок 12 –Переключатель ножной, вариант исполнения: проводной



Рисунок 13 –Переключатель ножной, вариант исполнения: беспроводной



Рисунок 14 – Ресивер беспроводного ножного переключателя



GE HealthCare

Система рентгеновская мобильная с С-дугой ОЕС Elite MiniView


Руководство оператора



8849000-1RU
Ред. 4
© 2024
GE HealthCare
Все права защищены

*Общая пользовательская документация.
© 2024; GE HealthCare; GE является товарным знаком компании General Electric Company и используется ею на основании лицензии на товарный знак.
Воспроизведение и/или распространение запрещено.*

Рисунок 15 – Эксплуатационная и сервисная документация



Принадлежности: Рисунок 16 –Принтеры, модель: UP-D898MD



Рисунок 17 – Принтеры, модель: UP-X898MD



Рисунок 18 – Принтеры, модель: UP-971AD




Рисунок 19 – Принтеры, модель: UP-991AD




Рисунок 20 – Модуль беспроводной печати



Рисунок 21 –Модуль беспроводной связи




Рисунок 22 – Защитные чехлы




Рисунок 23 – Адаптеры, варианты исполнения: DP-HDMI, DP-DVI




Рисунок 24 –Разъемы для адаптеров




Рисунок 25 – Дополнительная рабочая поверхность




Рисунок 26 – Дополнительная рабочая поверхность



Рисунок 27 – Кожная прокладка

Система рентгеновская мобильная с С-дугой

REF Модель: OEC Elite MiniView

SN Серийный номер:

 Произведено:

Входное питание: ~100/110/115/120/127 | 200/220/230/240 В $\pm 10\%$, 50/60 Гц

Сила тока (макс.): 4,5 А | 2,3 А

Сила тока (пост.): 2,3 А | 1,2 А

Режим работы: продолжительный

Режим нагрузки: периодическая нагрузка

EC REP

GE MEDICAL SYSTEMS SCS
283 RUE DE LA MINIÈRE,
78530 BUC, FRANCE

КЛАСС I



Rx only



GE Hualun Medical Systems, Co. Ltd

No. 1, Yong Chang North Road, Beijing Economic Technological Development
Zone Beijing 100176, China

Сделано в Китае

Рисунок 28 – Пример системного лейбла

Александров Листах

