

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения холестерина в
сыворотке или плазме крови человека энзиматическим
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c
«Холестерин2 Реагенты для Alinity c (Cholesterol2)»**

:4

Макет маркировки медицинского изделия на русском языке Холестерин2 Реагенты для Alinity с
(Cholesterol2), Кат. № 04T8820



REF

04T8820

IVD



Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)»

4 картриджа по 220 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (Chol2 R1) – 4 x 20,6 мл.;
2. Инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.
Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland. Страна происхождения: Ирландия.

Инструкция по применению: www.corelaboratory.abbott/IFU.

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

**Макет маркировки медицинского изделия на русском языке Холестерин2 Реагенты для Alinity c
(Cholesterol2), Кат. № 04T8830**



REF

04T8830

IVD



Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity c «Холестерин2 Реагенты для Alinity c (Cholesterol2)»

4 картриджа по 800 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (Chol2 R1) – 4 x 62,6 мл.;
2. Инструкция по применению- 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland. Страна происхождения: Ирландия.

Инструкция по применению: www.corelaboratory.abbott/IFU.

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.


Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Chol2

Cholesterol2

Abbott



INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Cholesterol2 assay is used for the quantitation of cholesterol in human serum or plasma on the Alinity c system.

R1 Active ingredients: cholesterol esterase 0.880 KU/L, cholesterol oxidase (CONI-FD) 0.330 KU/L, TODB 0.466 g/L, 4-aminopyridine 0.134 g/L and peroxidase (POD) 6.600 KU/L. Preservative: sodium azide.


Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

Chol2

REF 04T8820



4 x 220



R1

4 x 20.6 mL

Alinity c



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



LOT

Двумерный штрихкод

G93253R03

Уникальный идентификатор изделия (код)

CONTAINS: AZIDE



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

IVD

CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Chol2
Cholesterol2


 2°C — 8°C

INFORMATION FOR USA ONLY

The Cholesterol2 assay is used for the quantitation of cholesterol in human serum or plasma on the Alinity c system.

R1 Active ingredients: cholesterol esterase 0.880 KU/L, cholesterol oxidase (CONH-FD) 0.330 KU/L, TDOH 0.466 g/L, 4-aminoantipyrine 0.134 g/L and peroxidase (POD) 6.600 KU/L. Preservative: sodium azide.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL, 60064 USA

Chol2

REF 04T8830  **4 x 800**

 www.corelaboratory.abbott/1FU

 Exp.

LOT

Версия

Двумерный
штрихкод

Уникальный идентификатор изделия (код)

GG3252R03

R1 **4 x 62.6 mL**

CONTAINS: AZIDE




Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


IVD
CE
0123

PRODUCT OF IRELAND

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Холестерин2 Реагенты для Alinity c
(Cholesterol2), Кат. № 04T8820

 Alinity c  R1 20.6 mL CONTAINS: AZIDE ABBOTT AID0 Longford, Ireland G93255R01 	Chol2 Cholesterol2 04T88   Exp.  G93256R01 	H06613R01 Chol2 
---	--	--

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Холестерин2 Реагенты для Alinity c
(Cholesterol2), Кат. №04T8830

Alinity c R1 20.6 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C ABBOTT AIDD Longford, Ireland G93255R01 SN	Chol2 Cholesterol2 04T88 IVD Exp. LOT G93256R01 Abbott	H06613R01 Chol2 
---	--	--

всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 листов

Подпись






Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах Alinity с «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)» производства

**«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



Фотографическое изображение общего вида МИ «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)», кат. № 04T8820






Фотографическое изображение общего вида картриджа «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)», кат. № 04T8820



Фотографическое изображение общего вида упаковки «Холестерин2 Реагенты для Alinity c (Cholesterol2)», кат. № 04Т8830



Фотографическое изображение общего вида упаковки «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)», кат. № 04Т8830



Фотографическое изображение общего вида упаковки «Холестерин2 Реагенты для Alinity с (Cholesterol2)», кат. № 04T8830



Фотографическое изображение общего вида картриджа «Холестерин2 Реагенты для Alinity c (Cholesterol2)», кат. № 04T8830



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 листов

Подпись

