



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80


Факс: (495) 258 42 81

abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения активированной
аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом (IFCC) на биохимических анализаторах Alinity c
«АСТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Aspartate Aminotransferase)»**


Activated Aspartate Aminotransferase



A-AST

08P2324

10 x 350



R1 10 x 66.3 mL
R2 10 x 20.5 mL

Alinity c

www.covlaboratory.abbott/RFU

R01

Exp. 2025-01-13
LOT 61663UD00



H06768R01



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lismacash, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000



0123

MANUFACTURED FOR PRODUCT OF JAPAN
Abbott Laboratories

Alinity



Abbott

Alinity

A-AST

2°C
-8°C



Exp. 2025-01-13
LOT 61663UD00

FOR USA ONLY

The Activated Aspartate Aminotransferase assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase in human serum or plasma on the Alinity c system.

- * **REAGENT** Active ingredients: L-aspartic acid (278 mmol/L), β-NADH (0.231 mmol/L), LD (770 U/L), MSH (338 U/L), pyridoxal phosphate monohydrate (0.128 mmol/L), TRIS (300 mmol/L).
- * **CONTROL** Active ingredients: L-aspartic acid (120 mmol/L), 2-oxoglutaric acid (61.8 mmol/L), TRIS (291 mmol/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


Фотографическое изображение общего вида АСТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Aspartate Aminotransferase), розовая рамка картриджей



Фотографическое изображение картриджей реагентов (розовая рамка), входящих в состав МИ АСТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Aspartate Aminotransferase)



Фотографическое изображение общего вида АСТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Aspartate Aminotransferase), белая рамка картриджей





Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения активированной аспартатаминотрансферазы
в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом (IFCC) на
биохимических анализаторах Alinity c «АСТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated
Aspartate Aminotransferase)»**

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
АСТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Aspartate Aminotransferase)**



08P2324



Набор реагентов для количественного определения активированной аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом (IFCC) на биохимических анализаторах Alinity с «АСТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Aspartate Aminotransferase)»

10 картриджей по 350 тестов в составе: 1. Реагент 1 (A-AST R1) – 10 x 66,3 мл; 2. Реагент 2 (A-AST R2) – 10 x 20,5 мл; 3. Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. / Место производства: 1. NITTOBO MEDICAL CO., LTD., MEDICAL DEVELOPMENT CENTER, 1 Shiojima, Fukuhara, Fukuyama-Machi, Koriyama-City, Fukushima-Pref., 963-8061 Japan. 2. Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland / Страна происхождения: Япония / РУ № _____ / _____ от _____. / Инструкция по применению на русском языке: [www. www.corelaboratory.abbott/IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/)

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия АСТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Aspartate Aminotransferase)

A-AST
Activated Aspartate Aminotransferase


 2°C — 8°C

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Activated Aspartate Aminotransferase assay is used for the quantitation of aspartate aminotransferase in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **1** Active ingredients: L-aspartic acid (278 mmol/L), β-NADH (0.231 mmol/L), LD (770 U/L), MDH (539 U/L), pyridoxal phosphate monohydrate (0.128 mmol/L), TRIS (30 mmol/L).
- **2** Active ingredients: L-aspartic acid (120 mmol/L), 2-oxoglutaric acid (61.6 mmol/L), TRIS (291 mmol/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

A-AST

REF 08P2324  **10 x 350**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.  **LOT**

Версия

Двумерный штрих-код

Уникальный идентификатор изделия (код)

H06768R02

 2°C — 8°C

R1 10 x 66.3 mL

R2 10 x 20.5 mL

Alinity c



Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

MANUFACTURED FOR Abbott Laboratories

PRODUCT OF JAPAN

 **CE** 0123

Макет маркировки компонентов медицинского изделия АСТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Aspartate Aminotransferase)

Alinity c R1 66.3 mL ABBOTT AlID Longford, Ireland H06769R01 8°C 2°C Двумерный штрих-код Двумерный штрих-код SN	A-AST Activated Aspartate Aminotransferase 08P23 R2 20.5 mL Двумерный штрих-код IVD Exp. LOT H06770R01	H06771R01 A-AST
---	---	--

