

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПО "Биофотоника»

Сergeev A.I.
«15» марта 2024 г.



Маркировка медицинского изделия

Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями

Маркировка Дерматоскоп РДС-2

Общество с ограниченной ответственностью

"Научно-производственное объединение "Биофотоника"

141007, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 35, объект 3
тел. 8 (985) 640-39-17

Дерматоскоп РДС

по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями

Вариант исполнения: Дерматоскоп РДС-2

Зав. №

Дата изготовления



Источник питания - USB разъем, 5В
Потребляемая сила тока - до 500 мА
Тип рабочей части - В
Класс электробезопасности - 2



Регистрационное удостоверение №

РЗН 2017/6363

Версия программного обеспечения - 1.0.0 от 16.01.2017

Сделано в России

Маркировка Дерматоскоп РДС-3

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Биофотоника" 141007, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 35, объект 3 тел. 8 (985) 640-39-17	
Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями Вариант исполнения: Дерматоскоп РДС-3	
Зав. №	Дата изготовления
 Источник питания - USB разъем, 5В Потребляемая сила тока - до 900 мА Тип рабочей части - В Класс электробезопасности - 2	
Регистрационное удостоверение №	РЗН 2017/6363
Версия программного обеспечения - 2.0.0 от 01.11.2023	
Сделано в России	

Маркировка потребительской и транспортной упаковок Дерматоскопа РДС-2



Масса брутто: _____ грамм. «Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно!».	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Биофотоника" 141007, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 35, объект 3 тел. 8 (985) 640-59-17
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ Транспортировать дерматоскоп следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. Размещение и крепление упаковки с дерматоскопом в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств. Условия транспортирования и хранения дерматоскопа должны соответствовать температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности в диапазоне от 20 до 80 %.	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями Вариант исполнения: Дерматоскоп РДС-2 Зав. № Дата изготовления  Источник питания - USB разъем, 5В Потребляемая сила тока - до 500 мА Тип рабочей части - В  Класс электробезопасности - 2  Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6363 Версия программного обеспечения - 1.0.0 от 16.01.2017 Сделано в России

Маркировка потребительской и транспортной упаковок Дерматоскопа РДС-3



Масса брутто: _____ грамм.
«Беречь от влаги», «Хрупкое. Осторожно!».

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать дерматоскоп следует транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Размещение и крепление упаковки с дерматоскопом в транспортных средствах должно обеспечивать их устойчивое положение, исключая возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования и хранения дерматоскопа должны соответствовать температуре от -20°C до +60°C и относительной влажности в диапазоне от 20 до 80 %.

Общество с ограниченной ответственностью

"Научно-производственное объединение "Биофотоника"

141007, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 35, объект 3
тел. 8 (985) 640-39-17

Дерматоскоп РДС

по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями

Вариант исполнения: Дерматоскоп РДС-3

Зав. №

Дата изготовления



Источник питания - USB разъем, 5В

Потребляемая сила тока - до 900 мА

Тип рабочей части - В

Класс электробезопасности - 2



Регистрационное удостоверение №

РЗН 2017/6363

Версия программного обеспечения - 2.0.0 от 01.11.2023

Сделано в России

Прошнуровано и пронумеровано
Количество страниц 5 (*пять*)

ООО «НПО «Биофотоника»
Генеральный директор Сергеев А.И.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПО "Биофотоника»

Сергеев А.И.

«15» марта 2024 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями




Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-2




Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-2 (USB флеш накопитель с программным обеспечением)



Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-2 (маркировка)



потребительская упаковка




маркировка

Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-2 (потребительская упаковка, маркировка)



транспортная упаковка



маркировка

Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-2 (транспортная упаковка, маркировка)




Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-3




Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-3 (USB флеш накопитель с программным обеспечением)



Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-3 (маркировка)



потребительская упаковка




маркировка

Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-3 (потребительская упаковка, маркировка)



транспортная упаковка



маркировка

Фото	Дерматоскоп РДС по ТУ 26.60.12-001-18849919-2017 с принадлежностями
Исполнение	Дерматоскоп РДС-3 (транспортная упаковка, маркировка)

Прошнуровано и пронумеровано
Количество страниц 11 (одиннадцать)

ООО «НПО «Биофотоника»
Генеральный директор Сергеев А.И.

