

Макет маркировки на медицинское изделие

**Набор реагентов для количественного определения холестерина в
сыворотке или плазме крови человека энзиматическим
спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах
ARCHITECT «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)»**



04S9220



Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)»,

4 картриджа по 250 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (Chol2 R1) – 4 x 21,6 мл;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. Страна происхождения: Ирландия.

РУ № ____/____ от ____/____/____

Инструкция по применению на русском языке: [www. www.corelaboratory.abbott /IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/)

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1,

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9230



04S9230



Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)»,

4 картриджа по 800 тестов, в составе:

1. Реагент 1 (Chol2 R1) – 4 х 62,5 мл;
2. Инструкция по применению – 1 шт.

Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Место производства: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия.

Страна происхождения: Ирландия.

РУ № _____ / _____ от _____ /

Инструкция по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1,
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

Chol2



Cholesterol2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1

4 x 21.6 mL

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Cholesterol2 assay is used for the quantitation of cholesterol in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.


R1 Active ingredients: Cholesterol esterase 0.880 KU/L, Cholesterol oxidase (CONH-FD) 0.330 KU/L, TOOB 0.466 g/L, 4-aminoantipyrine 0.134 g/L and Peroxidase (POD) 6.600 KU/L. Preservative: sodium azide.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

 **Abbott**



CONTAINS: AZIDE

IVD

CE
0123

REF

04S9220



4 x 250



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



Exp.

LOT

Двумерный
штрихкод

G93246R03

Уникальный идентификатор изделия (код)

Chol2



FOR USE WITH
ARCHITECT


R1 4 x 62.5 mL

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Cholesterol2 assay is used for the quantitation of cholesterol in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

R1 Active ingredients: Cholesterol esterase 0.880 KU/L, Cholesterol oxidase (CONH-FD) 0.330 KU/L, TODB 0.466 g/L, 4-aminoantipyrine 0.134 g/L and Peroxidase (POD) 6.600 KU/L. Preservative: sodium azide.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



CONTAINS: AZIDE

IVD

CE
0123

REF 04S9230

4 x 800



www.corelaboratory.abbott/IFU

Версия



Exp.

Двумерный
штрихкод


LOT

Уникальный идентификатор изделия (код)


G93245R03

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000


PRODUCT OF IRELAND



Макет маркировки компонентов медицинского изделия «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04T1020



Макет маркировки компонентов медицинского изделия «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04T1030



Макет оригинальной маркировки медицинского изделия «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. №04Т1030

Chol2



Cholesterol2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1


4 x 62.5 mL

INFORMATION FOR USA ONLY **Rx ONLY**

The Cholesterol2 assay is used for the quantitation of cholesterol in human serum or plasma on the ARCHITECT c Systems.

R1 Active ingredients: Cholesterol esterase 0.880 KU/L, Cholesterol oxidase (CONH-FD) 0.330 KU/L, TODB 0.466 g/L, 4-aminoantipyrine 0.134 g/L and Peroxidase (POD) 6.600 KU/L. Preservative: sodium azide.

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA



CONTAINS: AZIDE

IVD

CE
0123

REF **04S9230**



4 x 800



www.corelaboratory.abbott/1FU

Версия



Exp.

Двумерный
штрихкод

LOT

Уникальный идентификатор изделия (код)

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnamuck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331000

PRODUCT OF IRELAND

 **Abbott**

G93245R03

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов



Подпись



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"
Тел: (495) 258 42 80
Факс: (495) 258 42 81
abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме крови человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT «Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)» производства

**«Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division),
Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland (Ирландия)
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**


Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9220




Фотографическое изображение общего вида МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9220



Фотографическое изображение общего вида МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9220



Фотографическое изображение общего вида картриджа
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9220




Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9230




Фотографическое изображение общего вида МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9230



Фотографическое изображение общего вида МИ
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9230



Фотографическое изображение общего вида картриджа
«Холестерин2 Реагенты для ARCHITECT (Cholesterol2)», Кат. № 04S9230



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

9 листов

