



Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80

Факс: (495) 258 42 81


abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

**Набор реагентов для количественного определения активированной
аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека
спектрофотометрическим методом (IFCC) на биохимических анализаторах Alinity с
«АЛТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Alanine Aminotransferase)»**



Activated Alanine Aminotransferase



A-ALT

REF 08P1824

10 x 300

2°C

R1 10 x 44.4 mL

R2 10 x 44.0 mL

www.coreslaboratory.abbott/IFU

R02

Exp 2024-12-28

LOT 62483UD00



H06763R01

Abbott Ireland
Diagnostics Division
Cn. Longford
Ireland
+353-43-3331000



0123

MANUFACTURED FOR
Abbott Laboratories

PRODUCT OF JAPAN


(01) 00380740170059 (17) 241228
(10) 62483UD00 (240) 08P1824

Alinity



Alinity

A-ALT



INFORMATION FOR USA ONLY

Rx ONLY

The Activated Alanine Aminotransferase assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum or plasma on the Alinity c system.

- **[R1]** Active ingredients: β -NADH (0.369 mmol/L), LD (2460 U/L), pyridoxal phosphate monohydrate (0.205 mmol/L), TRIS (100 mmol/L).
- **[R2]** Active ingredients: L-alanine (1025 mmol/L), 2-oxoglutaric acid (30.75 mmol/L), TRIS (105 mmol/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA


Lot
Exp.

2024-12-28
62483UD00

Фотографическое изображение общего вида АЛТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Alanine Aminotransferase), розовая рамка картриджей









8 листов

Подпись 



Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения активированной аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом (IFCC) на биохимических анализаторах Alinity c «АЛТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Alanine Aminotransferase)»

**Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
АЛТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Alanine Aminotransferase)**



08P1824



Набор реагентов для количественного определения активированной аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови человека спектрофотометрическим методом (IFCC) на биохимических анализаторах Alinity с «АЛТ активированная Реагенты для Alinity с (Activated Alanine Aminotransferase)»

10 картриджей по 300 тестов, в составе: 1. Реагент 1 (A-ALT R1) – 10 x 44,4 мл; 2. Реагент 2 (A-ALT R2) – 10 x 44,0 мл; 3. Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. / Место производства: 1. NITTOBO MEDICAL CO., LTD., MEDICAL DEVELOPMENT CENTER, 1 Shiojima, Fukuhara, Fukuyama-Machi, Koriyama-City, Fukushima-Pref., 963-8061 Japan. 2. Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland. / Страна происхождения: Япония / РУ № _____ / _____ от _____. / Инструкция по применению на русском языке: [www. www.corelaboratory.abbott/IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/)

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1

Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия АЛТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Alanine Aminotransferase)

A-ALT
Activated Alanine Aminotransferase


2°C 8°C

INFORMATION FOR USA ONLY Rx ONLY

The Activated Alanine Aminotransferase assay is used for the quantitation of alanine aminotransferase in human serum or plasma on the Alinity c system.

- R1** Active ingredients: β -NADH (0.369 mmol/L), LD (2460 U/L), pyridoxal phosphate monohydrate (0.205 mmol/L), TRIS (100 mmol/L).
- R2** Active ingredients: L-alanine (1025 mmol/L), 2-oxoglutaric acid (30.75 mmol/L), TRIS (105 mmol/L).

Distributed in the USA by Abbott Laboratories, Abbott Park, IL 60064 USA

A-ALT

REF 08P1824  **10 x 300**

 www.corelaboratory.abbott/IFU

 Exp.  **LOT**

Версия

Двумерный штрих-код

Уникальный идентификатор изделия (код)

H06763R02

2°C 8°C

R1 10 x 44.4 mL

R2 10 x 44.0 mL

 Abbott Ireland
Diagnostics Division
Lisnakeck, Longford
Co. Longford
Ireland
+353-43-3331900

MANUFACTURED FOR
Abbott Laboratories

 **CE**
0123

PRODUCT OF JAPAN

Alinity c

Макет маркировки компонентов медицинского изделия АЛТ активированная Реагенты для Alinity c (Activated Alanine Aminotransferase)

Alinity c R1 44.4 mL  Двумерный штрих-код Двумерный штрих-код ABBOTT AIDO Longford, Ireland H06764R01 	A-ALT Activated Alanine Aminotransferase 08P18 R2 44.0 mL Двумерный штрих-код IVD  Exp. LOT H06765R01 	H06765R01 A-ALT 
--	---	--

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов

Подпись

